

# 美しく、研磨

ダイヤモンド粒子含有の研磨ペースト「レンフェルトポリッシュ」。

デジタル技工の進化に応え、3Dプリントマテリアルズをラインナップに追加。

ポーセレン、ジルコニア、プレスセラミックス、硬質レジンから3Dプリント材料まで、

簡単に素早く、そして美しく研磨します。

## STEP 1

### 粗研磨

「レンフェルト シリコンポリッシャー」を使用し、粗研磨を行います。



### ONE POINT ADVICE

硬質レジンの仕上げ研磨に「コットンバフ」を使用することで、さらに滑沢な研磨面を得ることができます。

## STEP 2

### 仕上げ研磨

「バイソンプラシ」と「レンフェルトポリッシュ」を使用した仕上げ研磨により、美しく輝くツヤ出しを実現します。

※発熱防止のため、ブラシを強く押し付けすぎないようにしてください。



ダイヤモンド粒子入り研磨ペースト

## レンフェルトポリッシュ

| 製品名                      | 容量   | 注文No.    | 価格      |
|--------------------------|------|----------|---------|
| レンフェルトポリッシュ オールインワン      | 各18g | 510-0100 | 15,000円 |
| レンフェルトポリッシュ ジルコニア        |      | 510-1100 | 15,000円 |
| レンフェルトポリッシュ プレスセラミックス    |      | 510-2100 | 15,000円 |
| レンフェルトポリッシュ ハイブリッド       | 各13g | 510-3000 | 15,000円 |
| レンフェルトポリッシュ 3Dプリントマテリアルズ |      | 510-4000 | 15,000円 |

一般の名称：歯科用研磨器材 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104030318



3Dプリント  
マテリアルズ

製品についての詳細は  
弊社ホームページを  
ご覧ください。

[www.dentalsupply.co.jp](http://www.dentalsupply.co.jp)



New

### 関連製品

#### レンフェルトポリッシュ 3Dプリントマテリアルズ スターターキット



価格 20,000円  
注文No. 510-4100

#### 【スターターキット内容】

- ・レンフェルトポリッシュ 3Dプリントマテリアルズ (13g)
- ・プレポリッシャー 3D top (1本)
- ・プレポリッシャー 3D side (1枚)
- ・バイソンプラシ (1本)
- ・レーザーバフ (1本)
- ・コットンバフ (1本)



#### レンフェルトシリコンポリッシャー (φ22mm・100枚入)

価格 19,300円  
注文No. 86-0000

一般の名称：歯科用研磨器材  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104030324



#### バイソンプラシ (φ18mm・25本入/100本入)

価格 9,300円/  
36,300円

注文No. 766-1000/  
766-1100

一般の名称：歯科用研磨器材  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104030323



#### コットンバフ (φ22mm・12本入)

価格 7,500円  
注文No. 205-1000

一般の名称：歯科用研磨器材  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104030108



#### プレポリッシャー 3D top (φ17mm・1本入)

価格 6,000円  
注文No. 88-0000

一般の名称：歯科用研磨器材  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104030398



#### プレポリッシャー 3D side (φ26mm・10枚入)

価格 10,000円  
注文No. 87-0000

一般の名称：歯科用研磨器材  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104030398



#### レーザーバフ (φ22mm・5本入)

価格 7,500円  
注文No. 208-1000

一般の名称：歯科用研磨器材  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104030110

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



## 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は