

レンフェルト サイレントシリーズ 新規採用キャンペーン

サイレントシリーズにサイレント XSが新発売！ 特別価格にてご提供いたします！

3
YEARS GUARANTEE
3年保証

モーターは消耗品の
ため3年保証の
対象外となります。



歯科用コンパクト集塵機

サイレント XS


注文No. 2922-1000

価格 150,000円

コンパクトで高い集塵力を実現！
チェアサイドや訪問診療での調整や研磨に
おすすめです

騒音レベル：52.7dB／最大体積流量：510L/min

機能	〈フレキシブル〉 技工所からチェアサイドまで。 コードレスであらゆるシーンで使用可能。
	〈シンプル〉 簡単な操作ですぐに使える。片手でのオペレーションをサポート
使用用途	〈セーフティ〉 プロテクトシールドとグリルを装備、安全に作業が可能です。 H13/HEPA フィルター付きでダストバックフリー設計
	〈歯科クリニックおよびラボ〉 ・チェアサイドでの調整や研磨 ・義歯、矯正装置、テック・単冠など ・ミリング加工後の調整研磨 〈訪問診療〉 ・義歯調整など



仕様

サイズ	W223×D193×H248mm	バッテリー	ニッケル水素 単三電池 8本
重量	約1.12kg		※充電式リチウムイオンバッテリーは 使用できません
電源・電圧	100～240V、50/60Hz	包装	本体1台、保護ガラス、 充電器/電源コード。
最大体積流量	510L/min		
騒音レベル	52.7dB		

※ニッケル水素電池は付属しておりません。別途ご購入ください。

別売品

サイレントXS用フィルターセット 3枚入	注文No.2922-0002	価格19,000円
サイレントXS用ワーキングブロック	注文No.2922-0001	価格 7,000円

CAMユニット専用 技工用集塵器

サイレント パワーCAM EC

注文No. 2939-2000

パワフルなのに静音設計

長寿命モーターで技工環境を強力サポート

騒音レベル：54.3dB／最大体積流量：3,984L

サイズ：W270×D540×H535mm 重量：約18kg

価格 580,000円

機能	●ECモーター搭載	●自動フィルタークリーニング
	●フィルターバッグ不要	●CAMユニット連動



※インターフェイスケールは別売です

CAMユニット専用 技工用集塵器

サイレント コンパクトCAM

注文No. 2934-3500

静音設計で小型CAMユニット専用の集塵器です。インターフェイスケールを
接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。

騒音レベル：55dB／最大体積流量：2,500L

サイズ：W245×D500×H440mm 重量：約13.2kg

価格 290,000円

機能	●自動フィルタークリーニング
	●フィルターバッグ不要 ●CAMユニット連動



※インターフェイスケールは別売です

技工用集塵器

サイレント コンパクト

注文No. 2934-1500

静音設計で一人用のコンパクト型集塵器です。

自動でファインフィルターが振動し、ダストが集塵トレイに振るい落とされます。

騒音レベル：55dB／最大体積流量：2,500L

W245×D500×H440mm 重量：13.2kg

価格 280,000円

機能	●自動フィルタークリーニング
	●フィルターバッグ不要 ●連動機能



技工用集塵器

サイレント EC2

注文No. 2937-2000

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる集塵器です。技工用ハンド
エンジンなど2台の機器との連動が可能で個別にON/OFFの切替ができます。

騒音レベル：55dB／最大体積流量：3,980L

W285×D540×H535 mm 重量：約18.5kg

価格 650,000円

機能	●ECモーター搭載	●自動フィルタークリーニング
	●フィルターバッグ不要	●連動機能



技工用集塵器

サイレント TS

注文No. 2921-1050

運転時のノイズを抑えた静音設計です。

Y型ホースアダプターにより2台同時に使用できます。

騒音レベル：63dB／最大体積流量：2,900L

W224×D564×H591mm 重量：約26kg

価格 420,000円

機能	●連動機能
----	-------



※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。 ※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ [販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は