

キャンペーン期間

2025

7/22 tue. ▶ 8/20 wed.

JDS CAD/CAM ディスク特別キャンペーン

期間中 対象製品を特別価格にてご提供

JDS ワックスディスク

通常のインレーワックスと同等の溶解温度 (76℃) により

- 樹脂フレームの採用により、ディスク保持部が割れにくい
- 位置決めノッチ付で加工機への再装着が容易です
- 石こう系埋没材の急速加熱に対応
- 診断用ワックスアップに最適なアイボリー色をご用意
(アイボリー色は着色材に酸化チタンを使用しています)



サイズ・色調

Φ98.5× 厚 20mm (グリーン、アイボリー)
Φ98.5× 厚 14mm (グリーン)

包装・価格

1 枚: 各 3,000 円
ラボパック 50 枚: 各 128,000 円

一般的名称: 歯科用キャストワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 27B2X000800072

JDS PMMA ディスク

プロビジョナル作成をスムーズに!
クリアはスプリントやサージカルガイドを、
A系色はプロビジョナルやテンポラリークラウンの作成に、
BL2 は A1 よりも明るい臨床ケースに適用可能です。



サイズ・色調

Φ98× 厚 15mm
(クリア、A1、A2、A3、BL2)
Φ98× 厚 20mm
(クリア、A1、A2、A3、BL2)



包装・価格

1 枚: 4,500 円

一般的名称: 歯科用加工用レジン材料 医療機器分類: 管理医療機器 届出番号: 227AF8ZX00091A01

JDS PMMA ディスク マルチレイヤー

自然なグラデーションを表現するマルチレイヤー色を追加
審美プロビジョナルには、マルチレイヤーを推奨



サイズ・色調

Φ98× 厚 20mm
(マルチレイヤー A2、マルチレイヤー A3)

包装・価格

1 枚: ~~9,000 円~~

一般的名称: 歯科用加工用レジン材料 医療機器分類: 管理医療機器 届出番号: 227AF8ZX00091A01

※価格は希望医院価格です (価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は