

NEW SILENT XS

Mobile suction unit

「サイレント XS」は、歯科医院や院内ラボ向けに設計された、移動可能な吸引ユニットです。

仮歯、スプリント、義歯などの加工時に発生する切削粉塵や小さな破片を、高い吸引力で吸引します。バッテリー駆動のコードレスタイプでコンパクトなボディサイズを実現。

院内の様々な場所へ簡単に持ち運ぶことができ、静音設計により診療中や作業中でも周囲を気にせず使用可能です。

お好きな場所で効率的かつ快適な作業環境を提供します。

Advantages

- フレキシブル 技工所からチェアサイドまでコードレスであらゆるシーンで使用可能です。
- シンプル 簡単な操作ですぐに使い、片手でのオペレーションをサポートします。
- セーフティ プロテクトシールドを装備、安全な作業が可能で、H13/HEPA フィルター付きのダストバックフリー設計です。

making work easy



3
YEARS GUARANTEE
3年保証



easy use



silent



perfect view



compact

NEW

歯科用コンパクト集塵機 サイレント XS

注文No.2922-1000

価格：150,000円

ワーキングブロック



別売品

サイレントXS用フィルターセット 3枚入 注文No.2922-0002

価格 19,000円

サイレントXS用ワーキングブロック 注文No.2922-0001

価格 7,000円

価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

仕様

サイズ	W223 x D193 x H248mm
重量	約1.12kg
電源・電圧	100~240V、50/60Hz
最大体積流量	510L/min
騒音レベル	52.7dB
バッテリー	ニッケル水素 単三電池 8本

* 充電式リチウムイオンバッテリーは使用できません。

包装

本体1台、保護ガラス、充電器/電源コード
* ニッケル水素電池は附属しておりません。別途ご購入ください。



ジーシーグループ 製造販売元



株式会社 日本歯科商社

東京本社 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085

製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください
<http://www.dentalsupply.co.jp/> ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

北海道営業所 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

