

MicroMega

COLTENE

NiTi ファイル・レシプロケーションシステム

トライアルキャンペーン

キャンペーン期間 2025


9/22 MON ▶ 10/20 MON

One RECI ワンレシ

根管拡大・形成用

直径1.0mmNiTiワイヤー 使用
歯頸部周囲および歯の硬組織の保存

レシプロケーション
熱処理NiTiワイヤー使用



MicroMega FLOW



One Flare ワンフレア

根管口拡大用

柔軟性と破折抵抗の向上

正回転 250-400rpm
トルク 3.0N.cm



T-Wire:
熱処理NiTiワイヤー使用

One G ワンジー

グライドパス用

切削片の掻き上げと穿通効率を向上

正回転 250-400rpm
トルク 1.2N.cm



NiTiワイヤー使用

Remover リムーバー

ガッタパーチャー除去用

従来品より柔軟性と切削除去効率を向上

正回転 400-800rpm
トルク 2.5N.cm



熱処理NiTiワイヤー使用

ORDER INFORMATION

製品名	サイズ	長さ	入数	価格
One RECI	#20/4% 黄	21mm 25mm	5本入り	9,000円
	#25/4% 赤	21mm 25mm	5本入り	9,000円
	#25/6% 赤	21mm 25mm	5本入り	9,000円
	#35/4% 緑	21mm 25mm	5本入り	9,000円
	#45/4% 白	21mm 25mm	5本入り	9,000円
	アソート	21mm 25mm	5本入り	9,000円
	One Flare	#25/9% 17mm	5本入り	9,000円
	One G	#14/3% 21mm 25mm	5本入り	9,000円
	Remover	#30/7% 19mm 23mm	5本入り	7,000円

特別価格でご提供いたします!

販売名: マイクロメガNiTiロータリーファイルシステム (One RECI)
販売名: マイクロメガNiTiロータリーファイルシステム (One Flare オリフィスオープナー)
販売名: マイクロメガNiTiロータリーファイルシステム (One G グライドパス)
販売名: マイクロメガNiTiロータリーファイルシステム (マイクログリムバー)
電動式歯科用ファイル 管理医療機器 医療機器認証番号: 304AGBZ100001000

* 価格は希望医院価格です (価格には消費税は含まれておりません)

ジーシーグループ

[販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[輸入元]

コルテンジャパン合同会社
〒190-0012
東京都立川市曙町2丁目25-1-2F
TEL: 042-595-6945 FAX: 042-595-6946
www.coltene.com

[選任製造販売業者]

AJMD株式会社
〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町4-7
久松町ロータリービル
TEL: 03-5614-0733 FAX: 03-5614-0734

ご用命は