

コードからの解放。
スムーズな診療をサポート。

デンタルLEDコードレスヘッドライトⅢ

Dental LED

for Galilean Loupes Series


Cordless Headlight Ⅲ

Features




SMOOTH

EASY
OPERATION



コードのないLEDライト

コードに絡まることなく、断線の心配がないので、スムーズな診療が可能です。また、重量は37gと軽く、診療時の負担を低減し、訪問診療にも適しています。



※スイッチの反対側も押さえながらスイッチを押してください。

診療を妨げない簡単操作

バッテリーの横にあるスイッチをクリックするだけのシンプルな操作で、弊社従来品よりもすばやくOn/Offの切替が可能です。診療をスムーズに行うことができます。

Dental LED Cordless Headlight III

for Galilean Loupes Series



Features



※例：ホギーズアイガード

クリップ使用による 高い汎用性

メガネのフレームに専用クリップを挟み込むことで、様々なルーペや保護メガネに装着可能です。
※メガネフレームの形状によりルーペや保護メガネに装着できない場合があります。
※往診・検診に便利です。



マグネット式 バッテリー2個付属

バッテリー交換はマグネット固定式なので簡単。さらに、診療中の予備として使用できる2個目のバッテリーを標準付属しています。

色再現性の高い昼光色6,000 K

口腔内の細かな変化を照らし、色をしっかりと視認できる昼光色6,000K。
また、光硬化型レジンの硬化を抑制する遮光ライトフィルターを付属しています。

Galilean Loupe Combination



with Galilean Loupe UL Multi

ガリレアンルーペ UL マルチ
コードレスヘッドライトセットⅢ

セット価格 **94,000円** セットで8,000円お得!

一般名称：双眼ルーペ 医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100371



with Galilean Loupe UL Multi TTL

ガリレアンルーペ UL TTL
コードレスヘッドライトセットⅢ

セット価格 **100,000円** セットで14,000円お得!

一般名称：双眼ルーペ 医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100372

Mount parts

2種類のクリップをご用意しています。



クリップオンTTL用

価 格 **1,300円**

※1個付属していますが、別売品としても販売しています。



クリップオン

価 格 **1,200円**

Product



デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ

価 格 **64,000円**

一般名称：汎用光源
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100370



充 電 時 間	約120分
照 射 時 間	約150分
色 温 度	6,000K
照 度	10,000Lux
L E D 寿 命	約10,000時間
重 量	37g(バッテリー装着時)
充電可能回数	約300回

構成

・コードレスヘッドライト ・バッテリーコントローラーⅢ×2 ・遮光ライトフィルター
・充電用コード ・ACアダプタ ・クリップオンTTL用 ・マイナスイオン

別売品

バッテリーコントローラーⅢ：17,000円

Related Product



保護メガネ ホギーズアイガード

価 格 **4,700円**

- フレームサイズ：S(幅135mm), M(幅145mm), L(幅155mm)
- 仕様：ポリカーボネート/UVカット/曇り止め加工
- 構成：ホギーズ・アイガード(本体)1個、サポートコード1本
- フレームカラー(全7色)：レッド/ブラック/ブルー/ピンク/イエロー/ホワイト/レッド

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください▶

<https://www.dentalsupply.co.jp/>



※消耗品は保証の対象外となります。 ※価格は希望小売価格です(価格には消費税は含まれておりません)。
※本製品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ

〔製造販売元〕



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は