


CA タイプ

オートクレーブ滅菌可

低回転・低振動で、抜歯窩の 軟組織(不良肉芽)を除去 骨を守り、効率的に治癒を促進

抜歯窩搔爬用器具

JDS抜歯窩搔爬用ダイヤモンドバーキット



【禁忌・禁止】

・ニッケル及び本品に使用している成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
・インプラント治療不適応の患者には使用しないこと。

- ・残存骨を損傷することなく、軟組織を除去
- ・サージカルキュレットでは届きにくい部位に対応
- ・骨にやさしい、特殊設計による高効率バー形状
- ・抜歯後やインプラント手術時にも幅広く活用可

抜歯窩搔爬用器具

JDS抜歯窩搔爬用ダイヤモンドバーキット

■ 包装(3種類)

- | | |
|--|------------|
| ① JDS抜歯窩搔爬用ダイヤモンドバーキット
(バースタンド・RL2・RL3) | 価格 13,000円 |
| ② JDS抜歯窩搔爬用ダイヤモンドバー単品 RL2 | 価格 5,900円 |
| ③ JDS抜歯窩搔爬用ダイヤモンドバー単品 RL3 | 価格 5,900円 |

Reco Order NO.	RL2	RL3
CA	○	○
SIZE ø 1/10mm	020	030
HEAD LENGTH mm	2.0	3.0
オートクレーブ滅菌	○	○
推奨回転数	1,200rpm	1,200rpm

新発売記念キャンペーン!

期間 **2025.09.22日 - 11.20日**
キャンペーン期間中ダイヤモンドバーキットを
数量限定! 特別価格! にてご提供いたします。

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください▶
<https://www.dentalsupply.co.jp/>



ご注文書

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL ()	
お取引販売店	ご担当者

対象製品	ご注文数
JDS抜歯窩搔爬用 ダイヤモンドバーキット	
☒ キット <キャンペーン対象>	
☐ 単品 RL2	
☐ 単品 RL3	

一般医療機器 歯肉切開メス/届出番号 4082X1042NE0002

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ



〔販売元〕

株式会社 日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

〔製造販売元〕

株式会社ネクステラ

ご用命は


CA タイプ

オートクレープ滅菌可

低回転・低振動で、抜歯窩の 軟組織(不良肉芽)を除去 骨を守り、効率的に治癒を促進

抜歯窩搔爬用器具

JDS抜歯窩搔爬用ダイヤモンドバーキット



製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください▶

<https://www.dentalsupply.co.jp/>



- ・残存骨を損傷することなく、軟組織を除去
- ・サージカルキュレットでは届きにくい部位に対応
- ・骨にやさしい、特殊設計による高効率バー形状
- ・抜歯後やインプラント手術時にも幅広く活用可

抜歯窩搔爬用器具

JDS抜歯窩搔爬用ダイヤモンドバーキット

■ 包装(3種類)

- | | |
|--|------------|
| ① JDS抜歯窩搔爬用ダイヤモンドバーキット
(バースタンド・RL2・RL3) | 価格 13,000円 |
| ② JDS抜歯窩搔爬用ダイヤモンドバー単品 RL2 | 価格 5,900円 |
| ③ JDS抜歯窩搔爬用ダイヤモンドバー単品 RL3 | 価格 5,900円 |

Reco Order NO.	RL2	RL3
CA	O	O
SIZE ø 1/10mm	020	030
HEAD LENGTH mm	2.0	3.0
オートクレープ滅菌	O	O
推奨回転数	1,200rpm	1,200rpm

【禁忌・禁止】

- ・ニッケル及び本品に使用している成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・インプラント治療不適応の患者には使用しないこと。

ご注文書

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL ()	
お取引販売店	ご担当者 様

対象製品	ご注文数
JDS抜歯窩搔爬用 ダイヤモンドバーキット	
☐ キット	
☐ 単品 RL2	
☐ 単品 RL3	

ジーシーグループ



【販売元】

株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

【製造販売元】

株式会社ネクステラ

ご用命は