

Keplerian Loupe

双眼ルーペ
ケプリアンルーペ

軽量チタンフレームに
ケプラー式光学システムを採用した
高倍率ルーペ

倍率
4.5倍



広い視野 & 高い倍率

広く、大きい視野を確保し、 診療精度を高める。

ケプラー式光学システム採用


視野が広く、高倍率が得られるケプラー式にプリズムを組み込んだ光学システムを採用。口腔内を広い視野と高い倍率で確認できるようになり、質の高い診療の実現をサポートします。



裸眼の **4.5倍**

正しい姿勢を保つ

ルーペを使用することにより作業距離が一定になり、安定した疲れにくい姿勢を保つことができます。



バンドでサポート

安定してルーペを使用するために、付属のバンドで頭部に固定することができます。



OPTION LEDライトで 口腔内を明るく照射

別売品のLEDライトを装着することで口腔内を照らし、明るい視野が確保できます。



PRODUCTS

ケブラリアンルーペ マルチ BLACK 4.5倍

価格 **98,000円**



一般的名称: 双眼ルーペ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100345

【仕様】

作業距離	420mm
焦点深度	50mm
視野径	45mm
重量	97g(フレーム含む)

【構成】ケブラリアンルーペ用

●ストリングフレームバンド	1個
●フリップアップ	1個
●レンズカバー	4個
●ドライバー	1本

【別売品】ケブラリアンルーペ用

ストリングフレームバンド	1,200円
ノーズパッド	600円
プロテクトアイグラス(RL)	2,800円
チタンフレーム BLACK	19,000円
フリップアップ	900円

コードレスライト セット

**12,000円
お得!**



ケブラリアンルーペ マルチ
コードレスヘッドライトセットⅢ BLACK 4.5倍
セット価格 **150,000円**

一般的名称: 双眼ルーペ 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104100388

コード付きライト セット

**9,000円
お得!**



ケブラリアンルーペ
マルチセットⅢ BLACK 4.5倍
セット価格 **125,000円**

一般的名称: 双眼ルーペ 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104100387

RELATED PRODUCTS

デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ

価格 **64,000円**



一般的名称: 汎用光源
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104100378

デンタルLED UL スポットライトⅢ マルチタイプ

価格 **36,000円**



一般的名称: 汎用光源
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104100382

弱酸性次亜塩素酸クリーナー JDSルーペ専用 除菌クリーナー

内容量: 100cc



価格 **2,000円**

レンズくもり止め OTSアンチ フォグアルファ

内容量: 10g



価格 **700円**

※価格は希望医院価格です。価格に消費税は含まれておりません。

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください▶

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

