

ミリングマシン CRAFT 5X

加工機に、集塵機・クーラント・コンプレッサーの3役を
搭載したオールインワンミリングマシン

Quiet & Space-saving

作動時の音が小さい静音設計。
設置にはW436×D660mmの省スペースでOK。

Wet & Dry

ジルコニア、ワックス、PMMA、PEEK、コンポジットレジン、
ハイブリッドレジン、ガラスセラミック、プレミルドチタンア
バットメントの加工が可能です。

High Quality Spindle

最大100,000rpmで最大出力0.7kWの優れた耐久性を
もつJägerスピンドルを搭載しています。

5-Axis

同時5軸加工機補綴物形状の制約をより少なくした精密加
工を実現しました。

90 Degree Milling

90度加工で歯牙の外形をより高精度に再現することがで
きます。

【サイズ】加工機(上部)W440×D660×H710mm
テーブル(下部)W436×D660×1000mm

【価 格】**¥6,000,000**

(CAMソフト・ミリングバー各種・PC・設置費用・
保守費用は別途となります)



一般の名称:歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:26B2X10039000012

乾式ミリングマシン CRAFT DRY

DOF

90 Degree Milling

Cクランプジグを使用した
90度加工が可能です。

High Frequency Spindle

最大60,000rpmで最大出力
800Wのスピンドルでジルコニアだ
けではなく、PMMAやハイブリッドレ
ジンまで安定的に加工します。

Quick Jig Change

クイックジグチェンジ方式を採用し、
複雑な過程や別途道具を使用しない
で、簡単に早くジグの交換が可能です。

【サイズ】W430×D620×H712mm

【価 格】**¥3,530,000**

※CRAFT DRY専用集塵機、CRAFT DRY専用台、
CAMソフトが別途必要です。
※設置費用・保守費用は別途となります。

一般の名称:歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:26B2X10039000020



歯科用ミリングマシン MD-500

5軸制御で精密加工を高速に、
ハイエンドモデルのミリングマシン
MD-500シリーズ

乾式加工 MD-500 S

- ・5軸サーボモーター
制御による高速加工
- ・ハイブリッドレジンブロック
【最短加工時間】約9分

【サイズ】W500×D740×H680mm

※アジャスタ・集塵接続口除く

【価 格】**¥4,980,000**

一般の名称:歯科技工室設置型コンピュタ支援設計・製造ユニット
医療機器分類:一般の医療機器
届出番号:13B2X10330000004



湿式加工 MD-500 W

- ・5軸サーボモーター制御による
高速加工
- ・メンテナンスが容易な
切粉回収トレイを採用
- ・べたつきや臭いの少ない
水溶性の専用クーラント液

【サイズ】W500×D760×H1550mm

※アジャスタ・集塵接続口除く

【価 格】**¥7,980,000**

一般の名称:歯科技工室設置型コンピュタ支援設計・製造ユニット
医療機器分類:一般の医療機器
届出番号:13B2X10330000005

Canon

歯科用3Dプリンター

ラピッドシェイプPRO 20

rapidshape

高速・高精度を実現した3Dプリンター
模型が約20分で作製でき、コンパクト
設計でクリニックでも設置可能。

【サイズ】W334×D357×H544mm

※アジャスタ・集塵接続口除く

【価 格】**¥2,480,000**

※パソコン、アクセサリパッケージ、材料が別途必要です。

一般の名称:歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット
医療機器分類:一般の医療機器
届出番号:13B1X10100000083



コードレスエンドモーター

CANALPro X-Move

COLTENE

正回転・レシプロケーション回転に加えて、
根管長測定機能が搭載された
一本型のエンドモーター

【価 格】**¥198,000**

一般の名称:歯科多目的治療用モータ
医療機器分類:特定保守管理医療機器
届出番号:306AKB200063000



JDS Festival

JDS フェスティバル

キャンペーン
期 間

2025

10/21 tue. 12/26 fri.

SPECIAL SALE!

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください。
<https://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれません)。

歯科技工用真空攪拌器

注文No. 1828-1000

ツイスター エボリューションII

1台で石こう、埋没材、複模型用シリコンおよびアルジネート印
象材の練和が可能です。特殊形状のブレードと予備練和モードの
反復回転機能により粉と水をほぼ完全に馴染ませることができ
ます。最大100種類のプログラム設定が可能です。バキューム内
蔵なのでコンプレッサーへの接続が不要です。

【サイズ】W152×D235×H285mm

【価 格】**¥350,000**



一般の名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030271

歯科技工用真空攪拌器

注文No. 1826-1000

ツイスターII

練和時間・回転数の設定が可能です。
バキューム内蔵ですので、コンプレッサーとの接続の
煩わしさがありません。

【サイズ】W152×D235×H285mm

【価 格】**¥280,000**



一般の名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030273

※ツイスターシリーズの写真のスタンドは別売です。 【別 売】注文No.1821-0102 スタンド W230×D300×H630mm 【価 格】**¥50,000**

歯科技工用真空攪拌器

注文No. 1827-1000

ツイスターII ベンチェリ

機能はツイスターIIと同じです。
コンプレッサーへの接続が必要です。

【サイズ】W152×D235×H320mm

【価 格】**¥230,000**



一般の名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030273

サンドブラスター

注文No. 2958-1000

ベーシッククアトロII

通常は2つのタンクが装着されていますが、
オプションで最大4つのタンクまで装着が
可能です。あらゆるマイクロブラスティング
作業に対応します。

【サイズ】W395×D465×H285mm

(2タンク装着時)

【価 格】**¥410,000**

(タンク:25-70μm×1、70-250μm×1)

【別 売】追加タンク式 **¥60,000**



最大4タンク
装着可能

写真は4タンク装着例
(標準は2タンク)

サンドブラスター

注文No. 2948-4000

ベーシックマスターII

ベーシッククラシックの
アップグレード製品。
コーティングされた幅広いの
窓によって、良好な環境下
で作業が確保できます。
圧力調整ノズルはチャン
バー内にあるので、作業し
ながら調節ができます。



【サイズ】W395×D460×H285mm

【価 格】**¥320,000**

(タンク:25-70μm×2)

サンドブラスター

注文No. 2947-4025

ベーシッククラシックII

レンフェルト社のベーシッ
クなサンドブラスター。
必要な基本機能を装備し、
二つの独立したタンクと
ハンドピースを備えており
ます。フットスイッチはどこ
からでも操作しやすい円形
です。



【サイズ】W355×D415×H270mm

【価 格】**¥270,000**

(タンク:25-70μm×1 / 70-250μm×1)

サンドブラスター

注文No.

ベーシックエコ

コストパフォーマンスに優れた
省スペース型のサンドブラ
スターです。用途により1タンク
または2タンクの仕様から
お選びいただけます。



【サイズ】W350×D400×H275mm

【価 格】1タンク **¥190,000** (タンク25-70μm×1)

2タンク **¥230,000** (タンク:25-70μm×1 / 70-250μm×1)

CAMユニット専用 技工用集塵器

注文No. 2939-2000

サイレントパワーCAM EC

モーター耐久時間が5000時間以上と長寿命で、静音設計のCAMユニット専用集塵器です。
インターフェイスケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。

【サイズ】W270×D540×H535mm
【価 格】**¥580,000**
【別 売】サイレントパワーCAM/EC2用モーター **¥155,000**
サイレントパワーCAM/EC2用ダストバッグ25枚 **¥2,300**



技工用集塵器

注文No. 2937-2000

サイレント EC2

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる集塵器です。
技工用ハンドエンジンなど2台の機器との連動が可能で個別にON/OFFの切替ができます。

【サイズ】W285×D540×H535mm
【価 格】**¥650,000**
【別 売】サイレントパワーCAM/EC2用モーター **¥155,000**
サイレントパワーCAM/EC2用ダストバッグ25枚 **¥2,300**



技工用集塵器

注文No. 2921-1050

サイレントTS

最大63dBの静音設計で、集塵力が4段階で調整可能です。
背面のコンセントで電源を供給できるので、ハンドエンジンなどと連動させることができます。

【サイズ】W224×D564×H591mm
【価 格】**¥420,000**
【別 売】ダストバッグ(5枚) **¥14,000**
サイレントTS用モーター **¥49,000**



技工用集塵器／CAMユニット専用 技工用集塵器

注文No. サイレントコンパクト 2934-1500
サイレントコンパクトCAM 2934-3500

サイレントコンパクト／サイレントコンパクトCAM

静音設計でダストバッグが不要になった、1人用のコンパクト型集塵器です。サイレントコンパクトおよびCAMユニット専用のサイレントコンパクトCAMがあります。

【サイズ】W245×D500×H440mm
【価 格】サイレントコンパクト **¥280,000**
サイレントコンパクトCAM **¥290,000**
【別 売】サイレントコンパクト／CAM用モーター **¥30,000**



スチーム洗浄ユニット

注文No. 1845-2000

パワースチーマー-1 タンク式

本体タンクから給水のため、移動が容易で設置場所を選びません。

【サイズ】W370×D350×H422mm
【価 格】**¥360,000**
【別 売】スケール除去液1000mL **¥2,500**



スチーム洗浄ユニット

注文No. 1846-2000

パワースチーマー-2 水道直結式

水道直結の給水で常に充填された状態を保持し、いつでもスチーム洗浄が行えます。

【サイズ】W370×D350×H422mm
【価 格】**¥530,000**
【別 売】スケール除去液1000mL **¥2,500**



歯科用コンパクト集塵器

注文No. 2922-1000

サイレントXS

バッテリー駆動のコードレスタイプで、チェアサイドや院内ラボ向けに設計されたコンパクトで移動可能な吸引ユニット

【サイズ】W223×D193×H248 mm
【電 源】ニッケル水素 単三電池 8本 (別途ご購入ください)
【価 格】**¥150,000**



全自動義歯洗浄器

注文No. 6700-1000

シンプロ

35°に傾いた洗浄槽と、クリーニングピンおよび専用洗浄液で頑固に付着した歯石やプラークを機械的、化学的に除去する義歯洗浄器簡単な操作で誰でも使用可能

【サイズ】W140×D300×H230mm
【価 格】**¥210,000**
【別 売】洗浄液シーメスDC 2L 1本 **¥5,000**



歯科技工用トリマ

注文No. 1808-2000

MT3 モデルトリマ

高回転なので切削面がきれいに仕上がります。本体は耐久性のあるグラスファイバー強化プラスチックを使用しているので錆の心配がありません。注水は電源と連動しているので操作が簡単です。

【サイズ】W305×D410×H330mm
【価 格】**¥200,000**
【別 売】クリティックスディスク80メッシュ5枚 **¥16,000**
120メッシュ5枚 **¥16,000**



一般的名称:歯科技工用トリマ
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104030292

超音波洗浄機

注文No. 1850-1000

イーザークリーン TEC

印象トレーやインスツルメントなどの歯科用器具類をパワフルかつシンプルに洗浄します。

【サイズ】W305×D190×H230mm
【価 格】**¥178,000**



一般的名称:イーザークリーン TEC
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104030390

歯科技工用電動式ハンドピース

Q3プレミアム

ベアリング2個内蔵の超低振動ハンドピースを採用。

【仕 様】回転数200～60,000rpm、最大トルク11 Ncm
【価 格】**¥498,000**



一般的名称:歯科技工用電動式ハンドピース
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104250368

歯科技工用電動式ハンドピース

Q3ベーシック

ベングリップに適したスリムボディハンドピースです。
オプションのパワースティック装着でトルク2Ncm、回転数10,000rpmそれぞれ向上します。

【仕 様】回転数200～40,000rpm、最大トルク7Ncm
【価 格】**¥250,000**
【別 売】Q3パワースティック **¥60,000**




一般的名称:歯科技工用電動式ハンドピース
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104250368

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット654プレジデント oral design

プレス機能を備えたポーセレンファーンです。USBメモリーを使用し、各種焼成プログラムの保存、読み込みが可能です。

【サイズ】W383×D343×H653mm
【価 格】**¥2,400,000**





一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104190320

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット624 oral design オストロマット624i oral design

ドイツデケマ社のポーセレンファーンです。保温効率に優れた特殊ストーンをマッフルと焼成台に採用しており、陶材をより緻密に焼き上げることが可能です。

オストロマット624 oral design
【サイズ】W383×D343×H653mm
【価 格】**¥1,825,000**
一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104190312
オストロマット624i oral design
【サイズ】W383×D343×H653mm
【価 格】**¥2,300,000**
一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104190337
オストロマット220 oral design
【サイズ】W266×D258×H531mm
【価 格】オープン
一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104190367



石こう模型分割 Cutter

G2コンセプト

支台歯のマージンを損傷することなく、安全で正確に模型の分割ができます。
ジスクが下から出てくるので、ダウエルピンと平行で精密な模型分割を可能にします。

【サイズ】W375×D390×H160mm
【価 格】**¥1,100,000**
【別 売】ダイヤモンドジスク替刃 **¥120,000**



デジタル印象採得装置

G-Oral スキャン2 ワイヤレス

ワイヤレスで、スマート&快適なスキャンワークフローの実現へ

【サイズ】L270×W50×H40mm (バッテリー、チップ含む)
(スキャナ本体)
【価 格】**¥2,450,000**
【別 売】スキャナチップ(スタンダード／ミニ) **各¥9,000**
(PCIは別売です)



一般的名称:デジタル印象採得装置
医療機器分類:管理医療機器
医療機器承認番号:30400B200006A01

デジタル印象採得装置

G-Oral スキャン2

前モデルと比べ被写界深さが最大22mm、視野が約1.5倍に拡大しスキャン速度も30%向上しました。

【サイズ】W46×D281×H33mm
(スキャナ本体)
【価 格】**¥1,900,000**
【別 売】スキャナチップ(スタンダード／ミニ) **各¥9,000**
(PCIは別売です)



一般的名称:デジタル印象採得装置
医療機器分類:管理医療機器
医療機器承認番号:30400B200006A01

歯科専用口腔内カメラ

クリアファイバープロVI

口腔内撮影用光ファイバーユニットをバナソニック製ミラーレス一眼レフカメラ・ルミックスG-100に装備した歯科専用口腔内撮影専用カメラです。

【価 格】**¥580,000**



一般的名称:歯科専用光照射器
医療機器分類:一般医療機器
特定保守管理医療機器
届出番号:13B2X10104260366

デジタル印象採得装置

Aoralスキャン Elite

有線モデルは124g、ワイヤレスモデルもチップとバッテリーを含めて194gと従来品と比較して大幅に軽量化口腔内スキャンと口腔内フォトグラメトリー技術(IPG)を統合することでインプラントの診断や治療の精度向上をサポート



有線モデル
【サイズ】L245×W30×H26mm
【価 格】**¥2,700,000**
(PCIは別売です)
【別 売】スキャナチップ(スタンダード／ビッグ／ミニ) **各¥9,000**
ワイヤレスモデル
【サイズ】L247×W38×H37mm
【価 格】**¥3,150,000**
(PCIは別売です)

一般的名称:デジタル印象採得装置(歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット)
医療機器分類:管理医療機器
承認番号:30700B200017000

口腔内撮影用LEDライト

クリアファイバー スマート pix®

太陽光に近いLEDスペクトルで、3種の発光パターンを選べます。撮影後すぐにタブレットとの併用で患者説明ができます。軽量設計の約140g。

【サイズ】W166×D120×H58 mm
【価 格】**¥125,000**



※Apple製品以外のスマートフォンやタブレットにも使用可能です。
※本製品にスマートフォンやタブレットは付属していません。