

キャンペーン期間

2025年12月22日

～

2026年3月31日まで

ライフパックCR2

新規採用キャンペーン



オートショックモデルも
ご用意しております。

8年保証
安心パック
が

＼モード切替機能／

小学生
～大人

未就学児

電極パッドの取り換えが不要

クリアボイス

＼Clear Voice™テクノロジー／

音量と周波数を
自動で調整

にぎやかな環境下でも
聞き取りやすい音声ガイダンス

お悩みを解決する3つのポイント



耐用期間・保証期間

8年

本体寿命と保証が業界最長の8年間です。今までのように5年間毎に本体を買い替える必要はありません。長く安心してご使用いただけます。



消耗品費用

0円

定期交換と救命時使用した時の消耗品がすべて込み。追加費用が一切かかりません。前年度に消耗品購入の予算申請をする必要がありません。



消耗品有効期限

システム管理

定期交換が必要な消耗品の有効期限をシステム管理。交換が必要なタイミングでご連絡します。設置ご担当者が人事異動等で交代していても安心して運用できます。



自動体外式除細動器(AED) ライフパックCR2 8年保証安心パック

価格：514,000円

小学生～大人⇄未就学児モード切替

未就学児モードボタンを押すと未就学児モードに切り替わります。



Clear Voice™ テクノロジー

内蔵マイクが周りの騒音を検知し、指示がはっきりと聞こえるよう音量と周波数を自動で調整します。



バイリンガル対応

使用時には第二言語※への切り替えが可能です。
※デフォルト設定の第二言語は英語です。



取り出しやすい電極パッド

赤いハンドルを引くだけで電極パッドを取り出せる最新設計を採用しています。2枚のパッドは並列配置しているので左右の取り違いも防げます。



オートショックAEDとは

ショックボタン押下が必要なく、自動的に適切な電気ショックを実施するAEDです。救助者の負担や、適切な電気ショックが行われないリスクを減らすことができます。



ライフパック CR2

〔除細動部〕	二相性 (ADAPTIVTMBiphasicテクノロジー採用)
〔出力エネルギー〕	(成人) 200J、300J、360J (未就学児) 50J、75J、90J
〔通電時間〕	CPR期間の終わりから 8秒 (代表値) 以内に通電可能 除細動回数 166回 (200J時) もしくは 103回 (360J時) または 800分の動作時間 ※新品、満充電バッテリー使用時
〔外寸寸法〕	約 22.6×22.6×9.7cm
〔重量〕	2.0kg (電極・バッテリー含む)
〔CPRサポート機能〕	ペース音 (104回/分)、CPRコーチング機能
〔動作温度〕	0～50℃
〔保管温度〕	-30～60℃ (最大1週間以内、電極・バッテリー込み)

〔防水防塵〕	IP55
〔メモリ〕	内蔵メモリに記憶、60分の ECG とイベント
〔バッテリー〕	二酸化マンガンリチウム電池
〔製造販売業者〕	日本ストライカー(株)
〔生産国〕	アメリカ製
〔一般的名称〕	非医療従事者向け自動除細動器
〔医療機器分類〕	高度管理医療機器・特定保守管理医療機器
〔医療機器承認番号〕	22900BZ100039000/30300BZX00353000
〔付属品〕	電極トレイ (1個)、USBケーブル、ソフトキャリーケース、ショルダーストラップ、レスキューセット、オリエンテーション DVD、設置シール、取扱説明書

期間中、ライフパックCR2を 特別価格にてご提供いたします！

※価格は希望医院価格です (価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ

〔販売元〕

ご用命は



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288