

動画でチェック!



製品動画QRコード
※本動画は旧仕様の明るさによる使用イメージとしてご覧ください。

光量アップ!

UVライトで、残存レジンがより「見える」

セメントやレジンがひと目で分かるので
アライナー矯正のバリ取りやセメント
アウトを一人で実現

for Galilean Loupes Series


Dental LED

Cordless UV Light III

[デンタルLED コードレスUVライトⅢ]

セメントやレジンがひと目で確認できる強力UVライト

天然歯を極力削らない矯正治療のレジン除去や補綴治療の
余剰セメント除去を的確に行えます。



Easy to remove

アライナー矯正・ブラケットのレジン除去が容易

High precision

バリ取り精度が向上

By myself

アシスタント不要、ドクター1人で施術可能

専用ルーペ

UVライト

コードレス

こんな医院様に
オススメ

アライナー矯正を多く扱う医院様

セメント除去の精度を高めたい医院様

1人で効率よく診療したい医院様

補綴・審美治療の仕上げ精度を向上させたい医院様

見えるから、スムーズに除去できる。新しいスタンダードへ。

Dental LED Cordless UV Light III

Features

専用ルーペ[ガリレアンルーペ]に装着し、広く明るい視野を実現。



with Galilean Loupe UL Multi
ガリレアンルーペ ULマルチ コードレスUVライトセットⅢ

■ Black (2.5倍/3.0倍) ■ Red (2.5倍/3.0倍) ■ Pink (2.5倍/3.0倍)
セット価格 94,000円 **セットで8,000円お得!**

一般名称: 双眼ルーペ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100393



with Galilean Loupe UL Multi TTL
ガリレアンルーペ UL TTL コードレスUVライトセットⅢ

■ Black (2.5倍/3.0倍) ■ Red (2.5倍/3.0倍) ■ Pink (2.5倍/3.0倍)
セット価格 100,000円 **セットで14,000円お得!**

一般名称: 双眼ルーペ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100394



クリップ使用による 高い汎用性

メガネのフレームに専用クリップを挟み込むことで、様々なルーペや保護メガネに装着可能です。
 ※メガネフレームの形状によりルーペや保護メガネに装着できない場合があります。
 ※往診・検診に便利です。

※例: ホギーズアイガード



マグネット式 バッテリー2個付属

バッテリー交換はマグネット固定式なので簡単。さらに、診療中の予備として使用できる2個目のバッテリーを標準付属しています。

Attention! 蛍光剤の入っていないセメントやレジンの場合は、発色しないため取り残し等を確認できません。ライトを直視しないでください。

Products



デンタルLED コードレスUVライトⅢ

価格 64,000円

一般名称: 汎用光源
 医療機器分類: 一般医療機器
 届出番号: 13B2X10104100392



| | |
|--------|---------------|
| 充電時間 | 約120分 |
| 照射時間 | 約360分 |
| LED寿命 | 約10,000時間 |
| 重量 | 35g(バッテリー装着時) |
| 充電可能回数 | 約300回 |

構成品 ・コードレスUVライト ・バッテリーコントローラーⅢ×2 ・充電用コード
 ・ACアダプタ ・クリップオンTTL用 ・マイナスドライバー

別売品 ・バッテリーコントローラーⅢ: 17,000円
 ・デンタルLEDコードレスUVライトⅢのみ: 22,000円

※消耗品は保証の対象外となります。 ※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。
 ※本製品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

Options

保護メガネや他社ルー
 の装着用アタッチメント
 クリップオンTTL



価格 1,300円

ライト用アタッチメント SurgiTel

価格 5,000円

ライト用アタッチメント EyeMag PRO

価格 10,000円

ライト用アタッチメント EyeMag Smart

価格 10,000円

Related Product



保護メガネ ホギーズアイガード

価格 4,700円

- フレームサイズ: S(幅135mm), M(幅145mm), L(幅155mm)
- 仕様: ポリカーボネート/UVカット/曇り止め加工
- 構成: ホギーズ・アイガード(本体)1個、サポートコード1本
- フレームカラー(全7色): レッドピンク/ブラック/ブルー/ピンク/イエロー/ホワイト/レッド

製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください▶

<https://www.dentalsupply.co.jp/>



ジーシーグループ

〔製造販売元〕



株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は