

Cleaning Tablet
Unit Drainage Cleaner
For spittoon bowl
For Vacuum filter



配管清掃用 除菌・消臭タブレット

TABLET

DR. PEROX

置くだけ、流れるたびに
スピットン清掃の新しい習慣



JAN Code	製品名	規格	入数
4595985923285	ドクターパロックス タブレット		10 個入

価格: 8,000円

歯科用ユニットのスピットンおよび、バキューム
フィルターへ、約 4 週間の使用を想定した
除菌・消臭・洗浄を目的とする 3 in 1 清掃剤

※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

販売元
株式会社ネクステラ

813-0034 福岡県福岡市東区多の津 4 丁目 7-5 KN センタービル 2F
Tel. 092-402-2608 Fax 092-402-2609 www.next-era.co.jp

取扱店



株式会社日本歯科商社

東京 本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪 支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州 営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

販売店

DR. PEROX TABLET

DR.PEROX は、歯科用ユニットのスピットンおよびバキュームフィルターの清掃用途として開発された、除菌・消臭・洗浄を目的とする 3 in 1 清掃タブレットです。錠剤を設置するだけで、診療中の給水やうがいによる水流を利用し、排水経路の清掃をサポートします。液剤や粉末の調製・注入作業が不要なため、日々の清掃負担を軽減し、スタッフの作業効率向上に貢献します。約 4 週間の使用を想定した設計で、院内の排水衛生管理を無理なく継続できます。



【なぜスピットン・排水部の清掃が重要か】



スピットンやバキュームフィルターは、血液や唾液などが日常的に流れ込み、水分が常に存在する環境です。そのため、汚れや残留物が付着・蓄積しやすく、定期的な清掃と管理が重要とされています。排水経路を清潔に保つことは、院内環境を整えるうえで欠かせない要素のひとつです。

- Product Feature -

- 除菌・消臭・洗浄を目的とした 3 in 1 設計
- 錠剤を置くだけの簡単な使用方法
- 日常の水流を活用した清掃方式
- 液剤や粉末の調製作業が不要
- 約 4 週間の使用を想定した設計
- 清掃作業の負担軽減と管理のしやすさに配慮

- Dental TEST Result -

製造元にて実施した各種評価・検証試験



製造元にて評価・検証試験
※使用環境・水量・使用頻度等により使用期間は異なります。 ※すべての菌に効果があるわけではありません


【水流を利用した清掃のしくみと使用法】

スピットンやバキュームフィルターに Dr.PEROX を 1 錠設置することで、診療中の給水や患者のうがいによる水流を利用して作用します。水と反応することで成分が排水経路に沿って行き渡り、日常使用を重ねる中で配管内部の清掃をサポートします。時間や手間をかけず、自然な流れの中で清掃を行える点が特長です。



【素材への配慮と安全設計】

DR.PEROX は酸素系成分を採用し、配管素材やスピットン、プラスチック製フィルターへの影響に配慮した設計です。刺激性や取り扱い面にも配慮されており、日常的な清掃用途として安心して使用できることを目指しています。



【製品概要】

製品名: ドクターペロックス タブレット 10 個入
 分類: 除菌・消臭・洗浄を目的とする清掃剤
 用途: 歯科用ユニット スピットン、バキュームフィルター
 形態: 錠剤タイプ 製造国: 韓国
 使用目安: 約 4 週間 (1 回あたり)
 ※本製品は医薬品・医療機器ではありません。

