



浸漬法：ジルコニアブロックを一定時間着色液に浸漬することで、表面全体に均一に色を塗布します。迅速かつ均一な色付けが可能です。細かい色調整には限界があります。

筆塗り法：ブラシを使って着色液を直接特定の箇所に塗布することで、正確な色調整や自然なグラデーションの表現が可能です。

Coloring Liquid	Application Guide
A1, A2, A3, A3.5, A4	デンティンシェード
Incisal	切端部の透明感を表現
Blue	切端部の透明感を表現
Violet	
Gray	
Brown	歯根部や天然歯の変色・着色を表現
Orange	深い小窩裂溝の深みと色調を表現
White	ホワイトラインやハロー効果の表現
Pink	歯肉の色調を表現
Opaque	カスタムアバットメントの下に使用し、 内部の変色や金属アバットメントの色を遮断（マスキング）