

JDS CAD/CAMディスク 新規採用キャンペーン

色調再現、安定性に優れたジルコニアディスク



歯科切削加工用セラミックス

U&C ジルコニア



キャンペーン期間中、
対象製品を**特別価格**にてご提供いたします！

キャンペーン期間

2026.10.21→12.18

everest

マルチレイヤー

4層グラデーションで切端の透明感と歯頸部の不透明性を再現したジルコニア。
独自の成型技術で収縮歪みを最小限に抑え、スピード焼成でも色調が安定します。
単冠からフルアーチまで症例に合わせた選択が可能です。


EVEREST UVS

シリーズ最高となる透過率グラデーション(切端49%~歯頸45%)を誇るジルコニア。
約60分のスピード焼成に対応(単冠のみ)。6本ブリッジまでは、約205分で焼成。



推奨用途

- 単冠
- 臼歯
- ブリッジ
- フルアーチ




EVEREST AT

前歯審美に特化した高透過性マルチレイヤージルコニア。



推奨用途

- ベニア
- 前歯クラウン
- 前歯ブリッジ



前歯に適した切端から中間部まで高透過率(上2層 48%)


EVEREST PT

高い強度を持つ臼歯・大型補綴向けマルチレイヤージルコニア。



推奨用途

- 臼歯クラウン
- ブリッジ
- フルアーチ



臼歯に適した高い曲げ強度(中間部から下2層 1,250MPa)

RAZORTM ZIRCONIA

シングルレイヤー

強度と透過率が異なる4タイプで、様々な症例に対応するジルコニア。
全19のVITAシェードに対応し、単一組成のため安定した物性が特徴です。
最適な補綴物製作を実現します。


RAZOR 800

前歯審美に特化した高透明・単層ジルコニア。



推奨用途

- ベニア
- 前歯クラウン
- インレー
- 前歯ブリッジ




RAZOR 1100

前歯・臼歯どちらにも使える高強度×高透過の汎用ジルコニアディスク。



推奨用途

- クラウン
- インレー
- コーピング
- フルアーチ




RAZOR 1300

コーピングやブリッジ向けの高強度ジルコニアディスク。



推奨用途

- 臼歯クラウン・フルアーチなど強度が必要な症例




RAZOR CAP

コーピング専用のジルコニアディスク。



推奨用途

- 単冠〜フルアーチ
- 内面遮蔽(変色歯・インプラント)



	EVEREST			RAZOR			
							
	UVS	AT	PT	800	1100	1300	CAP
直 径	98mm			98mm			
厚 み	12mm、14mm 16mm、18mm 20mm、22mm 25mm、30mm	12mm、14mm、16mm、18mm、20mm 22mm、25mm		12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm			
シェード	A1、A2、A3、A3.5 BL1、BL3 B1、B2 C1、C2 D2	A1、A2、A3、A3.5、A4 BL0、BL1、BL2、BL3 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C4 D2、D3、D4		A1、A2、A3 B1、B2	A0、A1、A2、A3 A3.5、A4 BL1、BL2、BL3 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C4 D2、D3、D4	A0、A1、A2、A3 A3.5 B1、B2 C1、C2 D2	A0 (WHITE)

Price list

価格表

■ EVEREST UVS		直径98mm
厚 み	価 格	
12mm	¥16,000	
14mm	¥19,000	
16mm	¥22,000	
18mm	¥25,000	
20mm	¥28,000	
22mm	¥31,000	
25mm	¥33,000	
30mm	¥36,000	

■ EVEREST AT / PT		直径98mm
厚 み	価 格	
12mm	¥16,000	
14mm	¥19,000	
16mm	¥22,000	
18mm	¥25,000	
20mm	¥28,000	
22mm	¥31,000	
25mm	¥33,000	

■ RAZOR 800 / 1100 / 1300		直径98mm
厚 み	価 格	
12mm	¥14,200	
14mm	¥16,900	
16mm	¥19,500	
18mm	¥22,000	
20mm	¥24,500	
22mm	¥27,000	
25mm	¥30,000	

■ RAZOR CAP		直径98mm
厚 み	価 格	
12mm	¥15,000	
14mm	¥16,000	
16mm	¥17,000	
18mm	¥18,000	
20mm	¥19,000	
22mm	¥20,000	
25mm	¥22,000	

販売名:U&CジルコニアBlock 一般の名称:歯科切削加工用セラミックス 管理医療機器 医療機器製販売認証番号:307AHBZI00037000

関連製品

■ ZIR GUIDE

価 格	¥16,000
-----	---------



■ COLORING LIQUID

容 量	価 格
Natural(ナチュラル)	A1、A2、A3、A3.5、A4 50ml ¥6,500
Effect(エフェクト)	Incisal(インサイザル)、Blue(ブルー)、Violet(バイオレット)、Gray(グレー)、Brown(ブラウン)、Orange(オレンジ)、White(ホワイト)、Opaque(オパーク) 30ml ¥7,000



販売名:U&CカラーリングLiquid 歯科セラミック用着色材料 管理医療機器 医療機器製販売認証番号:307AHBZI00038000

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。