

歯科専用口腔内カメラ

クリアファイバープロVI

口腔内撮影用光ファイバーユニットをバ
ナソニック製ミラーレス一眼レフカメラ・
ルミックスG-100に装備した歯科専用
口腔内撮影専用カメラです。

【価 格】¥630,000



口腔内撮影用LEDライト

クリアファイバー スマート pix®

太陽光に近いLEDスペクトルで、3種の発光パターンを
選べます。撮影後すぐにタブレットとの併用で患者説明が
できます。軽量設計の約140g。

【サイズ】W166×D120×H58 mm
【価 格】¥125,000

※Apple製品以外のスマートフォンやタブレットにも使用可能です。
※本製品にスマートフォンやタブレットは付属していません。



関連製品

ミリングマシン
vhf E4 ミリングマシン

コンパクトで軽量設計のブロック専用4軸ミリングマシン
コストパフォーマンスに優れ、院内にも導入しやすい1台





一般的名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B1X10100000117

対応加工材料

コンボジット、ハイブリッドレジン、ガラスセラミック、
WAX、PMMA、ジルコニア

コンプレッサー不要で、
イニシャルコスト・ランニングコストが抑えられる

・湿式・乾式兼用

・高品質ミリング

・AIRTOOL搭載

・超軽量28kgでコンパクト設計

・ライセンスフリーで使えるCAMソフト

歯科用3Dプリンター
ラピッドシェイプ PRO 20

rapidshape

高速・高精度を実現した
3Dプリンター模型が
約20分で作製でき、
コンパクト設計で
クリニックでも設置可能。

【サイズ】W334×D357×H544mm
※アジャスタ・集塵接続口除く
【価 格】¥2,800,000
※パソコン、アクセサリパッケージ、
材料が別途必要です。



一般的名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 医療機器分類:一般の医療機器 届出番号:13B1X10100000083

自動洗浄機
PRO wash

rapidshape

洗浄剤とレジンの取り扱いが簡単に
清潔な自動洗浄機。

【サイズ】W334×D464×H309mm
【価 格】¥750,000



二次硬化機
PRO cure

rapidshape

UV-A/UV-B放射線で、
重合を促進させる二次硬化機。

【サイズ】W243×D419×H269mm
【価 格】¥850,000



一般的名称:歯科技工用重合装置 医療機器分類:一般の医療機器 届出番号:13B1X10100000084

ジーシーグループ



株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は



making work easy

JDS Festival

JDS フェスティバル

SPECIAL SALE!

2026
10/21wed. 12/28mon.

キャンペーン期間

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください。
<https://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれません)。

歯科技工用真空攪拌器
ツイスター エボリューションII

注文No. 1828-1000

1台で石こう、埋没材、復模型用シリコーンおよびアルジネート印
象材の練和が可能です。特殊形状のブレードと予備練和モードの
反復回転機能により粉と水をほぼ完全に馴染ませることができ
ます。最大100種類のプログラム設定が可能です。バキューム内
蔵なのでコンプレッサーへの接続が不要です。

【サイズ】W152×D235×H285mm
【価 格】¥384,500



一般的名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030271

歯科技工用真空攪拌器
ツイスターII

注文No. 1826-1000

練和時間・回転数の設定が可能です。
バキューム内蔵ですので、コンプレッサーとの接続の
煩わしさがありません。

【サイズ】W152×D235×H285mm
【価 格】¥309,000



一般的名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030273

※ツイスターシリーズの写真のスタンドは別売です。【別 売】注文No.1821-0102 スタンド W230×D300×H630mm 【価 格】¥53,100

歯科技工用真空攪拌器
ツイスターII ベンチュリ

注文No. 1827-1000

機能はツイスターIIと同じです。
コンプレッサーへの接続が必要です。

【サイズ】W152×D235×H320mm
【価 格】¥253,700



一般的名称:歯科技工用真空攪拌器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030273

サンドブラスター
ベーシッククアトロII

注文No. 2958-1000

通常は2つのタンクが装着されていますが、
オプションで最大4つのタンクまで装着が
可能です。あらゆるマイクロブラスティング
作業に対応します。

【サイズ】W395×D465×H285mm
(2タンク装着時)
【価 格】¥459,100
(タンク:25-70μm×1、70-250μm×1)
【別 売】追加タンク一式 ¥70,400



写真は4タンク装着例
(標準は2タンク)

サンドブラスター
ベーシックマスターII

注文No. 2948-4000

ベーシッククラシックの
アップグレード製品。
コーティングされた幅広いの
窓によって、良好な環境下
で作業が確保できます。
圧力調整ノズルはチャン
バー内にあるので、作業し
ながら調節ができます。



【サイズ】W395×D460×H285mm
【価 格】¥358,300
(タンク:25-70μm×2)

サンドブラスター
ベーシッククラシックII

注文No. 2947-4025

レンフェルト社のベーシッ
クなサンドブラスター。
必要な基本機能を装備し、
二つの独立したタンクと
ハンドピースを備えており
ます。フットスイッチはどこ
からでも操作しやすい円形
です。



【サイズ】W355×D415×H270mm
【価 格】¥297,300
(タンク:25-70μm×1／70-250μm×1)

サンドブラスター
ベーシックエコ

注文No. 2949-5050
2タンク 2949-5025

コストパフォーマンスに優れた
省スペース型のサンドブラ
スターです。用途により1タンク
または2タンクの仕様から
お選びいただけます。



【サイズ】W350×D400×H275mm
【価 格】1タンク ¥192,700 (タンク25-70μm×1)
2タンク ¥231,200
(タンク:25-70μm×1／70-250μm×1)

CAMユニット専用 技工用集塵器

注文No. 2939-2000

サイレントパワーCAM EC

モーター耐久時間が5000時間以上と長寿命で、静音設計のCAMユニット専用集塵器です。インターフェイスケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。

【サイズ】W270×D540×H535mm

【価 格】¥593,100

【別 売】サイレントパワーCAM/EC2用モーター ¥197,700
サイレントパワーCAM/EC2用ダストバッグ25枚 ¥3,200



技工用集塵器

注文No. 2937-2000

サイレント EC2

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる集塵器です。技工用/ハンドエンジンなど2台の機器との連動が可能で個別にON/OFFの切替ができます。

【サイズ】W285×D540×H535mm

【価 格】¥717,300

【別 売】サイレントパワーCAM/EC2用モーター ¥197,700
サイレントパワーCAM/EC2用ダストバッグ25枚 ¥3,200



技工用集塵器

注文No. 2921-1050

サイレントTS

最大63dBの静音設計で、静塵力が4段階で調整可能です。背面のコンセントで電源を供給できるので、ハンドエンジンなどと連動させることができます。

【サイズ】W224×D564×H591mm

【価 格】¥478,500

【別 売】ダストバッグ(5枚) ¥20,900
サイレントTS用モーター ¥65,000



技工用集塵器／CAMユニット専用 技工用集塵器

注文No. サイレントコンパクト 2934-1500
サイレントコンパクトCAM 2934-3500

サイレントコンパクト／サイレントコンパクトCAM

静音設計でダストバッグが不要になった、1人用のコンパクト型集塵器です。サイレントコンパクトおよびCAMユニット専用のサイレントコンパクトCAMがあります。

【サイズ】W245×D500×H440mm

【価 格】サイレントコンパクト ¥307,300
サイレントコンパクトCAM ¥318,200

【別 売】サイレントコンパクト／CAM用モーター ¥38,600



スチーム洗浄ユニット

注文No. 1845-2000

パワースチーマー-1 タンク式

本体タンクから給水のため、移動が容易で設置場所を選びません。

【サイズ】W370×D350×H422mm

【価 格】¥369,500

【別 売】スケール除去液1000mL ¥2,600



スチーム洗浄ユニット

注文No. 1846-2000

パワースチーマー-2 水道直結式

水道直結の給水で常に充填された状態を保持し、いつでもスチーム洗浄が行えます。

【サイズ】W370×D350×H422mm

【価 格】¥530,000

【別 売】スケール除去液1000mL ¥2,600



歯科用コンパクト集塵器

注文No. 2922-1000

サイレントXS

バッテリー駆動のコードレスタイプでチェアサイドや院内ラボ向けに設計されたコンパクトで移動可能な吸引ユニット

【サイズ】W223×D193×H248 mm

【電 源】ニッケル水素 単三電池 8本 (別途ご購入ください)

【価 格】¥171,000



歯科技工用トリマ

注文No. 1808-2000

MT3 モデルトリマ

高回転なので切削面がきれいに仕上がります。本体は耐久性のあるグラスファイバー強化プラスチックを使用しているので錆の心配がありません。注水は電源と連動しているので操作が簡単です。

【サイズ】W305×D410×H330mm

【価 格】¥226,600

【別 売】クリティックスディスク80メッシュ5枚 ¥17,700
120メッシュ5枚 ¥18,200



一般的名称:歯科技工用トリマ
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104030292

高演色LEDライト

Z-80PRO II ホワイト/ブラック

より自然光に近い高演色LEDを搭載。長時間のラボワークによるテクニシャンの目の疲れを軽減します。

【価 格】¥34,800


【別 売】デスクベースZ-B16(ブラック) ¥9,800
デスクベースZ-B16W(ホワイト) ¥9,800



IH式ワックスインスツルメントヒーター

ノーフレームプラス

【価 格】¥90,000
本体1台、プロテクティブキャップ2個
【別 売】プロテクティブキャップ10個 ¥2,900



AMANN GIRRBACH

歯科技工用電気レース

JDSミニレース

コンパクトタイプで変速可能な高性能ミニレースです。
【サイズ】W383×D343×H653mm
【価 格】¥56,000
【別売品】左タケノコ、右タケノコ 1本 各¥3,000




一般的名称:歯科技工用電気レース
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:23B1X10001A60008

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット654プレジデント oral design

プレス機能を備えたポーセレンファーンです。USBメモリーを使用し、各種焼成プログラムの保存、読み込みが可能です。
【サイズ】W383×D343×H653mm
【価 格】¥2,860,000



一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104190320

歯科用研削器材

タイニープラスⅢ

チェアサイドで使用できるサンドブラスターです。
【価 格】¥57,000
本体(バウダータンク付き)、専用カップリング、清掃ピン、JDSアルミナ(100g)
【別 売】JDSアルミナ 50μm(500g) ¥4,500



タイニープラスⅢ 一般的名称:歯科用研削器材
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104270336
JDSアルミナ(50μm) 一般的名称:歯科用研削器材
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104030338

デジタル印象採得装置

G-Oral スキャン2 ワイヤレス

ワイヤレスで、スマート&快適なスキャンワークフローの実現へ
【サイズ】L270×W50×H40mm(バッテリー、チップ含む)
(スキャナ本体)
【価 格】¥2,450,000
【別 売】スキャナチップ(スタンダード/ミニ) 各¥9,000
(PCは別売です)



一般的名称:デジタル印象採得装置
医療機器分類:管理医療機器
承認番号:30400B200006A01

デジタル印象採得装置

G-Oral スキャン2

前モデルと比べ被写界深度が最大22mm、視野が約1.5倍に拡大しスキャン速度も30%向上しました。
【サイズ】W46×D281×H33mm
(スキャナ本体)
【価 格】¥1,900,000
【別 売】スキャナチップ(スタンダード/ミニ) 各¥9,000
(PCは別売です)



一般的名称:デジタル印象採得装置
医療機器分類:管理医療機器
承認番号:30400B200006A01

デジタル印象採得装置

G-Oral スキャン

光学印象採得方式より、フルカラー3Dスキャンデータを簡単に採得、インプラント治療や、補綴治療など様々な臨床ケースに対応可能。
【サイズ】W40×D50×H280mm
【価 格】¥1,850,000
(PCは別売です)



一般的名称:デジタル印象採得装置
承認番号:30200B200005A01

歯科重合用光照射器

JDSキュアライト1S

照射光量2500mW/cm2、385～515nmの高波長域を備えたハイパワー光重合照射器です。
【サイズ】248×25×100mm
【価 格】¥54,000



一般的名称:歯科重合用光照射器
医療機器分類:一般医療機器
特定保守管理医療機器
届出番号:13B2X10104260366

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット624 oral design
オストロマット624iG2 oral design

ドイツデケマ社のポーセレンファーンです。保温効率に優れた特殊ストーンをマップルと焼成台に採用しており、陶材をより緻密に焼き上げることが可能です。

オストロマット624 oral design

【サイズ】W383×D343×H653mm
【価 格】¥2,186,000

一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104190312

オストロマット624iG2 oral design

【サイズ】W383×D343×H653mm
【価 格】¥2,481,000

一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104190337

オストロマット220 oral design

【サイズ】W266×D258×H531mm
【価 格】オープン

一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104190367



デジタル印象採得装置

Aoral スキャン Elite

有線モデルは124g、ワイヤレスモデルもチップとバッテリーを含めて194gと従来品と比較して大幅に軽量化口腔内スキャンと口腔内フォトグラメトリー技術(IPG)を統合することでインプラントの診断や治療の精度向上をサポート

有線モデル

【サイズ】L245×W30×H26mm
【価 格】¥2,700,000
(PCは別売です)
【別 売】スキャナチップ(スタンダード/ビッグ/ミニ) 各¥9,000

一般的名称:デジタル印象採得装置(歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット)
医療機器分類:管理医療機器
承認番号:30700B200017000

ワイヤレスモデル

【サイズ】L247×W38×H37mm
【価 格】¥3,150,000
(PCは別売です)

一般的名称:デジタル印象採得装置(歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット)
医療機器分類:管理医療機器
承認番号:30700B200017000



デジタル印象採得装置

AOral スキャン Elf

デジタルデンティストリーをもっとシンプルに、エルゴノミックとユーザビリティを兼ね備えたiOS。
【サイズ】L245.5×W27×H30.5mm
【価 格】¥2,200,000
(PCは別売です)



一般的名称:デジタル印象採得装置(歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット)
医療機器分類:管理医療機器
承認番号:30700B200017000

11月2日
発売予定