JAPAN DENTAL SUPPLY

歯科切削加工用セラミックス

JDS Zirconia NEXT Series

JDSジルコニアNEXTシリーズに
マルチプレミアム登場!





JDSジルコニアNEXT
マルチプレミアム

31,900

東ソー社の「Zpex4」&「Zpex Smile」パウダーを使用。
4レイヤーによる自然なグラデーションと透過性があり、
特に、**切端や咬合面では天然歯のような透明感を実現**します。
また、**カラーリングなしでもVITA Shadeの色調を表現**します。

【推 奨 用 途】

- 前歯・臼歯部クラウン
- 3本ブリッジ
- 前歯部4本ブリッジ

色調と物性

色　調	(VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
MA1	A1	49%	700MPa	1,500℃
MA2	A2	47%	750MPa	
MA3	A3	44%	900MPa	
MA3.5	A3.5	42%	1,100MPa	



価　格

厚さ	価　格
14mm	各35,200円
18mm	各44,000円

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス
医療機器分類：管理医療機器
医療機器認証番号：228AKBZX00068A01

JDS Zirconia NEXT Series



JDSジルコニアNEXT スタンダード

最も高い強度※を持つため、ロングスパンブリッジなどのケースに有用的。

※自社比較

【推奨用途】

- 前歯・臼歯部クラウン
- 3本～ ロングスパンブリッジ

色調と物性

色調 (VITA Shade)		透過度	曲げ強度	焼成温度
S0	HT	41%	1,200±200MPa	1,530℃
S1	A1,B1	40%		
S2	A2,A3,B2,B3	38%		

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス　医療機器分類：管理医療機器　医療機器認証番号：228AKBZX00068A01

価　格

厚さ	価　格
14mm	各24,200円
18mm	各28,600円
22mm	各33,000円
25mm	各37,400円



JDSジルコニアNEXT エナメル

透過性を高めながらも、「スタンダード」と同等の強度を持ち、審美的に優れています。
経年劣化はほとんどなく、臼歯部を含む補綴物の製作が可能。

【推奨用途】

- 前歯・臼歯部クラウン
- 3本ブリッジ
- 前歯部4本ブリッジ

色調と物性

色調 (VITA Shade)		透過度	曲げ強度	焼成温度
E0	HT	45%	1,100MPa	1,500℃
E1	A1,B1	44%		
E2	A2,A3,B2,B3	42%		
E3	A3,A3.5	40%		

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス　医療機器分類：管理医療機器　医療機器認証番号：228AKBZX00068A01

価　格

厚さ	価　格
14mm	各26,400円
18mm	各33,000円
22mm	各40,700円
25mm	各45,100円



JDSジルコニアNEXT マルチグラデーション

「Zpex4」パウダー使用・高強度と優れた透過度の4レイヤーで、
VITA Shadeの色調を確実に表現。

【推奨用途】

- 前歯・臼歯部クラウン
- 3本ブリッジ
- 前歯部4本ブリッジ

色調と物性

色調 (VITA Shade)		透過度	曲げ強度	焼成温度
EMA1	A1	45%	MPa：≧1,100	1,500℃
EMA2	A2	44%		
EMA3	A3	43%		
EMA3.5	A3.5	42%		

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス　医療機器分類：管理医療機器　医療機器認証番号：228AKBZX00068A01


価　格

厚さ	価　格
14mm	各 31,900円
18mm	各 40,700円

【原材料について】

東ソー社の日本製ジルコニアパウダーは粒子が小さく均一なため、安定した強度を有しています。
経年劣化がほとんどなく、臨床においても安全性及び強度に全く問題ありません。また、LUXEN ZIRCONIA COLOR LIQUIDと合わせてご使用していただくことで、より簡単に求める色調に近づくことができます。

【ディスクチャート】



※価格は希望医院価格です（価格に消費税は含まれておりません）。

ジーシーグループ
JAPAN DENTAL SUPPLY

［販売元］
株式会社日本歯科商社
東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5　TEL（03）3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9　TEL（06）6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL（011）716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL（092）436-2288

［製造販売元］
株式会社ジオメディ

ご用命は

1026MT0000