JAPAN DENTAL SUPPLY GENERAL CATALOG 2026-2027

JDS

Dental Equipment
Dental Materials
Orthodontic Materials
Dental Laboratory Equipment
Dental Laboratory Materials
Cutting and Polishing Materials
Dental Prevention Hygiene
Other Dental Products

JAPAN DENTAL SUPPLY

GENERAL CATALOG 2026-2027

2026-2027

ジーシーグループ
JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社 日本歯科商社

東 京 本 社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5　TEL（03）3625-3111
大 阪 支 店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9　TEL（06）6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL（011）716-7001
九 州 営 業 所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL（092）436-2288

ISO13485認証取得

0426MT01015

株式会社日本歯科商社 総合カタログ

JAPAN DENTAL SUPPLY

日本の歯科医療を支える

私たちが目指すのは
「オーラルケアの向上」と「健康長寿社会の創出」

21世紀も約25年が過ぎ、変化のスピードは速く、
日本国内では少子高齢化社会へとさらに進んでいます。
社会構造の変化に伴い、「より健康で、より美しく」、そして
「豊かな人生を送りたい」と考える人が多くなりました。
その願いを実現するため、歯科分野では口腔機能の改善に
審美をプラスしたり、デジタルデンティストリーを活用し
診療精度を高めるなど様々なニーズに応える
医療の提供が行われています。

「豊かな人生を」

いくつになっても美味しく食事ができて、
家族や友人と笑顔で楽しく会話ができる
豊かな人生を多くの人々に過ごしてもらいたい。
そのために、私たち日本歯科商社は
歯科医療器材の販売やセミナーの実施などを通じて、
「オーラルケアの向上」と
「健康長寿社会の創出」に貢献してまいります。



JAPAN DENTAL SUPPLY
GENERAL CATALOG 2026-2027

INDEX

診療器械 005
診療材料 013
矯正材料 023
技工器械 029
技工材料 043
切削・研磨材 081
予防衛生 099
その他 113

JAPAN DENTAL SUPPLY

高精度で効率的なCAD/CAMへ

JDS Digital Solution

Scanner

口腔内や模型を高精度にスキャニング

口腔内スキャナー

SHINING 3D オーラル スキャナー

Aoral スキャン Elite

製品の詳細は P.008へ



有線モデル



ワイヤレスモデル

G-Oralスキャン2

製品の詳細は P.008へ



有線モデル



ワイヤレスモデル

モデルスキャナー

DOF 模型スキャナー

FREEDOM X3

製品の詳細は P.040へ



FREEDOM X5

製品の詳細は P.040へ



フェイススキャナー

Metiスマイル 3D フェイススキャナー

製品の詳細は P.010へ



顔面情報を素早く撮影

Milling Machine

様々なマテリアルを高速・高精度に切削加工

ミリングマシン

Canon ミリングマシン

MD-500S

製品の詳細は P.040へ



MD-500W

製品の詳細は P.041へ



CRAFT DRY

製品の詳細は P.041へ



CRAFT DX

製品の詳細は P.041へ



DOF ミリングマシン

CRAFT 2

製品の詳細は P.042へ



CRAFT PLUS

製品の詳細は P.042へ



CRAFT PRO

製品の詳細は P.042へ



ミリングマシン

vhf E4 ミリングマシン

製品の詳細は P.011へ



vhf ミリングマシン

ミリングバー

JDS CAD/CAM ミリングバー

製品の詳細は P.089・090へ



ミリングツール

JDS レストカッター

製品の詳細は P.095へ



3D Printer

高速で精密プリントを実現

3Dプリンター

オールラウンド 3Dプリンター

ラピッドシェイプ PRO 20

製品の詳細は P.040へ



Sintering Furnace

安定した温度管理で効率のよい焼成

ジルコニア用シンタリングファーネス

JDS スーパーバーン MGV-1414

製品の詳細は P.038へ



大容量 焼成炉

CAD/CAM Materials

豊富なラインナップのCAD/CAMマテリアル

ブロック

JDS CADCAMブロック

製品の詳細は P.066へ



JDS CADCAMブロックⅣ

製品の詳細は P.066へ



ディスク

JDS ジルコニアNEXTシリーズ

製品の詳細は P.064へ



JDS ジルコニアディスク マルチレイヤー

製品の詳細は P.065へ



JDS PMMAディスク

製品の詳細は P.065へ



JDS ワックスディスク

製品の詳細は P.048へ



JDS チタンディスク

製品の詳細は P.066へ



For CAD/CAM, choose JDS!

JAPAN DENTAL SUPPLY

注目の新製品

JDS Pick-up Products New

Dental Materials　Other Dental Products

開口器

開口器

ヒッポ U

口唇や頬粘膜の排除が安定し、視野を確保
一人診療をサポート





装着シーン

製品の詳細は P.021へ

開口器

開口器

99サクションブロック

開口保持+吸引で
アシスタントなしの一人診療をサポート



製品の詳細は P.021へ

スキンケアクリーム

温感スキンケアクリーム

Dr-JAW インテンシブクリーム

フェイスラインのゆるみや首元のシワ、
肌内部のエネルギー不足に着目した集中ケアクリーム



製品の詳細は P.117へ

リップバーム

低刺激リップバーム

プランピンク リップショット

治療前後に塗ることで、唇のくすみ・乾燥をケア
歯科治療の価値を高めます



製品の詳細は P.117へ

診療器械

双眼ルーペ／双眼ルーペ用ライト／口腔内スキャナー
モバイルカート／義歯洗浄器／超音波洗浄器
口腔内撮影用カメラ／口腔内撮影用ライト
寒天コンディショナー／印象材練和器
フェイススキャナー／サンドブラスター／ミリングマシン
口腔内照明器／手術用のこぎり／歯科切削用ストリップ
重合用光照射器／口臭測定器

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

双眼ルーペ

ガリレアンルーペUL マルチ

ガリレアンルーペにウルトラライトモデルが登場!
超軽量設計で重さ61～65g。



仕 様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック、ピンク

包 装
ルーペ本体、フレームバンド、レンズキャップ、フリップバドル、ルーペ袋、清掃布、ルーペケース、ドライバー

■ 別売品

種 類	入 数
ガリレアンルーペ フェイスシールド ULマルチ用	10枚

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100345

ガリレアンルーペUL マルチ コードレスヘッドライトセットⅢ

ガリレアンルーペUL マルチとデンタルLED コードレスヘッドライトⅢのセットです。



仕 様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック、ピンク

包 装
ガリレアンルーペUL マルチ、デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100379

ガリレアンルーペUL マルチセットⅢ

ガリレアンルーペUL マルチとデンタルLED ULスポットライトⅢ マルチタイプのセットです。



仕 様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック、ピンク

包 装
ガリレアンルーペUL マルチ、デンタルLED ULスポットライトⅢ マルチタイプ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100383

双眼ルーペ

ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプ

ガリレアンルーペにウルトラライトモデルが登場!
超軽量設計で重さ51～54g。

仕 様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック、ピンク

包 装
ルーペ本体、プロテクトアイグラスL、R、S、SS 各1、フレームバンド、レンズキャップ、ルーペ袋、清掃布、ルーペケース

■ 別売品

種 類	入 数
ガリレアンルーペ フェイスシールド UL TTL用	10枚

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100346

ガリレアンルーペUL TTL コードレスヘッドライトセットⅢ

ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプとデンタルLED コードレスヘッドライトⅢのセットです。

仕 様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック、ピンク

包 装
ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプ、デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100380

ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプセットⅢ

ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプとデンタルLED ULスポットライトⅢ TTLタイプのセットです。

仕 様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック、ピンク

包 装
ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプ、デンタルLED ULスポットライトⅢ TTLタイプ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100384

汎用光源

デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ

コードレスでコードに絡まることがなく、スムーズな診療をサポートします。

仕 様
充電時間:約120分
照射時間:約150分
色温度:6,000K
照度:10,000Lux
LED寿命:約10,000時間
重量:37g(バッテリー装着時)
充電可能回数:約300回



［構成品］



包 装
コードレスヘッドライト、バッテリーコントローラーⅢ×2、遮光ライトフィルター、充電用コード、ACアダプタ、クリップオンTTL用、マイナスドライバー

■ 別売品

種 類
ライト用アタッチメント SurgiTel
ライト用アタッチメント EyeMag PRO
ライト用アタッチメント EyeMag Smart

一般的名称:汎用光源 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100370

汎用光源

デンタルLED コードレスUVライト

セメントやレジンがひと目で分かるので、アライナー矯正のバリ取りやセメントアウトが1人で対応できます。

仕 様
充電時間:約120分
照射時間:約360分
LED寿命:約10,000時間
重量:35g(バッテリー装着時)
充電可能回数:約300回



［構成品］





ガリレアンルーペUL
マルチ コードレスUVライトセット



ガリレアンルーペUL
TTL コードレスUVライトセット

包 装
コードレスUVライト、バッテリーコントローラーⅡ×2、充電用コード、ACアダプタ、クリップオンTTL用、マイナスドライバー

■ 別売品

種 類	
ガリレアンルーペUL マルチ コードレスUVライトセット (カラー:レッド、ブラック、ピンク)	2.5倍
	3.0倍
ガリレアンルーペUL TTL コードレスUVライトセット (カラー:レッド、ブラック、ピンク)	2.5倍
	3.0倍

デンタルLED コードレスUVライト
一般的名称:汎用光源 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100373
ガリレアンルーペUL マルチ コードレスUVライトセット
一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100374
ガリレアンルーペUL TTL コードレスUVライトセット
一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100375

双眼ルーペ

ケプラリアンルーペ マルチ BLACK 4.5倍

軽量チタンフレームにケプラー式光学システムを採用した高倍率ルーペです。



仕 様 規格:4.5倍
カラー:ブラック

包 装
ルーペ本体、ストリングフレームバンド 1個、フリップアップ 1個、レンズカバー 4個、ドライバー

■ 別売品

種 類
ストリングフレームバンド
ノーズパッド
プロテクトアイグラス(RL)
チタンフレーム BLACK
フリップアップ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100345

ケプラリアンルーペ マルチ コードレスヘッドライトセットⅢ BLACK 4.5倍

ケプラリアンルーペ マルチ BLACK 4.5倍とデンタルLED コードレスヘッドライトⅢのセットです。



仕 様 規格:4.5倍
カラー:ブラック

包 装
ケプラリアンルーペ マルチ BLACK 4.5倍、デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100388

ケプラリア ルーペ マルチ セットⅢ BLACK 4.5倍

ケプラリアンルーペ マルチ BLACK 4.5倍とデンタルLED ULスポットライトⅢ マルチタイプのセットです。



仕 様 規格:4.5倍
カラー:ブラック

包 装
ケプラリアンルーペ マルチ BLACK 4.5倍、デンタルLED ULスポットライトⅢ マルチタイプ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100387

汎用光源

デンタルLED ULスポットライトⅢ

マルチタイプ

軽量でコンパクトなバッテリーパックを採用し、ポケットにすっぽりと入ります。



仕 様
バッテリーパックサイズ:W66.5×D13×H82mm
充電時間:約6時間(フル充電)
使用時間:約5時間
バッテリー寿命:約300回充電
色温度:約6,000K
照度:21,000Lux以上
調光:8段階
重量:LEDライト・コード 36g
バッテリーパック 112g

包 装
ライト、バッテリーパック、ACアダプター、バッテリーパック用ケース(ベルトホルダ付)、コードクリップ 4個、クリップオン、遮光ライトキャップ 1個

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100382

TTLタイプ

クリップタイプのTTL専用LEDライトです。



包 装
本体1台

■ 別売品

種 類
ライト用アタッチメント SurgiTel
ライト用アタッチメント EyeMag PRO
ライト用アタッチメント EyeMag Smart

口腔内スキャナー

Aoral スキャン Elite New

SHINING 3D DENTAL

歯科治療の新たなスタンダードを目指すIPG搭載口腔内スキャナー。
All-on-X治療の精度と効率を向上し、従来の歯科治療から無歯顎インプラント治療まで、高精度の治療結果を実現します。

有線モデル



仕様 サイズ：L245×W30×H26mm
重量：124g

包　装
本体1台（パソコンは含んでおりません）、ビッグスキャナーチップ2個、スタンダードスキャナーチップ3個、ミニスキャナーチップ1個

ワイヤレスモデル



仕様 L247×W38×H37mm
重量：194g（バッテリー含む）

包　装
本体1台（パソコンは含んでおりません）、バッテリー、ビッグスキャナーチップ2個、スタンダードスキャナーチップ3個、ミニスキャナーチップ1個

Aoral スキャン Elite IPGコードスキャンボディ A～Fキット

各インプラントシステムのマルチユニットアバットメントに締結して使用するスキャンボディです。



一般的名称：歯科インプラント補綴用器具
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：40B1X10003GE0193

一般的名称：デジタル印象採得装置（歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット）　医療機器分類：管理医療機器　承認番号：30700BZI00017000

口腔内スキャナー

G-Oralスキャン2

SHINING 3D DENTAL

フルカラー3Dイントラオーラルスキャナー。従来のデスクトップスキャナを用いた光学印象採得方式より、
歯牙や歯肉などのフルカラー3Dスキャンデータを簡単に採得できます。インプラント治療や、補綴治療など様々な臨床ケースに対応可能です。

有線モデル



仕様 サイズ：W46×D281×H33mm
重量：240g（本体のみ）

種類・包装
本体1台 ※パソコンは含まれておりません。別途購入の必要がございます。
スキャナチップ（スタンダード）4個
スキャナチップ（ミニ）1個

ワイヤレスモデル



仕様 サイズ：W50×D270×H40mm
重量：330±20g（バッテリー、チップ含む）

種類・包装
本体1台 ※パソコンは含まれておりません。別途購入の必要がございます。
スキャナチップ（スタンダード）4個
スキャナチップ（ミニ）1個

一般的名称：デジタル印象採得装置（歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット）　医療機器分類：管理医療機器　承認番号：30200BZI00006A01

モバイルカート

カレ・フォルン　EGセット

ノートPC設置が可能な、使いやすい簡単操作のモバイルカートです。

仕様 カラー：ホワイト
サイズ：W470XD670XH835～1035mm（カート本体）
天板サイズ：W450XD540mm（有効寸法/W450XD500mm）
トレーサイズ：W395XD280mm（有効寸法）

包　装
本体1台





PC設置イメージ

全自動義歯洗浄器

シンプロ

Renfert making work easy

シンプロは35°に傾いた洗浄槽とクリーニングピン及び専用洗浄液で
頑固に付着した歯石やプラークを機械的、化学的に除去し洗浄します。

仕様 本体サイズ：W150×D280×H240mm
重量：3kg（本体のみ）

包　装	注文No.
本体1台	6700-1000

■ 別売品

種　類	容　量	注文No.
ヘルベックスティスカラーF	1L	6700-0200
シンプロ用洗浄液「シーメスDC」	2L	



［洗浄例］



超音波洗浄器

イージークリーン TEC

Renfert making work easy

頑固な汚れもヒーター×スイープ機能でムラなく効率的に、
さらに37kHzの安定した超音波周波数で、器具にやさしく確実な洗浄を実現します。

仕様 サイズ：W305×D190×H230mm
容量（タンクの最大容量）：2.7L
重量（蓋付き）：3.3kg

包　装	注文No.
本体、プラスチックカバー、ステンレンスバスケット	1850-2000

■ 別売品

種　類	注文No.
プラスチックカバー	1850-0001
ステンレスカバー	1850-0002
ステンレンスバスケット	1850-0003
ティッピングバスケット	1850-0004
耐酸性容器	1850-0005
ビーカー600mL	1850-0006
プラスチックカップ	1850-0007

一般的名称：器具除染用洗浄器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030390



口腔内撮影用カメラセット

クリアファイバープロⅥ

口腔内撮影用光ファイバーユニットをパナソニック製ミラーレス一眼レフカメラ・ルミックスG-100に装備した歯科専用口腔内撮影専用カメラです。高効率光ファイバーにより内蔵ストロボ光を効率よく導光し、左右均一に口腔内を照らします。



仕様 構成：光ファイバーユニット
ミラーレス一眼カメラ・マクロレンズ
サイズ：W125×D160×H110mm
重量：約828g

包　装
本体1台

口腔内撮影用LEDライト

クリアファイバー スマート pix®

演色指数Ra95という高演色性能LED素子を採用し、太陽光に近い自然な発色を実現したスマートフォン、タブレット用の口腔内撮影用LEDライトです。



仕様 照度：4,900Lux
※対象物から15cmの場合
調光：3段階
LED数：8灯
電源：単4電池×3本
（エネループのご使用を推奨します）
サイズ：W166×D120×H58mm
※スマホ用アーム装着時（出荷時）
重量：約140g（電池重量含まず）

包　装
本体、六角レンチ、ストラップ、iPad mini用延長アーム、iPad用延長アーム

■ 別売品

種　類
iPad13インチ用延長アーム

※iPhone、iPadはApple inc.の登録商標です。

寒天コンディショナー

JDS 遠赤ウォーマー

歯科用寒天印象材を適切な使用状態に維持するための遠赤ウォーマー（カートリッジタイプ）です。
遠赤外線の電磁波がムラなく寒天を加熱し、物性劣化を最小限に抑えます。
（8本フルオート×2ステージ）

仕 様 本体サイズ：W120×D150×H95mm
重量：約1.5kg

種類・包装
Pカートリッジシリンジあり （本体、Pカートリッジシリンジ1本、カートリッジガイドカバー1組）
Pカートリッジシリンジなし （本体、カートリッジガイドカバー1組）

一般的名称：歯科材料加温器　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：11B2X00019JDS001



シリコーン印象材自動練和器

シンプレス

ボタン1つで歯科用シリコーン印象材を自動練和します。
自動プランジャー戻り機能付きです。
残り1回分をLEDランプでお知らせいたします。
印象材練和後経過時間をビープ音で知らせる設定ができます。

仕 様 本体サイズ：W190×D380×H330mm
重量：7.0kg（本体のみ）

包 装	注文No.
本体1台	6000-3000

一般的名称：歯科印象材混こう器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030250



フェイススキャナー

Metiスマイル 3D フェイススキャナー

高度なソフトウェアにより、顔面情報を素早く撮影。
3D顔面データを構築し、患者さんへのコンサルテーションや、
歯科医院と歯科技工所の円滑なコミュニケーションを可能にします。

仕 様
カメラ解像度：データ取得用カメラ 1.3MP 3台
HD テクスチャーカメラ 5.0MP 1台
出力形式：STL,OBJ,PLY
精度：50μm
スキャン距離：500mm
視野角：W210×H270mm
サイズ：W215×D50×H75mm
重量：800g

包 装
本体1台（パソコンは含んでおりません）

一般的名称：頭部顔面規格写真撮影装置　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：40B1X10003GE0166



歯科用研削器材

タイニープラスⅢ New

4ホールタイプのエアータービンホースに対応するチェアサイドで使用できるサンドブラスターです。
使い慣れたフットペダルの操作で、歯科切削加工用レジン材料（CAD/CAMレジン冠）の
内面処理や各種補綴物のサンドブラスト処理が行えます。

仕 様 使用可能粒径サイズ：20～80μm

包 装
本体1台、専用カップリング、清掃ピン、JDSアルミナ100g

■ 別売品

種 類	容 量
JDSアルミナ（50μm）	500g

一般的名称：歯科用研削器材　医療機器分類：一般医療機器届出番号：13B2X10104270336



ミリングマシン

vhf E4 ミリングマシン New

コンパクトで軽量設計のブロック専用4軸ミリングマシン。
コストパフォーマンスに優れ、院内にも導入しやすい1台です。

乾式・湿式兼用

仕 様
サイズ：W360×D370×H490mm
重量：28kg
軸数：4軸/A軸+190°～-10°
反復精度：±3μm
最大回転数：60,000rpm
スピンドル最大出力：800W
ツールセット本数：6本+1本（AIRTOOL）
ブランクホルダー：ブロック専用（1本）
ブロックサイズ L45×D20×H20mm.max
電源 ：AC100-240V/500W

切削可能材料（ブロック） コンポジット、ハイブリッドレジン、ガラスセラミック、WAX、PMMA、ジルコニア

包 装
本体1台 ※CAMソフト・ミリングバー各種・設置費用・保守費用は別途となります。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B1X10100000117



汎用歯科用照明器

DB カリエスハンター

400nm²の波長光により肉眼では分かりにくい虫歯やプラークを簡単に確認することができる照明器です。



包 装
ライトガイドロット90°、ライトガイドロット120°、 充電器（USBケーブル付）、ACアダプター、防護メガネ

一般的名称：汎用歯科用照明器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：40B1X10014000008

手術用のこぎり

DBレシプロハンドピース

ストローク幅1.34mmのストリッピング専用コントラハンドピースです。
研削部位に応じて自由に研削バーの方向を変えることが可能で、
1:1 のハンドピースと比べ低振動なので患者様への負担が軽減されます。

包 装
一式

■ 別売品

種 類	入 数
DBスライサー 25μm	1個
DBスライサー 40μm	
DBスライサー 60μm	
DBスライサー アソート	3個

一般的名称：手術用のこぎり　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：40B1X10014000026

一般的名称：歯科研削用ストリップ　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：40B1X10014000019



歯科切削用ストリップ

DBスライサー

DentalBank

レシプロケーション型コントラアングルハンドピースに装着する歯科切削用ストリップです。
切削の度合いに応じて3種類の砥粒の粗さがあります。

種　類	入　数
DBスライサー　25μm	1個
DBスライサー　40μm	
DBスライサー　60μm	
DBスライサー　アソート	3個

一般的名称：歯科用研削器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：40B1X10014000019



歯科重合用光照射器

JDSキュアライト 1S

JAPAN DENTAL SUPPLY

照射光量2,500mW/cm²、385～515nmの高波長域を備えたハイパワーLED光照射器です。
軽量（123g）のコードレスタイプ。

仕様
本体カラー：ホワイト
光量：2,500、1,600mW/cm²切替
波長域：385～515nm
ハンドピース寸法：248×25×100mm

包　装
本体1台

■ 別売品

種　類	入　数
ライトガイド	1個
充電ベース	
電動アダプター	
アイシールド	
JDSキュアリングライトスリーブ	100枚

一般的名称：歯科重合用光照射器　医療機器分類：一般医療機器 特定保守管理医療機器　届出番号：13B2X10104260366



歯科切削用ストリップ／重合用光照射器／口臭測定器


オーラルクロマCHM-2

口腔ガス中の主要な口臭成分とされる揮発性硫黄化合物を硫化水素・
メチルメルカプタン・ジメチルサルファイドに分離し、ガス濃度を測定します。
シリンジで採取した口腔ガスを本体に注入後、4分で測定が完了します。
PCで測定データを管理します。

仕様
本体サイズ：W280×D385×H170mm
重量：4.0kg

包　装
本体1台、専用データ管理ソフトCD-ROM1枚、 PC接続ケーブル1本、口腔ガス採取用シリンジ100本





判定表示画面



履歴表示画面

診療材料

ニッケルチタンロータリーファイル／ダイヤモンドバー

インスツルメント／マイクロミラー

外科用インスツルメント／ミラー／矯正用インスツルメント

ミラー用くもり防止剤／その他 診療器材

CCDセンサー用カバー／イメージングプレート用カバー

ディスポーザブルブラシ／アプリケーター／X線フィルム

練和紙／シリンジチップ／ミキシングチップ／開口器

寒天印象材／ゲージ／バースタンド／リーマーボックス

ガッターボックス／バット

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

電動式歯科用ファイル


マイクロメガ NiTiロータリーファイルシステム

COLTENE

根管治療の安全性と切削力を両立した滅菌済のNiTiロータリーファイルシステムです。

根管拡大・形成用
One RECI　ワンレシ

直径1.0mmNiTiワイヤーを使用し、
歯頸部周囲および歯の硬組織の保存を実現します。



仕様　作業長：21mm、25mm

種　類	入　数
#20/4%	5本
#25/4%	
#25/6%	
#35/4%	
#45/4%	

ガッタパーチャー除去用
Remover　リムーバー

従来品より柔軟性と切削除去効率を向上しています。

仕様　作業長：19mm、23mm

種　類	入　数
#30/7%	5本



根管口拡大用
One Flare　ワンフレア

仕様　作業長：17mm

種　類	入　数
#25/9%	5本



グライドパス用
One G　ワンジー

仕様　作業長：21mm、25mm

種　類	入　数
#14/3%	5本



一般的名称：電動式歯科用ファイル　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：304AGBZI00001000

歯科用ダイヤモンドバー

メリーダイヤ AKIYAMA's Micro Bur

秋山勝彦先生ご考案
マイクロスコープ下において、露髄付近のカリエス除去に便利なダイヤモンドバーです。咬頭頂からの深さを確認するため1mm刻みでラインが入っています。
AKIYAMA's マイクロエキスカベーター0.5～1.2mmと併せて使用することができます。





AKIYAMA's Micro Bur セット

種　類		入　数
単品	KA-005ff	5本
	KA-007f	
	KA-008f/	
	KA-010f	
	KA-012f	
セット	アソート（バースタンド付）	

一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B3X00256000001

歯科用エキスカベータ

AKIYAMA's マイクロエキスカベーター

マイクロスコープ下において、露髄付近のカリエス除去に便利なエキスカベーターです。
咬頭頂から5～6mm付近が露髄の可能性が高くなると言われていることから、
先端から5mmのポイントにラインが入っています。
メリーダイヤ AKIYAMA's マイクロバーと併せて使用することができます。



種　類
0.2mm
0.5mm
0.7mm
1.0mm
1.2mm

■ 別売品

種　類
滅菌ケース（10本収納可能）

一般的名称：歯科用エキスカベータ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：11B1X1000662D311

歯鏡

AKIYAMA's マイクロミラー

歯間部に入れながら直接隣接面コンタクト付近を観察・診療することができるマイクロミラーです。
歯根側より歯冠側に位置する隣接面は、ほとんどアンダーカットが存在しないため、広く観察することができます。





種　類
Ultra Small 1.5mm前歯部用
Ultra Small 1.5mm臼歯部用
Extra Ultra Small 0.7mm 1
Extra Ultra Small 0.7mm 2

一般的名称：歯鏡　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：09B2X00010G00073

歯科用インプラント手術器具

AKIYAMA's マイクロキャリア

インプラント等の外科手術において増骨する箇所に移植材を填入するためのキャリアです。直径2mmのスペースがあれば、12mmまでの深部に正確に移植材を填入する事が可能です。キャリアのワンプッシュ量は、乾燥Bio-Oss（Geistlich Bio-Oss®）約0.01gです。



仕様　全長：160mm

入　数
1本

一般的名称：歯科用インプラント手術器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：09B2X00010G00065

歯科用インプラント手術器具

AKIYAMA's マイクロキャリアII

インプラントなどの外科手術において増骨する箇所に移植材を填入するためのキャリアです。先端部分には10mmまでのメモリが刻印されており、ソケットリフト時に何mmまで挿入されているかが一目でわかります。直径は3mmで、ワンプッシュ量はBio-Oss乾燥重量約0.02gです。



仕様　全長：160mm

入　数
1本

一般的名称：歯科用インプラント手術器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：09B2X00010G00069

歯科用圧入充填器

AKIYAMA's マイクロジンパッカー

マイクロスコープ下において、歯肉溝への圧排糸挿入が効率的にできるインスツルメントです。
歯周組織を破壊しないよう、1mmのポイントにマーキングがされており、圧排糸挿入の目安になります。
圧排糸が滑らないように先端に加工が施されています。



入　数
1本

一般的名称：歯科用圧入充填器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：11B1X1000665D702

骨粉収集器

AKIYAMA's グラフトディッシュ

骨移植材用のディッシュです。Bio-Oss乾燥重量の目安は、下から1本目のラインで0.2g、2本目で0.6g、上部までフルで1.3gです。



入　数
1個

一般的名称：骨粉収集器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：09B2X00010G00071

歯科用起子及び剥離子

AKIYAMA's マイクロミラー付剥離子

剥離する機能、歯肉を排除する機能、
ミラーの機能の3つを兼ね備えた製品です。
マイクロスコープを用いた手術において、
歯肉付着部より先端ヘラを侵入し、
歯牙および歯槽骨から歯肉を剥離できます。
また同時に、先端ヘラ鏡面部を使用し、
患部状況を確認することができます。



種　類
臼歯部用 2.5mm Small
臼歯部用 3.5mm Normal
前歯部用 2.5mm Small
前歯部用 3.5mm Normal

一般的名称：歯科用起子及び剥離子　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：09B2X00010G00070

口腔内撮影用ミラー

OKブロアー ミラーキット

送風ファン、LEDライト付きの口腔内撮影用ミラーキット。
ミラーが曇りにくく、すぐに口腔内撮影ができ効率的です。




包　装
本体、ミラー3種（ワイド、ミディアム、スモール）、 充電用USBケーブル（タイプC）

一般的名称：歯鏡　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104310377

口腔内撮影用ミラー

HRイントラオーラルミラー

ローダー社の高反射口腔内撮影用ミラーです。進化した特殊コーティング技術により、
75層のミラーコーティングで95%以上の反射率を実現しました。



種　類
〈頬側用 No.60〉片面コーティング厚さ：3.0mm
〈咬合面用 No.70〉片面コーティング厚さ：3.0mm
〈咬合面用 大 No.75〉片面コーティング厚さ：3.0mm

一般的名称：歯鏡　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104110307

歯科矯正用プライヤ

ピンカッター

歯科矯正用ピンカッターです。
タイワイヤーをストレスなく切断できてハンドル部がグリップし易く、術者の視界を遮らないスリムな先端形状です。完全ハンドメイドで鋭角部を極力なくし女性の手にもなじむなめらかな持ち手となっています。



入　数
1本

一般的名称：歯科矯正用プライヤ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B3X00030P00003

歯科矯正用プライヤ

ミニチュアピンカッター

歯科矯正用ミニチュアピンカッターです。
口腔内で使用しやすいよう先端を更にスリム化しました。



入　数
1本

一般的名称：歯科矯正用プライヤ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B3X00030P00004

歯科矯正用プライヤ

コウワイヤーカッター

女性にも優しいコンパクトサイズで、偏心ジョイントの採用により30%切断に要する力を軽減します。
カットしたワイヤーが飛散しないので、チェアサイドでも安心して患者さんの前でアーチワイヤーがカットできます。



入　数
1本

一般的名称：歯科矯正用プライヤ
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10260000011

ミラーのくもり防止剤

ミラーアンチフォグ

食品添加物から組成された安全性の高いミラーのくもり止めです。
デンタルミラー、口腔内撮影用ミラーなど、口腔内で使用するミラーに安心してご使用いただけます。
衛生的なスプレータイプをご用意しています。

容　量
500mL

■ 別売品

種　類
ミラーアンチフォグ用スプレー容器（100mL）

歯科用貼薬針

PPSキャリア

3Mix-MP等の薬剤を患部に充填するためのキャリアです。
先端がななめ55°にカットされており、特に歯周ポケット内の貼薬に便利です。
パイプ外径は0.8mmになっています。



入　数
1本

一般的名称：歯科用貼薬針　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X00094000150

メンテナンス用スケーラー

Macky1

1本で全顎クリーニングできる多機能スケーラーです。
シャンクの屈曲とブレードの湾曲で歯肉挿入がスムーズに行えます。



入　数
1本

一般的名称：歯科用スケーラ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：27B1X00118000011

歯科用根管ペーストキャリヤ

ニエットキャリアⅡ

難解な術式を要する「NIET」療法を効率的に行えるよう、従来あったアマルガムキャリアを3Mix-MP用に改良し、貼薬着座の窩洞底に確実に3Mix-MPを充填することができるよう工夫された専用キャリアです。先端チップの直径は標準が1.2mm、小が0.8mmになっています。



種　類	入　数
ニエットキャリアⅡ（標準）	1本
ニエットキャリアⅡ（小）	

■ 別売品


種　類	入　数
スペアパーツ（標準）	1個
スペアパーツ（小）	

一般的名称：歯科用根管ペーストキャリヤ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X00094000222

歯科用根管プラガ

3Mix-MP法用3-2キャリアー

チタンコーティングされたチップは、裏装材及びセメントとのリリースが容易です。
反対側には、ガタパーチャポイントの「大小」を差し込んで使用することにより、軟化象牙質や露出歯髄上に貼薬する際に、薬剤とのリリースが容易になります。



種　類	入　数
大小セット	各1本
大	1本
小	

一般的名称：歯科用根管プラガ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：11B3X00012000062

歯科用ダイヤモンドバー

ニエットバー

従来のピーソリーマーに代わり、先端にもダイヤモンドが付着したダイヤバーで、根管口部の拡大、着座形成時により効率的な切削が可能です。



種　類	入　数
#F1＝φ1.0mm	3本
#F2＝φ1.2mm	
#1＝φ0.8mm	
#2＝φ1.0mm	
アソート	4本（各1本）

一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X00094000077

歯科用ダイヤモンドバー

CRインレー形成バー

3Mix-MP法でのCRインレー直接法を行う際の窩洞形成を容易にするFGダイヤモンドバーです。



入　数
1本

一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X00094000096

CCDセンサー用ディスポーザブルカバー

DSソフトカバー

CCDセンサーがスポンジ部分に収まるので、患者さんの違和感を軽減します。
唾液もしっかりと遮断し、滑りにくいので撮影部位の保持が容易です。
＊医療機器基準の溶出物検査合格品です。



仕様　サイズ：145×40mm
スポンジ部内寸：35×53mm

入　数
100個

イメージングプレート用ディスポーザブルカバー

DSソフトカバーIP

やわらかいスポンジが違和感や痛みを軽減するデジタルイメージングプレート用ディスポーザブルカバーです。



仕様　サイズ：推奨IPサイズ　サイズ2（31×41mm）以下

入　数
100個

乳鉢セット

仕様　直径：52mm
深さ：28mm

包　装
乳鉢1個、乳棒1個



3Mix-MP用 洗浄液

3Mix-MP専用の洗浄剤です。インスツルメントにこびり付いて硬化した薬剤を溶解、洗浄します。
50ccまで計量（5cc単位）できるボトルです。



仕様　使用濃度：10倍希釈
洗浄時間：浸漬洗浄は30分以上
超音波洗浄器は5～15分

容　量
1L

ディスポーザブルブラシ

デンバー マジックブラシ

極細の先端毛でボンディング等の液剤塗布が緻密に行えます。
先端毛が高密度のため少量の液剤でもしっかり保持できます。



種　類	入　数
ホワイト XS（0.5mm）	100本
シルバー S（1.0mm）	

一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104230330

粘着式アプリケーター

デンバー スティッキーブラシ

ピンセットではつかみにくいものをしっかりと保持する粘着式のスティックです。強力な粘着性によりベニア、インレー、クラウンなどの補綴物や、矯正用ブラケットなどを確実に保持できます。固定した後にスティックをひねって引っ張ると、粘着物を残さずにきれいに取り外しができます。



入　数
70本（10本×7ケース）

一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104230361

3Mix専用保管容器

3Mixを使用する治療を成功させるポイントの1つに、薬剤の変質を防ぎ、薬力価を落とさないことがあります。3Mix専用保管容器は、各種薬剤を保管する場合の望ましい容器の条件をクリアーしています。



包　装
容器5個（ラバーカップ内蔵）、表記シール5枚、乾燥剤

抜歯窩掻爬用器具

JDS抜歯窩掻爬用ダイヤモンドバーキット New

低回転・低振動で、抜歯窩の軟組織（不良肉芽）を除去するダイヤモンドバーキットです。
骨を守り、効率的に治癒を促進させます。



包　装
JDS抜歯窩掻爬用ダイヤモンドバーキット（バースタンド・RL2・RL3）、 JDS抜歯窩掻爬用ダイヤモンドバー単品 RL2、JDS抜歯窩掻爬用ダイヤモンドバー単品 RL3

一般的名称：歯肉切除メス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：40B2X1042NE0002

レンズくもり止め

OTSアンチ-フォグ アルファ

シールドを傷めるようなアルコール類、石油系溶剤を一切使用していない、ジェル状のレンズくもり止め及びクリーナーです。不快なくもりを防ぎ、安全な施術をサポートします。
超親水膜がくもりから視界を守り、またフッ素の力でくもり止め効果が長時間持続します。



容　量
10g

パノラマ撮影用フィルム

JDS パノラマフィルム

高解像で信頼性も高いパノラマ撮影用フィルムです。



仕様　レギュラータイプ、オルソタイプ（希土類）

種　類	入　数
レギュラータイプ	100枚
オルソタイプ（希土類）	

一般的名称：スクリーン型歯科画像診断用X線フィルム　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B3X10093009003

滑り止め加工付き練和紙

プルードパッド

3層構造で両面を特殊コーティングしてあるので、レジン系材料など物性に影響を及ぼすことがありません。



入　数
100枚綴り×3冊

シリンジチップ

JDS ユニチップ

コンポジットレジン、グラスアイオノマーセメントなどのペースト状材料を根管内に充填するニードル付チップです。
ニードルはフレキシブルメタルで、曲げて使用できます。





原寸大

包　装
コアチューブ100個、バルブ100個

一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：27B2X00041000178

開口器

ヒッポ U New

日本人にフィットしやすい快適サイズ設計の開口器。
口唇や頬粘膜の排除が安定し、視野を確保します。
また、外部リングにサクションをしっかりホールドできます。





装着シーン

仕様	サイズ：内径　タテ65×ヨコ75mm 外径　タテ85×ヨコ95mm 原材料：ハード部（リング及びタブ）　ポリプロピレン ソフト部　熱可塑性樹脂（ラテックスフリー）

入　数
50個

一般的名称：歯科用開口器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104310391

開口器

99サクションブロック New

一人診療で開口保持 ＋ 吸引を同時に行える開口器。
形成、スケーリング、レジン充填など幅広い治療で活用でき、
オートクレーブ滅菌にも対応しています。



種　類	入　数
スモール	5個
ミディアム	

一般的名称：歯科用開口器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104310391

シリンジチップ

エレファントCRシリンジチップ

流動性レジンセメントの充填用です。





原寸大

入　数
100本

一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：27B2X00041000115

ミキシングチップ

JDSミキシングチップ

カートリッジタイプの製品に対応したミキシングチップです。
用途に合わせてSS、S、Lの3種類のサイズをラインナップしました。



SSショート　SS　S　L

種　類	入　数
SSショート 先端内径　φ3.6mm	100本
SS イエロー 先端内径　φ3.6mm	
S ピンク 先端内径　φ4.8mm	
L グリーン 先端内径　φ4.8mm	

■ 別売品

種　類	入　数
JDSミキシングチップ ノズル　SS用	100本
JDSミキシングチップ ノズル　S用	

一般的名称：歯科用練成器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104290351

歯科用寒天印象材

アンドロイド

使い勝手がよく高い精度の寒天印象材です。連合印象に適しています。



カートリッジ

一般的名称：歯科用寒天印象材
医療機器分類：管理医療機器
認証番号：219AFBZX00064000



シリンジ

一般的名称：歯科用寒天印象材
医療機器分類：管理医療機器
認証番号：219AFBZX00065000

種　類	入　数
カートリッジタイプ	48本
シリンジタイプ	60本

コンタクトゲージ

プルードコンタクトゲージ

片手で隣接接触関係を客観的に検査できるゲージです。



種　類	入　数
30μm（グリーン）	5枚
50μm（ブルー）	
100μm（イエロー）	

歯鏡

フロントサーフェイスミラー

表面反射タイプにより、反射像が二重にならないので、マイクロスコープやルーペを使用した治療に適しています。
特殊なロジウムコーティングを施しているため、高反射率を有しており明るい反射像が得られます。
カメラ撮影でも、視野が明るいため、鮮明な画像が得られます。

種　類	入　数
#000（10mm）	6枚
#0（14mm）	6枚
#4（22mm）	12枚
#5（24mm）	
チークリトラクター#4（22mm）	6枚
チークリトラクター#5（24mm）	
JDSミラーホルダー（ローダー用）	3本



チークリトラクター



一般的名称：歯鏡　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104110268

フロント サーフェイスミラー ハンドルPD-1

繊細な操作を可能にするグリップ設計で、
長時間の使用でも快適な操作性を実現します。



包　装
本体1本

バースタンド

インプラントロジーキット



S　L

仕様	規格：(S)#500561・(L)#500631 サイズ：(S)W100×D90×H50mm (L)W150×D90×H50mm

種　類
S
L

※バー、ドリル等は含まれません。

リーマーボックス

エンドボックス



仕様	規格：#180150・アルミニウム製 サイズ：φ48×55（高さ）mm カラー：シルバー、ブルー、レッド、グリーン

種　類
シルバー
ブルー
レッド
グリーン

※ファイル等は含まれません。

ガッターボックス

ガッターボックス



仕様	規格：#180160・アルミニウム製 サイズ：φ48×55（高さ）mm カラー：シルバー、ブルー、レッド、グリーン

種　類
シルバー
ブルー
レッド
グリーン

※ファイル等は含まれません。

リーマーボックス
ミニグリップ



仕 様
規格：#180250・アルミニウム製
サイズ：φ40×35（高さ）mm
カラー：シルバー、ブルー、レッド、グリーン、イエロー

種　類
シルバー
ブルー
レッド
グリーン
イエロー

※ファイル等は含まれません。

バースタンド
バークリップカラー 8ホール



仕 様
規格：#191265
（FG用バー4本・CA用バー4本収納）・ステンレス製
#191266
（FG用バー8本収納）・ステンレス製
サイズ：W35×D28×H28mm
カラー：カラーチップ4色付

種　類
ブルー
レッド
イエロー
グリーン

※バー、ドリル等は含まれません。

リーマーボックス
エンドミクロ



仕 様
規格：#180180・アルミニウム製
サイズ：W65×D50×H50mm
カラー：シルバー、ブルー、レッド、グリーン

種　類
シルバー
ブルー
レッド
グリーン

※ファイル等は含まれません。

バースタンド
エコブロック 8ホール



仕 様
規格：#190235
（FG用バー4本・CA用バー4本収納）・アルミニウム製
#190236
（FG用バー8本収納）・アルミニウム製
サイズ：W30×D25×H30mm
カラー：シルバー、ブルー

種　類
シルバー
ブルー

※バー、ドリル等は含まれません。

歯科用バット
アルミニウムトレイ



仕 様
規格：#181470
サイズ：W200×D100×H20mm
カラー：シルバー、ブルー、レッド、グリーン、
イエロー、ターコイズ

種　類
シルバー
ブルー
レッド
グリーン
イエロー
ターコイズ

矯正材料

矯正用レジンセメント／矯正用スクリュー

ダイヤモンドバー／矯正用レジン／矯正用接着材

その他 矯正器材／矯正診断用ソフトウェア

矯正用硬石こう

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

バンド用グラスアイオノマー系レジンセメント

オルソリー バンドペーストSL

ペースト化による優れた操作性を実現し、デュアルキュアタイプ採用によりバンドの内面までしっかり重合できます。
唾液が滞留しやすい部位にも優れた接着力を持っています。
ブルー色ペーストなのでディバンド後の残存セメントの視認が容易で、グラスアイオノマーならではの長期にわたるフッ素徐放性もあります。

スターターセットSL



包　装
カートリッジ12.9g(7.2mL)1本、ミキシングチップ10本

カートリッジSL



包　装
カートリッジ12.9g(7.2mL)2本、練和紙(No.22)1冊

■ 別売品

種　類	入　数
オルソリー ミキシングチップSL	40本

オルソリー バンドペースト　一般的名称:歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント　医療機器分類:管理医療機器　単回使用:ミキシングチップ　認証番号:220AKBZX00105000
オルソリー ミキシングチップ　一般的名称:歯科用練成器具　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B1X00155000179

ブラケット用グラスアイオノマー系レジンセメント

オルソリー グラスボンドSL

オートミックス採用により練和不要で操作が簡単です。
グラスアイオノマーならではのマイルドコンディショニングと長期にわたるフッ素除放性がイオン結合による歯質と化学的に接着します。
ブラケット除去時は容易にディボンドが可能となります。

スターターセットSL



包　装
カートリッジ13.3g(7.2mL)1本、ミキシングチップ20本、 ジェルコンディショナー1.4g(1.2mL)3本、ブラシチップ30本

カートリッジSL



包　装
カートリッジ13.3g(7.2mL)2本、ミキシングチップ40本

ジェルコンディショナー

健全歯面を青色ポリアクリル酸20%ジェルで
マイルドコンディショニングします。



包　装
ジェルコンディショナー5本、ブラシチップ50本

一般的名称:歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント　医療機器分類:管理医療機器　単回使用:ミキシングチップ　認証番号:220AKBZX00106000

歯科矯正用アンカースクリュー

オルソリー インデュース MS-Ⅱ

独自のテーパー形状により皮質骨のサポートを向上させます。
埋入時の過度なストレス集中を軽減するための
ラテラルカッティングガイドを採用しています。
ガンマ線滅菌を採用した、安全性の高い製品です。
セルフドリリングによるシンプルな術式で、
植立部位の粘膜厚さに合わせたラインナップから選択可能です。




入　数
2本

一般的名称:歯科矯正用アンカースクリュー　医療機器分類:高度管理医療機器
認証番号:2400BZI00013000

歯科用ダイヤモンドバー

オルソリー IPRバー

矯正歯科におけるIPR(ディスキング)を
精密かつ効率的に行うためのダイヤモンドバーです。



種　類			入　数
パラレルタイプ		P050-06fff	6本
		P050-07fff	
テーパータイプ		T018-06fff	6本
		T028-06fff	
		T038-06fff	
	アソート	T018-06fff	6本(3種×2)
		T028-06fff	
		T038-06fff	

一般的名称:歯科用ダイヤモンドバー　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B3X00256000001

歯科矯正用レジン材料

オルソリーアライナーコネクト

マウスピース型矯正装置に適した審美性、高耐久性を有する
アタッチメント作製のためのレジンが誕生しました。

包　装
アライナーコネクト 2mL 1本、フィリングチップⅢプラスチック 3個、 フィリングチップ用キャップ 1個

一般的名称:歯科矯正用レジン材料　医療機器分類:管理医療機器
認証番号:303AKBZX00054000



ブラケットベース用レジン

オルソリー コモンベースレジン

従来のコンポジットレジンにはない粘靭性を持っています。
レジンでベース面を拡げることで安定したボンディングが可能で、
ボンディング後は適度に磨耗します。
低粘度タイプ(LV)、高粘度タイプ(HV)の2種類をラインナップし、
クリア色はローフロータイプのHVとハイフロータイプのLV、
ピンク色はハイフロータイプをラインナップしています。



LV クリア

仕 様　色調:クリア

包　装
コモンベースレジン2.7g(2mL)2本、 フィリングチップⅢプラスチック4個、 フィリングチップ用キャップ1個

LV ピンク

仕 様　色調:ピンク

包　装
コモンベースレジン2.7g(2mL)2本、 フィリングチップⅢプラスチック4個、 フィリングチップ用キャップ1個

HV クリア

仕 様　色調:1色=クリア

包　装
コモンベースレジン2.7g(2mL)2本、 フィリングチップⅢプラスチック4個、 フィリングチップ用キャップ1個

一般的名称:歯科矯正用レジン材料　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:223AABZX00071000

ブラケット用ボンディング材

オルソリー ユニバーサルボンド

あらゆるブラケットに対応するユーティリティ性の高い接着性能を持ち、プライマー含有ペーストにより歯面とベース面に安定して接着します。
歯面に残存したボンディング材もUV照射により簡単に識別可能です。
エッチャントは、歯質に優しいジェル状の新しい歯面処理材です。

スターターセット(クリア)



包　装
ボンディング(2mL)1本、エッチャント(3.6mL)1本、 UB用チップ2個、UB用キャップ1個、オルソリーニードルチップ(黒)20個

ボンディング(クリア)



包　装
ボンディング(2mL)2本、UB用チップ4個、UB用キャップ2個

エッチャント



包　装
エッチャント(3.6mL)2本、オルソリーニードルチップ(黒)40個

一般的名称:高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:223AABZX00073000

ブラケット用ボンディング材

オルソリーユニバーサルボンドフロー

インダイレクト法、KommonBaseによる接着に便利な操作性、物性を追求したワンペーストボンディング材です。
色調はクリア、ピンクの2色のランナップとなっております。

スターターセット(クリア・ピンク)



包　装
ボンディング2mL 1本、SEプライマー 5mL 1本、 ディスポーザブルアプリケーターⅡ50本、ディスポティッシュ 20枚、 フィリングチップⅢプラスチック2個、フィリングチップ用キャップ1個

ボンディング(クリア・ピンク)



包　装
ボンディング2mL 2本、SEプライマー 5mL 1本、 フィリングチップⅢプラスチック4個、フィリングチップ用キャップ2個

SEプライマー



容　量
5mL

一般的名称:高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:230AABZX00107000

歯科矯正用プライヤ

TCプライヤー

歯科矯正用マウスピースの調整に適したプライヤー。エラスティックゴムを掛ける突起を
付与したり、矯正力を増したい部位にピンポイントでアクセントを付けることができます。

種　類
TC-01 ボタンフォーミング
TC-02 アンダーカットフォーミング
TC-03 リテンションフォーミング
TC-04 マルチインデンテーションフォーミング

一般的名称:歯科矯正用プライヤ　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B1X00155000288



TC-01　TC-02　TC-03　TC-04

矯正ソリューションソフトウェア

オルソリー ドルフィンソフトウェア

セファロ分析、トレーシングを効率化させ、歯科・外科矯正ともに対応する治療シュミレーションソフトです。

セファロ分析ソフト

Dolphin Imaging



仕様
Imaging Plus ™ イメージングプラス～画像管理
Ceoh Tracing セファロトレーシング～セファロ分析
Treatment Simulation
トリートメントシミュレーション～治療シミュレーション
McLaughlin Dental VTO～歯列シミュレーション

3次元データ加工ソフト

Dolphin Imaging 3D

矯正臨床におけるCTデータ活用を高めるツールです。
CBCT、MedicalCT、MRI、STL3Dカメラデータを画面上に表示させ、
簡単操作で診断に必要な情報が表示されます。



3次元外科シミュレーション

Dolphin 3D Surgery™

外科矯正のシミュレーションを効率的に実施するため便利なツールです。
術前に複数の治療計画を視覚的に評価・検討することができます。



歯科矯正コンサルテーションソフト

Dolphin Aquarium™ 3

高品質な3Dアニメーションを利用したダイナミックなコミュニケーションツールです。
矯正治療全般の説明を動画で分かりやすく提供するために設計されました。



歯科用硬質石こう

オルソリー ブランストーン

矯正用歯科用石こうです。
各印象材に対する表面の粗さが従来品と比べ小さく、印象面がより滑沢に仕上がります。
矯正用に適した自然なホワイト色です。



容 量
9kg(3kg×3)

一般的名称：歯科用硬石こう　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：27B2X00008000067

歯列矯正用咬合誘導装置

パナシールドプラスMedical

低位舌を改善し下顎に加わる舌圧を排除して、舌と顔面の筋群による筋機能のバランスを整え、不正咬合を正常な咬合へと誘導させる歯列矯正用咬合誘導装置です。



種 類
Sサイズ
Lサイズ

一般的名称：歯列矯正用咬合誘導装置　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：231AOBZX00001000

技工器械

サンドブラスター／真空攪拌器／ワックスヒーター

モデルトリマ／ダウエルピン植立用穿孔器

エアーカッター／バイブレーター／集塵器／研磨ボックス

レーズ／静電気対策機器／バキュームマウス

吸引口切替スイッチ／ポーセレン焼成炉／モデルカッター

技工用エンジン／スチーマー／ポーセレン焼成炉

技工用卓上ＬＥＤライト／３Ｄプリンター

卓上スキャナー／ミリングマシン

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。


オートマチックサンドブラスター
バリオジェット

チャンバー内のバスケットが回転し、埋没材除去作業を自動的に行います。
約50%のサンドを循環させ再利用します。



仕 様 本体サイズ:W405×D460×H650mm
重量:26kg

包　装	注文No.
本体1台	2961-1000



循環式サンドブラスター
バリオベーシック

約50%のサンドを循環させ再利用します。
オプションの追加タンクを装着すると通常のマイクロブラスティングも行うことができます。



仕 様 本体サイズ:W380×D450×H540mm
重量:14kg

包　装	注文No.
本体1台	2960-1005

■ 別売品

種　類	
追加タンク 25～70μm用	レフト
	ライト
追加タンク 70～250μm用	レフト
	ライト

※写真は2タンク装着例です。(標準はタンクなし)

サンドブラスター
ベーシックエコ

コストパフォーマンスに優れた省スペース型のサンドブラスターです。従来品と同様、タンクに内圧がかかっているため、アルミナやガラスビーズの残量に関係なく一定量での噴射が可能です。用途により1タンクまたは2タンクの仕様からお選びいただけます。



仕 様 本体サイズ:W350×D400×H275mm
重量:1タンク4.4kg　2タンク5.5kg

包装・種類	注文No.
本体1台 1タンク 25～70μm用	2949-5050
本体1台 2タンク 25～70μm用 70～250μm用	2949-5025

※写真は2タンク仕様です。

サンドブラスター
ベーシックモービル

卓上型のサンドブラスターです。



仕 様 本体サイズ:W220×D130×H260mm
重量:2.5kg

包装・種類	注文No.
本体1台 25～70μm用	2914-3050
本体1台 70～250μm用	2914-3250

サンドブラスター
ベーシックククアトロII IS

イミディエイト・ストップ(IS)フットスイッチ搭載で、瞬時に噴射がストップします。
またそれぞれのタンク内に圧力調整ノブが付いているため、サンドの種類、粒径に合わせて適切な圧力をセットできます。



仕 様 本体サイズ:W395×D510×H320mm
重量:11.5kg(2タンク装着時)

包　装	注文No.
本体1台	2959-1000

■ 別売品

種　類
追加タンク 25～70μm用
追加タンク 70～250μm用

※写真は4タンク装着例です。(標準は2タンク)

サンドブラスター
ベーシックククアトロII

LEDライトを採用し、より明るく、見やすくなりました。標準は2タンクですが、オプションで最大4つまで装着が可能です。ガラス内面はシリコンコーティングされています。



仕 様 本体サイズ:W395×D465×H285mm
重量:8.9kg(2タンク装着時)

包　装	注文No.
本体1台	2958-1000

■ 別売品

種　類
追加タンク 25～70μm用
追加タンク 70～250μm用

※写真は4タンク装着例です。(標準は2タンク)

ガラスビーズ
ガラスビーズ

サンドブラスター用ガラスビーズです。
粒子が均等で目詰まりしずらい設計をしています。



粒　径	容　量	注文No.
50μm	5kg	1594-1305
100μm		1589-1005

アルミナ
コブラ

酸化アルミニウムが99.5%以上の焼結アルミナです。
粒子が均等で目詰まりしずらい設計をしています。



粒　径	容　量	カラー	注文No.
25μm	5kg	ホワイト	1594-1105
50μm			1594-1205
90μm			1584-1005
110μm			1583-1005
125μm		ピンク	1587-1005
250μm		ホワイト	1585-1005

サンドブラスター
ベーシッククラシックII

LEDライトを採用し、より明るく、見やすくなりました。
レンフェルト社のベーシックなサンドブラスターです。



仕 様 本体サイズ:W355×D415×H270mm
重量:6.5kg

包　装	注文No.
本体1台	2947-4025

タンクサイズ
25～70μm用1個、70～250μm用1個

サンドブラスターノズル
ITノズルチップ

耐久性に優れたレンフェルト社サンドブラスター用ノズルチップです。

チップサイズ	対応サンド	注文No.
φ0.4mm	25μm	90002-1203
φ0.6mm	50μm	90003-3213
φ0.8mm	50～110μm	90002-1204
φ1.0mm	90～125μm	90003-3211
φ1.2mm	50～250μm	90003-3214
φ1.4mm	110～250μm	90002-1205
φ2.0mm	250μm	90002-1206
φ1.5×3.5mm	110～250μm	90003-1739



歯科技工用真空攪拌器

ツイスター エボリューションII

1台で石こう、埋没材、複模型用シリコーンおよびアルジネート印象材の練和が可能です。
※アルジネート印象材の練和には別売のアルジネート印象材用カップが必要です。
特殊形状のブレードと予備練和モードの反復回転機能により粉と水をほぼ完全に馴染ませることができます。練和量や練和物（石こう・埋没材・複模型用シリコーンおよびアルジネート印象材）に応じ、最大100種類のプログラム設定が可能です。カップは65mLから取り揃えているので、少量練和も可能です。
バキューム内蔵なのでコンプレッサーへの接続が不要です。



仕様 本体サイズ：W152×D235×H285mm
重量：5.2kg（本体のみ）

包　装	注文No.
本体1台、500mL攪拌カップ（石こう・埋没材・複模型用シリコーン用）	1828-1000

一般的名称：歯科技工用真空攪拌器　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030271

※写真のスタンドは別売です。

歯科技工用真空攪拌器

ツイスターII

バキューム内蔵ですので、コンプレッサーとの接続不要です。
練和時間、回転数の設定が可能です。



仕様 本体サイズ：W152×D235×H285mm
重量：5.2kg（本体のみ）

包　装	注文No.
本体1台、500mL攪拌カップ（石こう・埋没材・複模型用シリコーン用）	1826-1000

一般的名称：歯科技工用真空攪拌器　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030273

※写真のスタンドは別売です。

歯科技工用真空攪拌器

ツイスターII ベンチュリ

コンプレッサーへの接続が必要です。
練和時間、回転数の設定が可能です。



仕様 本体サイズ：W152×D235×H320mm
重量：4.0kg（本体のみ）

包　装	注文No.
本体1台、500mL攪拌カップ（石こう・埋没材・複模型用シリコーン用）	1827-1000

一般的名称：歯科技工用真空攪拌器　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030273

※写真のスタンドは別売です。

歯科技工用真空攪拌器専用スタンド

別売スタンド

専用スタンドをお使いになれば、
設置場所を選びません。

仕様 スタンド重量：6kg

包　装	注文No.
スタンド1台	1821-0102

攪拌用カップ



特殊なブレード形状により
最適な練和が可能になります。





アルジネート用

種　類		注文No.
アルジネート印象材専用カップ 500mL		1823-0500
石こう・埋没材・複模型シリコーン用攪拌カップ	①65mL（ブレード付）	1820-6500
	②200mL（ブレード付）	1820-0200
	②200mL（カップのみ）	1820-0220
	③500mL（ブレード付）	1820-0500
	③500mL（カップのみ）	1820-0520
	④700mL（ブレード付）	1820-0700
	⑤1,000mL（ブレード付）	1820-1001

電気ワックスペン

ワックスレクトリックII

50℃から200℃まで2本のハンドピースそれぞれ温度設定できます。
各ハンドピース毎に、3つの温度がメモリー設定できます。



仕様 本体サイズ：W150×D98×H60mm
重量：460g

包　装	注文No.
本体1台、ハンドピース2本、チップ2本（No.1、No.3）	2157-1000

一般的名称：歯科用ワックス形成器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030185

電気ワックスペン

ワックスレクトリックI

50℃から200℃まで、3つの温度がメモリー設定できます。
ハンドピースは天然コルク製で、長時間使用しても疲れにくくなっています。



仕様 サイズ：W120×D98×H60mm
重量：430g

包　装	注文No.
本体1台、ハンドピース1本、チップ1本（No.2）	2156-1000

一般的名称：歯科用ワックス形成器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030339

電気ワックスペン

ワックスレクトリックライトII

ダイヤル式で簡単に温度設定ができます。



仕様 サイズ：W91×D80×H53mm
重量：430g

包　装	注文No.
本体1台、ハンドピース2本、チップ2本（No.1、No.3）	2151-1000

一般的名称：歯科用ワックス形成器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030341

電気ワックスペン

ワックスレクトリックライトI

ダイヤル式で簡単に温度設定ができます。



仕様 サイズ：W91×D80×H53mm
重量：410g

包　装	注文No.
本体1台、ハンドピース1本、チップ1本（No.2）	2150-1000

一般的名称：歯科用ワックス形成器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030340

■ 別売品（ワックスレクトリックII／ワックスレクトリックI／ワックスレクトリックライトII／ワックスレクトリックライトI共通）



No.1 注文No.2155-0101
No.2 注文No.2155-0102
No.3 注文No.2155-0103
No.4 注文No.2155-0104
No.5 注文No.2155-0105
No.7 注文No.2155-0107
No.8 注文No.2155-0108
No.9 注文No.2155-0109
No.10 注文No.2155-0110
No.11 注文No.2155-0111
No.12 注文No.2155-0112

ワックスレクトリックライト用ホルダーセット（チップホルダー1個、ハンドピースホルダー2個）注文No.2151-1500
コルクグリップ 注文No.90003-5948

ワックスポット
バリオE

槽ごとに温度設定が45℃から110℃までできます。



仕様 本体サイズ:W178×D120×H54mm
槽サイズ:φ35mm、深さ15mm
重量:660g

包装	注文No.
本体1台	1452-1000

デンチャー用ワックスポット
ワックスプロフィ

120mLの大型ポットで、40℃から110℃まで温度設定が可能です。



仕様 本体サイズ:W178×D120×H54mm
重量:608g
槽容量:120mL

包装	注文No.
本体1台	1440-1000

ディッピングポット
ホッティLED

60℃から110℃まで温度設定ができます。



仕様 本体サイズ:W90×D98×H65mm
槽サイズ:φ35mm、深さ25mm
重量:360g

包装	注文No.
本体1台	1461-1000

IH式ワックスインスツルメントヒーター
ノーフレームプラス

ご愛用のインスツルメントがそのまま使用できます。
IH 式ですので、安全で技工室の空気を汚しません。





仕様 本体サイズ:W85×D195×H83mm

包装
本体1台、プロテクティブキャップ2個

■ 別売品

種類	入数
プロテクティブキャップ	10個

センタートリーマー
ミロプロ

カーバイトバーを採用しているので、効率よく切削することができます。



仕様 本体サイズ:W214×D252×H207mm
重量:5.7kg

包装	注文No.
本体1台、カーバイトバー(シングルカット)1本	1805-1000

■ 別売品

種類	注文No.
カーバイトバー(クロスカット6°)	1806-0001
カーバイトバー(シングルカット6°)	1806-0002
カーバイトバー(シングルカット0°)	1806-0003

歯科技工用トリマ
MT3 モデルトリマ

広く設定された切削面積と高回転による高い切削能力で、効率的な作業を行うことができます。



仕様 本体サイズ:W305×D410×H330mm
重量:13.2kg
回転数:2,880min^{-1}/50Hz、3,450min^{-1}/60Hz

包装	注文No.
本体1台、クリテフィックス1枚(80メッシュ)、注水ホース1本、排水ホース1本	1808-2000

一般的名称:歯科技工用トリマ　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030292

■ 別売品

シリコンカーバイドディスク
クリテフィックス



粗さが80メッシュと120メッシュの2種類あります。

種類	入数	注文No.
80メッシュ	5枚	1803-1100
120メッシュ		1803-1200

バーシャルダイヤモンドディスク
MT3用マラソンディスク



石こうの種類に関係なく、
思い通りにトリミングできます。

入数	注文No.
1枚	1803-2001

フルダイヤモンドディスク
MT3用インフィニティディスク



超硬石こうも簡単にトリミングできます。

入数	注文No.
1枚	1803-3001

ダウエルピン植立用穿孔器
トップスピンⅡ

最新のCAD/CAM同様のモーター、シャフトベアリングテクノロジーを採用し、軸ブレが0.01mm以下の正確な穿孔が可能です。
モーターの改良により、穿孔中のモーター抵抗が軽減されスムーズな作業ができます。



仕様 本体サイズ:W153×D175×H330mm
重量:4.0kg

包装	注文No.
本体1台、トップスピン用ドリルφ2.02mm1本	1840-1000

■ 別売品

種類	先端径	入数	注文No.
トップスピン用ドリル	φ2.02mm	1本	5010-0202
	φ2.00mm		5010-0200
	φ1.98mm		5010-0198
スマートピン用ドリル	φ1.59mm	3本	367-0159

精密作業模型製作システム
オートスピン

石こうの使用量が抑えられ時間短縮につながる精密作業模型製作システムです。
レンフェルト独自のレベル調整ピンにより、水平な歯列と正確なピン位置が確保できます。
スクリュー固定式のユニバーサルプレートホルダーは、あらゆるサイズのプレートが使用できます。



仕様 サイズ:W180×D275×H368mm
本体重量: 7.6kg

包装	注文No.
本体1台	1860-1000

■ 別売品

種類	入数・容量	注文No.
ベースプレートスタンダード	100枚	1860-0100
ベースプレートコンフォート	100枚	1860-0200
セカンダリープレート	50枚	1860-0300
シリコンパテ	1kg	1860-0400
オートスピン　ピンドリル		1860-0500
ユニバーサルプレートホルダー		1860-0600
ユニバーサルインプレッションホルダー		1860-0700
テーパーピン	1000本	369-2000

エアーカッター
パワーピロー

パワー調整ができるので、さまざまな箇所の掘り出しに使用できます。
安定した掘り出し作業が行えるグリップ形状です。





注意:エアー内の不純物の混入を防ぐため、
市販のフィルター圧力調整器をご使用ください。

仕様 本体サイズ:φ29×168mm
重量:398g

包装	注文No.
本体1台、チップ1本(No.2)	5022-5000

■ 別売品

種類	注文No.
チップ	5022-0200

バイブレーター
バイブラックス

特殊なショックアブソーバーを採用することにより、静かな作業が可能です。
用途に合わせて4つの振動パワーと2つの振幅により8種類のモードが選択できます。



※写真はバイブレーティングボール装着例です。

仕様 本体サイズ:W275×D220×H140mm
重量:6.5kg

種類・包装	注文No.
バイブラックス(50Hz)本体1台	1830-2000
バイブラックス(60Hz)本体1台	1830-3000

■ 別売品

種類	注文No.
バイブレーティングボール	1830-0001

CAMユニット専用集塵器

サイレントパワーCAM EC

モーター耐久時間が5,000時間以上と長寿命で、
静音設計のCAMユニット専用集塵器です。
インターフェイスケーブルを接続することにより、
CAMユニットとの連動が可能です。



仕 様 サイズ:W270×D540×H535mm
重量:約18kg

包　装	注文No.
本体1台、 集塵用ホース(2m) ※インターフェイス ケーブルは別売です。	2939-2000

■ 別売品

種　類			注文No.
インターフェースケーブル	タイプA	vhf	2934-0005
		Wieland	
	タイプB	Roland DG	2934-0006
	タイプC	mes-icore	2934-0008
		Planmeca	
	タイプD	Amann Girrbach	2934-0009
	タイプF	Zirkonzahn	2934-0012
	タイプG	vhf(K5)	2934-0013
	タイプH	Dentsply Sirona	2934-0016
	タイプJ	Canon MD500	2934-0018
サイレントパワーCAM EC用ファインフィルター			90002-1584
サイレントパワーCAM EC用モーター			90002-1678
サイレントパワーCAM EC用ダストバッグ25枚			2934-0014

※インターフェースケーブルはサイレントコンパクトCAMと共通となっております。

CAMユニット専用集塵器

サイレントコンパクトCAM

静音設計で小型CAMユニット専用の集塵器です。
インターフェイスケーブルを接続することにより、
CAMユニットとの連動が可能です。



仕 様 本体サイズ:W245×D500×H440mm
重量:約13.2kg

包　装	注文No.
本体1台、 集塵用ホース(2m) ※インターフェイス ケーブルは別売です。	2934-3500

■ 別売品

種　類			注文No.
インターフェースケーブル	タイプA	vhf	2934-0005
		Wieland	
	タイプB	Roland DG	2934-0006
	タイプC	mes-icore	2934-0008
		Planmeca	
	タイプD	Amann Girrbach	2934-0009
	タイプF	Zirkonzahn	2934-0012
	タイプG	vhf(K5)	2934-0013
	タイプH	Dentsply Sirona	2934-0016
	タイプJ	Canon MD500	2934-0018
サイレントコンパクトCAM用ファインフィルター			90002-1635
サイレントコンパクトCAM用モーター			90003-7226
サイレントコンパクトCAM用排気ホース			2934-0004

※インターフェースケーブルはサイレントパワーCAM ECと共通となっております。

歯科用コンパクト集塵機

サイレント XS New

コードレスタイプでコンパクトな移動可能な吸引ユニットです。
静音設計により診療中や作業中でも周囲を気にせず使用可能です。



仕 様 本体サイズ:W223×D193×H248mm
重量:約1.12kg

包　装	注文No.
本体1台、保護ガラス、充電器、電源コード ※ニッケル水素電池は付属していません。	2922-1000

■ 別売品

種　類	注文No.
サイレントXS用フィルターセット3枚入	2922-0002
サイレントXS用ワーキングブロック	2922-0001

研磨ボックス

ダステックスマスタープラス

4,800LuxのLEDライトと大型ウィンドーで良好な明るさと視野を確保します。
また、ハウジングは特殊樹脂コーティングされておりますので汚れがつきにくくなっています。



仕 様 本体サイズ:W380×D400×H285mm
重量:5kg

包　装	注文No.
本体1台	2626-1105

■ 別売品

種　類	注文No.
マグニフィアー(拡大鏡)	2626-0300

技工用集塵器

サイレントコンパクト

静音設計で一人用のコンパクト型集塵器です。
自動でファインフィルターが振動し、
ダストが集塵トレーに振るい落とされます。



仕 様 本体サイズ:W245×D500×H440mm
重量:13.2kg

包　装	注文No.
本体1台、 集塵用ホース(2m)	2934-1500

■ 別売品

種　類	注文No.
サイレントコンパクト CAM用ファインフィルター	90002-1635
サイレントコンパクト CAM用モーター	90003-7226
サイレントコンパクト CAM用排気ホース	2934-0004

技工用集塵器

サイレントEC2

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる
集塵器です。技工用ハンドエンジンなど2台の機器と
の連動が可能で個別にON、OFFの切替ができます。



仕 様 本体サイズ:W285×D540×H535mm
重量:約18.5kg

包　装	注文No.
本体1台、 集塵用ホース(2m)×2	2937-2000

■ 別売品

種　類	注文No.
サイレントパワーCAM EC2用モーター	90002-1678
サイレントパワーCAM EC2用ファインフィルター	90002-1584
サイレントパワーCAM EC2用ダストバッグ25枚	2934-0014

歯科技工用電気レーズ

JDS ミニレーズ

コンパクトタイプで変速可能な高性能ミニレーズです。



仕 様 本体サイズ:W155×D130×H130mm
重量:3.4kg
回転数:最大7,000min^{-1}

包　装
本体1台、タケノコ(左右各1本)、取付用レンチ1本、コンセントソケット1個

■ 別売品

種　類	入　数
左タケノコ	1本
右タケノコ	

一般的名称:歯科技工用電気レーズ　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:23B1X10001A60008

バキュームマウス

エキストラクタークランプ・ガラス

厚さ20～40mmのデスクに固定できるバキュームマウスです。
吸引ホースは左右どちらにも取り付け可能です。



包　装	注文No.
本体1台	2925-0000

■ 別売品

種　類	注文No.
エキストラクタークランプ用ガラス	2925-1000

技工用集塵器

サイレントTS

運転時のノイズを抑えた静音設計です。
Y型ホースアダプターにより2台同時に使用できます。



仕 様 本体サイズ:W224×D564×H591mm
重量:26kg
ダストバック容量:7.5L

包　装	注文No.
本体1台、 ダストバック1枚、 Y型ホースアダプター1個、 ホースアダプター1個、 集塵用ホース1本	2921-1050

■ 別売品

種　類	注文No.
ダストバック5枚	2921-0002
キャスター	2921-0001
サイレントTS用モーター	92921-0051

技工用集塵器

ボルテックスコンパクト 3L

サンドブラスターなどと連動して使用できます。
集塵パワーの調整が可能です。また、キャスター付き
で移動がスムーズです。



仕 様 本体サイズ:W385×D480×H600mm
重量:10kg
ダストバック容量:15L

包　装	注文No.
本体1台、 ダストバック1枚、 集塵用ホース1本	2924-6000

■ 別売品

種　類	注文No.
ダストバック5枚	2924-5003

吸引口切替スイッチ

エキストラクタースイッチ

吸引口を2つに分岐・切り替えができるスイッチです。
ホースジョイント4個付(ホースは別)。



包　装	注文No.
本体1台	2926-0000

石膏モデルカッター

G2コンセプト

支台歯のマージンを損傷することなく、安全で正確に模型の分割ができます。
ジスクが下から出てくるので、ダウエルピンと平行で精密な模型分割を可能にします。







仕 様 本体サイズ:W375×D390×H160mm
重量:4.5kg

包　装
本体1台(レーザーラインマーカー付属)、ダイヤモンドジスク1枚

■ 別売品

種　類
ダイヤモンドジスク替刃

歯科技工用ポーセレン焼成炉

JDS スーパーバーン MGV-1414

ジルコニア用シンタリングファーネスです。大容量の焼成炉を備え、安定した温度管理による効率の良い焼成を実現します。
単冠、ブリッジ2～4本、ブリッジ5本以上の焼成プログラムがプリセットされており
その他にもお好みでカスタマイズしたプログラムを登録することができます。



仕 様
電気容量：AC200V　単相25A　50Hz/60Hz
寸法：焼成炉本体：W450×D585×H925mm
制御ユニット：W320×D585×H685mm
専用架台設置時：W450×D585×H1,655mm
（アジャスター含む）
加熱室：W200×D200×H200mm
炉低：W140×D140mm
重量：焼成炉本体75kg、制御ユニット100kg、
専用架台設置時190kg
最高/常用温度：1,600℃/1,450℃

包 装
本体1台
※別途、運送・据付費および現地立会い費が必要となります。

一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104210322

歯科技工用電動式ハンドピース

Q3

SCHICKモーターテクノロジーがスピーディに力強く、テクニシャンのニーズに応える技工用エンジンです。
最大トルク11N·cmを誇る高性能モデル「プレミアム」と、操作性を追求したスリムフィットデザインモデル「ベーシック」をラインナップしています。

Q3プレミアム



仕 様　最大回転数：60,000rpm
最大トルク：11N·cm

包 装
Q3プレミアム（ハンドピース、フットコントロールユニット）

Q3ベーシック



仕 様　最大回転数：40,000rpm
最大トルク：7N·cm

包 装
Q3ベーシック（ハンドピース、フットコントロールユニット）

一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104250368

スチーム洗浄ユニット

パワースチーマー

洗浄作業をスピーディにパワフルに、強力スチームが持続する高性能スチーマーです。さらに、スチーム終了時には切れ良くピタッと止まります。
移動が容易な「タンク式」と給水の手間がない「水道直結式」の2種類をラインナップしています。

パワースチーマー1 タンク式

仕 様　使用圧力：4.5bar
寸法：W370×D350×H422mm

包 装	注文No.
パワースチーマー1　タンク式 （本体1台、清掃用ブラシ1個、開口レンチ1個）	1845-2000

■ 別売品

種 類	容 量	注文No.
スケール除去液	1000mL	1845-0100



パワースチーマー2 水道直結式

仕 様　使用圧力：4.5bar
寸法：W370×D350×H422mm

包 装	注文No.
パワースチーマー2　水道直結式 （本体1台、吸水ホース1個、 清掃用ブラシ1個、開口レンチ1個）	1846-2000

■ 別売品


種 類	容 量	注文No.
スケール除去液	1000mL	1845-0100



歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット220 oral design

オストロマットシリーズ最軽量の13kgで、設置場所を選ばない省スペース設計（W265×D258mm）です。保湿効率に優れた特殊ストーンをマッフルと焼成台に採用し、陶材をより緻密に焼き上げることが可能です。



仕 様
最高焼成温度：1,100℃
操作パネル：4.3型タッチ式カラーディスプレイ
プログラム数：100
本体サイズ：W266×D258×H531mm
本体重量：13kg
電源：100V（50Hz/60Hz）
消費電力：1,450W

包 装
本体1台
（バキュームポンプ（外部電磁弁ユニット付）1台、焼成台1個）

一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104190367

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット624 oral design

保温効率に優れた特殊ストーンをマッフルと焼成台に採用しており、陶材をより緻密に焼き上げることが可能です。
出荷時にはクリエイション陶材のプログラムがインストールされています。



仕 様
最高焼成温度：1,200℃
プログラム数：1セット199プログラム
（複数セット保存可能）
インターフェイス：USB×2、LAN×1
プログラムモード：イージーモード
クラシックモード
プロフェッショナルモード
本体サイズ：W383×D343×H653mm
本体重量：18kg
電源：100V（50Hz/60Hz）
消費電力：1,450W


包 装
本体1台
（バキュームポンプ1台、エアフィルター1個、焼成台1個、
温度キャリブレーションキット1個、ピンセット1本）

一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104190312

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット624i oral design

LANケーブルを接続し、デケマ社のデータベースから各メーカーの焼成プログラムを選択/保存できます。
パッド操作やマルチタッチ操作に対応した大型ディスプレイを採用しました。
また、焼成台の上下はタッチパネルで動作します。



仕 様
最高焼成温度：1,200℃
インターフェイス：USB×2、LAN×1
プログラムモード：イージーモード
クラシックモード
プロフェッショナルモード
本体サイズ：W383×D343×H653mm
本体重量：19kg
電源：100V（50Hz/60Hz）
消費電力：1,450W


包 装
本体1台
（バキュームポンプ1台、エアフィルター1個、焼成台1個、
温度キャリブレーションキット1個、ピンセット1本）

一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104190337

歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマット654プレシデント oral design

プレス機能を備えたポーセレンファーネスです。
USBメモリーを使用し、各種焼成プログラムの保存、読み込みが可能です。
デケマ社のホームページより、各種陶材の最新プログラムがダウンロードできます。



仕 様
最高焼成温度：1,200℃
プログラム数：1セット199プログラム
（複数セット保存可能）
インターフェイス：USB×2、LAN×1
プログラムモード：プレスモード
イージーモード
クラシックモード
プロフェッショナルモード
プレス圧力：10段階
本体サイズ：W383×D343×H653mm
本体重量：22kg
電源：100V（50Hz/60Hz）
消費電力：1,450W

包 装
本体1台
（バキュームポンプ1台、エアフィルター1個、焼成台1個、
プレス用焼成台1個、温度キャリブレーションキット1個、ピンセット1本）

一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104190320

歯科技工用ポーセレン焼成炉

ルカグレーズ

真空ポンプを必要としないステイン、グレーズ専用のポーセレンファーネスです。
非常にコンパクトで、歯科医院内でのセラミックのグレージングに便利です。

仕 様　本体サイズ：W210×D178×H222mm
重量：3.6kg
使用最高温度：1,100℃

包 装
本体1台、焼成トレー、焼成ピン（5本）、
電源コード

■ 別売品

種 類	入 数
焼成トレー （55×55mm）	1個



一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104140301

高演色LEDライト

Z-80 PRO Ⅱ

演色指数Ra97の高演色性能LED素子を採用し、セラミックスの緻密なシェードマッチングに最適です。色温度も5,000Kと太陽光に近く、長時間のラボワークによるテクニシャンの目の疲れを軽減します。

仕 様　ブラック・ホワイト
重量：1.6kg
色温度：5,000K
演色指数：Ra97

包 装
本体1台、専用クランプ、
ACアダプター（コード長さ1.8m）

■ 別売品

種 類
デスクベースZ-B16（ブラック）
デスクベースZ-B16W（ホワイト）



歯科用3Dプリンター

ラピッドシェイプ PRO 20 New

rapidshape

高速・高精度を実現した3Dプリンターです。
模型が約20分で作製でき、コンパクト設計でクリニックでも設置可能。



仕 様
サイズ：W334×D357×H544mm
重量：約27kg
積層ピッチ：25～150μm
造形エリア：W133×D75×H115mm
解像度：±34μm 1,920×1,080（HD）

包 装
本体1台
※パソコン、アクセサリーパッケージ、材料の別途購入が必要です。

■ 別売品

種 類
PRO Wash（自動洗浄機）
PRO cure（二次硬化機）

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B1X10100000083

歯科用ミリングマシン

MD-500W

Canon

最大30,000回転の高速スピンドル・高トルク（瞬間最大18cN·m、連続使用最大9cN·m）を搭載した湿式5軸制御ミリングマシン。
高剛性構造による高精度な5軸制御機構を搭載し、高速・高精度の補綴物製作が可能。



湿式

仕 様
サイズ：W500×D760×H1,550mm　※アジャスタ・集塵接続口除く
重量：210kg（付属品は除く）
制御軸数：5軸（X·Y·Z·A·B）
加工方式：湿式
スピンドル：回転数 1,000～30,000rpm
　　出力 0.35kW
ATC：クランプ方式 ツールホルダー方式
　　ミリングバー長 45～60mm
　　シャンク径 φ4mm・φ6mm
　　ミリングバー収納本数 10本
電源：AC100V-15A（50/60Hz）

切削可能材料 チタン、ハイブリッドレジン、PMMA、ニケイ酸リチウム

包 装
本体、ミリングバーホルダー・チャック 各10個、専用スパナ 2個、トルクグリップ（1.4N）、
ブロック固定プレートW、ディスク固定プレートW、ホルダ固定治具（工具キャップ付き）各1個、
ブリーツフィルター、架台フィルター、切粉フィルター
※別途、キヤノンクーラント液、MD-500W用HyperDent Compact JDSの購入が必要です。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10330000005

卓上スキャナー

FREEDOM X3 New

DOF

独自技術のカメラムービング方式を採用し、
カメラが動きながら模型をスキャンする卓上スキャナー。



仕 様
カメラ画素数：2.3MP(Dual)
精度：7μm
出力形式：STL,OBJ,PLY
サイズ：W385×H214×H407mm
重量：5kg
電源：AC100-240V (50/60Hz)

包 装
本体1台

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：26B2X10038000021

卓上スキャナー

FREEDOM X5 New

DOF

独自技術のカメラムービング方式を採用し、
カメラが動きながら模型をスキャンする精度卓上スキャナー。



仕 様
カメラ画素数：5MP(Dual)
精度：5μm
出力形式：STL,OBJ,PLY
サイズ：W385×H214×H392mm
重量：5kg
電源：AC100-240V (50/60Hz)

包 装
本体1台

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：26B2X10038000016

歯科用ミリングマシン

CRAFT DRY New

DOF

Cクランプジグを使用し90度加工が可能なミリングマシン。
最大出力800W、60,000rpmのスピンドルを搭載。
クイックジグチェンジ方式により、簡単に早くジグ交換が可能。



乾式

仕 様
サイズ：W430×D620×H712mm
重量：75kg
加工様式：乾式
加工軸：5軸
スピンドル：シャンク径 φ4mm
　　最大RPM 60,000rpm
　　最大出力 0.8kW
電源：AC100V（50-60Hz）

切削可能材料 ジルコニア、CAD/CAM冠、PMMA、WAX、PEEK

包 装
本体、Cクランプジグ、Oクランプジグ、CAD/CAM冠12個装着ジグ、インレーホルダー、ミリングバー一式、
コンプレッサー
※別途、CRAFT DRY専用集塵機、CRAFT DRY専用台、hyperDENT V10 express for DRYの購入が必要です。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：26B2X10038000020

歯科用ミリングマシン

MD-500S

Canon

高剛性構造による高精度な5軸制御機構を搭載し、高速・高精度の補綴物製作が可能な乾式ミリングマシン。
省スペースな小型サイズの中に使い易い操作性を実現。



乾式

仕 様
サイズ：W500×D740×H680mm　※アジャスタ・集塵接続口除く
重量：110kg（付属品は除く）
制御軸数：5軸（X·Y·Z·A·B）
加工方式：乾式
スピンドル：回転数 5,000～60,000rpm
　　出力 0.35kW
ATC：クランプ方式 ツールホルダー方式
　　ミリングバー長 45～60mm
　　シャンク径 φ4mm・φ6mm
　　ミリングバー収納本数 10本
電源：AC100V-15A（50/60Hz）

切削可能材料 ハイブリッドレジン、ジルコニア、PMMA、WAX、PEEK

包 装
本体、ミリングバーホルダー・チャック 各10個、専用スパナ 2個、トルクグリップ（1.4N）、
ブロック固定プレート、ディスク固定プレート、ホルダ固定治具（工具キャップ付き）各1個
※別途、MD-500S用増圧ユニット、MD-500S用HyperDent Compact JDSの購入が必要です。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10330000004

歯科用ミリングマシン

CRAFT DX New

DOF

最大10枚のトレイを収納可能な大容量ディスクチェンジャーを備え、
高い作業効率を可能にするミリングマシン。
オートキャリブレーション機能を搭載し、90度加工によりクオリティを追求。
さらに、機械剛性のある安定加工が可能です。

乾式



仕 様
サイズ：W835×D725×H610mm
重量：100kg
加工様式：乾式
加工軸：5軸
スピンドル：シャンク径 φ4mm
　　最大RPM 60,000rpm
　　最大出力 0.9kW
電源：AC100V（50-60Hz）

切削可能材料 ジルコニア、CAD/CAM冠、PMMA、WAX、PEEK

包 装
本体、C-Type ジグ、CAD/CAM冠12個装着ジグ、ミリングバー一式（1～3スロットまではC-Type ジグ、4～10スロットまでは選択制
〈C-Type ジグまたはCAD/CAM冠12個装着ジグ〉）、集塵機
※別途、hyperDENT V10 express for DRYの購入が必要です。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：26B2X10038000027

歯科用ミリングマシン

CRAFT 2 New

乾式・湿式兼用

加工速度を向上させ、高精度な加工を実現するオールインワンミリングマシン。
角度制限のないB軸35度加工が可能。
15インチ大型スクリーンを搭載。



仕 様

サイズ：加工機（上部）W545×D670×H670mm
テーブル（下部）W545×D670×H970mm
重量：145kg
加工様式：乾式/湿式
加工軸：5軸
スピンドル：シャンク径 φ4mm
最大RPM 100,000rpm
最大出力 0.7kW
電源：AC100V（50-60Hz）

切削可能材料 ジルコニア、CAD/CAM冠、PMMA、WAX、PEEK、ガラスセラミック、プレミルチタンアバットメント

包 装

本体、C-Type ジグ、O-Type ジグ、Hybrid Ceramic（CAD/CAM冠）ジグ、インレーホルダー、ミリングバー一式、コンプレッサー、集塵機、専用テーブル
※別途、hyperDENT V10 express w / Glass ceramicの購入が必要です。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：26B2X10038000025

歯科用ミリングマシン

CRAFT PLUS New

乾式・湿式兼用

サーボモータ搭載でチタンディスクの加工が可能なオールインワンミリングマシン。
1.37kWの強力なスピンドルを搭載。



仕 様

サイズ：加工機（上部）W545×D670×H670mm
テーブル（下部）W545×D670×H970mm
重量：145kg
加工様式：乾式/湿式
加工軸：5軸
スピンドル：シャンク径 φ6mm
最大RPM 60,000rpm
最大出力 1.37kW
電源：AC200V（50-60Hz）

切削可能材料 ジルコニア、CAD/CAM冠、PMMA、WAX、PEEK、ガラスセラミック、プレミルチタンアバットメント、チタン

包 装

本体、C-Type ジグ、O-Type ジグ、Hybrid Ceramic（CAD/CAM冠）ジグ、インレーホルダー、ミリングバー一式、コンプレッサー、集塵機、専用テーブル
※別途、hyperDENT V10 express w / Glass ceramic、もしくはhyperDENT V10 w / Glass ceramicの購入が必要です。


一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：26B2X10038000026

歯科用ミリングマシン

CRAFT PRO New

乾式・湿式兼用

加工速度を向上させ高精度な加工を実現し、
リニアスケールにより微細な位置制御が可能なオールインワンミリングマシン。
最大出力3.6kW、60,000rpmのスピンドルを搭載。



仕 様

サイズ：加工機（上部）W725×D901×H992mm
テーブル（下部）W725×D901×H883mm
重量：350kg
加工様式：乾式/湿式
加工軸：5軸
スピンドル：シャンク径 φ6mm
最大RPM 60,000rpm
最大出力 3.6kW
電源：AC200V（50-60Hz）

切削可能材料 ジルコニア、CAD/CAM冠、PMMA、WAX、PEEK、ガラスセラミック、プレミルチタンアバットメント、チタン、コバルトクロム合金

包 装

本体、C-Type ジグ、O-Type ジグ、Hybrid Ceramic（CAD/CAM冠）ジグ、Premill Original ジグ、Premill Revers ジグ、インレーホルダー、ミリングバー一式、外付けエアーコンプレッサー200V、外付けエアードライヤー100V、専用テーブル
※別途、hyperDENT V10 express w / Glass ceramicもしくは、hyperDENT V10 w / Glass ceramicの購入が必要です。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：26B2X10038000023

技工材料

歯科用ワックス／歯科用樹脂系模型材／分離材

オクルージョンスプレー／パレット／焼成トレー

ダウエルピン／ダウエルピンキャップ

インプラントジグ作製用レジン／ポーセレンブラシ

ポーセレンパレット／歯科用陶材

セラミックス用ステイン材

CAD/CAM用ジルコニアディスク／PMMAディスク

CAD/CAM用ブロック／CAD/CAM用チタンディスク

ダイスペーサー／パターンレジン／クラウンホルダー

その他 技工器材／歯科用パターン成形品／埋没材

超硬質石こう／硬質石こう

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

歯科用キャスティングワックス

GEO クラシック


ブンゼンバーナー専用のモデリングワックスです。
オペーク:早い溶解性と硬化性のため、操作性に優れています。
溶解時でも透明性が出ないので確実にモデリングできます。
適度な粘りと硬さがありますので、良好な切削感が得られます。

トランスペアレント:オールセラミックス用で特にプレスセラミックに適しています。
酸化チタンが含まれていませんので、残渣なく焼却できます。
融解温度:64～75℃


種　類	容　量	注文No.
①ベージュ オペーク	75g	497-0100
②グレー オペーク		497-0200
③ミント オペーク		497-0300
④ブルー トランスペアレント		497-1200
⑤ミント トランスペアレント		497-1300

一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030199


①ベージュ オペーク


②グレー オペーク


③ミント オペーク


④ブルー トランスペアレント


⑤ミント トランスペアレント

歯科用キャスティングワックス

GEO アバンギャルド

電気ワックスペン専用のモデリングワックスです。
適度な流動性があるので、広範囲のワックスアップ作業に適しています。
融解温度:60～62℃

種　類	容　量	注文No.
①ユニバーサル ベージュオペーク	75g	495-0100
②ユニバーサル グレーオペーク		495-0200
③ユニバーサル ミントオペーク		495-0300

一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030198


①ユニバーサル ベージュオペーク


②ユニバーサル グレーオペーク


③ユニバーサル ミントオペーク

歯科用キャスティングワックス

GEO スペシャルワックス

ブロックアウトワックス

ブロックアウト専用ワックスです。
高融点のため寒天印象材の温度の影響を受けません。
融解温度:78～85℃

種　類	容　量	注文No.
ピンク オペーク	75g	650-0000



スティッキーワックス

仮着固定用スペシャルワックスです。
弾性がないので変形しません。
どのような材質に対しても固定できます。
融解温度:85～91℃


種　類	容　量	注文No.
ピンク トランスペアレント	75g	488-1000



ミリングワックス

回転数が2,500から5,000min-1で粘りつくことなく切削できます。
チッピングが少なく滑らかな切削面が得られます。
融解温度:65～67℃

種　類	容　量	注文No.
ブルー オペーク	75g	485-1000



一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030200

サービカルワックス

酸化チタンが含まれていませんので、残渣なく焼却できます。
融解温度:59～67℃

種　類	容　量	注文No.
レッド トランスペアレント	75g	486-1000



アンダーカットワックス

酸化チタンが含まれていないので、残渣なく焼却できます。
適度な弾力性により、アンダーカットや形成窩洞に適しています
融解温度:63～65℃

種　類	容　量	注文No.
レッド トランスペアレント	75g	489-1000



歯科用キャスティングワックス

GEO ホワイトワックス

トランスペアレント

残渣なしに焼却できますので、プレスセラミックに適しています。
融解温度:73～75℃



容　量	注文No.
75g	499-0201

一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030249

オペーク

GEOナチュラルと同様に患者説明用ブランニングワックスアップに適しています。
オペーク効果が高いので、メタルフレーム上でも金属色が出ません。
融解温度:73～75℃



容　量	注文No.
75g	499-0101

歯科用キャスティングワックス

GEO クラシックナチュラル

オールセラミック用で特にプレスセラミックに適しています。
酸化チタンが含まれておりませんので、残渣なく焼却できます。
融解温度:64～75℃



種　類	容　量	注文No.
デンチントランスペアレント	75g	499-0400

一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030329

歯科用キャスティングワックス

GEO ナチュラル

人工歯と同等のA2シェードを有していますので、
患者説明用ブランニングワックスアップに適しています。
融解温度:64～75℃




容　量	注文No.
75g	499-0300


一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030218

歯科用キャスティングワックス

GEO モデリング ワックス

耐火模型上の補足、修正用ワックスです。
スタンダードは透明性があり、外形線を確認できます。
スタンダードとハードの2種類の硬さがあります。


①スタンダード トランスペアレント


②ハード オペーク

種　類	容　量	注文No.
①スタンダード トランスペアレント	75g	649-0000
②ハード オペーク		649-1000

一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030211

歯科用キャスティングワックス

K2ワックス

bredent

インレー、クラウン、ブリッジ用のカービングワックスです。
収縮率が低く、適合のよい補綴物が製作できます。
また、適度な硬度により切削面がきれいに仕上がります。
溶融点:60℃～65℃


グレー


イエロー


ベージュ


グリーン

種　類	容　量	注文No.
グレー	60g	510 0090 2
イエロー		510 0090 3
ベージュ		510 0090 4
グリーン		510 0090 5

一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104010079

歯科用キャスティングワックス

GEO ディッピングワックス

90～92℃でご使用いただくと、厚さ0.5mmのコーピングが得られます。

種　類	容　量	注文No.
イエロー	200g	482-3000
グリーン		482-3300





一般的名称：歯科用キャスティングワックス　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030201

歯科用キャスティングワックス

GEO クローワックス

幅広い作業に使用できる使い易いワックスです。
ブンゼンバーナーと電気ワックスペンに使用可能です。
融解温度：70～73℃

種　類	容　量	注文No.
①グリーン トランスペアレント	80g	475-0100
②ブルー トランスペアレント		475-0200
③レッド トランスペアレント		475-0300
④ベージュ オペーク		475-0400
⑤グレー オペーク		475-0500
⑥サービカルワックスレッド トランスペアレント		475-0600




一般的名称：歯科用ワックス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030328

歯科用ワックス成形品

GEO クラスプワックス

圧接による形態安定性が高いクラスプワックスです。レンフェルト社のワックスパターンは全て残渣なく焼却できます。

小臼歯用クラスプ




入　数	注文No.
10枚	688-3002
接着剤付 10枚	638-3002

大臼歯用クラスプ




入　数	注文No.
10枚	688-3003
接着剤付 10枚	638-3003

リングクラスプストレート




入　数	注文No.
10枚	688-3004
接着剤付 10枚	638-3004

リングクラスプ



入　数	注文No.
10枚	688-3005
接着剤付 10枚	638-3005

ローチクラスプ



入　数	注文No.
10枚	688-3010
接着剤付 10枚	638-3010




一般的名称：歯科用ワックス成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030209

歯科用ワックス成形品

GEO リテンションワックス


グリッド粗目



仕様　2.2×2.2mmの粗めのグリッド構造
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.75mm

入　数	注文No.
20枚	688-3007
接着剤付 20枚	638-3007


グリッドファイン



仕様　1.8×1.8mmの細かなグリッド構造
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.7m

入　数	注文No.
20枚	688-3008
接着剤付 20枚	638-3008


グリッド対角線状



仕様　対角線状のグリッド構造
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.95mm

入　数	注文No.
20枚	688-3011
接着剤付 20枚	638-3011


グリッドメッシュ



仕様　ホール直径：2.0mm
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.8mm

入　数	注文No.
20枚	688-3009
接着剤付 20枚	638-3009

下顎用リテンション



仕様　無地
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：1.3mm

入　数	注文No.
10枚	688-3006
接着剤付 10枚	638-3006

ホールリテンション ストレート



仕様　サイズ：長さ135mm
厚さ：1.3mm

入　数	注文No.
40個	664-3000

ホールリテンション



仕様　サイズ：長さ130mm
厚さ：1.3mm

入　数	注文No.
40個	662-3000

一般的名称：歯科用ワックス成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030210

歯科鋳造用シートワックス

GEO プレートワックス

青緑色の半透明なプレートワックスです。

シートワックス



仕様　無地
シートサイズ：75×150mm

厚　さ	入　数	注文No.
0.40mm	15枚	640-3040
0.50mm		640-3050

ステップルファイン



仕様　細目
シートサイズ：75×150mm

厚　さ	入　数	注文No.
0.40mm	15枚	641-3040
0.50mm		641-3050

ステップルコース



仕様　中粗
シートサイズ：75×150mm

厚　さ	入　数	注文No.
0.40mm	15枚	643-3040
0.50mm		643-3050

ステップルベイン



仕様　粗目
シートサイズ：75×150mm

厚　さ	入　数	注文No.
0.40mm	15枚	644-3040
0.50mm		644-3050
0.60mm		644-3060

キャスティングワックス

接着剤付きなので、模型への適合が良好です。

仕様　シートサイズ：100×100mm

厚　さ	入　数	注文No.
0.50mm	32枚	445-3005
0.60mm		445-3006

一般的名称：歯科鋳造用シートワックス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030208

歯科用パターン成形品

GEO バーワックス

リンガルバー

形状は半洋なし状。硬さはミディアム。





仕 様　サイズ：4×2mm

容　量	注文No.
65g	667-3042

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030212

ワックスバー

硬さはミディアムで直径サイズ2種類から選べるワックスバーです。





直　径	容　量	注文No.
0.8mm	25g	668-3008
1.0mm	37g	668-3010

歯科用キャスティングワックス

GEO ワックスワイヤー

中硬質と硬質の2種類の硬さがあります。

硬　さ	直　径	容　量	注文No.
ブルー 中硬質	2.0mm	250g	678-3020
	2.5mm		678-3025
	3.0mm		678-3030
	3.5mm		678-3035
	4.0mm		678-3040
	5.0mm		678-3050
ターコイズブルー 硬質	2.0mm		676-2020
	2.5mm		676-2025
	3.0mm		676-2030
	3.5mm		676-2035
	4.0mm		676-2040
	5.0mm		676-2050



ブルー/中硬質



ターコイズブルー/硬質

一般的名称：歯科用キャスティングワックス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X1010z4030204

歯科用キャスティングワックス

JDS ワックスディスク

樹脂フレーム（特許出願済）の採用により確実にディスクの保持ができます。
位置決めノッチ付で加工機への再装着が容易です。
石こう系埋没材の急速加熱に対応しており、バリの心配がありません。



アイボリー



グリーン





種類・サイズ	
ラボパック（50枚）	
アイボリー	φ98.5×厚さ20mm
グリーン	φ98.5×厚さ20mm
	φ98.5×厚さ14mm

一般的名称：歯科用キャスティングワックス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：27B2X00008000072

歯科用パラフィンワックス

JDS パラフィンワックス

コストパフォーマンスに優れたパラフィンワックスです。



仕 様　サイズ：146×74mm
厚さ：1.4mm


容　量
1kg

一般的名称：歯科用パラフィンワックス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104220327

歯科用キャスティングワックス

スプレンデドワックス

ミリング用カービングワックスです。
操作性がよく、マージンワックスとしてもご使用いただけます。
溶融点：65～75℃



容　量	注文No.
25g	510 0069 0

一般的名称：歯科用キャスティングワックス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010078

歯科用樹脂系模型材

エグザクトフォーム

寸法精度に優れインプラント等の精密模型に適してます。
流動性に優れているので、簡単に練和して印象トレーに流すことができます。
硬化後は石こうと同様にバーやジスクで切削できます。

仕 様　色調：3種＝オリーブグリーン、アイボリー、イエロー

種　類	入　数	注文No.
オリーブグリーン	A缶×6 B缶×6	520 2028 0
アイボリー		520 2028 2
イエロー		520 2028 4

■ 別売品

種　類	容　量	注文No.
分離材	125mL	520 0021 0

一般的名称：歯科用樹脂系模型材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010141



オリーブグリーン



アイボリー



イエロー

分離材

ピコセップ

石こうからポーセレンおよびワックスを良好に分離します。



容　量	注文No.
30mL	1552-0030

分離材

イソスティック

ペンタイプで簡単に塗布ができる
石こうとポーセレン、ワックスの分離材です。



入　数	注文No.
1本	1709-3000

石こう分離材

イソフィックス 2000

石こうに浸透し、被膜を作らず分離効果を発揮する石こう分離材です。



容　量	注文No.
1,000mL×2缶	1720-2000

オクルージョンスプレー

オクルテックスプレー

金属床やクラウン、インレー内面の接触箇所を
チェックする速乾性パウダースプレーです。
微細な粒子で均一に噴霧できます。
流水またはスチームクリーナーで洗浄できます。



種　類	容　量	注文No.
緑	75mL(1本)	1935-2000
赤		1935-3000

ダウエルピン

バイ-ピン

ツインピンですので、ぐらつきが無く、石こうにしっかりと固定されます。



ショート



ロング

種　類	入　数	注文No.
ショートスリーブ付	100本	326-1000
ショートスリーブ付	1,000本	326-2000
ショートスリーブなし	1,000本	336-2000
ロングスリーブ付	100本	346-1000
ロングスリーブ付	1,000本	346-2000
ロングスリーブなし	1,000本	353-3000

［形状イメージ］



バイ-V-ピン　　バイ-ピン ロングスリーブ付　　バイ-ピン ロングスリーブなし

［サイズ］

種　類	ヘッドφ	ヘッド長さ	ピンの長さ
バイ-V-ピン	2.0mm	5.5mm	12.5mm
バイ-ピン ショート			13.5mm
バイ-ピン ロング			17.5mm

パレット

ステインミックスパレット

ステイン用に適した白磁製のパレットです。
ステイン用30穴、グレーズ・大量練り用1穴があります。



サイズ	注文No.
横155×縦95mm	1065-0100

ポーセレン焼成トレー

メッシュトレーK

ポーセレン焼成ピン付の焼成トレーです。
熱膨張係数、収縮係数が類似しているのでオールセラミックの焼成に適しています。



仕 様　サイズ：トレーサイズ　約53×53mm

包　装	注文No.
メッシュトレー2個、ポーセレン焼成ピン大3本、中4本、小3本	1922-0100

■ 別売品

種　類	入　数	注文No.
メッシュトレーK用サポート（焼成ピン）	10本	91922 - 0002

ダウエルピン

バイ-V-ピン・プラスチックスリーブ

メタルスリーブに比べて摩擦抵抗が少なく、着脱がスムーズでピンが確実に収まります。



入　数	注文No.
100本	329-1000
1,000本	329-2000

ダウエルピン

バイ-V-ピン・メタルスリーブ

適度な摩擦抵抗により、精密な維持ができます。




入　数	注文No.
100本	328-1000
1,000本	328-2000

ポーセレン焼成トレー

メッシュトレー

熱吸収が少ないトレーで、付属の焼成ピンを使ってクラウンやブリッジを
自由な位置にセットできます。



仕 様　サイズ：トレーサイズ　約53×53mm

包　装	注文No.
メッシュトレー2個、焼成ピン曲型6本、直型4本	1922-0000

■ 別売品

種　類	入　数	注文No.
メッシュトレー用サポート（焼成ピン）	10本	91922 - 0001
メッシュトレー用サポート（焼成ピン）	20本	91922 - 0003

ダウエルピン

スマートピン

スプリットキャストに適しています。



仕 様　形態：ヘッドφ1.6mm、ヘッド長さ5.5mm、ピンの長さ12.5mm

種　類	入　数	注文No.
スマートピン	1,000本	366-2000
スマートピン用サヤ		366-2100

■ 別売品

種　類	入　数	注文No.
スマートピン用ドリル1.59mm	3本	367-0159

ダウエルピンキャップ

ラバーキャップ

模型の基底面トリミング時のピン損傷を防止します。繰り返し使用可能です。



入　数	注文No.
500個	322-0000

ダウエルピン

JDS ニューダウエルピン

コストパフォーマンスに優れたダウエルピンです。



サイズ	入　数
#2(大)	1,000本
#1(小)	200本

インプラントジグ作製用レジン

ジグジェル

適度なチキソトロピー性により垂れにくい操作性です。





包　装
シリンジ(14g)、1本、チップ2個

一般的名称:歯科用パターンレジン　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104280344

ポーセレンブラシ

レイアート・スタイル

厳選された最高級の天然毛を使用し、毛先を独特なトリミング法で仕上げているので、従来品と比べ、長期にわたり理想的な先端形状を保ちます。
転がり防止用のチップを装着できるので、陶材の種類やユーザーの識別が可能です。

種　類	注文No.
#8スリム	1725-0008
#8ボールド	1725-0018
#6スリム	1725-0006
#6ボールド	1725-0016
#4スリム	1725-0004
#4ボールド	1725-0014
#4コーン	1725-0040
#2(2本)	1725-0002
オベーク(2本)	1725-0001
カラー(2本)	1725-0000
レイアート・スタイルセット (#2、オベーク、カラー各1本)	1725-1000



原寸大

ポーセレンブラシ

セラミカス

優れた保水性、大量の陶材築盛を可能にしたコシの強さがあります。

種　類	入　数	注文No.
1/0	2本	1716-0110
2/0		1716-0120
01		1716-0001
02		1716-0002
04		1716-0004
オベーク		1716-0200
06	1本	1716-0006
08		1716-0008
ビック		1716-0088
セラミカスセット (1/0、01、02、04、06、08)	各1本	1716-0000
セラミカスステインセット (00、000)	各2本	1703-0000



原寸大

ポーセレンブラシ

レイアート evo New

新開発のバイオニックヘアーを使用したプレミアムブラシです。
天然毛ブラシに近い吸水性と操作性を持ち、筆先はコーン型と高級ブラシに多いフレイム型で成型しています。

種　類	入　数	注文No.
サイズ2	1本	17240002
サイズ4 フレイム		17240004
サイズ4 コーン		17240014
サイズ6 フレイム		17240006
サイズ6 コーン		17240016
サイズ8 フレイム		17240008
サイズ8 コーン		17240018
カラー		17240100
オベーク		17240200
ファインハンドル		17240000
スタンダードハンドル		17241201
ビルドアップセット (フレイム#4・#6・#8)	各1本	17240300
ディテイルセット (カラー・オベーク・#2)		17240400
リフレッシャー グラス付きブラシスタンド	1台	17240600

■ 別売品

種　類	入　数	注文No.
サイズ2 替ブラシ	2本	17240012
サイズ4 フレイム 替ブラシ		17240114
サイズ4 コーン 替ブラシ		17241114
サイズ6 フレイム 替ブラシ		17240116
サイズ6 コーン 替ブラシ		17241116
サイズ8 フレイム 替ブラシ		17240118
サイズ8 コーン 替ブラシ		17241118
カラー 替ブラシ		17240110
オベーク 替ブラシ		17240210





原寸大(ブラシのみ)



ファインハンドル



スタンダードハンドル

ポーセレンパレット

レイアート

Renfert making work easy

透水性のセラミック製、吸水スポンジがセットされたガラス製、天然石のメノウ製など、特長のある製品を取り揃えました。



仕 様 ケース：XL W291×D223×H36mm
S W211×D147×H28mm
トレー：XL W220×H120mm
S W159×H90mm

種　類	注文No.
クリスタルアクアXL	1043-1000
クリスタルアクアS	1043-2000
トロピックXL	1044-0000
トロピックS	1044-1000
トロピックプロXL	1045-0000
トロピックプロS	1045-1000
ナチュラルS	1046-0000
クリスタルXL	1043-0000
カラーS	1047-0000


クリスタルアクアS ／XL


トロピックS ／XL


トロピックプロS ／XL


ナチュラルS


クリスタルXL


カラーS

ポーセレンパレット

クリエイションパレット

Creation SIMPLY BRILLIANT

給水リボンの作用で陶材を湿潤状態に保ちます。

アクアラインマスター



仕 様 サイズ：W335×D225×H25mm

包装・種類	
ケース、ガラスプレート、セルロースストリップス	AMA-001ブラック
	AMA-002ホワイト

アクアラインスマート


AS-001ブラック


AS-002ホワイト

仕 様 サイズ：W260×D170×D32mm

包装・種類	
ケース、ガラスプレート、セルロースストリップス	AS-001ブラック
	AS-002ホワイト

■ 別売品

種　類	入　数
アクアラインスマートトレーセット	2個

金属焼付用陶材

クリエイション CC

Willi Geller が開発し、1988年に発売されたクリエイションは、発売から30年以上経った今でも大きなモデルチェンジもなく、多くの臨床家に支えられてきました。
明度設定が高いことで評判の陶材ですが、陶材の粒子が細かく、緻密に焼き上がることで、対合歯や歯肉に優しい材質になっています。

CCキット1

包　装		
オペークデンチン OD-A1–D4	15g	16個
デンチン D-A1–D4	20g	16個
エナメル S-57–60		4個
トランスパ NT,OT		2個
クリア CL-O		1個
グレーズ GL	10g	1個
モデリングリキッド ML-H	50mL	2本
ユニバーサル&グレーズリキッド	25mL	1本
シェードガイド		2個
CCカラーチャート		1個



CCキット1

CCキット2

包　装		
オペークデンチン OD-32,37,41,43,44	15g	5個
デンチン D-CW	20g	1個
アブロキシマルデンチン AD-1,2	15g	2個
クリア UC	20g	1個
トランスパ TI-1–5		5個
エフェクトエナメル SI-01–06,SO-10,11		8個
パールエナメル PS-0–3		4個
ネックトランスパ HT-51–56	15g	6個
メイクイン MI-61–66		6個
コレクションパウダー KM	20g	1個
モデリングリキッド ML-H	50mL	2本
ユニバーサル&グレーズリキッド	25mL	1本
シェードガイド		2個
CCカラーチャート		1個



CCキット2

CCスターターキット

包　装		
クレアアロイボンド	4g	2個
クレアペースト	3g	5個
オペークデンチン	15g	5個
オペークデンチンモディファイヤー OD-32,37,43		3個
デンチン D-A2–A3.5,B2,B3	20g	5個
エナメル S-58,59		2個
クリア CL-O		1個
トランスパ NT,OT,TI-1,4,5		5個
エフェクトエナメル SI-02,04		2個
メックトランスパ HT-52–54	15g	3個
グレーズ GL	10g	1個
メイクイン MI-63,65	15g	2個
モデリングリキッド ML-H	25mL	2本
ユニバーサル&グレーズリキッド		2本



CCスターターキット

メーカーによる仕様の変更がある場合がございますので、
単品包装などの詳細は別途製品カタログをお取り寄せいただきご確認ください。

一般的名称:歯科メタルセラミック修復用陶材　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:226AFBZX00021000

COLOR CHART

金属焼付用陶材/クリエイション CC

VITA SHADE		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
クレアペースト	3g	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
	18g																
デンチン	20g	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
	50g																
エナメル	20g	S-058	S-058	S-059	S-059	S-060	S-057	S-059	S-059	S-059	S-060	S-059	S-059	S-060	S-060	S-059	S-059
	50g																
オペークデンチン	15g	OD-A1	OD-A2	OD-A3	OD-A3.5	OD-A4	OD-B1	OD-B2	OD-B3	OD-B4	OD-C1	OD-C2	OD-C3	OD-C4	OD-D2	OD-D3	OD-D4
	50g																

※上記枠内の陶材はVITAシェードに対応しています。

オペークデンチン	15g 50g	OD-32 havanna	OD-37 curry	OD-41 orange	OD-43 ivory	OD-44 cuba
クレアペースト モディファイヤー	3g 18g	White IO	Violet IO	Ochre IO	gold yellow IO	G gingiva
クレアペースト WOP	3g 18g	sand	sahara	gold		
クリア	20g 50g	CL-0	Window UC			
トランスパ	20g 50g	NT neutral	OT opal	TI-1 blue	TI-2 white	TI-3 pink	TI-4 yellow	TI-5 grey	OT+	GellerMix
エフェクト エナメル	20g 50g	SI-01 light yellow	SI-02 medium yellow	SI-03 heavy yellow	SI-04 light orange	SI-05 medium orange	SI-06 heavy orange	SO-10 blue	SO-11 orange
パールエナメル	20g 50g	PS-0 white	PS-1 blue/white	PS-2 flamingo	PS-3 orange
ネックトランスパ	15g 50g	HT-51 iridescent	HT-52 khaki	HT-53 sand	HT-54 honey	HT-55 bordeaux	HT-56 ocker
ショルダー パウダー	15g	SP-21 neutral	SP-22 flamingo	SP-23 sand	SP-24 gold	SP-25 red brown	SP-26 yellow gold	SP-27 ivory	SP-28 opaque yellow	SP-29 honey	SP-G gingival
メイクイン	15g	MI-61 ivory	MI-62 lemon	G3 light pink	MI-64 flamingo	MI-65 gold	MI-66 olive
アブロキシマル デンチン	15g	AD-1 light yellow	AD-2 orange
ジンジバル	15g 50g	G1 purple	G2 dark pink	G3 light pink	G4 flamingo	G5 rose	G6 dark pink opaque	G7 violet	GN neutral
グレーズ	10g 20g	GL Glaze
コレクション パウダー	20g	KM Correction Powder
ブリーチオペーク	3g 18g	O-AB
ブリーチトランジ ションデンチン	20g 50g	TD-BA	BD-A	BD-B	BD-BO
ブリーチエナメル	20g 50g	S-AB
ブリーチ ショルダー	15g 50g	SP-AB

※上記枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

パウダーオペーク	20g 50g	O-A1,O-A2,O-A3,O-A3.5,O-A4,O-B1,O-B2,O-B3,O-B4,O-C1,O-C2,O-C3,O-C4,O-D2,O-D3,O-D4
フィルオペーク	20g 50g	FOP
パウダーオペーク モディファイヤー	15g	OM-11white,OM12 pink,OM13 lilac,OM14 grey,OM-15 sahara,OM-16 ochre,OM-17 brown,OM-G gingival
トランジション デンチン	20g 50g	TD-A1,TD-A2,TD-A3,TD-A3.5,TD-A4,TD-B1,TD-B2,TD-B3,TD-B4,TD-C1,TD-C2,TD-C3,TD-C4,TD-D2,TD-D3,TD-D4

※上記枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

[リキッド]

種　類	容　量
クリエイション モイスチャリングフルード MF	25mL
クリエイション ショルダーリキッド SPL	50mL
	25mL
クリエイション ユニバーサル&グレーズリキッド UFGL	50mL
	25mL
クリエイション CC/ZI-CT モデリングリキッド MLH	1,000mL
	250mL
	50mL
クレアアロイボンド	8g
専用分離剤　クリエイション クリアペン 1本	

酸化ジルコニア用陶材

クリエイション ZI-CT

Willi Gellerとoral designメンバーが、多くの試験を重ね誕生した新しいコンセプトのジルコニア陶材（クリスタルタイプ）です。
長石の高い含有率、高い焼成温度、リューサイトの微細な結晶構造、これらの効果によって、緻密且つ鮮やかに焼きあがります。

ZI-CTキット1

包　装		
フレームシェード NT	4g	1個
オペークデンチン OD-32,37,41,43,44	15g	5個
デンチン D-A1–D4	20g	16個
エナメル E-57–60		4個
クリア CL-O		1個
トランスパ NT,OT		2個
アブロキシマルデンチン AD-1,2	15g	2個
コレクションパウダー KM	20g	1個
グレーズ GL	10g	1個
ユニバーサル&グレーズリキッド	25mL	1本
モデリングリキッド ML-H	50mL	2本
ZI-CT カラーチャート		1個



ZI-CTキット1

ZI-CTキット2

包　装		
クリア UC	20g	1個
トランスパ TI-1–5		5個
エフェクトエナメル SI-01–06, SO-10,11		8個
パールエナメル PS-0–3		4個
ネックトランスパ HT-51–56	15g	6個
メイクイン MI-61–66		6個
ユニバーサル&グレーズリキッド	25mL	1本
モデリングリキッド ML-H	50mL	2本
ZI-CT カラーチャート		1個



ZI-CTキット2

ZI-CTスターターキット

包　装		
フレームシェード NT	4g	1個
オペークデンチン OD-32,37,43	15g	3個
デンチン D-A1–A3.5,D-B2–B3	20g	6個
エナメル E-58,59		2個
クリア CL-O		1個
トランスパ NT, OT,TI-1,3–5		6個
エフェクトエナメル SI-02,04		2個
パールエナメル PS-0		1個
ネックトランスパ HT-52–54	15g	3個
ショルダー SP-21,23,28		3個
メイクイン MI-63,65		2個
グレーズ GL	10g	1個
モデリングリキッド ML-H	25mL	2本
ショルダーリキッド		1本
ユニバーサル&グレーズリキッド		1本
ZI-CT カラーチャート		1個



ZI-CTスターターキット

メーカーによる仕様の変更がある場合がございますので、
単品包装などの詳細は別途製品カタログをお取り寄せいただきご確認ください。

一般的名称：歯科用陶材　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：226AFBZX00022000

COLOR CHART

酸化ジルコニア用陶材/クリエイション ZI-CT

VITA SHADE		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
デンチン	20g 50g	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
エナメル	20g 50g	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59

※上記枠内の陶材はVITAシェードに対応しています。

オペークデンチン モディファイヤー	15g 50g	OD-32 havanna		OD-37 curry		OD-41 orange		OD-43 ivory	OD-44 cuba
クリア	20g 50g	CL-0					Window UC		
トランスパ	20g 50g	NT neutral	OT opal	TI-1 blue	TI-2 white	TI-3 pink	TI-4 yellow	TI-5 grey	OT+	GellerMix
エフェクト エナメル	20g 50g	SI-01 light yellow	SI-02 medium yellow	SI-03 heavy yellow	SI-04 light orange	SI-05 medium orange	SI-06 heavy orange	SO-10 blue	SO-11 orange	
パールエナメル	20g 50g	PS-0 white		PS-1 blue/white		PS-2 flamingo		PS-3 orange	
ネックトランスパ	15g 50g	HT-51 iridescent	HT-52 khaki	HT-53 sand		HT-54 honey	HT-55 bordeaux	HT-56 ocker	
ショルダー パウダー	15g	SP-21 neutral	SP-22 flamingo	SP-23 sand	SP-24 gold	SP-25 red brown	SP-26 yellow gold	SP-27 ivory	SP-28 opaque yellow	SP-29 honey
メイクイン	15g	MI-61 ivory	MI-62 lemon	MI-63 honey yellow		MI-64 flamingo	MI-65 gold	MI-66 olive		
アブロキシマル デンチン	15g 50g	AD-1 light yellow				AD-2 orange			
ジンジバル	15g	G1 purple	G2 dark pink	G3 light pink	G4 flamingo	G5 rose	G6 dark pink opaque	G7 violet	GN neutral	
グレーズ	10g	Glaze-GL								
コレクション パウダー	20g	Correction Powder-KM								
ブリーチデンチン	20g 50g	BD-A			BD-B			BD-BO		
ブリーチエナメル	20g 50g	S-AB								
ブリーチ ショルダー	15g	SP-AB								
フレームシェード	4g	FS-NT								

※上記枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

[リキッド]

種　類	容　量
クリエイション CC/ZI-CT モデリングリキッド MLH	1,000mL
	250mL
	50mL
クリエイション ユニバーサル&グレーズリキッド UFGL	50mL
	25mL
クリエイション ショルダーリキッド SPL	50mL
	25mL
クリエイション モイスチャリングフルード MF	25mL
専用分離材　クリエイション クリアペン 1本	

酸化ジルコニア用陶材

クリエイション ZI-F

クリエイションのジルコニア陶材はこの低融陶材ZI-F から始まりました。
長石を多く含むことで、陶材の強度を高めました。

ZI-Fキット1

包　装		
フレームシェード FS-1–4, IL	10g	5個
デンチン D-A1–D4	20g	16個
エナメル E-57–60		4個
クリア CL-O,UC		2個
トランスパ NT,OT,TI-1,3–5		6個
グレーズ GL	10g	1個
モデリングリキッド ML-L	50mL	2本
ユニバーサル&グレーズリキッド	25mL	1本
シェードガイド		2個
ZI-Fカラーチャート		1個



ZI-Fキット1

ZI-Fキット2

包　装		
オペークデンチン OD-32,37,41,43,44	15g	5個
エフェクトエナメル SI-02,04,06,SO-10,11	20g	5個
パールエナメル PS-0,3		2個
ネックトランスパ HT-52-54	15g	3個
ショルダー SP-22–25,28		5個
メイクイン MI-61,63,65		3個
アプロキシマルデンチン AD-1,2		2個
ショルダリキッド	25mL	1本
モデリングリキッド ML-L		2本
ユニバーサル&グレーズリキッド		1本
シェードガイド		2個
ZI-Fカラーチャート		1個



ZI-Fキット2

ZI-Fスターターキット

包　装		
フレームシェード FS-1,2	10g	2個
オペークデンチン OD-32,37,43	15g	3個
デンチン D-A1–A3.5,B2,B3	20g	6個
エナメル E-58,59		2個
クリア CL-O		1個
トランスパ NT,OT,TI-1,3–5		6個
エフェクトエナメル SI-02,04		2個
パールエナメル PS-02		1個
ネックトランスパ HT-52-54	15g	3個
ショルダー SP-22,23,28		3個
メイクイン MI-63, 65		2個
グレーズ GL	10g	1個
ショルダーリキッド	25mL	1本
モデリングリキッド ML-L		2本
ユニバーサル&グレーズリキッド		1本
ZI-Fカラーチャート		1個



ZI-Fスターターキット

メーカーによる仕様の変更がある場合がございますので、
単品包装などの詳細は別途製品カタログをお取り寄せいただきご確認ください。

一般的名称:歯科用陶材　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:226AFBZX00023000

COLOR CHART

酸化ジルコニア用陶材/クリエイション ZI-F

VITA SHADE		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
フレームシェイド	10g	FS-1	FS-1	FS-2	FS-2	FS-4	FS-1	FS-1	FS-2	FS-4	FS-1	FS-3	FS-3	FS-4	FS-3	FS-3	FS-3
ネックデンチン	15g	HD-01	HD-02	HD-02	HD-03	HD-04	HD-01	HD-02	HD-03	HD-03	HD-01	HD-01	HD-03	HD-04	HD-03	HD-03	HD-02
デンチン	20g	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
エナメル	20g	E-58	E-58	E-59	E-59	E-60	E-57	E-59	E-59	E-59	E-60	E-59	E-59	E-60	E-60	E-59	E-59

※枠内の陶材はVITAシェードに対応しています。

フレームシェード	10g	FS-IL(Illusion)			FS-G(Gingival)			FS-NT 4g ¥5,200	
オペークデンチン モディファイヤー	15g	OD-32 havanna		OD-37 curry		OD-41 orange1		OD-43 ivory	OD-44 cuba
クリア	20g	CL-0				Window UC			
トランスパ	20g	NT neutral	OT opal	TI-1 blue	TI-2 white	TI-3 pink	TI-4 yellow	TI-5 grey	OT+	GellerMix
エフェクト エナメル	20g	PS-0 white	PS-3 orange	SI-02 medium yellow	SI-04 light orange	SI-06 heavy orange	SO-10 blue	SO-11 orange		
ネックトランスパ	15g	HT-51 iridescent		HT-52 khaki		HT-53 sand		HT-54 honey	HT-56 ocker
ショルダー パウダー	15g	SP-21 neutral	SP-22 flamingo	SP-23 sand	SP-24 gold	SP-25 red brown	SP-28 opaque yellow		
メイクイン	15g	MI-61 ivory			MI-63 honey yellow			MI-65 gold	
ジンジバル	15g 50g	G1 purple	G2 dark pink	G3 light pink	G4 flamingo	G5 rose	G6 dark pink opaque	G7 violet	GN neutral
グレーズ	10g 50g	Glaze-GL							
コレクション パウダー	20g	Correction Powder-KM							
ブリーチ デンチンシェイド	10g	FS-AB							
ブリーチデンチン	20g	BD-A			BD-B			BD-BO	
ブリーチエナメル	20g	S-AB							
ブリーチ ショルダー	15g 50g	SP-AB							

※枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

[リキッド]

種　類	容　量
クリエイション ZI-F モデリングリキッド MLL	250mL
	50mL
クリエイション ユニバーサル&グレーズリキッド UFGL	50mL
	25mL
クリエイション ショルダーリキッド SPL	50mL
	25mL
クリエイション モイスチャリングフルード MF	25mL
専用分離材　クリエイション クリアペン 1本	

歯科セラミックス用着色材料

ネオ ステイン

ネオ ステインはイン ノバ ネオの総称です。基本的に従来のメイクアップとインノバの色構成に準じて作られています。
メイク アップ ネオはペーストタイプのステインで、表面ステイン及び内部ステインとして使用できます。
イン ノバ ネオはパウダータイプで、表面に使用することができません。
融点が低いのでCCやZI-CTはもちろん、ZI-F など低融陶材に安心して使用できます。

種　類	容　量
ネオ ステイン メイク アップ ネオ 1本	4g
ネオ ステイン メイク アップ ネオ フルード	25mL
ネオ ステイン イン ノバ ネオ 1本	3g
ネオ ステイン イン ノバ ネオ フルード	25mL
ネオ ステイン リコンディショナー フルード	8mL

**メーカーによる仕様の変更がある場合がございますので、
単品包装などの詳細は別途製品カタログを
お取り寄せいただきご確認ください。**



メイク アップ ネオ



イン ノバ ネオ

COLOR CHART

メイク アップ ネオ



イン ノバ ネオ



一般的名称：歯科セラミックス用着色材料　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：226AFBZX00024000

歯科セラミックス用着色材料

クリエイション マジックカラー New

ジルコニアクラウン、二ケイ酸リチウムへのマイクロレイヤリングに適したステインです。
粒子が細かいため色調が鮮やかで、塗布性もよく、
ステインパウダーとリキッドとの調整により、薄くも厚くも塗布性を調整することができます。

種　類	容　量
ハイライト	3g
デンチンシェード	
メイクイン	
ジンジバシェード	
グレーズ	
リキッド GL	25mL
	50mL
スペシャルリキッド ML	25mL
	50mL



スターターキット ZI-F

包　装		
デンチンシェード DS-A,B	3g	2個
ハイライト HL-1,4,6,8,9,11		6個
メイクイン MI-63		1個
グレーズ Glaze, Glaze Fluo		2個
ZI-F トランスパ NT, OT	20g	2個
リキッド GL	25mL	1本
スペシャルリキッド		1本
ブラシ Ⅳ		1本

プロフェッショナルキット

包　装		
デンチンシェード DS-A,B,C,D	3g	4個
ハイライト HL-1～15		15個
メイクイン MI-61,63		2個
ジンジバシェード GS-1,2,3		3個
グレーズ Glaze, Glaze Fluo		2個
リキッド GL	50mL	1本
スペシャルリキッド		
ブラシ Ⅳ		1本

COLOR CHART

ハイライト



デンチンシェード



メイクイン



ジンジバシェード



グレーズ



一般的名称：歯科セラミックス用着色材料　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：226AFBZX00024000

歯科用切削加工用セラミックス

JDS ジルコニアNEXTシリーズ

東ソー社の日本製ジルコニアパウダーを使用し、安定した強度を有するジルコニアディスクです。

MT マルチレイヤー

異なるジルコニアを積層し、強度を高めた4層マルチレイヤーで天然歯に近い色調を表現。

仕 様 シェード:M0

サイズ	入 数
φ98×厚さ14mm	1枚
φ98×厚さ18mm	
φ98×厚さ22mm	
φ98×厚さ25mm	

一般的名称:歯科切削加工用セラミックス　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:228AKBZX00069A01



スタンダード

十分な強度を持ち、前歯部クラウンから
臼歯部ブリッジまで幅広い用途に対応。

仕 様 シェード:S0、S1、S2

サイズ	入 数
φ98×厚さ14mm	1枚
φ98×厚さ18mm	
φ98×厚さ22mm	
φ98×厚さ25mm	

エナメル

高い透過性を保ちながら
優れた強度を実現。

仕 様 シェード:E0、E1、E2、E3

サイズ	入 数
φ98×厚さ14mm	1枚
φ98×厚さ18mm	
φ98×厚さ22mm	
φ98×厚さ25mm	



マルチグラデーション

4層グラデーションで
簡便な色調表現が可能。

仕 様 シェード:EMA1、EMA2、EMA3、EMA3.5

サイズ	入 数
φ98×厚さ14mm	1枚
φ98×厚さ18mm	

マルチプレミアム

4層による自然なグラデーションと
透過性があり、切端や咬合面では
天然歯のような透明感を実現。

仕 様 シェード:MA1、MA2、MA3、MA3.5

サイズ	入 数
φ98×厚さ14mm	1枚
φ98×厚さ18mm	

一般的名称:歯科切削加工用セラミックス　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:228AKBZX00068A01

歯科切削加工用セラミックス

JDS ジルコニアディスク マルチレイヤー

異なるジルコニアを積層して強度を高めたCAD/CAM切削加工用のジルコニアディスクです。
階調差の少ない滑らかな5層レイヤーにより審美性の高い修復物が製作できます。


仕 様 シェード:A1、A2、A3、A3.5

サイズ	入 数
φ98.25×厚さ14mm	1枚
φ98.25×厚さ16mm	
φ98.25×厚さ18mm	
φ98.25×厚さ22mm	

一般的名称:歯科切削加工用セラミックス　医療機器分類:管理医療機器
認証番号:228AKBZX00080000



［断面］



※イメージ図

歯科切削加工用レジンディスク

JDS PMMAディスク

CAD/CAMによる切削加工用のレジンディスクです。
ミリングバーへのまとわりが少ない優れた切削性があり、
研磨性が良く作業効率がアップします。
さらに、マルチレイヤー色をラインナップし、
審美プロビジョナルに適しています。

仕 様 シェード
単色:クリア、A1、A2、A3、BL2
マルチレイヤー色:MLA2、MLA3

種 類	サイズ	入 数
単色	φ98×厚さ15mm	1枚
	φ98×厚さ20mm	
マルチレイヤー色	φ98×厚さ20mm	

一般的名称:歯科切削加工用レジン材料　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:227AFBZX00091A01



小臼歯用CAD/CAM冠用レジンブロック

JDS CADCAMブロック

天然歯のような審美性と高強度による耐久性を併せもったCAD/CAM冠用ハイブリッドレジンブロック。



仕 様 色調：A2、A3、A3.5

サイズ	入 数
Sサイズ	5個
Mサイズ	

一般名称：歯科切削加工用レジン材料　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：303AFBZX00061A01
CAD/CAM冠用材料(II)

前歯用CAD/CAM冠用レジンブロック

JDS CADCAMブロックⅣ

天然歯のような3層グラデーションを持つ前歯対応のCAD/CAM冠用ハイブリッドレジンブロック。



仕 様 色調：MLA2、MLA3、MLA3.5

サイズ	入 数
14Lサイズ	5個

一般名称：歯科切削加工用レジン材料　医療機器分類：管理医療機器 認証番号：304AFBZX00009A01
CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)

歯科非鋳造用チタン合金

JDS チタンディスク

生体親和性と耐食性に優れ、金属アレルギーが起きにくい医療用純チタンです。



JDS チタンディスク2種(Gr.2)

サイズ	入 数
Φ98×厚さ10mm	1枚
Φ98×厚さ12mm	
Φ98×厚さ14mm	
Φ98×厚さ16mm	
Φ98×厚さ18mm	
Φ98×厚さ25mm	

一般名称：歯科非鋳造用チタン合金
医療機器分類：管理医療機器
認証番号：303ALBZX00026A01

JDS チタンディスク4種(Gr.4)

サイズ	入 数
Φ98×厚さ10mm	1枚
Φ98×厚さ12mm	
Φ98×厚さ14mm	
Φ98×厚さ16mm	
Φ98×厚さ18mm	
Φ98×厚さ20mm	
Φ98×厚さ22mm	
Φ98×厚さ25mm	

一般名称：歯科非鋳造用チタン合金
医療機器分類：管理医療機器
認証番号：303ALBZX00012A02

ダイスペーサー

ダイマスター

速乾性に優れており、色調によって厚さをコントロールできるダイスペーサーです。
塗布面は高密度で鏡面のように仕上がり、湿気やスクラッチに強く、
マスターデュオ（プライマー）と強固に結合します。
流動性がよく、正確で均一な塗布が可能です。



種 類	皮膜厚さ	容 量	注文No.
ダイマスター レッド	15μm	15mL	1956-0200
ダイマスター ブルー	20μm		1956-0300
ダイマスター シルバー	13μm		1956-0400
ダイマスター ゴールド			1956-0500

石こう系硬化剤&ダイスペーサー

ダイマスター デュオ

一層の塗布で硬化材の役割をし、二層塗りすることでプライマーとしてダイマスターとの化学的結合を強固にします。



容 量	注文No.
15mL	1956-0600

ダイマスター シンナー



容 量	注文No.
30mL	1956-0700

歯科用パターンレジン

ピクプラストHP36

硬化収縮率が0.36%と精度の高いパターンレジンです。
硬化収縮は20分で終了し、ヒートショックで使用できます。

包 装		注文No.
セット	モノマー（液 オレンジ）100mL1本、 ポリマー（粉）85g1本、 クリーナー（液）100mL1本、 小分け用容器（キャップ付）3個、 筆（大、小）各1本	540 0021 8

■ 別売品

種 類	容 量	入 数	注文No.
ポリマー（粉）	85g	1本	540 0021 5
モノマー（液）オレンジ	100mL		540 0021 2
クリーナー（液）	100mL		540 0022 4
容器（液用）	—	1個	540 0020 7
容器（粉用）			540 0020 8
容器（クリーナー用）			540 0020 9
ピクプラスト石こう分離材	10mL	1本	540 0018 2





一般名称：歯科用パターンレジン　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010254

歯科用パターンレジン

イージーフォームLC

混和が要らないジェル、ペーストタイプの光重合型パターンレジンです。
使い勝手の良いジェルタイプはシリンジから直接築盛でき、
チキソトロピー性により垂れたりもしないため、
材料を無駄にせず経済的に使用できます。
重合収縮率が0.3%で適合性の高いパターンが得られます。



種　類	容量・入数
ジェル 1本	3g×1本、シリンジチップ3個
ジェル 3本	3g×3本、シリンジチップ10個

■ 別売品

種　類	入　数
シリンジチップ	10個


一般的名称：歯科用パターンレジン　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104060296

クラウンホルダー

ブルークリップ

bredent

先端はダイヤモンドコーティングが施されています。チップの3点支持（No.1、No.3）により、球状や円筒状の細かなパーツを確実に保持します。
No.2とNo.3はグリップをロックすることができます。機能的なデザインと、プラズマコーティングが施された特徴的なカラーを採用しています。


No.1


No.2
※ハンドルロック付


No.3
※ハンドルロック付

種　類	注文No.
No.1	310 0008 1
No.2	310 0008 2
No.3	310 0008 3

一般的名称：歯科技工用鉗子　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010283

クラウンホルダー

スポットクリップ

bredent

カラーレスのメタルボンド用ホルダーです。
少ない面で保持をするため、ポーセレンパウダーなどに影響を与えにくくなっています。



種　類	注文No.
スポットクリップ	310 0000 5
スポットクリップリング	310 0000 7

一般的名称：歯科技工用鉗子　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010282

クラウンホルダー

クイックツール

bredent

先端部はダイヤモンドチップになっており、3本のシャフトでクラウンを確実に保持します。
また、シャフトを2本にすることにより下顎前歯などの支台歯の小さいケースなどにもご使用していただけます。



種　類	入　数	注文No.
本体	1本	310 0102 0
交換チップ	3本	310 0102 1

一般的名称：歯科技工用鉗子　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010281

クラウンホルダー

ジャケットグリップ

Renfert making work easy

クラウンを内側から確実に保持、中央のスクリューを回転させることによって、
簡単に保持力の調整が行えます。



種　類	入　数	注文No.
本体	1本	1105-0300
交換チップ	2本	1109-0100

一般的名称：歯科技工用鉗子　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030128

クラウンホルダー

ケラモグリップアングル

Renfert making work easy

クラウンやブリッジの保持をするインスツルメントです。



種　類	入　数	注文No.
本体	1本	1109-0300
交換チップ	2本	1109-0100

一般的名称：歯科技工用鉗子　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030127

咬合面パターン

ナソフレックス プレミアム

bredent

厚さ0.5mmの特殊シリコン製咬合面パターン。ワックス、レジン、ポーセレンの咬合面形態を短時間にて作製することができます。
また、パターンは優れた強度を有していますので繰り返しご使用いただけます。



種　類	入　数	注文No.
フルセット	48個（ABC各1セット）	429 P004 8
Aセット（サイズ大）	16個	429 P000 A
Bセット（サイズ中）		429 P000 B
Cセット（サイズ小）		429 P000 C
単品	1個	


ワックス咬合面　レジン咬合面　ポーセレン咬合面

歯肉形態再現用シリコン

ジンジバルマスク

bredent

カートリッジからの注入方式により、正確な歯肉形態を再現できます。
適度な粘性をもち、専用のシリコンバーで簡単に切削できます。
ガムラインのチェックなど、高い審美性を要求される補綴物の製作に役立ちます。



種　類	容　量	入　数	注文No.
カートリッジ	50mL	1個	540 0104 7
ミキシングチップ	―	12本	320 0045 0
分離材	10mL	1個	520 0100 3

一般的名称：歯科用樹脂系模型材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010074

カートリッジディスペンサー

マルチシルドーシングデバイス

bredent

カートリッジタイプ専用のディスペンサーです。



入　数	注文No.
1個	320 0044 0

一般的名称：歯科用練成器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010191

ワックスパターン圧接用シリコン

ワックスアダプター

bredent

高圧縮製法による特殊シリコンのため、模型上で力強く圧接してもワックスの変形、つぶれる事がありません。ワックスパターンの表面性状をきれいに保ったまま埋没できます。作業効率を考慮した独特な形状により、模型上のあらゆる部分を正確に圧接できます。





注文No.
360 0120 5

ハンドピース用ツール

リベッティングハンマー

SCHICK DENTAL

本体内部に装着されている2.35mmのシャンクを、バーと同じようにハンドピースに取り付けることにより回転運動を縦方向に変換します。
リン酸塩系埋没材の細かな掘り出しや、ロックしたコーヌスクラウンの内冠や外冠、インプラント上部構造体の取外しにご使用いただけます。

種　類
リベッティングハンマー ノーマル 1850
リベッティングハンマー ツイン 1860
リベッティングハンマー チゼル 1850/1



ノーマル 1850　　ツイン 1860　　チゼル 1850／1

黄金比計測用スケール

GPスケール

JAPAN DENTAL SUPPLY

デンタル黄金分割シートとデンタル比例コンパスのセットで黄金分割の比率を測定します。




包　装
コンパス 1個、分割シート 1枚

ファーネス清掃用炭素棒

アクティブカーボン

Renfert
making work easy

非貴金属の焼成や後ロー着時にファーネスの炉内で発生する金属酸化物を吸収します。カーボンの高い吸収力により、炉内の金属酸化物の残留を防ぎクリーンな状態に保ちます。



仕 様　サイズ：10×10×25mm

包　装	注文No.
アクティブカーボン10個、焼成ピン2本	2065-0000

咬合器

スリーラインカラー咬合器

JAPAN DENTAL SUPPLY

ハンディな咬合器。剛性に優れながら軽量で、上下顎間距離63mmのワイド設計です。



仕 様　本体サイズ：W100×D120×H90mm
色調：ブルー

入　数
1個

一般的名称：歯科用咬合器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104100103

非吸水性鋳造用リングライニング材

ティーディーシリコンライナー

JAPAN DENTAL SUPPLY

高い柔軟性とクッション性を持つ、リングレス鋳造のためのリングライナー。
シリコーン製のため、大きい鋳型の膨張を阻害せず繰り返し使用できます。



仕 様　厚さ：3.0mm
サイズ：W250×H80mm

入　数
1枚

焼成ピン用固定材

ファイヤリング ペースト

Renfert
making work easy

補綴物を焼成ピンに安定してセットできる固定材で、焼成ピンを使わずに、直接焼成トレーにペーストを出して補綴物をセットすることも可能です。



容　量	注文No.
12g	1922-0300

歯科用パターン成形品

バリオクーゲルスナップ

bredent

バリオクーゲルスナップマトリックスを補助する為、0°にミリングされたインターロック付きブレーシングアームが必要です。


1 ワックスで固定されるパトリックスパターンはできる限り支台歯よりに固定してください。


2 ボールの直径を変えてはいけません。


3 ブロックアウトの際、マトリックスの基底部周辺はワックスによりリリーフを行ってください。イエローマトリックスを装着した状態で複印象を行ってください。


4 金属床のモデレーション時、マトリックスは完全に覆わなければなりません。


5 通法に従って金属床の適合調整を行います。


6 ワックスで固定されるパトリックスパターンはできる限り支台歯よりに固定してください。

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010261

歯科用パターン成形品

バリオクーゲルスナップ SV

bredent

パトリックスSV はブレーシンググルーブ付です。全く新しいタイプのスナップアタッチメントで、ブレーシングアームによる補助を必要としません。


1 鋳造後、ポールとフリクション面の調整は行わないでください。


2 艶出し研磨された面はフリクションスナップマトリックスの精密な適合への前提条件となります。


3 必ず、イエローマトリックスを装着した状態で複印象を行ってください。


4 通法に従い埋没材模型の製作を行います。


5 精密に再現されたモデレーション内におけるマトリックス。


6 マトリックスの挿入された外冠は、ソフトスナップフリクションの耐久性を保証します。

商品一覧 バリオクーゲルスナップ SG/SV

マトリックス レッド ハード



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	8個	430 0664 0
φ2.2mm		430 0543 0

マトリックス イエロー ノーマル




サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	8個	430 0666 0
φ2.2mm		430 0542 0

マトリックス グリーン ソフト



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	8個	430 0668 0
φ2.2mm		430 0541 0

パトリックスSV



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	8個	430 0735 3

パトリックスSG



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	8個	430 0670 0
φ2.2mm		430 0537 0

パトリックスユニバーサル



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	8個	430 0676 0
φ2.2mm		430 0538 0

パラレルホルダーVKS



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	1個	430 0664 0
φ2.2mm		360 0113 0

トランスファージグ



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	1個	430 0621 0
φ2.2mm		430 0548 0

ユニバーサルパラレルホルダー



入　数	注文No.
1個	360 0115 1

スターターセット SG 2.2

包　装		注文No.
パトリックス(SG2.2)	2個	430 0533 0
マトリックス グリーン ソフト 2.2		
マトリックス イエロー ノーマル 2.2		
マトリックス レッド ハード 2.2		
パラレルホルダー VKS2.2	1個	
トランスファージグ 2.2		

スターターセット SG 1.7

包　装		注文No.
パトリックス(SG1.7)	2個	430 0673 0
マトリックス グリーン ソフト 1.7		
マトリックス イエロー ノーマル 1.7		
マトリックス レッド ハード 1.7		
パラレルホルダー VKS1.7	1個	
トランスファージグ 1.7		

歯科用パターン成形品

バリオソフト3

bredent

0°にミリングされたインターロック付きブレーシングアームが必要です。

ワックスマトリックスハウジング


原寸大1:1


入　数	注文No.
8個	430 0521 0

複印象用マトリックス

原寸大1:1


入　数	注文No.
8個	430 0737 2

パトリックス パラレルバー付



入　数	注文No.
8個	430 0520 0

パトリックス パラレルバー無



入　数	注文No.
8個	430 0737 0


1 鋳造後、パトリックスのシリコン研磨、バフによる艶出し作業を行います。


2 基底面形態に適合調整されたホワイト複印象用マトリックス。


3 複印象用に準備されたマスターモデル。


4 耐火模型に装着されたワックスマトリックスハウジングにより均一な厚さの金属床内のハウジングを確保します。


5 金属床フレームの為のワックスモデレーションの完成。


6 トランスファージグを使用することによりマトリックスの正確な挿入ができます。

スターターセット パラレルバー付

包　装		注文No.
パトリックスパラレルバー付	2個	430 0516 0
マトリックス レッド ハード		
マトリックス イエロー ノーマル		
マトリックス グリーン ソフト		
複印象用マトリックス		
ワックスマトリックスハウジング		
マトリックストランスファージグ	1個	

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010262

歯科用パターン成形品

バリオソフト3 SV

bredent

時間の節約と審美性に優れた設計です。

ワックスマトリックスハウジング


原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0521 0

パトリックスSV


原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0737 4

複印象用マトリックス

原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0737 2

スターターセット SV

包　装		注文No.
パトリックスSV	2個	430 0738 3
マトリックス レッド ハード		
マトリックス イエロー ノーマル		
マトリックス グリーン ソフト		
複印象用マトリックス		
ワックスマトリックスハウジング		
マトリックストランスファージグ	1個	


1 鋳造後、パトリックスのシリコン研磨、バフによる艶出し作業を行います。


2 このホワイト複印象用マトリックスは様々なフリクションマトリックスと精密に適合します。


3 耐火模型製作用に準備されたマスターモデル。


4 精密な耐火模型はブレーシンググルーブとの正確な適合を保証します。


5 ブレーシンググルーブが一体化しているので、審美性に優れた設計が可能です。


6 フリクション値を変更したい場合はマトリックスを交換することにより容易に行うことが可能です。

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010262

バリオソフト3/SV用マトリックス

レッド ハード



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0517 0

イエロー ノーマル



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0518 0

グリーン ソフト



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0519 0

ソフトマトリックス

非常に柔軟なこのプラスティック素材は、隣在するパトリックスの僅かな着脱方向の相違や、製作上の僅かな誤差を補います。

レッド ハード



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0563 0

イエロー ノーマル

原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0564 0

グリーン ソフト



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0565 0

マトリックス トランスファージグ



入　数	注文No.
2本	430 0736 6

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010262

歯科用パターン成形品

バリオソフト3ミニ

bredent

スペースの限られた症例においても、確実な固定を提供します。

マトリックス レッド ハード



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0731 3

マトリックス イエロー ノーマル

原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0731 5

マトリックス グリーン ソフト



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0731 7

マトリックス トランスファージグ



入　数	注文No.
2本	430 0736 5

ワックスマトリックス ハウジング



入　数	注文No.
8個	430 0732 0

複印象用マトリックス

入　数	注文No.
8個	430 0732 3

パトリックス



入　数	注文No.
8個	430 0732 5



非常に細い先端形態を持つこのパラレルホルダーにより確実な保持とモデレーションの為の十分なスペースを確保することができます。



複印象用マトリックスにより金属床内におけるメタルマトリックスハウジングの精密な製作が保証されます。



製作工程は通法に従います。

スターターセット

包　装		注文No.
パトリックス	2個	430 0731 2
マトリックス レッド ハード		
マトリックス イエロー ノーマル		
マトリックス グリーン ソフト		
複印象用マトリックス		
ワックスマトリックスハウジング		
マトリックストランスファージグ	1個	

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010263

歯科用パターン成形品

バリオソフト3ミニ SV

bredent

ブレーシンググルーブがアタッチメントの構造に含まれています。このため手間のかかるミリング作業を行う必要がありません。

マトリックス レッド ハード



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0733 1

マトリックス イエロー ノーマル

原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0733 3

マトリックス グリーン ソフト



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0733 5

マトリックス トランスファージグ



入　数	注文No.
2本	430 0736 4

ワックスマトリックスハウジング



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0733 8

複印象用マトリックス

原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0734 1

パトリックスSV



入　数	注文No.
8個	430 0734 3

ユニバーサル パラレルホルダー



入　数	注文No.
1個	360 0115 1



鋳造後、パトリックスのシリコン研磨、バフによる艶出し作業を行います。



このホワイト複印象用マトリックスは様々なフリクションマトリックスと精密に適合します。



金属床のモデレーションは通法に従い、新たな知識は必要ありません。

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010264

スターターセット

包　装		注文No.
パトリックスSV	2個	430 0733 0
マトリックス レッド ハード		
マトリックス イエロー ノーマル		
マトリックス グリーン ソフト		
複印象用マトリックス		
ワックスマトリックスハウジング		
マトリックストランスファージグ	1個	

急速加熱型石膏系埋没材

ティーディークリスト30

急速加熱対応型石膏系埋没材。低混水比(P100/W28)により強度があり、
亀裂やバリが発生しにくくなっています。
また、低混水比ですが滑らかで流動性がよく操作性に優れています。



容　量
3kg

一般的名称:歯科鋳造用石こう系埋没材　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B2X00008000046

急速加熱型リン酸塩系埋没材

ティーディーベストプレス

流動性が高く、操作余裕時間が5分で安心して埋没作業が行えます。
埋没30分後に急速加熱が可能で、焼成後は掘り出しが容易です。



種　類	容　量
粉末	2.2kg(110g×20)
専用液	500mL

一般的名称:歯科高温鋳造用埋没材　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B2X00008000052

支台歯模型用スペーサー

ティーディーフィットスペーサー

水溶性のダイスペーサーです。ひと塊りで剥がすことができます。
被膜厚さ:5μm



容　量
10mL

技工用シリコン印象材

コンパクトラボパテ

テック製作·流し込みレジン·歯肉再現法などのコア材として使用できます。
硬化収縮による変形も少なく、精度に優れています。



1kg　8kg

種類·容量
8kgセット
1kgセット
キャタリスト 35mL

一般的名称:歯科用樹脂系模型材　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104060076

3Dプリンター専用急速加熱型リン酸塩系埋没材

ティーディーベスト3D

通気性の向上により、安定した鋳造結果が得られる
3Dプリンター用材料専用の埋没材です。



種　類	容　量
粉末	10kg(400g×25包装)
専用液	1,000mL
専用液	2,000mL

一般的名称:歯科高温鋳造用埋没材　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B2X00008000071

急速加熱型リン酸塩系埋没材

JDS ベスト

急速加熱に対応したリン酸塩系埋没材です。
作業性に優れ、滑沢な鋳造面を実現します。



種　類	容　量
粉末	4kg(200g×20)
専用液	1,000mL

一般的名称:歯科高温鋳造用埋没材　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B2X00008000073

非吸水性ライナー材

ティーディーキャスティングライナー

非吸水性の鋳造用リングライニング材です。ライナー表面の滑らかさと程よい柔軟性を
追求しました。ライナーに撥水加工を施すことで、鋳型硬化時の吸水膨張を抑えます。



仕様　厚さ:0.7mm

種　類	サイズ·巻取長
#1	幅32mm 30m巻
#2	幅42mm 30m巻
#3	幅48mm 30m巻

吸水性ライナー材

デンタルキャストライナー

吸水性の鋳造用リングライニング材です。膨張量が不足している場合などに効果的です。



仕様　厚さ:0.7mm

種　類	サイズ·巻取長
#1	幅32mm 30m巻
#2	幅42mm 30m巻
#3	幅48mm 30m巻

歯科用超硬質石こう

チキソロック

bredent

硬化膨張率が2時間後0.08%以下で安定した後の経時的膨張がおこらないので、インプラントなど寸法精度にこだわるケースに適しています。

仕様　色調:ブラウン

容　量	注文No.
2kg	570 0005 2

一般的名称:歯科用硬質石こう
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104010137



ろう着用金属製スタンド

ティーディーソルダスタンド

ポストを自由な位置に植立できますので、被ろう着用の歯列にぴったり合わせて確実に固定できます。ろう着用埋没材との併用による、各種合金の熱膨張係数との調和。
陶材焼成用スタンドとしても使用可能です。



包　装
セット(プレート1個、ポスト大·中·小 各3本)

■ 別売品

種　類	入　数
ポスト大	5本
ポスト中	
ポスト小	

歯科メタルセラミック修復用金属材料

JDS コバルトボンド

さまざまな歯科用陶材と相性が良く、コストパフォーマンスに優れた陶材焼付用コバルトクロム合金です。強固な不動態被膜の形成により金属イオンの溶出が少なく、生体適合性試験もクリアしています。



容　量
250g
1,000g

一般的名称:歯科メタルセラミック修復用金属材料　医療機器分類:指定管理医療機器
認証番号:228AABZX00073000

歯科用超硬質石こう

ティーディートライロック

流動性に優れ、盛り上げやすい超硬石膏です。チッピングがしにくく滑沢な表面性状の模型を作製できます。オールセラミックの支台歯に適した色調のピュアアイボリーをご用意しました。



仕様　色調:ピュアアイボリー

容　量
3kg

一般的名称:歯科用硬質石こう　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B2X00008000070

歯科用硬質石こう

ティーディー ハイフローストーン

基底模型専用石こうです。高い流動性があるため気泡の混入を抑えてシリコンフォーマーへの注入が容易に行えます。また、硬化膨張が低いため寸法精度に優れており、滑沢な面性状の模型が得られます。



仕 様 色調：オレンジイエロー

容 量
18kg（3kg×6）

一般的名称：歯科用硬質石こう　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：27B2X00008000068

歯科用硬質石こう

ニューティーディーストーン

アルジネートや寒天印象材との馴染みがよく、滑らかな面が得られます。
また、優れたコストパフォーマンスを実現しました。



仕 様 3種＝パステルイエロー、ブルー、グレー

容 量
18kg（3kg×6）

一般的名称：歯科用硬質石こう　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：27B2X00008000013

ノコ替刃

ニューウェーブソー

目詰まりが少なく、用途に合わせて長さと厚さをチョイスできます。

種　類	サイズ
ニューウェーブソー	0.20mm
ニューウェーブソー薄刃	0.15mm
ロングウェーブソー	0.20mm
ロングウェーブソー薄刃	0.15mm
ショートウェーブソーR	レンフェルト
ショートウェーブソー薄刃	0.15mm

■ 別売品

種　類	入　数
ニューウェーブソー	10本
ニューウェーブソー薄刃	
ロングウェーブソー	
ロングウェーブソー薄刃	
ショートウェーブソーR	
ショートウェーブソー薄刃	
ロングウェーブソーセット	
ニューウェーブソーセット	



瞬間接着剤専用硬化促進剤

プルードプライマースプレーII

アセトンフリータイプになり、樹脂模型、プラスチックスリーブにも使用可能です。スピーディーな硬化で作業効率の促進を図ります。接着硬化促進、石膏表面の強化、ダウェルピンの植立などにご使用いただけます。低臭タイプでにおいも気になりません。



容 量
420mL（スプレーノズル付）

酸化膜除去材

ハイパーウォッシュ

人体に有害な塩酸等を含有しない新しいタイプの酸化膜除去材です。塩酸等が含有しておりませんので廃液処理も簡単です。



種　類	容　量
1,000cc用 粉末	150g×2袋
液タイプ	500mL

結紮線

エレファント ビンディングワイヤー

18-8ステンレス製の結紮線です。



サイズ	容　量
φ0.20mm	100g

歯科用セラミックス用着色材料

Luxen ジルコニアカラーリキッド

LUXEN ZIRCONIA COLOR LIQUID

シンタリング前にペン感覚でベースカラーを着色できます。
豊富なラインナップで多彩な色調表現が可能です。



種類・包装

スターターキット
（A2/A3、Enamerl 3/T Glass/Natural Gray/Yellow/Cervical A、ブラシ Large 2本/Small 5本）

単品リキッド	Dentin	A1/A2/A3/A3.5/A4　B1/B2/B3/B4　C1/C2/C3/C4　D2/D3/D4	
	Special	Enamel 3	Shade（シェード）中和用
		T Glass	Incisal（インサイザル）表現用
		Natural Gray	Enamel（エナメル）表現用
		Cervical A/B/C/D	Cervical（サービカル）表現用/各系統を表現
		Amber	Cervical（サービカル）表現用
		Yellow	Cervical（サービカル）表現用
		White Opaque	金属色を遮断
		White	白帯を表現
		Gingiva 1	歯肉を表現
LUXENジルコニアリキッドブラシ			Small（1本）
			Large（1本）

一般的名称：歯科セラミック用着色材料　医療機器分類：管理医療機器　医療機器認証番号：229AKEZX00005000

ダウエルピン専用接着剤

ピンロックF1

ダウエルピンを強力に接着固定します。



容量・入数
5g×3本

石こう表面硬化・分離剤

アルファコート

流動性が高く速乾性で石膏への含湿性に優れています。厚さ8～12μmの硬い被膜を形成し、繰り返しの試適にも模型を消耗することがありません。



包　装
4g×6本、ノズル×6、専用針×1

瞬間接着剤用硬化促進剤

デンタルプライマー

瞬間接着剤を使用するあらゆる技工作業に対応できるオールマイティーな硬化スプレーです。



容　量
180mL

技工用測定器

カリプレットS

Renfert making work easy

先端チップは交換可能で、多目的な厚さが測定できます。



種類	入　数	注文No.
カリプレットS	1個	1122-1000
先端チップ		

拡大鏡

マグニファイグラスシルバー

フリップアップタイプの1.5倍ルーペで眼鏡を装着しても使用できます。



仕 様　重量:38g

包　装	注文No.
本体1個	1262-0001

切削・研磨材

ダイヤモンドバー／ブラシ／カップ／カーバイドバー
研磨材／カーバイドカッター／スチールバー
ジルコニア用ポイント／CAD/CAMミリングバー
ミリングバー／ミリング用オイル／カッティングディスク
ポイント／ディスク／ダイヤモンドポイント
CAD/CAMディスク用バー／研磨用ブラシ／ホイール
研磨用バフ／研削器材

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

歯科用ダイヤモンドバー

JDS トリトンダイヤバー

滅菌済みの歯科用ダイヤモンドバーFGです。
特殊な接着テクノロジー「トリトンコーティング」により、
ダイヤモンド粒子の保持力が強化され耐久性に優れております。
ダイヤモンド粒子の露出（粒子の65%が接着層から露出）が多いので、
切削力にも大変優れております。
使用頻度の高い50形態を厳選し、
目詰まりや発熱しづらい形状のツイスタータイプもございます。

入　数
25本
5本



※写真はイメージです。



ダイヤモンド粒子の大きさに応じて、
シャンクのネックにはISO規格によるカラーコードが施されています。
■エクストラコース　■コース　■ミディアム　■エクストラファイン

形態 No. の見方　※Sがつく場合はショートシャンクになります。

001 / 009 / M
ヘッド形態　ヘッド最大径　ダイヤモンド粒子の大きさ

ラウンド						インバーテッドコーン	バレル（たる型）	ポインテッドコーン
J1 001/009M	J2 001/010M	J3 001/012M	J4 001/014M	J5 001/016M	J6 001/018M	J7 019/010M	J8 039/033M	J9 165/014M
Medium								

ポインテッドコーン		ポインテッドコーン			フラットエンドテーパー			
	ショートシャンク			ショートシャンク				
J10 166/016M	J11 165/014SM	J12 165/014XF	J13 165/016XF	J14 166/016SXF	J15 170/016M	J16 170/021M	J17 171/016M	J18 173/014M
Medium		Extra Fine			Medium			

フラットエンドテーパー					フラットエンドテーパー	ラウンドエンドテーパー		
		ショートシャンク	ショートシャンク	ショートシャンク				
J19 173/016M	J20 173/018M	J21 170/016SM	J22 170/018SM	J23 170/021SM	J24 171/016XF	J25 197/014M	J26 198/016M	J27 198/019M
Medium					Extra Fine	Medium		

ラウンドエンドテーパー								ラウンドエンドテーパー
					ショートシャンク	ショートシャンク	ショートシャンク	
J28 198/022M	J29 198L/016M	J30 198L/018M	J31 199/016M	J32 200/022M	J33 198/016SM	J34 199/015SM	J35 199/017SM	J36 198L/016XF
Medium								Extra Fine

ラウンドエンドテーパー		ペア（洋ナシ型）		ペア（洋ナシ型）	フレーム（炎型）	フレーム（炎型）	バッド（つぼみ型）	バッド（つぼみ型）
J37 198/019XF	J38 199/016XF	J39 237/021M	J40 237/032M	J41 237/021XF	J42 249/014M	J43 248/012XF	J44 257/032M	J45 257/016XF
Extra Fine		Medium		Extra Fine	Medium	Extra Fine	Medium	Extra Fine

トルピード（魚雷型）		ツイスター（フラットエンド シリンダー）	ツイスター（フラットエンド テーパー）	ツイスター（バッド）
J46 288/012M	J47 289/012M	J48 HR111/012C	J49 HR173/018M	J50 HR257/023XC
Medium		Coarse	Medium	Extra Coarse

一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104180306

最大許容回転数（min⁻¹）

ヘッド径（1/10mm）	最大許容回転数（min⁻¹）
007-010	450,000
011-014	450,000
015-018	450,000
019-023	300,000

ヘッド径（1/10mm）	最大許容回転数（min⁻¹）
024-027	160,000
028-031	140,000
032-040	120,000

歯科予防治療用ブラシ

プロフィーブラシ

ディスポーザブルタイプのブラシ（レギュラー）です。フラット、テーパーの2種類からお選びいただけます。

テーパー



入　数
100個

フラット



入　数
100個

一般的名称：歯科予防治療用ブラシ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10260000005

歯磨カップ

プロフィーカップ

ディスポーザブルタイプの歯磨カップです。
ソフトで研磨剤の広がりが良く歯面へ適合します。



入　数
100本（アソート）

一般的名称：歯磨カップ　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10260000006

歯科予防治療用ブラシ

ジュエル

3形態から選べるカラーポリッシングブラシです。
歯面清掃研磨時に硬さの違う4色の素材から
口腔内状態に合わせて使用できます。
吸水性が非常に低いPBT毛材を使用し、
研磨材の付着性がよく飛散を最小限に抑えられます。
本品全種S（ソフト）はナイロン素材を使用しています。



カップタイプ



種　類	入　数	注文No.
エメラルド/Sタイプ	10本	26301050
琥珀/Mタイプ		26301051
ルビー/Hタイプ		26301052
サファイヤ/SHタイプ		26301053

一般的名称：歯科予防治療用ブラシ　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B3X00108001030

フラットタイプ



種　類	入　数	注文No.
エメラルド/Sタイプ	10本	26301060
琥珀/Mタイプ		26301061
ルビー/Hタイプ		26301062
サファイヤ/SHタイプ		26301063

一般的名称：歯科予防治療用ブラシ　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B3X00108001031

ペンシルタイプ



種　類	入　数	注文No.
エメラルド/Sタイプ	10本	26301070
琥珀/Mタイプ		26301071
ルビー/Hタイプ		26301072
サファイヤ/SHタイプ		26301073

一般的名称：歯科予防治療用ブラシ　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B3X00108001032

歯科用カーバイドバー

tri hawk クラウンカッター

特徴的なバーの形状によりスムーズなクラウンの除去が可能となります。





入　数
1本
10本

一般的名称：歯科用カーバイドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104120288

歯科用カーバイドバー

ジョタ・リムーバルバー

メタルクラウンの分離除去に使用します。



CX21R/010　CX21R/012　CX23R/012

種　類	入　数
CX21R/010	6本
CX21R/012	
CX23R/012	

一般的名称：歯科用カーバイドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020019

歯科用カーバイドバー

リムーバルバー

メタルクラウンの分離除去及び正確な窩洞形成や鋳造物の微調整に役立ちます。





EX21　EX22　EX23

種　類	入　数
EX21	6本
EX22	
EX23	

一般的名称：歯科用カーバイドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104080313

FGアダプター

FGアダプター

FG用のφ1.60mmのバーを装着することで、技工用ハンドピース（φ2.35mm）にセットして作業ができます。

仕様　全長35mm

入　数	注文No.
10本	340 0100 2





歯科用ゴム製研磨材

JDS CRブライト

コンポジットレジン専用のダイヤモンドポリッシャーです。
適度な硬さのシリコンにダイヤモンド粒子を含有しており短時間でつや出し研磨が可能です。



種　類	入　数
JDS CRブライト ポイント	3本
JDS CRブライト ディスク	

一般的名称：歯科用ゴム製研磨材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10121000164

歯科技工用カーバイド切削器具

ジョタ・カーバイドカッター



060

種　類	入　数
C21	1本

023

種　類	入　数
CX23G	1本

023

種　類	入　数
CX23F	1本



031　040　050

種　類	入　数
C71	1本



060

種　類	入　数
CX72G	1本



060

種　類	入　数
CX72F	1本



060

種　類	入　数
CX72SG	1本



060

種　類	入　数
C73	1本



060

種　類	入　数
CX73G	1本



060

種　類	入　数
C75	1本



060

種　類	入　数
CX75G	1本



060

種　類	入　数
CX75F	1本



060

種　類	入　数
C77	1本



060

種　類	入　数
CX77G	1本



060

種　類	入　数
CX77F	1本



060

種　類	入　数
C78	1本



040　045　060

種　類	入　数
C79	1本



045

種　類	入　数
C79G	1本



040　045　060

種　類	入　数
CX79G	1本



040　045　060

種　類	入　数
CX79F	1本



070

種　類	入　数
CX79SG	1本



040

種　類	入　数
CX79SF	1本



060

種　類	入　数
C251	1本



060

種　類	入　数
C251G	1本



060

種　類	入　数
CX251G	1本



060

種　類	入　数
CX251F	1本



060

種　類	入　数
CX251SG	1本



060

種　類	入　数
C416	1本



023

種　類	入　数
CX460G	1本



023

種　類	入　数
CX486G	1本



023

種　類	入　数
CX486F	1本



023

種　類	入　数
CX487G	1本

023

種　類	入　数
CX487F	1本

023

種　類	入　数
CX489F	1本

C:プレーン　CX:クロスカット　G:粗目　F:細目


※写真の下に表示してある数字はISO規格で、頭部の最大径を1/10mmで表しています。
例:060=6.0mm（この表は実寸大ではありません。）

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020003

歯科用スチールバー（CA·HP用）

ジョタスチールバー

ラウンド



ISO	005	006	008	009	010	012	014	016	018	021	023
US No.	¼	½	1	–	2	3	4	5	6	7	8
CA	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●
HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ISO	025	027	031	033	042
US No.	9	10	11	–	–
CA	–	–	–	–	–
HP	●	●	●	●	●

入 数
6本

インバーテッドコーン



ISO	021
US No.	40
CA	–
HP	●

入 数
6本

ストレートフィッシャー



ISO	008	014	018
US No.	556	559	561
CA	–	–	–
HP	●	●	●

入 数
6本

テーパードフィッシャー（エナメル）



ISO	006	007	008	009	010	012	014	016	021	023
US No.	698	–	699	–	700	701	–	702	703	704
CA	–	–	–	–	●	●	–	●	●	–
HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

入 数
6本

ジョタスチールバーCA
一般的名称：歯科用スチールバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020244
ジョタスチールバーHP
一般的名称：歯科技工用スチール切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020245

歯科技工用アブレシブ研削器具

ジルコンフレックス

シリコンカーバイドと特殊バインダーで形成された酸化ジルコニアフレームの形態修正用ポイントです。
ダイヤモンドを含有していないので発熱が少なくマイクロクラックの発生を抑えます。



1322（5本セット SZ660/SZ732/SZ638/SZ652R/SZ722）


包 装	入 数
セット1322 （SZ660/SZ732/SZ638/SZ652R/SZ722）	各1本
単品	1本



一般的名称：歯科技工用アブレシブ研削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020192

歯科技工用カーバイド切削器具


カーバイドバー（CHIYODA）



仕 様 種類：22種


入 数
6本

ラウンド



US No.	¼	½	1	2	3	4	5	6	7	8

フィッシャー



US No.	699	700	701	702	703	699L	700L	701L	702L	703L	1170	1171

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104040189

歯科技工用カーバイド切削器具

JDS カーバイドカッター

切削物や用途に応じて選択できる、切削力と耐久性に優れた技工用カーバイドカッター（HP）です。
シャンクのカラーコードにより、各タイプの粗さの識別が容易にできます。

最大許容回転数（min⁻¹）

ヘッド径 ø（mm）	最大許容回転数（min⁻¹）
2.3	40,000
4.0～4.5	30,000
6.0～7.0	20,000

細目↕粗目	カラーコード	クロスカット（C）	プレーンカット（P）	ダイヤモンドカット（D）	スパイラルカット（S）
	スーパーファイン（S）	SC 貴金属・合金・レジンからクラックを嫌うセラミックまで理想的な切削面に仕上がります。			SS 目詰まりしにくいため、あらゆる金属の仕上げにご使用頂けます。また石膏、ベニア、レジンにも適しています。
	ファイン（F）	FC 全ての歯科材料にご使用頂けます。表面仕上げ、精密な形態修正を可能にします。		FD 鱗片状のブレード形状で、審美的に高品質が要求されるベニアに適しています。	FS あらゆる金属において綺麗な表面に仕上がります。目詰まりが少ないので、特に、硬い金属、チタン等に適しています。
	ミディアム（M）	MC コバルトクロム合金、貴金属、合金、ニッケルクロム合金、鋳造合金、アクリルの粗研磨作業に適しています。	MP あらゆる金属の仕上げにご使用頂けます。特にレジンに適しています。	MD 粗く筋状の表面に仕上げるため、セラミックやレジン前装冠のメタルフレームワークへの表面保持力を高めます。	
	コース（C）	CC 石膏やレジンの切削に適しています。	CP レジン、アクリル、石膏を素早く研削するのに適しています。		
	スーパーコース（X）	XC コースよりさらに荒削りが可能です。	XP コースよりさらに荒削りが可能です。		

※ソフトリライニング用（SR）：ソフトリライニング、ソフト樹脂等に適しています。※チタン用（TT）：チタン及びチタン合金に適しています。

スーパーファインクロスカット（SC）　ファインクロスカット（FC）



規格	SC2007	SC2009	SC2018	FC2010	FC2011	FC2013	FC2023	FC2028
刃長mm	14.0	14.0	16.0	13.0	14.0	15.0	14.0	16.0
ヘッドø mm	2.3	4.5	2.3	4.5	2.3	6.0	6.0	2.3

ミディアムクロスカット（MC）　コースクロスカット（CC）



規格	MC2018	MC2019	MC2021	MC2036	MC2041	CC2002	CC2003	CC2008	CC2009	CC2010
刃長mm	13.0	14.0	15.0	14.0	16.0	13.0	15.0	14.0	14.0	14.5
ヘッドø mm	4.5	14.0	6.0	6.0	2.3	4.5	6.0	7.0	6.0	6.0

スーパーコースクロスカット（XC）　ミディアムプレーンカット（MP）　コースプレーンカット（CP）　スーパーコースプレーンカット（XP）



規格	XC2002	XC2003	XC2004	MP2009	MP2011	MP2018	CP2002	CP2007	XP2002	XP2003
刃長mm	14.0	14.0	14.5	13.0	15.0	14.0	13.0	14.0	14.0	14.0
ヘッドø mm	7.0	6.0	6.0	4.5	6.0	6.0	4.5	6.0	7.0	6.0

ファインダイヤモンドカット（FD）　ミディアムダイヤモンドカット（MD）　スーパーファインスパイラルカット（SS）　ファインスパイラルカット（FS）　チタン用（TT）　ソフトリライニング用（SR）



規格	FD2003	MD2003	SS2004	FS2003	TT2004	SR2002	SR2004	SR2006
刃長mm	14.0	14.0	13.5	14.0	13.0	14.0	12.0	14.0
ヘッドø mm	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.5	6.0	6.0

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10121000162


歯科技工用カーバイド切削器具

ダイヤチットカーバイドバー

bredent

通常のチタンコーティングとは異なるチタン浸透定着法により製造された、ビッカース硬度3700HVを有する歯科専用カーバイドバーです。

種　類	入　数	注文No.
D-1	1本	D001 KT 23
D-2		D194 KT 23
D-3		D194 KT 40
D-4		D194 KT 50
D-5		D263 KG 60
D-6		D237 KG 65
D-7		D274 KG 60
D-8		D187 KG 23
D-9		D200 KG 23
D-10		D194 KC 40
D-11		D251 KC 60
D-12		D292 KC 23
D-13		D194 KS 70
D-14		D194 KS 60
D-15		D468 GG 23
D-16		D137 KM 23
D-17		D141 KM 23
D-18		D237 KM 23



一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010072


歯科技工用カーバイド切削器具


カーバイドカッター

bredent

刃先はブレーデント社独自のレリーフ形状をしており、この形状により優れた耐久性と切削力を発揮します。
軽いタッチで切削面が滑沢に仕上がり、研削作業が楽になります。

種　類	入　数	注文No.
①	1本	H001 MH 23
②		H277 MH 23
③		H237 MH 23
④		H244 GH 23
⑤		H141 MH 23
⑥		H289 MH 23
⑦		H184 MH 16
⑧		H263 GH 60
⑨		H274 GH 40
⑩		H274 GH 60
⑪		H194 GH 40
⑫		H194 GH 50
⑬		H263 SH 60
⑭		H194 SH 60
⑮		H194 SH 70
⑯		H277 MH 14
⑰(レリーフなし)		H161 QG 60





一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010154

歯科用研削器材

JDS CAD/CAMミリングバー

ローランド社製、アマン・ギルバッハ社製のミリングマシンに対応します。


ローランド社製ミリングマシン対応

仕 様　刃形状：ボール　シャンク径：4mm
全長：50mm

［ダイヤモンドコート仕様］



［DLC（Diamond-Like-Carbon）コート仕様］



種　類		刃先径	入　数
ダイヤモンドコート仕様	0.6-DIA-R	φ0.6mm	1本
	0.8-DIA-R	φ0.8mm	
	1.0-DIA-R	φ1.0mm	
	2.0-DIA-R	φ2.0mm	

種　類		刃先径	入　数
DLCコート仕様	0.6-DLC-R	φ0.6mm	1本
	0.8-DLC-R	φ0.8mm	
	1.0-DLC-R	φ1.0mm	
	2.0-DLC-R	φ2.0mm	


アマン・ギルバッハ社製ミリングマシン対応

仕 様　刃形状：ボール　シャンク径：3mm
全長：47mm

［ダイヤモンドコート仕様］



［HC（ハードコート）仕様］



種　類		刃先径	入　数
ダイヤモンドコート仕様	0.6-DIA-A	φ0.6mm	1本
	1.0-DIA-AS	φ1.0mm	
	1.0-DIA-A	φ1.0mm	
	2.5-DIA-A	φ2.5mm	

種　類		刃先径	入　数
HCコート仕様	0.6-HC-A	φ0.6mm	1本
	1.0-HC-A	φ1.0mm	
	2.5-HC-A	φ2.5mm	

一般的名称：歯科用研削器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104240337

歯科用研削器材

JDS CAD/CAMミリングバー

キャノン製のミリングマシンに対応します。

キャノン製ミリングマシン MD-500S用対応

仕様 刃形状:ボール　シャンク径:φ4mm・φ6mm
全長:50mm

［ダイヤモンドコート仕様］




0.6-DIA-R 首下長:10mm
1.0-DIA-R 首下長:12mm
2.0-DIA-R 首下長:16mm
4.0-DIA-C 首下長:20mm

種　類		刃先径	入　数
ダイヤモンドコート仕様	0.6-DIA-R	φ0.6mm	1本
	1.0-DIA-R	φ1.0mm	
	2.0-DIA-R	φ2.0mm	
	4.0-DIA-C	φ4.0mm	

仕様 刃形状:ボール　シャンク径:φ4mm
全長:50mm

［DLC（Diamond-Like-Carbon）コート仕様］



0.6-DLC-R 首下長:10mm
0.8-DLC-R 首下長:12mm
1.0-DLC-R 首下長:12mm
2.0-DLC-R 首下長:16mm

種　類		刃先径	入　数
DLCコート仕様	0.6-DLC-R	φ0.6mm	1本
	0.8-DLC-R	φ0.8mm	
	1.0-DLC-R	φ1.0mm	
	2.0-DLC-R	φ2.0mm	

キャノン製ミリングマシン MD-500W用対応

仕様 刃形状:ボール　シャンク径:φ4mm
全長:50mm

［ダイヤモンドコート仕様］



0.6-DIA-R 首下長:10mm
1.0-DIA-R 首下長:12mm
2.0-DIA-R 首下長:16mm

種　類		刃先径	入　数
ダイヤモンドコート仕様	0.6-DIA-R	φ0.6mm	1本
	1.0-DIA-R	φ1.0mm	
	2.0-DIA-R	φ2.0mm	

仕様 刃形状:ボール　シャンク径:φ4mm
全長:45mm

［電着ダイヤモンド仕様］



1.0-ED-C 首下長:6mm
2.0-ED-C 首下長:14mm

種　類		刃先径	入　数
電着ダイヤモンド仕様	1.0-ED-C	φ1.0mm	1本
	2.0-ED-C	φ2.0mm	

仕様 刃形状:ボール　シャンク径:φ4mm・φ6mm
全長:50mm（0.6-DLC-R/1.0-DLC-R/1.5-DLC-C/2.0-DLC-R）
55mm（3.0-DLC-C）

［DLC（Diamond-Like-Carbon）コート仕様］



0.6-DLC-R 首下長:10mm
1.0-DLC-R 首下長:12mm
1.5-DLC-C 首下長:12mm
2.0-DLC-R 首下長:16mm
3.0-DLC-C 首下長:16mm

種　類		刃先径	入　数
DLCコート仕様	0.6-DLC-R	φ0.6mm	1本
	1.0-DLC-R	φ1.0mm	
	1.5-DLC-C	φ1.5mm	
	2.0-DLC-R	φ2.0mm	
	3.0-DLC-C	φ3.0mm	

一般的名称:歯科用研削器材　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104240337

歯科技工用カーバイド切削器具

ミリングバー各種

bredent

プロファイルバーとポリッシングバーはブレーデント社独自のレリーフ形状をしており表面を滑らかに切削します。

ワックスバー

［パラレルタイプ］



種　類	刃先径	入　数	注文No.
#07	φ2.35mm	1本	F137 2W 07
#07	φ3.00mm		F137 3W 07
#10	φ2.35mm		F137 2W 10
#10	φ3.00mm		F137 3W 10
#15	φ2.35mm		F137 2W 15
#15	φ3.00mm		F137 3W 15
#23	φ2.35mm		F137 2W 23
#23	φ3.00mm		F137 3W 23



#07 #10 #15 #23

［コニカルタイプ］

種　類	刃先径	入　数	注文No.
2°	φ2.35mm	1本	F200 2W 23
2°	φ3.00mm		F200 3W 23
4°	φ2.35mm		F200 2W 31
4°	φ3.00mm		F200 3W 31
6°	φ2.35mm		F200 2W 40
6°	φ3.00mm		F200 3W 40



2° 4° 6°

プロファイルバー

［パラレルタイプ］



種　類	刃先径	入　数	注文No.
#07	φ2.35mm	1本	F137 2H 07
#07	φ3.00mm		F137 3H 07
#10	φ2.35mm		F137 2H 10
#10	φ3.00mm		F137 3H 10
#15	φ2.35mm		F137 2H 15
#15	φ3.00mm		F137 3H 15
#23	φ2.35mm		F137 2H 23
#23	φ3.00mm		F137 3H 23



#07 #10 #15 #23

［コニカルタイプ］

種　類	刃先径	入　数	注文No.
2°	φ2.35mm	1本	F200 2H 23
2°	φ3.00mm		F200 3H 23
4°	φ2.35mm		F200 2H 31
4°	φ3.00mm		F200 3H 31
6°	φ2.35mm		F200 2H 40
6°	φ3.00mm		F200 3H 40



2° 4° 6°

ポリッシングバー

［パラレルタイプ］



種　類	刃先径	入　数	注文No.
#07	φ2.35mm	1本	F137 2P 07
#07	φ3.00mm		F137 3P 07
#10	φ2.35mm		F137 2P 10
#10	φ3.00mm		F137 3P 10
#15	φ2.35mm		F137 2P 15
#15	φ3.00mm		F137 3P 15
#23	φ2.35mm		F137 2P 23
#23	φ3.00mm		F137 3P 23



#07 #10 #15 #23


［コニカルタイプ］

種　類	刃先径	入　数	注文No.
2°	φ2.35mm	1本	F200 2P 23
2°	φ3.00mm		F200 3P 23
4°	φ2.35mm		F200 2P 31
4°	φ3.00mm		F200 3P 31
6°	φ2.35mm		F200 2P 40
6°	φ3.00mm		F200 3P 40



2° 4° 6°

グルーブバー





#07 #10 #12 #15 #20

種　類	刃先径	入　数	注文No.
#07	φ2.35mm	1本	F538 2H 07
#07	φ3.00mm		F538 3H 07
#10	φ2.35mm		F538 2H 10
#10	φ3.00mm		F538 3H 10
#12	φ2.35mm		F538 2H 12
#12	φ3.00mm		F538 3H 12
#15	φ2.35mm		F538 2H 15
#15	φ3.00mm		F538 3H 15
#20	φ2.35mm		F538 2H 20
#20	φ3.00mm		F538 3H 20

ショルダーバー





#27 #29

種　類	刃先径	入　数	注文No.
#27	φ2.35mm	1本	F205 2H 27
#29			F205 2H 29

一般的名称:歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類:一般医療機器
バラレルワックスバーR　届出番号:13B2X10104010086/バラレルプロファイルバーR　届出番号:13B2X10104010087/バラレルポリッシングバーR　届出番号:13B2X10104010088
コニカルワックスバーR　届出番号:13B2X10104010089/コニカルプロファイルバーR　届出番号:13B2X10104010090/コニカルポリッシングバーR　届出番号:13B2X10104010091
グルーブバー　届出番号:13B2X10104010284/ショルダーバー　届出番号:13B2X10104010285

ミリング用オイル

ミリングオイル

bredent

ミリング時に使用する専用オイルです。



容　量	注文No.
20mL	550 0000 8

歯科技工用ダイヤモンド研削材

ダイネックスブリリアント

Renfert making work easy

格子状に編まれた強化ファイバーグラス（二重繊維）に加えダイヤモンド粒子を均一に配合し、切削性・耐摩耗性に非常に優れたカッティングディスクです。
セラミック、プレスセラミックス、ジルコニアの切削、スプルーカット等に適しています。

仕 様 最大回転数：50,000min^{-1}

種 類	サイズ	入 数
56-0220	φ20×0.20mm	2枚
		10枚
56-2520	φ20×0.25mm	2枚
		10枚
56-0320	φ20×0.30mm	2枚
		10枚
56-0820	φ20×0.80mm	1枚



56-0220　56-2520　56-0320　56-0820
原寸大



一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030293

歯科技工用アブレシブ研削器具


ダイネックスチタン

Renfert making work easy

格子状に編み込まれた強化ファイバーグラス（二重繊維）を更に強化して
耐久性を持たせた切削性に優れたカッティングディスクです。

仕 様 最大回転数：50,000min^{-1}

種 類	サイズ	入 数
58-0322	φ22×0.30mm	2枚
		20枚
58-0326	φ26×0.30mm	2枚
		20枚



58-0322　58-0326
原寸大

一般的名称：歯科技工用アブレシブ研削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030314

歯科用マンドレル

ジョタマンドレル

jota

HP用の研削、研磨に用いるカッティングディスクやホイールを保持します。ディスクやホイールのサイズにより、φ5mm、8mmの2種類があります。

種 類	サイズ	入 数
305/050	φ5mm	3本
305/080	φ8mm	



一般的名称：歯科用マンドレル　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104020117

歯科技工用アブレシブ研削器具

ダイネックス

Renfert making work easy

格子状に編まれた強化ファイバーグラス（二重繊維）を採用し、
切削性・耐摩耗性に優れたカッティングディスクです。



φ22mm



φ26mm
原寸大




φ40mm

仕 様
φ40mm 最大回転数：38,000min^{-1}
φ26mm 最大回転数：50,000min^{-1}
φ22mm 最大回転数：50,000min^{-1}

種 類	サイズ	入 数
φ40mm	57-0440（φ40×0.40mm）	2枚
		20枚
	57-0540（φ40×0.50mm）	2枚
		20枚
	57-0740（φ40×0.70mm）	2枚
		20枚
	57-1040（φ40×1.00mm）	2枚
		20枚
φ26mm	57-2526（φ26×0.25mm）	2枚
		20枚
	57-0326（φ26×0.30mm）	2枚
		20枚
	57-0526（φ26×0.50mm）	2枚
		20枚

種 類	サイズ	入 数
φ22mm	57-0222（φ22×0.20mm）	2枚
		20枚
	57-2522（φ22×0.25mm）	2枚
		20枚
	57-0322（φ22×0.30mm）	2枚
		20枚
	57-0522（φ22×0.50mm）	2枚
		20枚
	57-1022（φ22×1.00mm）	2枚
		25枚



※φ40mm以上のディスクは、マンドレルφ8mmのヘッドをご使用ください。

一般的名称：歯科技工用アブレシブ研削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030246

歯科技工用ダイヤモンド研削材

ダイヤジンターボ

bredent

ダイヤモンド粒子をハイブリッド結合させることにより、
優れた研削性能と耐久性を発揮します。

種 類	入 数	注文No.
DT15	2本	340 0015 0
DT16		340 0016 0
DT17		340 0017 0
DT18		340 0018 0
DT19	1本	340 0019 0
DT21		340 0021 0
DT24		340 0024 0


DT15 φ3.5×11mm　DT16 φ4.8×13mm　DT17 φ6.5×13mm　DT18 φ15×3.5mm　DT19 φ22×4.5mm　DT21 φ22×2mm　DT24 φ12×6mm

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010081

粗目のダイヤモンド粒子が緻密に含有された、コースタイプです。
従来品に比べ、切削力が20%向上しました。発熱を抑えて、ジルコニア・
セラミック・金属などに幅広くご使用いただけます。

種 類	入 数	注文No.
G150	2本	340 G015 0
G155		340 G015 5
G160		340 G016 0
G165		340 G016 5
G170		340 G017 0
G210	1本	340 G021 0


G150 φ3.5×11mm　G155 φ3.5×11mm　G160 φ4.5×13mm　G165 φ4.5×13mm　G170 φ6.0×13mm　G210 φ22×2mm

歯科技工用ダイヤモンド研削材

カービングダイヤポイント

JAPAN DENTAL SUPPLY

セラミックの形態修正用ダイヤモンドポイントです。
臼歯部の咬合面裂溝や前歯部の表面性状の付与など、用途に合せた8形態のラインナップ。
ポイント自体の形が変わらないため、効率的な形態修正が可能です。
粗さは規格によりノーマル（N）、ファイン（F）、スーパーファイン（S）の3種類があります。

種 類	入 数
ノーマル単品	1本
	10本
ファイン単品	1本
	10本
スーパーファイン単品	1本
	10本
セット（1N～8N）	8本（各1本）



一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100311



ノーマル	1N	2N	3N	4N	5N	6N	7N	8N
ファイン				4F	5F	6F	7F	8F
スーパーファイン				4S	5S	6S		

歯科技工用アブレシブ切削器具

ジョタ・メタルシェービング

jota

ノンプレシャスやコバルトクロム合金などの粗仕上げ用ポイントです。


732　733

種 類	入 数
732	12本
733	


一般的名称：歯科技工用アブレシブ研削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020280

歯科技工用ダイヤモンド研削材

セットアップグラインダー

bredent

1本2役のHPダイヤモンドバー。
先端部は80～100μ、手前は160～180μのダイヤモンドにより、作業効率を大幅にアップします。



入 数	注文No.
1本	340 0101 0

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010059

歯科技工用ダイヤモンド研削材

ゼットシェイプ

ジルコニア調整用ダイヤモンドディスク。
ダイヤモンドが密に含有されているため、チッピングがしにくくなっています。



レンズタイプ　ディスクタイプ

種　類	サイズ	入　数
レンズタイプ	φ25×2mm	1本
ディスクタイプ	φ20×2.5mm	

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104040228

歯科用ゴム製研磨材

コーヌスポリッシャー

フリーハンドで使用するコーヌス仕上げ研磨用ポイントです。



9314F　9313F

種　類	サイズ	入　数
9314F	φ14×12mm	6本
9313F	φ10×12mm	

一般的名称：歯科用ゴム製研磨材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020095

歯科技工用カーバイド切削器具

シリコンバー

柔らかいリライニングレジンやマウスガードなどのシリコン材料を簡単に研削でき、
表面もスムーズに仕上がります。



S187-23　S263-60　S237-65

種　類	入　数	注文No.
S187-23	1本	S187 QG 23
S263-60		S263 QG 60
S237-65		S237 QG 65

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010055

歯科技工用ダイヤモンド研削材

ディアボロHP

シンタータイプのダイヤモンドバーでポーセレンの形態修正やコーピングの調整などに適しています。コバルトなどの硬い素材も切削など幅広い用途に使用できます。



SF 165 023　SF 001 021　SF 199 031　SF 250 016

種　類	入　数	注文No.
SF 165 023	1本	SF 165 023
SF 001 021		SF 001 021
SF 199 031		SF 199 031
SF 250 016		SF 250 016

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010227

歯科用ゴム製研磨材

JDS シリコンポイント

目の細やかな焼結により目詰まりせず効率の良い研磨が行えます。
耐久性に優れており長時間の使用でも発熱が起こりにくくなっています。



#10　#13　#13S

種　類	入　数
#10	100本
#13	
#13S	

一般的名称：歯科用ゴム製研磨材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104100082

歯科用ゴム製研磨材

シリコンポリッシャー（エクセルグレートポイント）

レジン床、金属床の研磨作業を効率よく行える大きなシリコンポイントです。
目詰まりが少なく長時間の研磨にも耐えられます。



ブラウン　グレー　グリーン

種　類	入　数
茶（仕上げ）	6本
グレー（中荒）	
グリーン（荒）	

一般的名称：歯科用ゴム製研磨材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104040190

歯科技工用ダイヤモンド研削材

ディアボロFG

高品質のダイヤモンドにより高硬質の素材をストレスなく切削することができます。
またシンターダイヤなので長寿命です。



FF 263 023　FF 250 016　FF 141 023　FF 227 023　FF 289 023　FF 263 014


種　類	入　数	注文No.
FF 263 023	1本	FF 263 023
FF 250 016		FF 250 016
FF 141 023		FF 141 023
FF 227 023		FF 227 023
FF 289 023		FF 289 023
FF 263 014		FF 263 014

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010148

歯科技工用カーバイド切削器具

マイクロフィニッシャー

ローズヘッドのHPカーバイドバーです。
陶材の咬合面の裂溝形成やクラウン内面の微細な気泡除去に効果的です。



#02　#03　#04

種　類	刃先径	入　数
#02	φ0.2mm	6本
#03	φ0.3mm	
#04	φ0.4mm	

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104040258

歯科技工用カーバイド切削器具

ダイヤメタル

1本のタングステンカーバイドから削り出し加工された小窩裂溝形成バーです。
ポーセレンやメタルに従来にない精度で繊細な裂溝を形成し、なおかつ咬合斜面の仕上げと艶出しに適しています。



DM06　DM04　DM02


種　類	刃先径	入　数
DM02	φ0.2mm	3本
DM04	φ0.4mm	
DM06	φ0.6mm	
アソート		3本（各1本）

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010071

歯科技工用カーバイド切削器具

カーバイドカッター・ラピディーミクロ

1本のタングステンカーバイドから削り出し加工された小窩裂溝形成バー（ラウンド）です。
刃先はレリーフ形状をしているため耐久性があります。



NH04　NH05　NH06　NH18　NH23

種　類	US No.	入　数
NH04	#1/8	3本
NH05	#1/4	
NH06	#1/2	
NH18	#6	
NH23	#8	

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010040

歯科技工用カーバイド切削器具

フィニッシュバー

4角錐形状が優れた研磨能力を発揮するFGカーバイドバー。
咬合面の解剖学的形態の付与に使用します。
FGアダプターに取付けてHPでも使用できます。




種　類	刃先径	入　数
012	φ1.2mm	3本

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104040257

CAD/CAMディスク用切削ツール

JDS レストカッター

ジルコニア、ワックスディスクのレスト（コネクター）を切削するために設計された専用のバーです。全長が55mmと長いため、厚みのあるディスクのレスト（コネクター）の切削も容易です。



入　数
1本

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104240331

歯科用研磨器材
レンフェルトポリッシュ

ダイヤモンド粒子入り研磨ペーストです。
ポーセレン、ジルコニア、プレスセラミックス、ハイブリッドレジンなどを簡単に素早く、そして美しく研磨が行えます。



オールインワン　ジルコニア　プレスセラミックス　ハイブリッド

種　類	容　量	注文No.
オールインワン	14mL	510-0100
ジルコニア		510-1100
プレスセラミックス		510-2100
ハイブリッド		510-3000

一般的名称：歯科用研磨器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030318

歯科用研磨材
エレファントルージュ（ルージュ D-24）

レジン、金属の万能艶出し材です。



容　量
500g

一般的名称：歯科用研磨材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：23B2X00242000009

歯科用研削材料
JDS ロビンソンブラシ

コストパフォーマンスに優れたソフトタイプの研磨用ブラシです。



種　類	サイズ	入　数
#11	φ18mm	12本
#9	φ15mm	

一般的名称：歯科用研磨器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10121000163

歯科技工用ダイヤモンド研削材
マイクロフレックス

厚さ0.08mmの歯間部形態修正用ディスクです。



サイズ	入　数	注文No.
φ12mm	1本	340 0014 2
φ16mm		340 0014 1
φ22mm		340 0014 0

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010070

硬質レジン研磨用ルージュ
オパール L

硬質レジン研磨用ルージュ。
ロビンソンブラシ・バフホイール等につけて使用します。



容　量	注文No.
35g	520-0001

一般的名称：歯科用研磨器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030260

ルージュクリーナー
プルードルージュクリーナー

補綴物に付いたルージュを除去します。



容　量
1,000mL

歯科技工用ダイヤモンド研削材
ジフレックスTR

ディスクの裏側が見える石膏模型分割専用ディスクで狭い箇所でもチッピングすることなく分割することができます。厚さは0.3mmです。



サイズ	入　数	注文No.
φ25mm	1本	340 0002 5
φ30mm		340 0012 0
φ37mm		340 0002 0
φ45mm		340 0011 0

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010083

研磨ホイール
ポリソフト

ポリソフトA：コバルトクロムのような硬質研磨物の中間仕上げ用ホイール
ポリソフト：プレシャスとノンプレシャスの粗研磨用ホイール



種　類	サイズ	入　数	注文No.
Aホイール#90	φ22×3mm	50個	90-0000
ホイール#91	φ22×3mm		91-0000

一般的名称：歯科技工用アプレシブ研削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030114

レーズ用ブラシ
アブラソソフトアクリックス

内側のスポンジ層が研摩材を吸収するため、研摩材をつける作業時間を短縮することができます。



サイズ	入　数	注文No.
φ80mm	1個	350 0080 0

レーズ用ブラシ
プレポリッシングバフシリコン

シリコンコーティングされた24層のアクリルバフによって効率よく研磨でき、作業時間が短縮できます。



サイズ	入　数	注文No.
φ80mm	1個	350 0099 1

歯科用研磨器材
バイソンブラシ

補綴物全般の仕上げ研磨にお使いいただける、HP用の研磨ブラシです。
密度の高い植毛で、優れた耐久性を有しています。



入　数	注文No.
25本	766-1000
100本	766-1100

一般的名称：歯科用研磨器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030323

歯科用研磨器材
コットンバフ

アクリル全般の仕上げ研磨用バフです。



入　数	注文No.
12本	205-1000

一般的名称：歯科用研磨器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030108

歯科用研磨器材

シリコンポリッシャー

陶材や金属の粗研磨に使用する
HP用研磨ホイールです。



サイズ	入　数	注文No.
φ22×3.2mm	100枚	86-0000

一般的名称：歯科用研磨器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030324

歯科用研削器材

エレファントダイヤブラシ

レジン、スルフォンの研磨用です。



入　数
3個

一般的名称：歯科用研削器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B3X00117000041

歯科用研削器材

エレファントポリッシャーソフト

レジン、スルフォン、硬質レジンの研削（中研削）用です。ホコリが出にくく、発熱も少ないです。



エレファントポリッシャー P-01

入　数
3本



エレファントポリッシャー ドクターポイント

入　数
5本

メタル、レジン、スルフォンのバリ取り（中研削）及び軟性シリコン樹脂の研削用です。



エレファントポリッシャー ミニポイント

入　数
10本



エレファントポリッシャー W-01

入　数
10枚

スルフォンの中研削用です。



エレファントポリッシャー ハイグレードミニ

入　数
10本

レジン、スルフォン、シリコン樹脂の表面調整研磨用です。



エレファントポリッシャー ソフトホイールグリーン

入　数
12枚



エレファントポリッシャー ソフトホイールダークブラウン

入　数
12枚

一般的名称：歯科用研削器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B3X00117000039

予防衛生

歯ブラシ／歯磨剤／デンタルグローブ／マスク
エプロンドレープ／衛生器材／保護めがね
ルーペ用クリーナー／除菌シート／クリーニングウエス
滅菌バッグ／除菌・消臭スプレー
次亜塩素酸ナトリウム噴霧器／洗浄剤／その他
口腔ケア用品／衛生材料／ガウン／エプロン

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

歯科医院専売歯ブラシ

JDS フレッシュ

国産品で患者さんがお求めやすい価格の歯科医院専売歯ブラシです。
ソフトとミディアムの2種類をご用意いたしました。



S(ソフト)



M(ミディアム)

種　類
S(ソフト)クリア
M(ミディアム)クリアグリーン

歯ブラシ

モアクリーン

2段植毛の効果で毛先が確実に歯周ポケットの奥までとどきます。

仕様

アダルト	2段毛先の長さの差を少し大きめにし、歯肉の衰えてきた中高年の歯周病の予防に適します。
コンパクト	コンパクトなヘッドと細いネックは臼歯部まで無理なく届き、確実なブラッシングが行えます。
スリム	スリムなヘッドとシャープなネックは口腔内をすみずみまで無理なく届き、磨き残しが起こりません。
チャイルド	かわいいクマがお子様の歯磨きを手助けしてくれます。手の小さな子供でもしっかり握れるグリップ形状です。



アダルト
コンパクト
スリム
チャイルド

種　類	入　数
アダルト	20本
コンパクト	
スリム	
チャイルド	

歯ブラシ/歯磨材

三宝はぐきみがき／デンタパールW／シェルピカ

三宝はぐきみがき

微細塩化ナトリウム配合。歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状の緩和。



容量・入数
125g×12個

デンタパールW

フッ素とハイドロキシアパタイトの前駆物質β-TCP(基剤)を2重チューブに充填した、新しい発想の歯みがきです。



容　量
108g

シェルピカ

ホタテの貝殻を原料とした、ハイドロキシアパタイトを35%も配合した薬用ハミガキ剤です。



容　量
80g

歯磨剤

デマックスAホワイト

歯と歯肉にやさしい研磨剤無配合のホワイトニング用歯磨剤。
ハーブエキス(香料)、ポリリン酸Na[三リン酸5Na(洗浄剤)]、
PEG-8(溶剤)を配合しています。



容量・入数
70g×10個

義歯ブラシ

ザ・デンチャーズ

握りやすいハンドル形状のため、使いやすく簡単に磨くことができます。
2種類のナイロン毛(透明・茶色)があり、汚れにあわせて使い分けできます。



仕様　ハンドル:ポリプロピレン製　毛:ナイロン
耐熱温度:80℃

入　数
6本(ディスプレイ包装)

歯科用グローブ

VIP GLOVE ニトリルタイプ ライト

伸長性に優れた極薄ニトリル素材を採用し、装着しやすく引っ張り感が少なく良く手になじむラテックスフリーのグローブです。また、250枚入りの大容量でコストパフォーマンスに優れています。





仕様　サイズ:XS、S、M、L

入　数
250枚

一般的名称:歯科用手袋　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104050352

歯科用グローブ

バイオジェルD

外側が特殊ハイラテックス、内側がポリマーコーティングの積層構造を有しています。
この積層構造が粉による問題を排除し、アレルギーのリスクを最少限に抑えます。



仕様　サイズ:5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5

入　数
25双

一般的名称:歯科用手袋　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B1X10015SC0001

歯科用グローブ

バイオジェル パウダーフリー 滅菌済

1双包装された滅菌済のラテックスグローブで外科的処置に適しています。



仕様　サイズ:5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5

入　数
50双

一般的名称:天然ゴム製手術用手袋
医療機器分類:管理医療機器
届出番号:222ADBZX00017000

ディスポーザブルマスク

プルード抗菌マスク

通気性がよく、バクテリア捕集率が高いフィルターと抗菌剤入り不織布を安全な4層構造で採用。
長時間の装着でも耳が痛くならないポリウレタン系の布巻きゴムです。



種　類	サイズ	入　数
ブルー	90×175mm	50枚
ホワイト		
ピンク	90×145mm	

歯科用ディスポーザブルエプロンドレープ

JDS エプロンドレープ

表面は吸水性の高い不織布、裏面は防水加工で患者さんの顔と衣服を水しぶきや切削片から保護します。
ドレープ使用時は開口部の切れ込みを鼻にかけ、オトガイ部を出すように装着することで位置がズレません。
洗口時はドレープ部分をサッと折り返すだけです。





仕様　サイズ:W460×H580mm

入　数
100枚

デンタルウイルスガードフィルム
光触媒サガンフィルム

太陽光、院内の蛍光灯、LEDライト、無影灯の明かりなどによって抗菌効果、
脱臭効果を発揮するデンタルウイルスガードフィルムです。


使用例



入　数
1枚（A4シートタイプ）

ハンドクリーム
ユースキン 180gポンプ

ビタミンEなど4種の有効成分とうるおい成分ヒアルロン酸ナトリウム、ビタミンCを配合した手指の保湿クリームです。皮膚のひび、あかぎれ、しもやけを治し、うるおいのある健康な肌にします。





種　類
180gポンプ

■ 別売品

種　類
180g つけかえパウチ

ノンアルコール除菌ワイパー
ソフライト

ノンアルコールで、清拭する材質への影響がほとんどありません。丈夫な不織布を使用しているので、しっかり拭けてきっちりと洗浄・除菌ができます。双眼ルーペや保護メガネのレンズも傷つけずに拭けます。



ソフライト除菌II パウチタイプ

種　類	入　数
ソフライト除菌II パウチタイプ	100枚

高機能クリーニングウエス
NEWラックワイプ

塩化ベンザルコニウム(0.05%以上)を含有した超極細繊維不織布洗です。
ミクロの繊維で汚れを掻き取る業務用ウエスでプラスチックやスチール製品の塗装表面を傷つけません。



入　数
50枚

保護めがね
ホギーズ・アイガード

- ●超軽量25gで抜群のフィット感
- ●優れたスタイルとデザイン
- ●強靭なポリカーボネート製
- ●UVカット及び曇り止め加工
- ●しっかり固定できるサポートコード

仕様　L：幅155mm（ブルー）
M：幅145mm（ホワイト・イエロー・ブルー・ピンク・レッド・レッドピンク・ブラック）
S：幅135mm（ピンク・レッド・レッドピンク）

包　装
本体1個、サポートコード1本

■ 別売品

種　類
サポートコード



保護めがね
KKD アンチフォグ プロテクショングラス

装着感を高め、優れたデザイン性により、自然と顔にフィットする保護めがねです。
曇り止め加工が施され、UVカット（UV400）に対応しています。



仕様　色：レッド、ブルー、グレー
サイズ：幅13.5cm
重量：25g

包　装
本体1個

次亜塩素酸ナノ洗浄液
JDS ルーペ専用除菌クリーナー

特許製法による安定化弱酸性の次亜塩素酸に、同じく特許製法によるナノ洗浄成分を配合し、除菌・洗浄・消臭が同時に発揮される洗浄液です。

容　量
100cc



滅菌バッグ
JDS 滅菌ポーチ

オートクレーブ、ケミクレーブは青色から濃緑色に、EOGは赤色から黄色に変わるインジケータ付きです。
シールは容易なセルフシール方式です。

仕様　サイズM（90×230mm）

入　数
200枚



滅菌バッグ
Eline滅菌ロール

EN13060クラスB準拠の滅菌器に対応する滅菌バッグです。
ロールタイプなので、任意の長さで自由にカットできます。
オートクレーブの故障の原因となる紙粉（リント）の発生が極めて少ないため安心して使用できます。

仕様　各200m巻

サイズ
幅200mm
幅100mm
幅50mm



除菌・消臭スプレー
SteriNa（ステリナ）

瞬間・強力除菌ができる次亜塩素酸ナトリウム。弱アルカリ性で人体への影響がないことが実証されており、チェアから受付、トイレまで幅広く安心してお使いいただけます。

仕様　成分：精製型次亜塩素酸ナトリウム・純水（有効塩素濃度200ppm）

容　量
300mL
10L



次亜塩素酸ナトリウム噴霧器
SteriNa（ステリナ）超音波墳霧器

長期の保存ができ人体にもやさしい除菌・消臭剤のSteriNa（ステリナ）専用超音波墳霧器です。特殊加工の対腐食性に優れた超音波振動子を採用し、高い耐久性を実現しました。

種　類
本体

■ 別売品

種　類	容　量
墳霧器専用 SteriNa（ステリナ）100ppm	20L



歯科用アルカリ性洗浄剤
ケディクリーンTZK

リーマやファイルなどの汚れ（血液・タンパク質・歯科セメント）を総合的に除去する洗浄剤です。

仕 様 標準使用濃度：2%希釈

容 量
2L



歯科用アルカリ性洗浄剤
ケディクリーンEX

無泡性でジェット式洗浄装置により効果的に汚れを除去します。

仕 様 標準使用濃度：0.5%希釈

容 量
2L



血液溶解洗浄剤
シーメスBL

化学的洗浄で器具にやさしい中性タイプです。リネン類のシミ（血液汚染）も、スプレーして洗濯機にかけるだけでがんこな汚れを落としきれいに仕上がります。
使用濃度：原液

容 量
500mL（スプレー容器）
1L
2L



歯科用浸漬用洗浄剤
シーメスP

タンパク分解酵素を配合した浸漬用の中性洗剤です。優れた洗浄性と高い酵素安定性を有し、一般処置、インプラント治療などで使用した器具類などに付着したタンパク質、血液などの汚れ除去に効果的です。
使用濃度：100倍希釈

容 量
1L



アルジネート系印象材剥離剤
ケディクリーンMR

浸漬するだけでアルジネート印象材を強力に剥離します。

仕 様 性質：アルカリ性

容 量
粉900g



小器具洗浄剤
トライワン

優れた浸透力と溶解力で血液、脂肪、蛋白質などの有機物を洗浄します。

容 量
4L



アルジネート印象材用トレークリーナー
シーメスTC2

アルジネート印象材やトレーの種類を選ばず、浸漬するだけでトレーから使用後の印象材を取れやすく、ノーブラッシングでトレー洗浄ができます。

容 量
粉末1kg



歯科用印象、模型用硬石こう用特殊除菌洗浄
シーメスLN

歯科用印象や模型用硬石こうの表面に付着した汚染物質を簡単に落とせるまったく新しいタイプの除菌洗浄剤です。義歯の修理なども洗浄処理することで、安心して次の作業に移れます。
使用濃度：原液

容 量
2L
4L



一般浸漬、超音波兼用洗浄剤
シーメスAL

特殊抗菌剤・CAE・特殊界面活性剤を配合し、滅菌前の菌数を減少しタンパク質系の汚れや脂肪系の汚れに対し強力な洗浄力を発揮する優れた除菌洗浄剤です。
使用濃度：5～200倍希釈

容 量
2L
4L



バキューム用パイプクリーナー
シーメスBC

一週間に一回程度の洗浄でバキュームパイプの汚れを防ぎます。このクリーナーを連続使用していると、ユニット交換時までパイプのメインテナンスが不要になります。
使用濃度：5～10倍希釈

容 量
2L
4L



歯科用除錆洗浄剤
シーメスS

浸漬するだけでサビを取り光沢がよみがえります。歯科診療でご使用の鋼製小物やコップ、その他ステンレス製品にご使用いただけます。
使用後は密封容器で保管してください。
使用濃度：5倍希釈

容 量
2L
4L



血液溶解剤
シーメスEM

厳選された原料で組成された高力価タンパク分解酵素配合の中性タイプの血液溶解剤です。血液・体液などの汚染物質を強力・確実に分解除去するとともに溶液の安全性を高めました。また、金属腐食抑制効果を有しているため、洗浄中のサビの発生を強力に抑制します。
使用濃度：100倍希釈

容 量
4L



噴射型洗浄機用中性洗剤

シーメスESP

高力価蛋白分解酵素配合の無泡性中性洗浄剤です。蛋白分解酵素が強力に汚れを分解除去します。無泡性ですすぎ性に優れ、各種噴射型洗浄機にご使用いただけます。長期間保管しても酵素が劣化しにくく安定性に優れた、新しい酵素配合洗浄剤です。
使用濃度:200倍希釈

容　量
4L



噴射型洗浄機用アルカリ洗剤

シーメスWD

金属腐食防止剤を配合したハイグレードな除菌洗浄剤です。ウォッシャーディスインフェクターをはじめとする噴射型洗浄機専用に開発された、無泡性のアルカリ洗浄剤です。金属腐食防止剤を配合し、ステンレス器材はもちろんのこと、アルミ・銅・真鍮へのダメージを従来のアルカリ洗浄剤に比べ大幅に軽減することができました。
使用濃度:300倍希釈

容　量
4L



洗浄プロセスインジケーター

クリーンチェック/クリーンチェックホルダー

洗浄装置の稼働状況をチェックできるプロセスインジケーターです。
シートの色調によって、洗浄装置の洗浄力を確認できます。



クリーンチェックホルダー



クリーンチェック

種　類	入　数
クリーンチェック	150枚
クリーンチェックホルダー	1個

口腔ケア製品

マウスピュア口腔ケアジェル

時間が経っても潤いを維持しやすい口腔保湿剤です。
ジェルタイプで垂れにくくスッと伸びるのが特長で、ドライマウスのケアや口腔内マッサージの際にお使いいただけます。

種　類	容　量
ウメ風味	40g
イチゴ風味	
レモン風味	
コーヒー風味	



全自動義歯洗浄器 シンプロ専用洗浄剤

シーメスDC

食品添加物を主剤とした、歯石除去剤です。
容易に除去できないプラークや石灰化した沈着物を除去します。
原液～2倍希釈液でご使用ください。

容　量
2L



歯科用小器具用防錆洗浄剤

ラストリン

すぐれた浸透力と溶解力でタンパク質、脂肪に対して優れた洗浄作用を発揮し除菌、防錆します。超音波洗浄器との併用により洗浄効果が増大します。
使用濃度:200倍希釈

容　量
2L
4L



口腔内保湿用スプレー

マウスピュア口腔ケアスプレー

ワンプッシュで手軽にうるおいをキープします。ノズル付きで、スプレーの方向が分かりやすくなっています。
誤嚥しにくいよう、液に適度な粘性があります。

容　量
50mL



口腔内清掃用ウエットガーゼ

マウスピュア口腔ケアウェットガーゼ

在宅介護時の口腔清掃に便利です。
ノンアルコールタイプの丈夫な不織布で破れにくいです。
保湿成分配合でお口さっぱりレモン風味です。



種　類	入　数
ボトル	100枚
詰替用	

歯科用ルージュクリーナー

ルージュレス

義歯、補綴物などに付着した油脂、ルージュ等の除去用で、すすぎも簡単に行えます。
使用濃度:10～20倍希釈

容　量
2L



洗浄プロセスインジケーター

アミドブラック10B

簡単な試験で、洗浄後の器材の洗浄度が確認できます。蛋白質に酸性色素（濃い青色）が定量的に結合することを利用した試薬です。直接判定法における色素判定法として活用してください。

容　量
400mL



口腔内清掃用吸引歯ブラシ

マウスピュア吸引歯ブラシ

吸引器に接続して片手で使える吸引歯ブラシです。
スイッチで吸引のオン／オフ切り替えが可能です。
歯ブラシの先端部と清掃面に吸引口を設けています。





入　数
1本

口腔内清掃用スポンジブラシ

マウスピュア口腔ケアスポンジ

汚れをしっかりからめ取る「さくらカット」（波形の溝付き）のスポンジです。
出血が分かりやすい色使いのスポンジです。



種　類	サイズ	入　数
紙軸	S、M	10本
	S、M、L	50本
		500本
プラ軸	S、M	10本
	S、M、L	50本
		500本

口腔内清掃用吸引スポンジ

マウスピュア吸引スポンジ

吸引器に接続して片手で使える吸引スポンジです。
スイッチで吸引のオン/オフ切り替えが可能です。
吸引口が大きくなり、粘性のある汚れもしっかり吸引します。



入　数
5本
50本

口腔内マッサージ、清掃用綿棒

マウスピュア口腔ケア綿棒

口腔内マッサージ、清拭用綿棒です。
凹凸加工の綿体がお口の中でやわらかくフィットします。
綿体は毛羽立ちにくく、口腔内には最適です。



入　数
15本
50本
300本

速乾性手指消毒剤

ウィル・ステラVH

SARAYA

ウィル・ステラVHは、従来の速乾性アルコール製剤では活性が劣るとされてきたノンエンベロープウイルスを含む、幅広い微生物に対して効果のある新しい手指消毒剤です。保湿剤としてグリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し、手荒れに配慮しています。

容　量
500mL



ノータッチ式ディスペンサー

ノータッチ式ディスペンサーGUD-500-PHJ

SARAYA

一切手を触れずにセンサー感知で診療のタイミングごとに、すばやく衛生的手洗いや手指消毒ができます。診療室や受付カウンター・洗口コーナーにインパクトを与えるカラーとデザインで、医療の現場に素敵な彩りをプラスします。
据え置きでも壁付けでも対応可能で、乾電池式でコンセントのないところでも設置が可能です。

入　数
1台

■ 別売品

種　類
トレーC型



口腔内清掃用ガーゼ

マウスピュア口腔ケアガーゼ

舌やお口の機能訓練・清掃にお使いいただけます。
水に濡れても強く、舌リハビリに最適です。
毛羽立ちにくく、柔らかいので口腔内清掃に最適です。

入　数
150枚



口腔内用ウェットティッシュ

フィンガーウェッティ

指にはめて拭くことができる、指サック型で口腔内の汚れを拭きとるウェットティッシュです。

入　数
60枚



ハンドローション

バリアAローション

SARAYA

透明な保護膜を形成し、皮膚を保護します。
使用後のべたつき感がほとんどなく、日常作業に影響を与えません。
ヒアルロン酸を配合しているため肌をみずみずしく健やかに保ちます。
手指消毒剤の作用や各種手袋の性能に影響を与えません。

容　量
480mL(ポンプ付)



ハンドローション

プライムバリアローション

SARAYA

保湿と保護、ダブルの作用で手肌を守ります。
手肌のうるおいを保ち、角質バリア機能を補完します。
肌荒れ防止成分、エモリエント成分を配合。
手指消毒剤の作用や各種手袋の性能に影響を与えません。

容　量
300mL(ポンプ付)



手洗い泡状石けん

シャボネット ユ・ムP-5

SARAYA

香料無添加。泡状で吐出します。
殺菌剤イソピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。

容　量
500mL
5kg



ハンドソープ

ホイップウォッシュモイスト

SARAYA

濃密泡でしっかり洗浄しながらうるおいケアができる抗炎症成分を配合した医薬部外品のハンドソープです。

容　量
500mL(ポンプ付き)



手洗いチェッカー

手洗いチェッカー LED

SARAYA

軽く持ち運びに便利なコンパクト設計。箱型に組み立てて使用します。
手に塗りつけた専用ローションを汚れに見立てて手を洗い、専用のライトの下で光らせます。適切な手洗いができているか目で見て確認できます。

包　装
本体1台、ブラックライトLED、
手洗いねけんシャボネット ユ・ムS1本、
手洗いチェッカーローション2本



超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤

パワークイック

SARAYA

無気泡のため、超音波洗浄機での使用に最適です。器具についた血液・体液、タンパク質や脂質の除去をスピーディーに行えます。
超音波洗浄機の特性を考慮したスケール（白残り）が発生しない、すすぎ性の良い洗浄剤となっています。

容　量
4L



ペーパータオル
リオーレ(Re wole) SARAYA

再生紙を100%利用したエコペーパータオル。
手洗い時の水気をしっかり拭き取り、衛生的です。
※1枚のサイズ:220×170mm



入 数
200枚×42袋

ペーパータオルホルダー
ペーパータオルホルダーPH-200N SARAYA

200枚収容のコンパクトタイプ。
据え置きでも壁付けでも使える2WAY仕様です。



包 装
本体1台

ディスポーザブル手袋
ハイブリッドグローブ さくら SARAYA

プラスチック手袋にニトリル成分を配合することにより従来のプラスチック手袋に比べて伸縮性やフィット感が向上しました。
アレルギー性接触皮膚炎やラテックスアレルギーに配慮した、加硫促進剤フリー、パウダーフリー、ラテックスフリータイプです。

仕 様 サイズ:XS、S、M、L

入 数
150枚

一般的名称:非天然ゴム製検査・検診用手袋　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B1X00120000400



非天然ゴム製検査・診断用手袋
サラヤニトリルグローブ　ソフトフィット SARAYA

サラヤニトリルグローブ ソフトフィットは極薄素材を採用し、しなやかなフィット感を実現、長時間の着用でも疲れにくい柔らかさで作業ストレスを軽減します。

仕 様 サイズ:XS、S、M、L

入 数
250枚

一般的名称:非天然ゴム製検査・診断用手袋　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B1X00120000500



ディスポーザブルガウン
サラヤ プラスチックガウン(袖つき) SARAYA

最も汚染されやすい体幹前面から腕までを覆う形状で、袖口はゴム袖式です。

仕 様 カラー:ブルー

入 数
15枚



ディスポーザブルエプロン
サラヤ プラスチックエプロン(袖なし) SARAYA

防水性の高いポリエチレン製で、血液、体液等の湿性生体物質を通さず感染リスクを低減します。

仕 様 カラー:1色 ホワイト

入 数
50枚



除菌クロス
サラサイド除菌クロス SARAYA

第四級アンモニウム塩、エタノール、アルカリ剤を最適な組み合わせで配合した液を含浸させた清拭クロスです。幅広い微生物スペクトルを発揮します。
便座・便器にも使用できます。



250枚入容器　250枚入詰替　80枚入ピロータイプ

種　類	入　数
容器	250枚
詰替	250枚
ピロータイプ	80枚

洗浄・除菌クロス
サラヤ環境清拭クロス SARAYA

洗浄成分が汚れを浮かせて除去し、第四級アンモニウム塩が除菌効果を発揮する、中性タイプの清拭クロスです。金属やプラスチックの腐食が少なく、タンパク汚れ、油脂汚れに対して高い洗浄力を有します。



250枚入容器　250枚入詰替　80枚入ピロータイプ

種　類	入　数
容器	250枚
詰替	250枚
ピロータイプ	80枚

便座除菌クリーナー
便座きれいくんV SARAYA

便座への影響を配慮し、除菌力をアップしたエタノールを主成分とする便座除菌クリーナーです。トイレのドアノブ、水洗レバーなどにも使用できます。

容 量
5L



便座クリーナー用ディスペンサー
便座クリーナー用ディスペンサー SC-460 SARAYA

カートリッジボトルに「便座きれいくん」を入れて装着します。
レバーを押して液をトイレットペーパーにふきつけて使用します。

包 装
本体1台



汚物処理用品

汚物の処理ツールBOX SARAYA

感染リスクの疑いがある汚物（吐瀉物、排泄物など）を処理するときに必要なツールをオールインワンにしました。感染リスクの疑いがある汚物をすばやく安全に処理することができます。



包　装
1セット

ディスポーザブルシールドマスク

サラヤシールドマスク20 SARAYA

湿性生体物質から目を守るアイシールドとサージカルマスクが一体になった製品です。これ1枚で目・鼻・口の粘膜を感染源から防御します。





入　数
25枚

ノータッチ式ディスペンサー

ウォシュボン　オートソープディスペンサー SARAYA

手をかざすことでセンサーが反応し、適量の泡ハンドソープが吐出されます。
手にやさしく、クリーミィな泡立ちで殺菌・消毒ができます。
別売のウォシュボンSフォームと一緒にご使用ください。



ホワイト

仕　様
カラー：ホワイト
サイズ：W82×D82×H183mm
容量：300mL

包　装
本体1台

殺菌消毒用手洗いソープ

ウォシュボンSフォーム SARAYA

白色の泡状手洗い石けん液で、手にやさしく、クリーミィな泡立ちで殺菌・消毒ができます。



容　量
5kg

スクラブハンドクリーナー

ラッキーボーイDⅢα

自然にやさしいカーボンニュートラルの生分解性スクラブを使用。
インレーやクラウンの研磨時に付着する、がんこな汚れにお困りの歯科技工、歯科関係の方におすすめです。

容　量
1.4kg



その他


模型輸送BOX／口腔機能測定器／口唇筋力固定装置
舌筋力測定器／口腔免疫トレーニング装置／口腔水分計
口腔衛生機能食品／個人被ばく線量測定サービス
高演色蛍光灯／技工用デザインナイフ／ワークシューズ
スキンケアクリーム／リップバーム／マッサージガン
カルテホルダー／フィルムマウント／フィルムホルダー
自動除細動器

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

歯科補綴物梱包材
P-BOX

歯科補綴物梱包・輸送用ケースです。
真空成型プラスチックケースとポリウタンの特殊フィルムが一体になった緩衝材ケースで、
技工所様で作成した歯科補綴物を歯科医院様へ安全に輸送していただくことができます。





種　類	入　数
P-BOX #1	100個
P-BOX #6	

口腔機能測定器
健口くん

健口くんは口腔機能の評価方法オーラルディアドコキネシス、反復唾液嚥下テスト
(RSST)の測定器です。



仕様　電源:AC100V(50/60Hz)
サイズ:W190×D130×H50mm

包　装
本体1台

口腔機能測定器
健口くん　ハンディII

従来品よりも20%近く軽量化し、手の平にジャストフィットするコンパクトサイズのオーラルディアドコキネシスの測定器です。



仕様　電源:単4形乾電池2個
サイズ:W49×D164×H26mm

包　装
本体1台

歯科用口唇筋力固定装置
リットレメーター Medical

口輪筋の引っ張り強さを測定し、トレーニング結果を数値で評価することができます。
口輪筋を鍛えるトレーニング器具としても使用できます。
ソフトとハードの2種類の強さで、レベルに合ったトレーニングが可能です。
最大負荷量:ハード(ホワイト)2.5kg・ソフト(ゴールド)2.0kg



仕様　ハード(ホワイト)、ソフト(ゴールド)

包　装
本体1個、リットレMP(マウスピース)大小 各1個

一般的名称:歯科用口唇筋力固定装置　医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10260000003

■ 別売品

種　類	入　数
マウスピース大	2個
マウスピース小	

一般的名称:歯科用口唇筋力固定装置　医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10260000004

歯科用口唇筋力固定装置
とじろーくん M メディカル

口輪筋の閉鎖力を強化するトレーニング器具です。
唇を上下に動かすだけのシンプルなトレーニングなので、6歳未満のお子様から高齢者、要介護者の方々にもお使いいただけます。



仕様　カラー:グリーン

包　装
本体1個、バネ(100g/200g/400g)各1個、六角レンチ1個

一般的名称:歯科用口唇筋力固定装置　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10260000002

歯科用口唇筋力固定装置
あげろーくん M メディカル

口輪筋、舌筋のトレーニング器具です。
マウスピースを舌で上に押し上げる運動を繰り返すことにより、
口唇力・舌筋群が鍛えられ、舌を正常な位置に戻すことを図ります。





仕様　Sサイズ(ピンク):縦31×横24mm
Mサイズ(ブルー):縦40×横29mm

包　装
本体1個、バネ(100g/200g/400g)各1個、六角レンチ1個

一般的名称:歯科用口唇筋力固定装置　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10260000001

舌筋力測定器
たんたんめーたー

舌筋力を測定し数値で確認できる、口腔・嚥下機能の訓練器具です。



包　装
本体1個、ケース、舌筋力記録帳1枚

一般的名称:口腔・嚥下機能訓練器具　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10260000016

OITA(口腔免疫トレーニング装置)
パナリング

チューブで噛む機能を鍛える器具です。
成長期の子どもはよく噛むことで十分に発達した良い顔になります。
毎日3分以上噛むことで歯並びが安定します。


前歯部用


臼歯部用



包　装
前歯部用ホルダー1個、臼歯部用ホルダー1個、チューブ3本

OITA(口腔免疫トレーニング装置)
パナスティック


弱い力を加え前歯を誘導するトレーニング器具です。
交叉の程度が重度でなく、前歯が前方に出るスペースが十分にある場合に効果的です。



包　装
10本(オレンジ、グリーン各5本)

OITA(口腔免疫トレーニング装置)
ブレスケール

鼻呼吸の診断がチェアサイドで簡単にできます。鼻息を直接スケールに当て、くもり度合いを数値で見ることができるので口呼吸の改善指導をする際に役立ちます。



入　数
1枚

OITA(口腔免疫トレーニング装置)
タッチスティック

舌と下顎位のポスチャーの改善トレーニング器具。




種　類	入　数
正常位セット	12個
切端位セット	
アソートセット(正常位、切端位)	各6個

OITA（口腔免疫トレーニング装置）

ポカンX

口唇閉鎖不全・口唇ポスチャーの改善トレーニング。
30分くわえるだけです。



包　装
50個（ホワイト、イエロー、ピンク、グリーン、ラベンダー各10個）
50個（ホワイト、グリーン各25個）

口腔水分計

ムーカス®

約2秒で口腔内の湿潤度を簡便に測定できる口腔水分計です。
口腔乾燥症（ドライマウス）や口腔ケア診査の一環としてご使用いただけます。



仕　様　単4電池2個
サイズ：W41×D21.5×H23mm

包　装
本体1台、専門センサーカバー20枚

■ 別売品

種　類	入　数
専門センサーカバー	120枚

一般的名称：体成分分析装置　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：22200BZX00640000

ワークシューズ

クロックス スペシャリスト2.0　ベントクロッグ

病院や医療施設などで働く方々の快適性を実現するシューズ。
「クロスライト」素材の快適性で硬い床面での長時間の仕事による疲労を軽減します。



仕　様
色：ホワイト・ブラック
サイズ：
M4/W6（22cm）　M5/W7（23cm）
M6/W8（24cm）　M7/W9（25cm）
M8/W10（26cm）　M9/W11（27cm）
M10/W12（28cm）　M11（29cm ）
M12（30cm）

入　数
1足

温感スキンケアクリーム

Dr-JAW インテンシブクリーム New

フェイスラインのゆるみや首元のシワ、肌内部のエネルギー不足に着目した集中ケアクリーム。
塗布すると心地よい温感が広がり、あごまわりをやさしくほぐしながら、すっきりとした印象の肌へ導く効果が期待できます。



容　量
50mL

腸溶性ラクトフェリン食品

ラクトフェリンD150

ラクトフェリンを1カプセルに150mg配合。
特殊コーティング技術のカプセル（腸溶性）で、ラクトフェリンが腸まで届きます。



入　数
60粒

個人被ばく線量測定サービス

ルミネスバッジ

医療施設で利用される個人用のバッジ（放射線量測定器）です。
一定期間バッジを着用して返却するだけで被ばく線量測定結果の報告書が届くサービスです。



低刺激リップバーム

プランピンク リップショット New

SPICULE（スピキュール）× 天然由来の微細針成分、EXOSOME（エクソソーム）、VOLUFILINE（ボルフィリン）を配合した低刺激リップバーム。
治療前後に塗ることで、唇のくすみ・乾燥をケア。歯科治療の価値を、口元全体の美しさで高めます。



容　量
10g

マッサージガン

JDS ミニマッサージガン Beauty Green New

診療後や細かい作業のあとに、腰や肩の張りをほくしてくれる小型・軽量のマッサージガン。
部位に合わせて選べる4つのアタッチメントを付属し、振動レベルは4段階の中から選択可能。充電式で、持ち運びにも便利です。



仕　様
サイズ：W79×D37×H118mm
（アタッチメントを除く）
重量：324g
4段階回転速度：1段階目 2200rpm
2段階目 2800rpm
3段階目 3600rpm
4段階目 4000rpm

包　装
本体1台、アタッチメント（4種）、USBケーブル（Type-C）

高演色照明

高演色蛍光灯CCFL

演色指数Ra98の高い色再現性があり、40,000時間と長寿命な蛍光管です。
3段階の調光機能を使用することで最適な節電ができます。



種　類
CCFLスタンダードモデル　40W形
CCFL高演色ハイスペックモデル　40W形
専用安定器

技工用デザインナイフ

MZ -3201 No.1ナイフ

替刃の種類が豊富な精密デザインナイフです。



入　数
1本


■ 別売品

種　類	入　数
替刃MZ-X211	12枚

カルテホルダー
SKY カルテ ホルダー（KH）

種　類				入　数
KH-1	カルテホルダー	半透明	B5版	50枚
KH-2				
KH-2C		カラー（赤・青・緑・黄）		
KH-20		半透明	A4版	
KH-20C		カラー（赤・青・緑・黄）		
KH-30		半透明		
KH-30C		カラー（赤・青・緑・黄）		
KH-3		半透明	B5版	
KH-A4	折り返し カルテホルダー半透明		A4版	
KH-A4C	折り返し カルテホルダーカラー（赤・青・緑・黄）			
KH-T5	片止め　タテ見出しカルテホルダー		B5版	
KH-Y5	片止め　ヨコ見出しカルテホルダー			
KH-T4	片止め　タテ見出しカルテホルダー		A4版	
KH-Y4	片止め　ヨコ見出しカルテホルダー			
KH-W22	ダブルポケットカルテホルダー			
KH-W22Y	ダブルポケットカルテホルダーヨコ			
KH-A4P	カルテフォルダー			50枚
KH-8M	カルテファイル用マウントシート（8枚掛）			100枚


カルテファイル用マウントシート（8枚掛）




KH-8M（100枚）
カルテと一緒にフィルムの保管をする時に、
ファイルの内側にテープ等で貼れます。

デンタルフィルムを3点でホールドします。

KH-W22




CM-1フィルム保管袋（1枚用）




シースルー（500枚）
裏面にノリが付いており
そのまま貼れます。

片止め



ここを止めたものを片止めという。

KH-A4折りかえし




折りかえし部分

フィルムホルダー
SKY デンタル フィルム ホルダー（FH）

種　類		入　数
FH-10	10枚掛セット	1組（30枚）
FH-10N	10枚掛中味のみ	50枚
FH-10B	10枚掛バインダーのみ	1冊
FH-16	16枚掛セット	1組（30枚）
FH-16N	16枚掛中味のみ	50枚
FH-16B	16枚掛バインダーのみ	1冊
FH-20	20枚掛セット	1組（20枚）
FH-20N	20枚掛中味のみ	50枚
FH-20B	20枚掛バインダーのみ	1冊

特徴

- 通常、時間が経てば経つ程汗をかき、フィルム粒子がくっつき離れなくなりますが、SKYデンタルフィルム保存帖の特殊なフィルムベースは逆に乾燥します。
  その為下記のような優れた特長を有しています。
  - 四季の変化にも、フィルムが汗をかくことがない。
  - フィルムがくっつくことがない。
  - 接触する他のものを侵さないので、フィルムの保管にもフィルムが変化しない。
  - アルカリ、酸、熱等に対しても強く、年中同じ状態で使える。




フィルムホルダー
SKY オルソパントモ ホルダー（OPH）

種　類		入　数
OPH-15	150×300サイズ用	1組（30枚）
OPH-15N	150×300サイズ用中味のみ	50枚
OPH-15B	150×300サイズ用バインダーのみ	1冊

特徴

- バインダー式ですので、差替え、取替えが容易で管理保存が簡単です。
  500回以上の屈折テストにパスしており、痛みません。
- 透明度が高く、ホルダーの上からでもよく見えます。
- 患者説明の時、フィルムホルダーの上に書き、また消すこともできます
  （グラス鉛を使用してください）。



OPH-15

記号の見方

FH-20N
- デンタルフィルム保存帖
- マウントできる枚数
  10=10枚掛
  16=16枚掛―B5版カルテサイズ
  20=20枚掛

OPH-15N
- 記号のないものはセット
  N=中味のみ
  B=バインダー
- パントモフィルムのサイズを
  表しています
  15=150×300

- オルソパントモホルダー

自動体外式除細動器（AED）
サマリタンPAD 350P

手軽に持ち運べるコンパクトサイズの次世代AEDです。ケースに入れたまますぐに使用可能で、音声と光で操作をサポートします。トータルコストを抑えることができる8年保証安心パックもございます。



仕 様 サイズ：20×18.4×4.8cm
重量：1.1kg（電極パッド及びバッテリ含む）

種　類
本体1台、キャリングケース、レスキューセット、操作DVD、AEDステッカー
8年保証安心パック
8年保証安心パック 未就学用パッドパック付

一般的名称：非医療従事者向け自動除細動器　医療機器分類：高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
承認番号：22800BZI00030000

自動体外除細動器（AED）
ライフパック CR2 New

素早く傷病者に装着できる「クイックステップ電極」を搭載し、
最大360 ジュールまでエネルギーが上昇するように設計。
突然の心停止患者に効果的な救助処置を提供します。



仕 様 サイズ：W274×D97mm×H274mm
重量：約2.0kg（消耗品等を含む）

包　装
本体1台、電極トレイ（1個）、USBケーブル、ソフトキャリーケース、ショルダーストラップ、レスキューセット、オリエンテーションDVD、設置シール

■索引／INDEX

ア

ITノズルチップ 031
AKIYAMA's グラフトディッシュ 015
AKIYAMA's マイクロエキスカベーター 014
AKIYAMA's マイクロキャリア 015
AKIYAMA's マイクロキャリアⅡ 015
AKIYAMA's マイクロジンパッカー 015
AKIYAMA's マイクロミラー 015
AKIYAMA's マイクロミラー付剥離子 016
アクティブカーボン 070
あげろーくん M メディカル 115
アブラソフトアクリックス 096
アミドブラック10B 106
アルファコート 079
アルミニウムトレイ 022
アンドロイド 021

イ

イージークリーン TEC 009
イージーフォームLC 068
Eline滅菌ロール 103
イソスティック 049
イソフィックス 2000 050
インプラントロジーキット 021

ウ

ウィル･ステラVH 109
ウォシュボン　オートソープディスペンサー 112
ウォシュボンSフォーム 112

エ

HRイントラオーラルミラー 016
Aoral スキャン Elite 008
エキストラクタークランプ･ガラス 037
エキストラクタースイッチ 037
エグザクトフォーム 049
エコブロック 8ホール 022
SKY オルソパントモ ホルダー(OPH) 119
SKY カルテ ホルダー（KH） 118
SKY デンタル フィルム ホルダー(FH) 118
FGアダプター 084
MZ -3201 No.1ナイフ 116
MD-500S 040
MD-500W 041
MT3 モデルトリマ 034
エレファントCRシリンジチップ 020
エレファントダイヤブラシ 098
エレファント ピンディングワイヤー 078
エレファントポリッシャーソフト 098
エレファントルージュ(ルージュ D-24) 096
エンドボックス 021
エンドミクロ 022

オ

OKブロアー ミラーキット 016
OTSアンチ-フォグ アルファ 019
オートスピン 035
オーラルクロマCHM-2 012
オクルテックスプレー 050
オストロマット220 oral design 039
オストロマット624 oral design 039
オストロマット624i oral design 039
オストロマット654プレシデント oral design 039
オパール L 096
汚物の処理ツールBOX 112
オルソリーアライナーコネクト 025
オルソリー インデュース MS-Ⅱ 025
オルソリー グラスボンドSL 024
オルソリー コモンベースレジン 026
オルソリー ドルフィンソフトウェア 028
オルソリー IPRバー 025
オルソリー バンドペーストSL 024
オルソリー ブランストーン 028
オルソリー ユニバーサルボンド 026
オルソリーユニバーサルボンドフロー 027

カ

カーバイドカッター 088
カーバイドカッター･ラビディーミクロ 094
カーバイドバー(CHIYODA) 086
カービングダイヤポイント 093
攪拌用カップ 032
ガッターボックス 021
ガラスビーズ 031
カリブレットS 079
ガリレアンルーペUL マルチ 006
ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプ 006
カレ･フォルン　EGセット 008

キ

Q3 038

ク

クイックツール 068
CRAFT PLUS 042
CRAFT 2 042
CRAFT DX 041
CRAFT DRY 041
CRAFT PRO 042
クリアファイバー スマート pix® 009
クリアファイバープロⅥ 009
クリーンチェック/クリーンチェックホルダー 107
クリエイション CC 056
クリエイション ZI-CT 058
クリエイション ZI-F 060
クリエイションパレット 055
クリエイション マジックカラー 063
クロックス スペシャリスト2.0　ベントクロッグ 117

ケ

KKD アンチフォグ プロテクショングラス 102
K2ワックス 045
ケディクリーンEX 104
ケディクリーンMR 104
ケディクリーンTZK 104
ケプラリアンルーペ マルチ BLACK 4.5倍 007
ケラモグリップアングル 069
健口くん 114
健口くん　ハンディⅡ 114

コ

高演色蛍光灯CCFL 116
コウワイヤーカッター 017
コーヌスポリッシャー 094
コットンパフ 097
コブラ 031
コンパクトラボパテ 077

サ

サイレントEC2 036
サイレント XS 037
サイレントコンパクト 036
サイレントコンパクトCAM 036
サイレントTS 036
サイレントパワーCAM EC 036
ザ･デンチャーズ 100
サマリタンPAD 350P 119
サラサイド除菌クロス 111
サラヤシールドマスク20 112
サラヤ環境清拭クロス 111
サラヤニトリルグローブ　ソフトフィット 110
サラヤ プラスチックエプロン(袖なし) 111
サラヤ プラスチックガウン(袖つき) 111
三宝はぐきみがき／デンタパールW／シェルピカ 100

シ

CRインレー形成バー 018
GEO アバンギャルド 044
GEO クラシック 044
GEO クラシックナチュラル 045
GEO クラスプワックス 046
GEO クローワックス 046
GEO スペシャルワックス 044
GEO ディッピングワックス 046
GEO ナチュラル 045
GEO バーワックス 048
GEO プレートワックス 047
GEO ホワイトワックス 045
GEO モデリング ワックス 045
GEO リテンションワックス 047
GEO ワックスワイヤー 048
G-Oralスキャン2 008
G2コンセプト 037
GPスケール 070
シーメスAL 104
シーメスBC 104
シーメスBL 105
シーメスDC 106
シーメスEM 105
シーメスESP 106
シーメスLN 105
シーメスP 105
シーメスS 105
シーメスTC2 105
シーメスWD 106
JDS 遠赤ウォーマー 010
JDS エプロンドレープ 101
JDS カーバイドカッター 087
JDS CADCAMブロック 066
JDS CADCAMブロックⅣ 066
JDS CAD/CAMミリングバー 089
JDS CAD/CAMミリングバー 090
JDSキュアライト 1S 012
JDS コバルトボンド 077
JDS CRブライト 084
JDS シリコンポイント 094
JDS ジルコニアディスク マルチレイヤー 065
JDS ジルコニアNEXTシリーズ 064
JDS スーパーバーン MGV-1414 038
JDS チタンディスク 066
JDS PMMAディスク 065
JDS トリトンダイヤバー 082
JDS ニューダウエルピン 052
JDS抜歯窩掻爬用ダイヤモンドバーキット 018
JDS パノラマフィルム 019
JDS パラフィンワックス 049
JDS CRブライト 084
JDS フレッシュ 100
JDS ベスト 076
JDSミキシングチップ 020
JDS ミニマッサージガン Beauty Green 117
JDS ミニレーズ 037
JDS 滅菌ポーチ 103
JDS ユニチップ 020
JDS ルーペ専用除菌クリーナー 102
JDS レストカッター 095
JDS ロビンソンブラシ 097
JDS ワックスディスク 048
ジグジェル 052
ジフレックスTR 097
ジャケットグリップ 069
シャボネット ユ･ムP-5 108
ジュエル 083
ジョタ･カーバイドカッター 085
ジョタスチールバー 086
ジョタマンドレル 092
ジョタ･メタルシェービング 093
ジョタ･リムーバルバー 084
シリコンバー 095
シリコンポリッシャー 098
シリコンポリッシャー（エクセルグレートポイント） 094
ジルコンフレックス 086
ジンジバルマスク 069
シンプレス 010
シンプロ 009

ス

ステインミックスパレット 050
SteriNa(ステリナ) 103
SteriNa（ステリナ）超音波墳霧器 103
スプレンデドワックス 049
スポットクリップ 068
スマートピン 051
3Mix-MP法用3-2キャリアー 017
3Mix-MP用 洗浄液 018
3Mix専用保管容器 018
スリーラインカラー咬合器 071

セ

セットアップグラインダー 093
Z-80 PRO Ⅱ 039
ゼットシェイプ 094
セラミカス 052

ソ

ソフライト 103

タ

タイニープラスⅢ 011
ダイネックス 092
ダイネックスチタン 092
ダイネックスブリリアント 092
ダイマスター 067
ダイマスター デュオ 067
ダイヤジンターボ 093
ダイヤチットカーバイドバー 088
ダイヤメテル 094
ダステックスマスタープラス 037
タッチスティック 115
たんたんめーたー 115

チ

チキソロック 076

ツ

ツイスター エボリューションⅡ 032
ツイスターⅡ 032
ツイスターⅡ ベンチュリ 032

テ

手洗いチェッカー LED 109
ディアボロFG 095
ディアボロHP 095
DSソフトカバー 019
DSソフトカバーIP 019
TCプライヤー 027
ティーディーキャスティングライナー 077
ティーディークリスト30 076
ティーディーシリコンライナー 071
ティーディーソルダスタンド 076
ティーディートライロック 077
ティーディー ハイフロートーン 078
ティーディーフィットスペーサー 077
ティーディーベスト3D 076
ティーディーベストプレス 076
DB カリエスハンター 011
DBスライサー 012
DBレシプロハンドピース 011
デマックスAホワイト 100
デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ 006
デンタルLED コードレスUVライト 006
デンタルLED ULスポットライトⅢ 007
デンタルキャストライナー 077
デンタルプライマー 079
デンバー スティッキーブラシ 019
デンバー マジックブラシ 019

ト

Dr-JAW インテンシブクリーム 117
とじろーくん M メディカル 114
トップスピンⅡ 035
tri hawk クラウンカッター 084
トライワン 104

ナ

99サクションブロック 021
ナソフレックス プレミアム 069

ニ

ニエットキャリアⅡ 017
ニエットバー 018
ニューウェーブソー 078
ニューティーディーストーン 078
乳鉢セット 018
NEWラックワイプ 103

ネ

ネオ ステイン 062

ノ

ノータッチ式ディスペンサーGUD-500-PHJ 109
ノーフレームプラス 034

ハ

バークリップカラー 8ホール 022
バイオジェルD 101
バイオジェル パウダーフリー 滅菌済 101
バイソンブラシ 097
ハイパーウォッシュ 078
バイ･ピン 051
バイ･V･ピン･プラスチックスリーブ 051
バイ･V･ピン･メタルスリーブ 051
バイブラックス 035
ハイブリッドグローブ さくら 110
パナシールドプラスMedical 028
パナスティック 115

パナリング 115
バリアAローション 109
バリオE 034
バリオクーゲルスナップ 072
バリオクーゲルスナップ SV 072
バリオジェット 030
バリオソフト3 073
バリオソフト3 SV 073
バリオソフト3ミニ 074
バリオソフト3ミニ SV 075
バリオベーシック 030
パワークイック 109
パワースチーマー 038
パワーピロー 035

ヒ
PPSキャリア 017
P-BOX 114
光触媒サガンフィルム 102
ピクプラストHP36 067
ピコセップ 049
VIP GLOVE ニトリルタイプ ライト 101
ヒッポ U 021
ピンカッター 016
ピンロックF1 079

フ
ファイヤリング ペースト 071
vhf E4 ミリングマシン 011
フィニッシュバー 095
フィンガーウェッティ 108
プライムバリアローション 109
ブランピンク リップショット 117
FREEDOM X3 040
FREEDOM X5 040
ブルークリップ 068
ブルード抗菌マスク 101
ブルードコンタクトゲージ 021
ブルードパッド 020
ブルードプライマースプレーⅡ 078
ブルードルージュクリーナー 096
プレスケール 115
プレポリッシングパフシリコン 096
プロフィーカップ 083
プロフィーブラシ 083
フロントサーフェイスミラー 020

ヘ
ベーシックエコ 031
ベーシッククアトロⅡ 030
ベーシッククアトロⅡ IS 030
ベーシッククラシックⅡ 030
ベーシックマスターⅡ 030
ベーシックモービル 031
ペーパータオルホルダーPH-200N 110
別売スタンド 032
便座きれいくんV 111
便座クリーナー用ディスペンサー SC-460 111

ホ
ホイップウォッシュモイスト 108
ボカンX 116
ホギーズ・アイガード 102
ホッティLED 034
ポリソフト 097
ボルテックスコンパクト 3L 036

マ
Macky1 017
マイクロフィニッシャー 095
マイクロフレックス 097
マイクロメガ NiTiロータリーファイルシステム 014
マウスピュアロ腔ケアウェットガーゼ 107
マウスピュアロ腔ケアガーゼ 108
マウスピュアロ腔ケアジェル 107
マウスピュアロ腔ケアスプレー 107
マウスピュアロ腔ケアスポンジ 107
マウスピュアロ腔ケア綿棒 108
マウスピュア吸引スポンジ 108
マウスピュア吸引歯ブラシ 107
マグニファイグラスシルバー 080
マルチシルドーシングデバイス 069

ミ
ミニグリップ 022
ミニチュアピンカッター 016
ミラーアンチフォグ 017
ミリングオイル 091
ミリングバー各種 091
ミロプロ 034

ム
ムーカス® 116

メ
メッシュトレー 050
メッシュトレーK 050
Metiスマイル 3D フェイススキャナー 010
メリーダイヤ AKIYAMA's Micro Bur 014

モ
モアクリーン 100

ユ
ユースキン 180gポンプ 102

ラ
ライフパック CR2 119
ラクトフェリンD150 116
ラストリン 106
ラッキーボーイDⅢα 112
ラバーキャップ 051
ラピッドシェイプ PRO 20 040

リ
リオーレ(Re wole) 110
リットレメーター Medical 114
リベッティングハンマー 070
リムーバルバー 084

ル
ルージュレス 106
ルカグレーズ 039
Luxen ジルコニアカラーリキッド 079
ルミネスバッジ 116

レ
レイアート 054
レイアート evo 053
レイアート・スタイル 052
レンフェルトポリッシュ 096

ワ
ワックスアダプター 070
ワックスプロフィ 034
ワックスレクトリックⅠ 033
ワックスレクトリックⅡ 033
ワックスレクトリックライトⅠ 033
ワックスレクトリックライトⅡ 033

取扱メーカー

（五十音順）

国内

株式会社IDM
有限会社アイデント化学工業
アウス株式会社
アグサジャパン株式会社
旭化成アドバンス株式会社
アルゴファイルジャパン株式会社
アロマスター株式会社
株式会社E・テック
石福金属興業株式会社
井元特殊冶金株式会社
イワツキ株式会社
有限会社ウィルデント
有限会社英倫商会
株式会社エーティーディージャパン
株式会社NRLファーマ
エフアイエス株式会社
株式会社エムエス
オーエスジー株式会社
大木化学工業株式会社
株式会社オオタキ
有限会社オーラルアカデミー
小野島製作所
亀水化学工業株式会社
川本産業株式会社
キヤノン株式会社
共和医理科株式会社
株式会社クエスト
株式会社クラーク
クリーンケミカル株式会社
クロスフィールド株式会社
株式会社クロダブラシ
高圧ガス工業株式会社
コルテンジャパン合同会社
コンビ株式会社
サカセ化学工業株式会社
佐藤製薬株式会社
サラヤ株式会社
サンエス石膏株式会社
株式会社SANKA
サンデンタル株式会社
三宝製薬株式会社
株式会社ジーシー
株式会社ジーシーオルソリー
株式会社ジーシー昭和薬品
株式会社シオダ
株式会社ジオメディ
株式会社自重堂
下村石膏株式会社
株式会社スマートプラクティスジャパン
晴光社
株式会社セキムラ
株式会社背戸製作所
株式会社セルフメディカル
セレック株式会社
大成歯科工業株式会社
太平化学産業株式会社
高砂医科工業株式会社
多賀谷製作所
タカラベルモント株式会社
株式会社竹虎
株式会社タスク
橘医療器株式会社
株式会社タニタ
WSPTジャパン
株式会社DOF　JAPAN
デンケン・ハイデンタル株式会社
株式会社デンタス
株式会社デンタリード
デンタルエイド株式会社
株式会社Dental Bank
デンツプライシロナ株式会社
株式会社デンテック
株式会社デントピア
東京歯科産業株式会社
株式会社東京歯材社
東京ユニオンデンタル
株式会社東洋化学研究所
株式会社トップラーデンタル
株式会社トミーインターナショナル
ナガイレーベン株式会社
株式会社日本歯科金属
ネオ製薬工業株式会社
株式会社博愛社
白水貿易株式会社
Hazuki Company株式会社
株式会社阪神技術研究所
株式会社美須化学研究所
ピヤス株式会社
株式会社フェニックスデント
株式会社フラット
ベントロンジャパン株式会社
株式会社堀内製作所
有限会社まるいち
三木化学工業株式会社
有限会社ムラカミプロダクツ
名南歯科貿易株式会社
株式会社茂久田商会
株式会社モトヤマ
株式会社ヤガミ
山田照明株式会社
山八歯材工業株式会社
ユースキン製薬株式会社
ユニ・チャーム株式会社
吉野石膏販売株式会社
有限会社ライテック
株式会社ライブクリエーター
ラックヘルスケア株式会社
有限会社リーバンオハラ
リンカイ株式会社

海外

アマンギルバッハ(ドイツ)
クレマ(オーストリア)
シグマメディカル(台湾)
シック(ドイツ)
シャイニング3D(中国)
ジョタ(スイス)
SPIDENT(韓国)
ゼノパス(カナダ)
ソンヤンインターナショナル(台湾)
デケマ デンタル ケラミコフェン(ドイツ)
DOF(韓国)
デタックス(ドイツ)
ハータレガ(マレーシア)
ブレーデント(ドイツ)
ホギーズ(オーストラリア)
マイクロダイヤモンドテクノロジーズ(イスラエル)
ルカデント(ドイツ)
レンフェルト(ドイツ)
ローダー(ドイツ)
ローデント(スイス)

国内取扱出版社・書店

（五十音順）

有限会社医学情報社
医歯薬出版株式会社
一世出版株式会社
クインテッセンス出版株式会社
株式会社鍬谷書店
株式会社現代書林
財団法人口腔保健協会
株式会社シエン社
有限会社砂書房
株式会社第一歯科出版
株式会社デンタルダイヤモンド社
株式会社永末書店
株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ

表示の仕様・包装・価格について

表示はいずれも2024年4月現在のもの、価格は希望医院価格です（消費税は希望医院価格には含まれておりません）。製品の改良や情勢の変化などにより、表示内容を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。なお、印刷上、製品のカラーが実物とは異なって見える場合もございます。併せてご了承ください。

乱丁、落丁について

お届けのカタログに乱丁、落丁がありましたら、販売店様又は弊社までお知らせください。直ちにお取替えいたします。

発行日 2026年4月

ホームページアドレス

https://www.dentalsupply.co.jp/

JAPAN
DENTAL SUPPLY

設　立

昭和21年 8月

所　在

●東京本社
〒130-0011 東京都墨田区石原1-19-5
TEL：03-3625-3111 (代)　FAX：03-3625-1110

●大阪支店
〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-3-9
TEL：06-6643-0085 (代)　FAX：06-6632-1910

●北海道営業所
〒001-0016 北海道札幌市北区北16条西5-3-18
TEL：011-716-7001 (代)　FAX：011-716-7002

●九州営業所
〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂4-16-22
TEL：092-436-2288 (代)　FAX：092-436-2289

NETWORK



ISO13485認証取得