JAPAN DENTAL SUPPLY

日本の歯科医療を支える

私たちが目指すのは
「オーラルケアの向上」と「健康長寿社会の創出」

21世紀も約25年が過ぎ、変化のスピードは速く、
日本国内では少子高齢化社会へとさらに進んでいます。
社会構造の変化に伴い、「より健康で、より美しく」、そして
「豊かな人生を送りたい」と考える人が多くなりました。
その願いを実現するため、歯科分野では口腔機能の改善に
審美をプラスしたり、デジタルデンティストリーを活用し
診療精度を高めるなど様々なニーズに応える
医療の提供が行われています。

「豊かな人生を」

いくつになっても美味しく食事ができて、
家族や友人と笑顔で楽しく会話ができる
豊かな人生を多くの人々に過ごしてもらいたい。
そのために、私たち日本歯科商社は
歯科医療器材の販売やセミナーの実施などを通じて、
「オーラルケアの向上」と
「健康長寿社会の創出」に貢献してまいります。



JAPAN DENTAL SUPPLY
GENERAL CATALOG 2026-2027

INDEX

診療器械 005
診療材料 013
矯正材料 023
技工器械 029
技工材料 043
切削・研磨材 081
予防衛生 099
その他 113

JAPAN DENTAL SUPPLY

高精度で効率的なCAD/CAMへ

JDS Digital Solution

Scanner

口腔内や模型を高精度にスキャニング

口腔内スキャナー

SHINING 3D オーラル スキャナー

Aoral スキャン Elite

製品の詳細は P.008へ



有線モデル



ワイヤレスモデル

G-Oralスキャン2

製品の詳細は P.008へ



有線モデル



ワイヤレスモデル

モデルスキャナー

DOF 模型スキャナー

FREEDOM X3

製品の詳細は P.040へ



FREEDOM X5

製品の詳細は P.040へ



フェイススキャナー

Metiスマイル 3D フェイススキャナー

製品の詳細は P.010へ



顔面情報を素早く撮影

Milling Machine

様々なマテリアルを高速・高精度に切削加工

ミリングマシン

Canon ミリングマシン

MD-500S

製品の詳細は P.040へ



MD-500W

製品の詳細は P.041へ



CRAFT DRY

製品の詳細は P.041へ



CRAFT DX

製品の詳細は P.041へ



DOF ミリングマシン

CRAFT 2

製品の詳細は P.042へ



CRAFT PLUS

製品の詳細は P.042へ



CRAFT PRO

製品の詳細は P.042へ



ミリングマシン

vhf E4 ミリングマシン

製品の詳細は P.011へ



vhf ミリングマシン

ミリングバー

JDS CAD/CAM ミリングバー

製品の詳細は P.089・090へ



ミリングツール

JDS レストカッター

製品の詳細は P.095へ



3D Printer

高速で精密プリントを実現

3Dプリンター

オールラウンド 3Dプリンター

ラピッドシェイプ PRO 20

製品の詳細は P.040へ



Sintering Furnace

安定した温度管理で効率のよい焼成

ジルコニア用シンタリングファーネス

JDS スーパーバーン MGV-1414

製品の詳細は P.038へ



大容量 焼成炉

CAD/CAM Materials

豊富なラインナップのCAD/CAMマテリアル

ブロック

JDS CADCAMブロック

製品の詳細は P.066へ



JDS CADCAMブロックⅣ

製品の詳細は P.066へ



ディスク

JDS ジルコニアNEXTシリーズ

製品の詳細は P.064へ



JDS ジルコニアディスク マルチレイヤー

製品の詳細は P.065へ



JDS PMMAディスク

製品の詳細は P.065へ



JDS ワックスディスク

製品の詳細は P.048へ



JDS チタンディスク

製品の詳細は P.066へ



For CAD/CAM, choose JDS!

JAPAN DENTAL SUPPLY

注目の新製品

JDS Pick-up Products New

Dental Materials　Other Dental Products

開口器

開口器

ヒッポ U

口唇や頬粘膜の排除が安定し、視野を確保
一人診療をサポート





装着シーン

製品の詳細は P.021へ

開口器

開口器

99サクションブロック

開口保持+吸引で
アシスタントなしの一人診療をサポート



製品の詳細は P.021へ

スキンケアクリーム

温感スキンケアクリーム

Dr-JAW インテンシブクリーム

フェイスラインのゆるみや首元のシワ、
肌内部のエネルギー不足に着目した集中ケアクリーム



製品の詳細は P.117へ

リップバーム

低刺激リップバーム

プランピンク リップショット

治療前後に塗ることで、唇のくすみ・乾燥をケア
歯科治療の価値を高めます



製品の詳細は P.117へ

診療器械

双眼ルーペ／双眼ルーペ用ライト／口腔内スキャナー
モバイルカート／義歯洗浄器／超音波洗浄器
口腔内撮影用カメラ／口腔内撮影用ライト
寒天コンディショナー／印象材練和器
フェイススキャナー／サンドブラスター／ミリングマシン
口腔内照明器／手術用のこぎり／歯科切削用ストリップ
重合用光照射器／口臭測定器

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

双眼ルーペ

ガリレアンルーペUL マルチ

ガリレアンルーペにウルトラライトモデルが登場!
超軽量設計で重さ61～65g。



仕 様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック、ピンク

包 装
ルーペ本体、フレームバンド、レンズキャップ、フリップバドル、ルーペ袋、清掃布、ルーペケース、ドライバー

■ 別売品

種 類	入 数
ガリレアンルーペ フェイスシールド ULマルチ用	10枚

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100345

ガリレアンルーペUL マルチ コードレスヘッドライトセットⅢ

ガリレアンルーペUL マルチとデンタルLED コードレスヘッドライトⅢのセットです。



仕 様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック、ピンク

包 装
ガリレアンルーペUL マルチ、デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100379

ガリレアンルーペUL マルチセットⅢ

ガリレアンルーペUL マルチとデンタルLED ULスポットライトⅢ マルチタイプのセットです。



仕 様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック、ピンク

包 装
ガリレアンルーペUL マルチ、デンタルLED ULスポットライトⅢ マルチタイプ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100383

双眼ルーペ

ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプ

ガリレアンルーペにウルトラライトモデルが登場!
超軽量設計で重さ51～54g。

仕 様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック、ピンク

包 装
ルーペ本体、プロテクトアイグラスL、R、S、SS 各1、フレームバンド、レンズキャップ、ルーペ袋、清掃布、ルーペケース

■ 別売品

種 類	入 数
ガリレアンルーペ フェイスシールド UL TTL用	10枚

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100346

ガリレアンルーペUL TTL コードレスヘッドライトセットⅢ

ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプとデンタルLED コードレスヘッドライトⅢのセットです。

仕 様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック、ピンク

包 装
ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプ、デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100380

ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプセットⅢ

ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプとデンタルLED ULスポットライトⅢ TTLタイプのセットです。

仕 様 規格:2.5倍、3.0倍
カラー:レッド、ブラック、ピンク

包 装
ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプ、デンタルLED ULスポットライトⅢ TTLタイプ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100384

汎用光源

デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ

コードレスでコードに絡まることがなく、スムーズな診療をサポートします。

仕 様
充電時間:約120分
照射時間:約150分
色温度:6,000K
照度:10,000Lux
LED寿命:約10,000時間
重量:37g(バッテリー装着時)
充電可能回数:約300回



［構成品］



包 装
コードレスヘッドライト、バッテリーコントローラーⅢ×2、遮光ライトフィルター、充電用コード、ACアダプタ、クリップオンTTL用、マイナスドライバー

■ 別売品

種 類
ライト用アタッチメント SurgiTel
ライト用アタッチメント EyeMag PRO
ライト用アタッチメント EyeMag Smart

一般的名称:汎用光源 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100370

汎用光源

デンタルLED コードレスUVライト

セメントやレジンがひと目で分かるので、アライナー矯正のバリ取りやセメントアウトが1人で対応できます。

仕 様
充電時間:約120分
照射時間:約360分
LED寿命:約10,000時間
重量:35g(バッテリー装着時)
充電可能回数:約300回



［構成品］





ガリレアンルーペUL
マルチ コードレスUVライトセット



ガリレアンルーペUL
TTL コードレスUVライトセット

包 装
コードレスUVライト、バッテリーコントローラーⅡ×2、充電用コード、ACアダプタ、クリップオンTTL用、マイナスドライバー

■ 別売品

種 類	
ガリレアンルーペUL マルチ コードレスUVライトセット (カラー:レッド、ブラック、ピンク)	2.5倍
	3.0倍
ガリレアンルーペUL TTL コードレスUVライトセット (カラー:レッド、ブラック、ピンク)	2.5倍
	3.0倍

デンタルLED コードレスUVライト
一般的名称:汎用光源 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100373
ガリレアンルーペUL マルチ コードレスUVライトセット
一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100374
ガリレアンルーペUL TTL コードレスUVライトセット
一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100375

双眼ルーペ

ケプラリアンルーペ マルチ BLACK 4.5倍

軽量チタンフレームにケプラー式光学システムを採用した高倍率ルーペです。



仕 様 規格:4.5倍
カラー:ブラック

包 装
ルーペ本体、ストリングフレームバンド 1個、フリップアップ 1個、レンズカバー 4個、ドライバー

■ 別売品

種 類
ストリングフレームバンド
ノーズパッド
プロテクトアイグラス(RL)
チタンフレーム BLACK
フリップアップ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100345

ケプラリアンルーペ マルチ コードレスヘッドライトセットⅢ BLACK 4.5倍

ケプラリアンルーペ マルチ BLACK 4.5倍とデンタルLED コードレスヘッドライトⅢのセットです。



仕 様 規格:4.5倍
カラー:ブラック

包 装
ケプラリアンルーペ マルチ BLACK 4.5倍、デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100388

ケプラリア ルーペ マルチ セットⅢ BLACK 4.5倍

ケプラリアンルーペ マルチ BLACK 4.5倍とデンタルLED ULスポットライトⅢ マルチタイプのセットです。



仕 様 規格:4.5倍
カラー:ブラック

包 装
ケプラリアンルーペ マルチ BLACK 4.5倍、デンタルLED ULスポットライトⅢ マルチタイプ

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104100387

汎用光源

デンタルLED ULスポットライトⅢ

マルチタイプ

軽量でコンパクトなバッテリーパックを採用し、ポケットにすっぽりと入ります。



仕 様
バッテリーパックサイズ:W66.5×D13×H82mm
充電時間:約6時間(フル充電)
使用時間:約5時間
バッテリー寿命:約300回充電
色温度:約6,000K
照度:21,000Lux以上
調光:8段階
重量:LEDライト・コード 36g
バッテリーパック 112g

包 装
ライト、バッテリーパック、ACアダプター、バッテリーパック用ケース(ベルトホルダ付)、コードクリップ 4個、クリップオン、遮光ライトキャップ 1個

一般的名称:双眼ルーペ 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104100382

TTLタイプ

クリップタイプのTTL専用LEDライトです。



包 装
本体1台

■ 別売品

種 類
ライト用アタッチメント SurgiTel
ライト用アタッチメント EyeMag PRO
ライト用アタッチメント EyeMag Smart

口腔内スキャナー

Aoral スキャン Elite New

SHINING 3D DENTAL

歯科治療の新たなスタンダードを目指すIPG搭載口腔内スキャナー。
All-on-X治療の精度と効率を向上し、従来の歯科治療から無歯顎インプラント治療まで、高精度の治療結果を実現します。

有線モデル



仕様 サイズ：L245×W30×H26mm
重量：124g

包　装
本体1台（パソコンは含んでおりません）、ビッグスキャナーチップ2個、スタンダードスキャナーチップ3個、ミニスキャナーチップ1個

ワイヤレスモデル



仕様 L247×W38×H37mm
重量：194g（バッテリー含む）

包　装
本体1台（パソコンは含んでおりません）、バッテリー、ビッグスキャナーチップ2個、スタンダードスキャナーチップ3個、ミニスキャナーチップ1個

Aoral スキャン Elite IPGコードスキャンボディ A～Fキット

各インプラントシステムのマルチユニットアバットメントに締結して使用するスキャンボディです。



一般的名称：歯科インプラント補綴用器具
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：40B1X10003GE0193

一般的名称：デジタル印象採得装置（歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット）　医療機器分類：管理医療機器　承認番号：30700BZI00017000

口腔内スキャナー

G-Oralスキャン2

SHINING 3D DENTAL

フルカラー3Dイントラオーラルスキャナー。従来のデスクトップスキャナを用いた光学印象採得方式より、
歯牙や歯肉などのフルカラー3Dスキャンデータを簡単に採得できます。インプラント治療や、補綴治療など様々な臨床ケースに対応可能です。

有線モデル



仕様 サイズ：W46×D281×H33mm
重量：240g（本体のみ）

種類・包装
本体1台 ※パソコンは含まれておりません。別途購入の必要がございます。
スキャナチップ（スタンダード）4個
スキャナチップ（ミニ）1個

ワイヤレスモデル



仕様 サイズ：W50×D270×H40mm
重量：330±20g（バッテリー、チップ含む）

種類・包装
本体1台 ※パソコンは含まれておりません。別途購入の必要がございます。
スキャナチップ（スタンダード）4個
スキャナチップ（ミニ）1個

一般的名称：デジタル印象採得装置（歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット）　医療機器分類：管理医療機器　承認番号：30200BZI00006A01

モバイルカート

カレ・フォルン　EGセット

ノートPC設置が可能な、使いやすい簡単操作のモバイルカートです。

仕様 カラー：ホワイト
サイズ：W470XD670XH835～1035mm（カート本体）
天板サイズ：W450XD540mm（有効寸法/W450XD500mm）
トレーサイズ：W395XD280mm（有効寸法）

包　装
本体1台





PC設置イメージ

全自動義歯洗浄器

シンプロ

Renfert making work easy

シンプロは35°に傾いた洗浄槽とクリーニングピン及び専用洗浄液で
頑固に付着した歯石やプラークを機械的、化学的に除去し洗浄します。

仕様 本体サイズ：W150×D280×H240mm
重量：3kg（本体のみ）

包　装	注文No.
本体1台	6700-1000

■ 別売品

種　類	容　量	注文No.
ヘルベックスティスカラーF	1L	6700-0200
シンプロ用洗浄液「シーメスDC」	2L	



［洗浄例］



超音波洗浄器

イージークリーン TEC

Renfert making work easy

頑固な汚れもヒーター×スイープ機能でムラなく効率的に、
さらに37kHzの安定した超音波周波数で、器具にやさしく確実な洗浄を実現します。

仕様 サイズ：W305×D190×H230mm
容量（タンクの最大容量）：2.7L
重量（蓋付き）：3.3kg

包　装	注文No.
本体、プラスチックカバー、ステンレンスバスケット	1850-2000

■ 別売品

種　類	注文No.
プラスチックカバー	1850-0001
ステンレスカバー	1850-0002
ステンレンスバスケット	1850-0003
ティッピングバスケット	1850-0004
耐酸性容器	1850-0005
ビーカー600mL	1850-0006
プラスチックカップ	1850-0007

一般的名称：器具除染用洗浄器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030390



口腔内撮影用カメラセット

クリアファイバープロⅥ

口腔内撮影用光ファイバーユニットをパナソニック製ミラーレス一眼レフカメラ・ルミックスG-100に装備した歯科専用口腔内撮影専用カメラです。高効率光ファイバーにより内蔵ストロボ光を効率よく導光し、左右均一に口腔内を照らします。



仕様 構成：光ファイバーユニット
ミラーレス一眼カメラ・マクロレンズ
サイズ：W125×D160×H110mm
重量：約828g

包　装
本体1台

口腔内撮影用LEDライト

クリアファイバー スマート pix®

演色指数Ra95という高演色性能LED素子を採用し、太陽光に近い自然な発色を実現したスマートフォン、タブレット用の口腔内撮影用LEDライトです。



仕様 照度：4,900Lux
※対象物から15cmの場合
調光：3段階
LED数：8灯
電源：単4電池×3本
（エネループのご使用を推奨します）
サイズ：W166×D120×H58mm
※スマホ用アーム装着時（出荷時）
重量：約140g（電池重量含まず）

包　装
本体、六角レンチ、ストラップ、iPad mini用延長アーム、iPad用延長アーム

■ 別売品

種　類
iPad13インチ用延長アーム

※iPhone、iPadはApple inc.の登録商標です。

寒天コンディショナー

JDS 遠赤ウォーマー

歯科用寒天印象材を適切な使用状態に維持するための遠赤ウォーマー（カートリッジタイプ）です。
遠赤外線の電磁波がムラなく寒天を加熱し、物性劣化を最小限に抑えます。
（8本フルオート×2ステージ）

仕 様 本体サイズ：W120×D150×H95mm
重量：約1.5kg

種類・包装
Pカートリッジシリンジあり （本体、Pカートリッジシリンジ1本、カートリッジガイドカバー1組）
Pカートリッジシリンジなし （本体、カートリッジガイドカバー1組）

一般的名称：歯科材料加温器　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：11B2X00019JDS001



シリコーン印象材自動練和器

シンプレス

ボタン1つで歯科用シリコーン印象材を自動練和します。
自動プランジャー戻り機能付きです。
残り1回分をLEDランプでお知らせいたします。
印象材練和後経過時間をビープ音で知らせる設定ができます。

仕 様 本体サイズ：W190×D380×H330mm
重量：7.0kg（本体のみ）

包 装	注文No.
本体1台	6000-3000

一般的名称：歯科印象材混こう器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030250



フェイススキャナー

Metiスマイル 3D フェイススキャナー

高度なソフトウェアにより、顔面情報を素早く撮影。
3D顔面データを構築し、患者さんへのコンサルテーションや、
歯科医院と歯科技工所の円滑なコミュニケーションを可能にします。

仕 様
カメラ解像度：データ取得用カメラ 1.3MP 3台
HD テクスチャーカメラ 5.0MP 1台
出力形式：STL,OBJ,PLY
精度：50μm
スキャン距離：500mm
視野角：W210×H270mm
サイズ：W215×D50×H75mm
重量：800g

包 装
本体1台（パソコンは含んでおりません）

一般的名称：頭部顔面規格写真撮影装置　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：40B1X10003GE0166



歯科用研削器材

タイニープラスⅢ New

4ホールタイプのエアータービンホースに対応するチェアサイドで使用できるサンドブラスターです。
使い慣れたフットペダルの操作で、歯科切削加工用レジン材料（CAD/CAMレジン冠）の
内面処理や各種補綴物のサンドブラスト処理が行えます。

仕 様 使用可能粒径サイズ：20～80μm

包 装
本体1台、専用カップリング、清掃ピン、JDSアルミナ100g

■ 別売品

種 類	容 量
JDSアルミナ（50μm）	500g

一般的名称：歯科用研削器材　医療機器分類：一般医療機器届出番号：13B2X10104270336



ミリングマシン

vhf E4 ミリングマシン New

コンパクトで軽量設計のブロック専用4軸ミリングマシン。
コストパフォーマンスに優れ、院内にも導入しやすい1台です。

乾式・湿式兼用

仕 様
サイズ：W360×D370×H490mm
重量：28kg
軸数：4軸/A軸+190°～-10°
反復精度：±3μm
最大回転数：60,000rpm
スピンドル最大出力：800W
ツールセット本数：6本+1本（AIRTOOL）
ブランクホルダー：ブロック専用（1本）
ブロックサイズ L45×D20×H20mm.max
電源 ：AC100-240V/500W

切削可能材料（ブロック） コンポジット、ハイブリッドレジン、ガラスセラミック、WAX、PMMA、ジルコニア

包 装
本体1台 ※CAMソフト・ミリングバー各種・設置費用・保守費用は別途となります。

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B1X10100000117



汎用歯科用照明器

DB カリエスハンター

400nm²の波長光により肉眼では分かりにくい虫歯やプラークを簡単に確認することができる照明器です。



包 装
ライトガイドロット90°、ライトガイドロット120°、 充電器（USBケーブル付）、ACアダプター、防護メガネ

一般的名称：汎用歯科用照明器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：40B1X10014000008

手術用のこぎり

DBレシプロハンドピース

ストローク幅1.34mmのストリッピング専用コントラハンドピースです。
研削部位に応じて自由に研削バーの方向を変えることが可能で、
1:1 のハンドピースと比べ低振動なので患者様への負担が軽減されます。

包 装
一式

■ 別売品

種 類	入 数
DBスライサー 25μm	1個
DBスライサー 40μm	
DBスライサー 60μm	
DBスライサー アソート	3個

一般的名称：手術用のこぎり　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：40B1X10014000026

一般的名称：歯科研削用ストリップ　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：40B1X10014000019



歯科切削用ストリップ

DBスライサー

DentalBank

レシプロケーション型コントラアングルハンドピースに装着する歯科切削用ストリップです。
切削の度合いに応じて3種類の砥粒の粗さがあります。

種　類	入　数
DBスライサー　25μm	1個
DBスライサー　40μm	
DBスライサー　60μm	
DBスライサー　アソート	3個

一般的名称：歯科用研削器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：40B1X10014000019



歯科重合用光照射器

JDSキュアライト 1S

JAPAN DENTAL SUPPLY

照射光量2,500mW/cm²、385～515nmの高波長域を備えたハイパワーLED光照射器です。
軽量（123g）のコードレスタイプ。

仕様
本体カラー：ホワイト
光量：2,500、1,600mW/cm²切替
波長域：385～515nm
ハンドピース寸法：248×25×100mm

包　装
本体1台

■ 別売品

種　類	入　数
ライトガイド	1個
充電ベース	
電動アダプター	
アイシールド	
JDSキュアリングライトスリーブ	100枚

一般的名称：歯科重合用光照射器　医療機器分類：一般医療機器 特定保守管理医療機器　届出番号：13B2X10104260366



歯科切削用ストリップ／重合用光照射器／口臭測定器


オーラルクロマCHM-2

口腔ガス中の主要な口臭成分とされる揮発性硫黄化合物を硫化水素・
メチルメルカプタン・ジメチルサルファイドに分離し、ガス濃度を測定します。
シリンジで採取した口腔ガスを本体に注入後、4分で測定が完了します。
PCで測定データを管理します。

仕様
本体サイズ：W280×D385×H170mm
重量：4.0kg

包　装
本体1台、専用データ管理ソフトCD-ROM1枚、 PC接続ケーブル1本、口腔ガス採取用シリンジ100本





判定表示画面



履歴表示画面