診療材料

ニッケルチタンロータリーファイル／ダイヤモンドバー

インスツルメント／マイクロミラー

外科用インスツルメント／ミラー／矯正用インスツルメント

ミラー用くもり防止剤／その他 診療器材

CCDセンサー用カバー／イメージングプレート用カバー

ディスポーザブルブラシ／アプリケーター／X線フィルム

練和紙／シリンジチップ／ミキシングチップ／開口器

寒天印象材／ゲージ／バースタンド／リーマーボックス

ガッターボックス／バット

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

電動式歯科用ファイル


マイクロメガ NiTiロータリーファイルシステム

COLTENE

根管治療の安全性と切削力を両立した滅菌済のNiTiロータリーファイルシステムです。

根管拡大・形成用
One RECI　ワンレシ

直径1.0mmNiTiワイヤーを使用し、
歯頸部周囲および歯の硬組織の保存を実現します。



仕様　作業長：21mm、25mm

種　類	入　数
#20/4%	5本
#25/4%	
#25/6%	
#35/4%	
#45/4%	

ガッタパーチャー除去用
Remover　リムーバー

従来品より柔軟性と切削除去効率を向上しています。

仕様　作業長：19mm、23mm

種　類	入　数
#30/7%	5本



根管口拡大用
One Flare　ワンフレア

仕様　作業長：17mm

種　類	入　数
#25/9%	5本



グライドパス用
One G　ワンジー

仕様　作業長：21mm、25mm

種　類	入　数
#14/3%	5本



一般的名称：電動式歯科用ファイル　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：304AGBZI00001000

歯科用ダイヤモンドバー

メリーダイヤ AKIYAMA's Micro Bur

秋山勝彦先生ご考案
マイクロスコープ下において、露髄付近のカリエス除去に便利なダイヤモンドバーです。咬頭頂からの深さを確認するため1mm刻みでラインが入っています。
AKIYAMA's マイクロエキスカベーター0.5～1.2mmと併せて使用することができます。





AKIYAMA's Micro Bur セット

種　類		入　数
単品	KA-005ff	5本
	KA-007f	
	KA-008f/	
	KA-010f	
	KA-012f	
セット	アソート（バースタンド付）	

一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B3X00256000001

歯科用エキスカベータ

AKIYAMA's マイクロエキスカベーター

マイクロスコープ下において、露髄付近のカリエス除去に便利なエキスカベーターです。
咬頭頂から5～6mm付近が露髄の可能性が高くなると言われていることから、
先端から5mmのポイントにラインが入っています。
メリーダイヤ AKIYAMA's マイクロバーと併せて使用することができます。



種　類
0.2mm
0.5mm
0.7mm
1.0mm
1.2mm

■ 別売品

種　類
滅菌ケース（10本収納可能）

一般的名称：歯科用エキスカベータ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：11B1X1000662D311

歯鏡

AKIYAMA's マイクロミラー

歯間部に入れながら直接隣接面コンタクト付近を観察・診療することができるマイクロミラーです。
歯根側より歯冠側に位置する隣接面は、ほとんどアンダーカットが存在しないため、広く観察することができます。





種　類
Ultra Small 1.5mm前歯部用
Ultra Small 1.5mm臼歯部用
Extra Ultra Small 0.7mm 1
Extra Ultra Small 0.7mm 2

一般的名称：歯鏡　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：09B2X00010G00073

歯科用インプラント手術器具

AKIYAMA's マイクロキャリア

インプラント等の外科手術において増骨する箇所に移植材を填入するためのキャリアです。直径2mmのスペースがあれば、12mmまでの深部に正確に移植材を填入する事が可能です。キャリアのワンプッシュ量は、乾燥Bio-Oss（Geistlich Bio-Oss®）約0.01gです。



仕様　全長：160mm

入　数
1本

一般的名称：歯科用インプラント手術器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：09B2X00010G00065

歯科用インプラント手術器具

AKIYAMA's マイクロキャリアII

インプラントなどの外科手術において増骨する箇所に移植材を填入するためのキャリアです。先端部分には10mmまでのメモリが刻印されており、ソケットリフト時に何mmまで挿入されているかが一目でわかります。直径は3mmで、ワンプッシュ量はBio-Oss乾燥重量約0.02gです。



仕様　全長：160mm

入　数
1本

一般的名称：歯科用インプラント手術器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：09B2X00010G00069

歯科用圧入充填器

AKIYAMA's マイクロジンパッカー

マイクロスコープ下において、歯肉溝への圧排糸挿入が効率的にできるインスツルメントです。
歯周組織を破壊しないよう、1mmのポイントにマーキングがされており、圧排糸挿入の目安になります。
圧排糸が滑らないように先端に加工が施されています。



入　数
1本

一般的名称：歯科用圧入充填器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：11B1X1000665D702

骨粉収集器

AKIYAMA's グラフトディッシュ

骨移植材用のディッシュです。Bio-Oss乾燥重量の目安は、下から1本目のラインで0.2g、2本目で0.6g、上部までフルで1.3gです。



入　数
1個

一般的名称：骨粉収集器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：09B2X00010G00071

歯科用起子及び剥離子

AKIYAMA's マイクロミラー付剥離子

剥離する機能、歯肉を排除する機能、
ミラーの機能の3つを兼ね備えた製品です。
マイクロスコープを用いた手術において、
歯肉付着部より先端ヘラを侵入し、
歯牙および歯槽骨から歯肉を剥離できます。
また同時に、先端ヘラ鏡面部を使用し、
患部状況を確認することができます。



種　類
臼歯部用 2.5mm Small
臼歯部用 3.5mm Normal
前歯部用 2.5mm Small
前歯部用 3.5mm Normal

一般的名称：歯科用起子及び剥離子　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：09B2X00010G00070

口腔内撮影用ミラー

OKブロアー ミラーキット

送風ファン、LEDライト付きの口腔内撮影用ミラーキット。
ミラーが曇りにくく、すぐに口腔内撮影ができ効率的です。




包　装
本体、ミラー3種（ワイド、ミディアム、スモール）、 充電用USBケーブル（タイプC）

一般的名称：歯鏡　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104310377

口腔内撮影用ミラー

HRイントラオーラルミラー

ローダー社の高反射口腔内撮影用ミラーです。進化した特殊コーティング技術により、
75層のミラーコーティングで95%以上の反射率を実現しました。



種　類
〈頬側用 No.60〉片面コーティング厚さ：3.0mm
〈咬合面用 No.70〉片面コーティング厚さ：3.0mm
〈咬合面用 大 No.75〉片面コーティング厚さ：3.0mm

一般的名称：歯鏡　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104110307

歯科矯正用プライヤ

ピンカッター

歯科矯正用ピンカッターです。
タイワイヤーをストレスなく切断できてハンドル部がグリップし易く、術者の視界を遮らないスリムな先端形状です。完全ハンドメイドで鋭角部を極力なくし女性の手にもなじむなめらかな持ち手となっています。



入　数
1本

一般的名称：歯科矯正用プライヤ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B3X00030P00003

歯科矯正用プライヤ

ミニチュアピンカッター

歯科矯正用ミニチュアピンカッターです。
口腔内で使用しやすいよう先端を更にスリム化しました。



入　数
1本

一般的名称：歯科矯正用プライヤ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B3X00030P00004

歯科矯正用プライヤ

コウワイヤーカッター

女性にも優しいコンパクトサイズで、偏心ジョイントの採用により30%切断に要する力を軽減します。
カットしたワイヤーが飛散しないので、チェアサイドでも安心して患者さんの前でアーチワイヤーがカットできます。



入　数
1本

一般的名称：歯科矯正用プライヤ
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10260000011

ミラーのくもり防止剤

ミラーアンチフォグ

食品添加物から組成された安全性の高いミラーのくもり止めです。
デンタルミラー、口腔内撮影用ミラーなど、口腔内で使用するミラーに安心してご使用いただけます。
衛生的なスプレータイプをご用意しています。

容　量
500mL

■ 別売品

種　類
ミラーアンチフォグ用スプレー容器（100mL）

歯科用貼薬針

PPSキャリア

3Mix-MP等の薬剤を患部に充填するためのキャリアです。
先端がななめ55°にカットされており、特に歯周ポケット内の貼薬に便利です。
パイプ外径は0.8mmになっています。



入　数
1本

一般的名称：歯科用貼薬針　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X00094000150

メンテナンス用スケーラー

Macky1

1本で全顎クリーニングできる多機能スケーラーです。
シャンクの屈曲とブレードの湾曲で歯肉挿入がスムーズに行えます。



入　数
1本

一般的名称：歯科用スケーラ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：27B1X00118000011

歯科用根管ペーストキャリヤ

ニエットキャリアⅡ

難解な術式を要する「NIET」療法を効率的に行えるよう、従来あったアマルガムキャリアを3Mix-MP用に改良し、貼薬着座の窩洞底に確実に3Mix-MPを充填することができるよう工夫された専用キャリアです。先端チップの直径は標準が1.2mm、小が0.8mmになっています。



種　類	入　数
ニエットキャリアⅡ（標準）	1本
ニエットキャリアⅡ（小）	

■ 別売品


種　類	入　数
スペアパーツ（標準）	1個
スペアパーツ（小）	

一般的名称：歯科用根管ペーストキャリヤ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X00094000222

歯科用根管プラガ

3Mix-MP法用3-2キャリアー

チタンコーティングされたチップは、裏装材及びセメントとのリリースが容易です。
反対側には、ガタパーチャポイントの「大小」を差し込んで使用することにより、軟化象牙質や露出歯髄上に貼薬する際に、薬剤とのリリースが容易になります。



種　類	入　数
大小セット	各1本
大	1本
小	

一般的名称：歯科用根管プラガ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：11B3X00012000062

歯科用ダイヤモンドバー

ニエットバー

従来のピーソリーマーに代わり、先端にもダイヤモンドが付着したダイヤバーで、根管口部の拡大、着座形成時により効率的な切削が可能です。



種　類	入　数
#F1＝φ1.0mm	3本
#F2＝φ1.2mm	
#1＝φ0.8mm	
#2＝φ1.0mm	
アソート	4本（各1本）

一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X00094000077

歯科用ダイヤモンドバー

CRインレー形成バー

3Mix-MP法でのCRインレー直接法を行う際の窩洞形成を容易にするFGダイヤモンドバーです。



入　数
1本

一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X00094000096

CCDセンサー用ディスポーザブルカバー

DSソフトカバー

CCDセンサーがスポンジ部分に収まるので、患者さんの違和感を軽減します。
唾液もしっかりと遮断し、滑りにくいので撮影部位の保持が容易です。
＊医療機器基準の溶出物検査合格品です。



仕様　サイズ：145×40mm
スポンジ部内寸：35×53mm

入　数
100個

イメージングプレート用ディスポーザブルカバー

DSソフトカバーIP

やわらかいスポンジが違和感や痛みを軽減するデジタルイメージングプレート用ディスポーザブルカバーです。



仕様　サイズ：推奨IPサイズ　サイズ2（31×41mm）以下

入　数
100個

乳鉢セット

仕様　直径：52mm
深さ：28mm

包　装
乳鉢1個、乳棒1個



3Mix-MP用 洗浄液

3Mix-MP専用の洗浄剤です。インスツルメントにこびり付いて硬化した薬剤を溶解、洗浄します。
50ccまで計量（5cc単位）できるボトルです。



仕様　使用濃度：10倍希釈
洗浄時間：浸漬洗浄は30分以上
超音波洗浄器は5～15分

容　量
1L

ディスポーザブルブラシ

デンバー マジックブラシ

極細の先端毛でボンディング等の液剤塗布が緻密に行えます。
先端毛が高密度のため少量の液剤でもしっかり保持できます。



種　類	入　数
ホワイト XS（0.5mm）	100本
シルバー S（1.0mm）	

一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104230330

粘着式アプリケーター

デンバー スティッキーブラシ

ピンセットではつかみにくいものをしっかりと保持する粘着式のスティックです。強力な粘着性によりベニア、インレー、クラウンなどの補綴物や、矯正用ブラケットなどを確実に保持できます。固定した後にスティックをひねって引っ張ると、粘着物を残さずにきれいに取り外しができます。



入　数
70本（10本×7ケース）

一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104230361

3Mix専用保管容器

3Mixを使用する治療を成功させるポイントの1つに、薬剤の変質を防ぎ、薬力価を落とさないことがあります。3Mix専用保管容器は、各種薬剤を保管する場合の望ましい容器の条件をクリアーしています。



包　装
容器5個（ラバーカップ内蔵）、表記シール5枚、乾燥剤

抜歯窩掻爬用器具

JDS抜歯窩掻爬用ダイヤモンドバーキット New

低回転・低振動で、抜歯窩の軟組織（不良肉芽）を除去するダイヤモンドバーキットです。
骨を守り、効率的に治癒を促進させます。



包　装
JDS抜歯窩掻爬用ダイヤモンドバーキット（バースタンド・RL2・RL3）、 JDS抜歯窩掻爬用ダイヤモンドバー単品 RL2、JDS抜歯窩掻爬用ダイヤモンドバー単品 RL3

一般的名称：歯肉切除メス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：40B2X1042NE0002

レンズくもり止め

OTSアンチ-フォグ アルファ

シールドを傷めるようなアルコール類、石油系溶剤を一切使用していない、ジェル状のレンズくもり止め及びクリーナーです。不快なくもりを防ぎ、安全な施術をサポートします。
超親水膜がくもりから視界を守り、またフッ素の力でくもり止め効果が長時間持続します。



容　量
10g

パノラマ撮影用フィルム

JDS パノラマフィルム

高解像で信頼性も高いパノラマ撮影用フィルムです。



仕様　レギュラータイプ、オルソタイプ（希土類）

種　類	入　数
レギュラータイプ	100枚
オルソタイプ（希土類）	

一般的名称：スクリーン型歯科画像診断用X線フィルム　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B3X10093009003

滑り止め加工付き練和紙

プルードパッド

3層構造で両面を特殊コーティングしてあるので、レジン系材料など物性に影響を及ぼすことがありません。



入　数
100枚綴り×3冊

シリンジチップ

JDS ユニチップ

コンポジットレジン、グラスアイオノマーセメントなどのペースト状材料を根管内に充填するニードル付チップです。
ニードルはフレキシブルメタルで、曲げて使用できます。





原寸大

包　装
コアチューブ100個、バルブ100個

一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：27B2X00041000178

開口器

ヒッポ U New

日本人にフィットしやすい快適サイズ設計の開口器。
口唇や頬粘膜の排除が安定し、視野を確保します。
また、外部リングにサクションをしっかりホールドできます。





装着シーン

仕様	サイズ：内径　タテ65×ヨコ75mm 外径　タテ85×ヨコ95mm 原材料：ハード部（リング及びタブ）　ポリプロピレン ソフト部　熱可塑性樹脂（ラテックスフリー）

入　数
50個

一般的名称：歯科用開口器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104310391

開口器

99サクションブロック New

一人診療で開口保持 ＋ 吸引を同時に行える開口器。
形成、スケーリング、レジン充填など幅広い治療で活用でき、
オートクレーブ滅菌にも対応しています。



種　類	入　数
スモール	5個
ミディアム	

一般的名称：歯科用開口器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104310391

シリンジチップ

エレファントCRシリンジチップ

流動性レジンセメントの充填用です。





原寸大

入　数
100本

一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：27B2X00041000115

ミキシングチップ

JDSミキシングチップ

カートリッジタイプの製品に対応したミキシングチップです。
用途に合わせてSS、S、Lの3種類のサイズをラインナップしました。



SSショート　SS　S　L

種　類	入　数
SSショート 先端内径　φ3.6mm	100本
SS イエロー 先端内径　φ3.6mm	
S ピンク 先端内径　φ4.8mm	
L グリーン 先端内径　φ4.8mm	

■ 別売品

種　類	入　数
JDSミキシングチップ ノズル　SS用	100本
JDSミキシングチップ ノズル　S用	

一般的名称：歯科用練成器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104290351

歯科用寒天印象材

アンドロイド

使い勝手がよく高い精度の寒天印象材です。連合印象に適しています。



カートリッジ

一般的名称：歯科用寒天印象材
医療機器分類：管理医療機器
認証番号：219AFBZX00064000



シリンジ

一般的名称：歯科用寒天印象材
医療機器分類：管理医療機器
認証番号：219AFBZX00065000

種　類	入　数
カートリッジタイプ	48本
シリンジタイプ	60本

コンタクトゲージ

プルードコンタクトゲージ

片手で隣接接触関係を客観的に検査できるゲージです。



種　類	入　数
30μm（グリーン）	5枚
50μm（ブルー）	
100μm（イエロー）	

歯鏡

フロントサーフェイスミラー

表面反射タイプにより、反射像が二重にならないので、マイクロスコープやルーペを使用した治療に適しています。
特殊なロジウムコーティングを施しているため、高反射率を有しており明るい反射像が得られます。
カメラ撮影でも、視野が明るいため、鮮明な画像が得られます。

種　類	入　数
#000（10mm）	6枚
#0（14mm）	6枚
#4（22mm）	12枚
#5（24mm）	
チークリトラクター#4（22mm）	6枚
チークリトラクター#5（24mm）	
JDSミラーホルダー（ローダー用）	3本



チークリトラクター



一般的名称：歯鏡　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104110268

フロント サーフェイスミラー ハンドルPD-1

繊細な操作を可能にするグリップ設計で、
長時間の使用でも快適な操作性を実現します。



包　装
本体1本

バースタンド

インプラントロジーキット



S　L

仕様	規格：(S)#500561・(L)#500631 サイズ：(S)W100×D90×H50mm (L)W150×D90×H50mm

種　類
S
L

※バー、ドリル等は含まれません。

リーマーボックス

エンドボックス



仕様	規格：#180150・アルミニウム製 サイズ：φ48×55（高さ）mm カラー：シルバー、ブルー、レッド、グリーン

種　類
シルバー
ブルー
レッド
グリーン

※ファイル等は含まれません。

ガッターボックス

ガッターボックス



仕様	規格：#180160・アルミニウム製 サイズ：φ48×55（高さ）mm カラー：シルバー、ブルー、レッド、グリーン

種　類
シルバー
ブルー
レッド
グリーン

※ファイル等は含まれません。

リーマーボックス
ミニグリップ



仕 様
規格：#180250・アルミニウム製
サイズ：φ40×35（高さ）mm
カラー：シルバー、ブルー、レッド、グリーン、イエロー

種　類
シルバー
ブルー
レッド
グリーン
イエロー

※ファイル等は含まれません。

バースタンド
バークリップカラー 8ホール



仕 様
規格：#191265
（FG用バー4本・CA用バー4本収納）・ステンレス製
#191266
（FG用バー8本収納）・ステンレス製
サイズ：W35×D28×H28mm
カラー：カラーチップ4色付

種　類
ブルー
レッド
イエロー
グリーン

※バー、ドリル等は含まれません。

リーマーボックス
エンドミクロ



仕 様
規格：#180180・アルミニウム製
サイズ：W65×D50×H50mm
カラー：シルバー、ブルー、レッド、グリーン

種　類
シルバー
ブルー
レッド
グリーン

※ファイル等は含まれません。

バースタンド
エコブロック 8ホール



仕 様
規格：#190235
（FG用バー4本・CA用バー4本収納）・アルミニウム製
#190236
（FG用バー8本収納）・アルミニウム製
サイズ：W30×D25×H30mm
カラー：シルバー、ブルー

種　類
シルバー
ブルー

※バー、ドリル等は含まれません。

歯科用バット
アルミニウムトレイ



仕 様
規格：#181470
サイズ：W200×D100×H20mm
カラー：シルバー、ブルー、レッド、グリーン、
イエロー、ターコイズ

種　類
シルバー
ブルー
レッド
グリーン
イエロー
ターコイズ