矯正材料

矯正用レジンセメント／矯正用スクリュー

ダイヤモンドバー／矯正用レジン／矯正用接着材

その他 矯正器材／矯正診断用ソフトウェア

矯正用硬石こう

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

バンド用グラスアイオノマー系レジンセメント

オルソリー バンドペーストSL

ペースト化による優れた操作性を実現し、デュアルキュアタイプ採用によりバンドの内面までしっかり重合できます。
唾液が滞留しやすい部位にも優れた接着力を持っています。
ブルー色ペーストなのでディバンド後の残存セメントの視認が容易で、グラスアイオノマーならではの長期にわたるフッ素徐放性もあります。

スターターセットSL



包　装
カートリッジ12.9g(7.2mL)1本、ミキシングチップ10本

カートリッジSL



包　装
カートリッジ12.9g(7.2mL)2本、練和紙(No.22)1冊

■ 別売品

種　類	入　数
オルソリー ミキシングチップSL	40本

オルソリー バンドペースト　一般的名称:歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント　医療機器分類:管理医療機器　単回使用:ミキシングチップ　認証番号:220AKBZX00105000
オルソリー ミキシングチップ　一般的名称:歯科用練成器具　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B1X00155000179

ブラケット用グラスアイオノマー系レジンセメント

オルソリー グラスボンドSL

オートミックス採用により練和不要で操作が簡単です。
グラスアイオノマーならではのマイルドコンディショニングと長期にわたるフッ素除放性がイオン結合による歯質と化学的に接着します。
ブラケット除去時は容易にディボンドが可能となります。

スターターセットSL



包　装
カートリッジ13.3g(7.2mL)1本、ミキシングチップ20本、 ジェルコンディショナー1.4g(1.2mL)3本、ブラシチップ30本

カートリッジSL



包　装
カートリッジ13.3g(7.2mL)2本、ミキシングチップ40本

ジェルコンディショナー

健全歯面を青色ポリアクリル酸20%ジェルで
マイルドコンディショニングします。



包　装
ジェルコンディショナー5本、ブラシチップ50本

一般的名称:歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント　医療機器分類:管理医療機器　単回使用:ミキシングチップ　認証番号:220AKBZX00106000

歯科矯正用アンカースクリュー

オルソリー インデュース MS-Ⅱ

独自のテーパー形状により皮質骨のサポートを向上させます。
埋入時の過度なストレス集中を軽減するための
ラテラルカッティングガイドを採用しています。
ガンマ線滅菌を採用した、安全性の高い製品です。
セルフドリリングによるシンプルな術式で、
植立部位の粘膜厚さに合わせたラインナップから選択可能です。




入　数
2本

一般的名称:歯科矯正用アンカースクリュー　医療機器分類:高度管理医療機器
認証番号:2400BZI00013000

歯科用ダイヤモンドバー

オルソリー IPRバー

矯正歯科におけるIPR(ディスキング)を
精密かつ効率的に行うためのダイヤモンドバーです。



種　類			入　数
パラレルタイプ		P050-06fff	6本
		P050-07fff	
テーパータイプ		T018-06fff	6本
		T028-06fff	
		T038-06fff	
	アソート	T018-06fff	6本(3種×2)
		T028-06fff	
		T038-06fff	

一般的名称:歯科用ダイヤモンドバー　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B3X00256000001

歯科矯正用レジン材料

オルソリーアライナーコネクト

マウスピース型矯正装置に適した審美性、高耐久性を有する
アタッチメント作製のためのレジンが誕生しました。

包　装
アライナーコネクト 2mL 1本、フィリングチップⅢプラスチック 3個、 フィリングチップ用キャップ 1個

一般的名称:歯科矯正用レジン材料　医療機器分類:管理医療機器
認証番号:303AKBZX00054000



ブラケットベース用レジン

オルソリー コモンベースレジン

従来のコンポジットレジンにはない粘靭性を持っています。
レジンでベース面を拡げることで安定したボンディングが可能で、
ボンディング後は適度に磨耗します。
低粘度タイプ(LV)、高粘度タイプ(HV)の2種類をラインナップし、
クリア色はローフロータイプのHVとハイフロータイプのLV、
ピンク色はハイフロータイプをラインナップしています。



LV クリア

仕 様　色調:クリア

包　装
コモンベースレジン2.7g(2mL)2本、 フィリングチップⅢプラスチック4個、 フィリングチップ用キャップ1個

LV ピンク

仕 様　色調:ピンク

包　装
コモンベースレジン2.7g(2mL)2本、 フィリングチップⅢプラスチック4個、 フィリングチップ用キャップ1個

HV クリア

仕 様　色調:1色=クリア

包　装
コモンベースレジン2.7g(2mL)2本、 フィリングチップⅢプラスチック4個、 フィリングチップ用キャップ1個

一般的名称:歯科矯正用レジン材料　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:223AABZX00071000

ブラケット用ボンディング材

オルソリー ユニバーサルボンド

あらゆるブラケットに対応するユーティリティ性の高い接着性能を持ち、プライマー含有ペーストにより歯面とベース面に安定して接着します。
歯面に残存したボンディング材もUV照射により簡単に識別可能です。
エッチャントは、歯質に優しいジェル状の新しい歯面処理材です。

スターターセット(クリア)



包　装
ボンディング(2mL)1本、エッチャント(3.6mL)1本、 UB用チップ2個、UB用キャップ1個、オルソリーニードルチップ(黒)20個

ボンディング(クリア)



包　装
ボンディング(2mL)2本、UB用チップ4個、UB用キャップ2個

エッチャント



包　装
エッチャント(3.6mL)2本、オルソリーニードルチップ(黒)40個

一般的名称:高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:223AABZX00073000

ブラケット用ボンディング材

オルソリーユニバーサルボンドフロー

インダイレクト法、KommonBaseによる接着に便利な操作性、物性を追求したワンペーストボンディング材です。
色調はクリア、ピンクの2色のランナップとなっております。

スターターセット(クリア・ピンク)



包　装
ボンディング2mL 1本、SEプライマー 5mL 1本、 ディスポーザブルアプリケーターⅡ50本、ディスポティッシュ 20枚、 フィリングチップⅢプラスチック2個、フィリングチップ用キャップ1個

ボンディング(クリア・ピンク)



包　装
ボンディング2mL 2本、SEプライマー 5mL 1本、 フィリングチップⅢプラスチック4個、フィリングチップ用キャップ2個

SEプライマー



容　量
5mL

一般的名称:高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:230AABZX00107000

歯科矯正用プライヤ

TCプライヤー

歯科矯正用マウスピースの調整に適したプライヤー。エラスティックゴムを掛ける突起を
付与したり、矯正力を増したい部位にピンポイントでアクセントを付けることができます。

種　類
TC-01 ボタンフォーミング
TC-02 アンダーカットフォーミング
TC-03 リテンションフォーミング
TC-04 マルチインデンテーションフォーミング

一般的名称:歯科矯正用プライヤ　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B1X00155000288



TC-01　TC-02　TC-03　TC-04

矯正ソリューションソフトウェア

オルソリー ドルフィンソフトウェア

セファロ分析、トレーシングを効率化させ、歯科・外科矯正ともに対応する治療シュミレーションソフトです。

セファロ分析ソフト

Dolphin Imaging



仕様
Imaging Plus ™ イメージングプラス～画像管理
Ceoh Tracing セファロトレーシング～セファロ分析
Treatment Simulation
トリートメントシミュレーション～治療シミュレーション
McLaughlin Dental VTO～歯列シミュレーション

3次元データ加工ソフト

Dolphin Imaging 3D

矯正臨床におけるCTデータ活用を高めるツールです。
CBCT、MedicalCT、MRI、STL3Dカメラデータを画面上に表示させ、
簡単操作で診断に必要な情報が表示されます。



3次元外科シミュレーション

Dolphin 3D Surgery™

外科矯正のシミュレーションを効率的に実施するため便利なツールです。
術前に複数の治療計画を視覚的に評価・検討することができます。



歯科矯正コンサルテーションソフト

Dolphin Aquarium™ 3

高品質な3Dアニメーションを利用したダイナミックなコミュニケーションツールです。
矯正治療全般の説明を動画で分かりやすく提供するために設計されました。



歯科用硬質石こう

オルソリー ブランストーン

矯正用歯科用石こうです。
各印象材に対する表面の粗さが従来品と比べ小さく、印象面がより滑沢に仕上がります。
矯正用に適した自然なホワイト色です。



容 量
9kg(3kg×3)

一般的名称：歯科用硬石こう　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：27B2X00008000067

歯列矯正用咬合誘導装置

パナシールドプラスMedical

低位舌を改善し下顎に加わる舌圧を排除して、舌と顔面の筋群による筋機能のバランスを整え、不正咬合を正常な咬合へと誘導させる歯列矯正用咬合誘導装置です。



種 類
Sサイズ
Lサイズ

一般的名称：歯列矯正用咬合誘導装置　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：231AOBZX00001000