技工材料

歯科用ワックス／歯科用樹脂系模型材／分離材

オクルージョンスプレー／パレット／焼成トレー

ダウエルピン／ダウエルピンキャップ

インプラントジグ作製用レジン／ポーセレンブラシ

ポーセレンパレット／歯科用陶材

セラミックス用ステイン材

CAD/CAM用ジルコニアディスク／PMMAディスク

CAD/CAM用ブロック／CAD/CAM用チタンディスク

ダイスペーサー／パターンレジン／クラウンホルダー

その他 技工器材／歯科用パターン成形品／埋没材

超硬質石こう／硬質石こう

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

歯科用キャスティングワックス

GEO クラシック


ブンゼンバーナー専用のモデリングワックスです。
オペーク:早い溶解性と硬化性のため、操作性に優れています。
溶解時でも透明性が出ないので確実にモデリングできます。
適度な粘りと硬さがありますので、良好な切削感が得られます。

トランスペアレント:オールセラミックス用で特にプレスセラミックに適しています。
酸化チタンが含まれていませんので、残渣なく焼却できます。
融解温度:64～75℃


種　類	容　量	注文No.
①ベージュ オペーク	75g	497-0100
②グレー オペーク		497-0200
③ミント オペーク		497-0300
④ブルー トランスペアレント		497-1200
⑤ミント トランスペアレント		497-1300

一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030199


①ベージュ オペーク


②グレー オペーク


③ミント オペーク


④ブルー トランスペアレント


⑤ミント トランスペアレント

歯科用キャスティングワックス

GEO アバンギャルド

電気ワックスペン専用のモデリングワックスです。
適度な流動性があるので、広範囲のワックスアップ作業に適しています。
融解温度:60～62℃

種　類	容　量	注文No.
①ユニバーサル ベージュオペーク	75g	495-0100
②ユニバーサル グレーオペーク		495-0200
③ユニバーサル ミントオペーク		495-0300

一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030198


①ユニバーサル ベージュオペーク


②ユニバーサル グレーオペーク


③ユニバーサル ミントオペーク

歯科用キャスティングワックス

GEO スペシャルワックス

ブロックアウトワックス

ブロックアウト専用ワックスです。
高融点のため寒天印象材の温度の影響を受けません。
融解温度:78～85℃

種　類	容　量	注文No.
ピンク オペーク	75g	650-0000



スティッキーワックス

仮着固定用スペシャルワックスです。
弾性がないので変形しません。
どのような材質に対しても固定できます。
融解温度:85～91℃


種　類	容　量	注文No.
ピンク トランスペアレント	75g	488-1000



ミリングワックス

回転数が2,500から5,000min-1で粘りつくことなく切削できます。
チッピングが少なく滑らかな切削面が得られます。
融解温度:65～67℃

種　類	容　量	注文No.
ブルー オペーク	75g	485-1000



一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030200

サービカルワックス

酸化チタンが含まれていませんので、残渣なく焼却できます。
融解温度:59～67℃

種　類	容　量	注文No.
レッド トランスペアレント	75g	486-1000



アンダーカットワックス

酸化チタンが含まれていないので、残渣なく焼却できます。
適度な弾力性により、アンダーカットや形成窩洞に適しています
融解温度:63～65℃

種　類	容　量	注文No.
レッド トランスペアレント	75g	489-1000



歯科用キャスティングワックス

GEO ホワイトワックス

トランスペアレント

残渣なしに焼却できますので、プレスセラミックに適しています。
融解温度:73～75℃



容　量	注文No.
75g	499-0201

一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030249

オペーク

GEOナチュラルと同様に患者説明用ブランニングワックスアップに適しています。
オペーク効果が高いので、メタルフレーム上でも金属色が出ません。
融解温度:73～75℃



容　量	注文No.
75g	499-0101

歯科用キャスティングワックス

GEO クラシックナチュラル

オールセラミック用で特にプレスセラミックに適しています。
酸化チタンが含まれておりませんので、残渣なく焼却できます。
融解温度:64～75℃



種　類	容　量	注文No.
デンチントランスペアレント	75g	499-0400

一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030329

歯科用キャスティングワックス

GEO ナチュラル

人工歯と同等のA2シェードを有していますので、
患者説明用ブランニングワックスアップに適しています。
融解温度:64～75℃




容　量	注文No.
75g	499-0300


一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030218

歯科用キャスティングワックス

GEO モデリング ワックス

耐火模型上の補足、修正用ワックスです。
スタンダードは透明性があり、外形線を確認できます。
スタンダードとハードの2種類の硬さがあります。


①スタンダード トランスペアレント


②ハード オペーク

種　類	容　量	注文No.
①スタンダード トランスペアレント	75g	649-0000
②ハード オペーク		649-1000

一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104030211

歯科用キャスティングワックス

K2ワックス

bredent

インレー、クラウン、ブリッジ用のカービングワックスです。
収縮率が低く、適合のよい補綴物が製作できます。
また、適度な硬度により切削面がきれいに仕上がります。
溶融点:60℃～65℃


グレー


イエロー


ベージュ


グリーン

種　類	容　量	注文No.
グレー	60g	510 0090 2
イエロー		510 0090 3
ベージュ		510 0090 4
グリーン		510 0090 5

一般的名称:歯科用キャスティングワックス　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104010079

歯科用キャスティングワックス

GEO ディッピングワックス

90～92℃でご使用いただくと、厚さ0.5mmのコーピングが得られます。

種　類	容　量	注文No.
イエロー	200g	482-3000
グリーン		482-3300





一般的名称：歯科用キャスティングワックス　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030201

歯科用キャスティングワックス

GEO クローワックス

幅広い作業に使用できる使い易いワックスです。
ブンゼンバーナーと電気ワックスペンに使用可能です。
融解温度：70～73℃

種　類	容　量	注文No.
①グリーン トランスペアレント	80g	475-0100
②ブルー トランスペアレント		475-0200
③レッド トランスペアレント		475-0300
④ベージュ オペーク		475-0400
⑤グレー オペーク		475-0500
⑥サービカルワックスレッド トランスペアレント		475-0600




一般的名称：歯科用ワックス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030328

歯科用ワックス成形品

GEO クラスプワックス

圧接による形態安定性が高いクラスプワックスです。レンフェルト社のワックスパターンは全て残渣なく焼却できます。

小臼歯用クラスプ




入　数	注文No.
10枚	688-3002
接着剤付 10枚	638-3002

大臼歯用クラスプ




入　数	注文No.
10枚	688-3003
接着剤付 10枚	638-3003

リングクラスプストレート




入　数	注文No.
10枚	688-3004
接着剤付 10枚	638-3004

リングクラスプ



入　数	注文No.
10枚	688-3005
接着剤付 10枚	638-3005

ローチクラスプ



入　数	注文No.
10枚	688-3010
接着剤付 10枚	638-3010




一般的名称：歯科用ワックス成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030209

歯科用ワックス成形品

GEO リテンションワックス


グリッド粗目



仕様　2.2×2.2mmの粗めのグリッド構造
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.75mm

入　数	注文No.
20枚	688-3007
接着剤付 20枚	638-3007


グリッドファイン



仕様　1.8×1.8mmの細かなグリッド構造
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.7m

入　数	注文No.
20枚	688-3008
接着剤付 20枚	638-3008


グリッド対角線状



仕様　対角線状のグリッド構造
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.95mm

入　数	注文No.
20枚	688-3011
接着剤付 20枚	638-3011


グリッドメッシュ



仕様　ホール直径：2.0mm
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.8mm

入　数	注文No.
20枚	688-3009
接着剤付 20枚	638-3009

下顎用リテンション



仕様　無地
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：1.3mm

入　数	注文No.
10枚	688-3006
接着剤付 10枚	638-3006

ホールリテンション ストレート



仕様　サイズ：長さ135mm
厚さ：1.3mm

入　数	注文No.
40個	664-3000

ホールリテンション



仕様　サイズ：長さ130mm
厚さ：1.3mm

入　数	注文No.
40個	662-3000

一般的名称：歯科用ワックス成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030210

歯科鋳造用シートワックス

GEO プレートワックス

青緑色の半透明なプレートワックスです。

シートワックス



仕様　無地
シートサイズ：75×150mm

厚　さ	入　数	注文No.
0.40mm	15枚	640-3040
0.50mm		640-3050

ステップルファイン



仕様　細目
シートサイズ：75×150mm

厚　さ	入　数	注文No.
0.40mm	15枚	641-3040
0.50mm		641-3050

ステップルコース



仕様　中粗
シートサイズ：75×150mm

厚　さ	入　数	注文No.
0.40mm	15枚	643-3040
0.50mm		643-3050

ステップルベイン



仕様　粗目
シートサイズ：75×150mm

厚　さ	入　数	注文No.
0.40mm	15枚	644-3040
0.50mm		644-3050
0.60mm		644-3060

キャスティングワックス

接着剤付きなので、模型への適合が良好です。

仕様　シートサイズ：100×100mm

厚　さ	入　数	注文No.
0.50mm	32枚	445-3005
0.60mm		445-3006

一般的名称：歯科鋳造用シートワックス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030208

歯科用パターン成形品

GEO バーワックス

リンガルバー

形状は半洋なし状。硬さはミディアム。





仕 様　サイズ：4×2mm

容　量	注文No.
65g	667-3042

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030212

ワックスバー

硬さはミディアムで直径サイズ2種類から選べるワックスバーです。





直　径	容　量	注文No.
0.8mm	25g	668-3008
1.0mm	37g	668-3010

歯科用キャスティングワックス

GEO ワックスワイヤー

中硬質と硬質の2種類の硬さがあります。

硬　さ	直　径	容　量	注文No.
ブルー 中硬質	2.0mm	250g	678-3020
	2.5mm		678-3025
	3.0mm		678-3030
	3.5mm		678-3035
	4.0mm		678-3040
	5.0mm		678-3050
ターコイズブルー 硬質	2.0mm		676-2020
	2.5mm		676-2025
	3.0mm		676-2030
	3.5mm		676-2035
	4.0mm		676-2040
	5.0mm		676-2050



ブルー/中硬質



ターコイズブルー/硬質

一般的名称：歯科用キャスティングワックス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X1010z4030204

歯科用キャスティングワックス

JDS ワックスディスク

樹脂フレーム（特許出願済）の採用により確実にディスクの保持ができます。
位置決めノッチ付で加工機への再装着が容易です。
石こう系埋没材の急速加熱に対応しており、バリの心配がありません。



アイボリー



グリーン





種類・サイズ	
ラボパック（50枚）	
アイボリー	φ98.5×厚さ20mm
グリーン	φ98.5×厚さ20mm
	φ98.5×厚さ14mm

一般的名称：歯科用キャスティングワックス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：27B2X00008000072

歯科用パラフィンワックス

JDS パラフィンワックス

コストパフォーマンスに優れたパラフィンワックスです。



仕 様　サイズ：146×74mm
厚さ：1.4mm


容　量
1kg

一般的名称：歯科用パラフィンワックス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104220327

歯科用キャスティングワックス

スプレンデドワックス

ミリング用カービングワックスです。
操作性がよく、マージンワックスとしてもご使用いただけます。
溶融点：65～75℃



容　量	注文No.
25g	510 0069 0

一般的名称：歯科用キャスティングワックス　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010078

歯科用樹脂系模型材

エグザクトフォーム

寸法精度に優れインプラント等の精密模型に適してます。
流動性に優れているので、簡単に練和して印象トレーに流すことができます。
硬化後は石こうと同様にバーやジスクで切削できます。

仕 様　色調：3種＝オリーブグリーン、アイボリー、イエロー

種　類	入　数	注文No.
オリーブグリーン	A缶×6 B缶×6	520 2028 0
アイボリー		520 2028 2
イエロー		520 2028 4

■ 別売品

種　類	容　量	注文No.
分離材	125mL	520 0021 0

一般的名称：歯科用樹脂系模型材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010141



オリーブグリーン



アイボリー



イエロー

分離材

ピコセップ

石こうからポーセレンおよびワックスを良好に分離します。



容　量	注文No.
30mL	1552-0030

分離材

イソスティック

ペンタイプで簡単に塗布ができる
石こうとポーセレン、ワックスの分離材です。



入　数	注文No.
1本	1709-3000

石こう分離材

イソフィックス 2000

石こうに浸透し、被膜を作らず分離効果を発揮する石こう分離材です。



容　量	注文No.
1,000mL×2缶	1720-2000

オクルージョンスプレー

オクルテックスプレー

金属床やクラウン、インレー内面の接触箇所を
チェックする速乾性パウダースプレーです。
微細な粒子で均一に噴霧できます。
流水またはスチームクリーナーで洗浄できます。



種　類	容　量	注文No.
緑	75mL(1本)	1935-2000
赤		1935-3000

ダウエルピン

バイ-ピン

ツインピンですので、ぐらつきが無く、石こうにしっかりと固定されます。



ショート



ロング

種　類	入　数	注文No.
ショートスリーブ付	100本	326-1000
ショートスリーブ付	1,000本	326-2000
ショートスリーブなし	1,000本	336-2000
ロングスリーブ付	100本	346-1000
ロングスリーブ付	1,000本	346-2000
ロングスリーブなし	1,000本	353-3000

［形状イメージ］



バイ-V-ピン　　バイ-ピン ロングスリーブ付　　バイ-ピン ロングスリーブなし

［サイズ］

種　類	ヘッドφ	ヘッド長さ	ピンの長さ
バイ-V-ピン	2.0mm	5.5mm	12.5mm
バイ-ピン ショート			13.5mm
バイ-ピン ロング			17.5mm

パレット

ステインミックスパレット

ステイン用に適した白磁製のパレットです。
ステイン用30穴、グレーズ・大量練り用1穴があります。



サイズ	注文No.
横155×縦95mm	1065-0100

ポーセレン焼成トレー

メッシュトレーK

ポーセレン焼成ピン付の焼成トレーです。
熱膨張係数、収縮係数が類似しているのでオールセラミックの焼成に適しています。



仕 様　サイズ：トレーサイズ　約53×53mm

包　装	注文No.
メッシュトレー2個、ポーセレン焼成ピン大3本、中4本、小3本	1922-0100

■ 別売品

種　類	入　数	注文No.
メッシュトレーK用サポート（焼成ピン）	10本	91922 - 0002

ダウエルピン

バイ-V-ピン・プラスチックスリーブ

メタルスリーブに比べて摩擦抵抗が少なく、着脱がスムーズでピンが確実に収まります。



入　数	注文No.
100本	329-1000
1,000本	329-2000

ダウエルピン

バイ-V-ピン・メタルスリーブ

適度な摩擦抵抗により、精密な維持ができます。




入　数	注文No.
100本	328-1000
1,000本	328-2000

ポーセレン焼成トレー

メッシュトレー

熱吸収が少ないトレーで、付属の焼成ピンを使ってクラウンやブリッジを
自由な位置にセットできます。



仕 様　サイズ：トレーサイズ　約53×53mm

包　装	注文No.
メッシュトレー2個、焼成ピン曲型6本、直型4本	1922-0000

■ 別売品

種　類	入　数	注文No.
メッシュトレー用サポート（焼成ピン）	10本	91922 - 0001
メッシュトレー用サポート（焼成ピン）	20本	91922 - 0003

ダウエルピン

スマートピン

スプリットキャストに適しています。



仕 様　形態：ヘッドφ1.6mm、ヘッド長さ5.5mm、ピンの長さ12.5mm

種　類	入　数	注文No.
スマートピン	1,000本	366-2000
スマートピン用サヤ		366-2100

■ 別売品

種　類	入　数	注文No.
スマートピン用ドリル1.59mm	3本	367-0159

ダウエルピンキャップ

ラバーキャップ

模型の基底面トリミング時のピン損傷を防止します。繰り返し使用可能です。



入　数	注文No.
500個	322-0000

ダウエルピン

JDS ニューダウエルピン

コストパフォーマンスに優れたダウエルピンです。



サイズ	入　数
#2(大)	1,000本
#1(小)	200本

インプラントジグ作製用レジン

ジグジェル

適度なチキソトロピー性により垂れにくい操作性です。





包　装
シリンジ(14g)、1本、チップ2個

一般的名称:歯科用パターンレジン　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104280344

ポーセレンブラシ

レイアート・スタイル

厳選された最高級の天然毛を使用し、毛先を独特なトリミング法で仕上げているので、従来品と比べ、長期にわたり理想的な先端形状を保ちます。
転がり防止用のチップを装着できるので、陶材の種類やユーザーの識別が可能です。

種　類	注文No.
#8スリム	1725-0008
#8ボールド	1725-0018
#6スリム	1725-0006
#6ボールド	1725-0016
#4スリム	1725-0004
#4ボールド	1725-0014
#4コーン	1725-0040
#2(2本)	1725-0002
オベーク(2本)	1725-0001
カラー(2本)	1725-0000
レイアート・スタイルセット (#2、オベーク、カラー各1本)	1725-1000



原寸大

ポーセレンブラシ

セラミカス

優れた保水性、大量の陶材築盛を可能にしたコシの強さがあります。

種　類	入　数	注文No.
1/0	2本	1716-0110
2/0		1716-0120
01		1716-0001
02		1716-0002
04		1716-0004
オベーク		1716-0200
06	1本	1716-0006
08		1716-0008
ビック		1716-0088
セラミカスセット (1/0、01、02、04、06、08)	各1本	1716-0000
セラミカスステインセット (00、000)	各2本	1703-0000



原寸大

ポーセレンブラシ

レイアート evo New

新開発のバイオニックヘアーを使用したプレミアムブラシです。
天然毛ブラシに近い吸水性と操作性を持ち、筆先はコーン型と高級ブラシに多いフレイム型で成型しています。

種　類	入　数	注文No.
サイズ2	1本	17240002
サイズ4 フレイム		17240004
サイズ4 コーン		17240014
サイズ6 フレイム		17240006
サイズ6 コーン		17240016
サイズ8 フレイム		17240008
サイズ8 コーン		17240018
カラー		17240100
オベーク		17240200
ファインハンドル		17240000
スタンダードハンドル		17241201
ビルドアップセット (フレイム#4・#6・#8)	各1本	17240300
ディテイルセット (カラー・オベーク・#2)		17240400
リフレッシャー グラス付きブラシスタンド	1台	17240600

■ 別売品

種　類	入　数	注文No.
サイズ2 替ブラシ	2本	17240012
サイズ4 フレイム 替ブラシ		17240114
サイズ4 コーン 替ブラシ		17241114
サイズ6 フレイム 替ブラシ		17240116
サイズ6 コーン 替ブラシ		17241116
サイズ8 フレイム 替ブラシ		17240118
サイズ8 コーン 替ブラシ		17241118
カラー 替ブラシ		17240110
オベーク 替ブラシ		17240210





原寸大(ブラシのみ)



ファインハンドル



スタンダードハンドル

ポーセレンパレット

レイアート

Renfert making work easy

透水性のセラミック製、吸水スポンジがセットされたガラス製、天然石のメノウ製など、特長のある製品を取り揃えました。



仕 様 ケース：XL W291×D223×H36mm
S W211×D147×H28mm
トレー：XL W220×H120mm
S W159×H90mm

種　類	注文No.
クリスタルアクアXL	1043-1000
クリスタルアクアS	1043-2000
トロピックXL	1044-0000
トロピックS	1044-1000
トロピックプロXL	1045-0000
トロピックプロS	1045-1000
ナチュラルS	1046-0000
クリスタルXL	1043-0000
カラーS	1047-0000


クリスタルアクアS ／XL


トロピックS ／XL


トロピックプロS ／XL


ナチュラルS


クリスタルXL


カラーS

ポーセレンパレット

クリエイションパレット

Creation SIMPLY BRILLIANT

給水リボンの作用で陶材を湿潤状態に保ちます。

アクアラインマスター



仕 様 サイズ：W335×D225×H25mm

包装・種類	
ケース、ガラスプレート、セルロースストリップス	AMA-001ブラック
	AMA-002ホワイト

アクアラインスマート


AS-001ブラック


AS-002ホワイト

仕 様 サイズ：W260×D170×D32mm

包装・種類	
ケース、ガラスプレート、セルロースストリップス	AS-001ブラック
	AS-002ホワイト

■ 別売品

種　類	入　数
アクアラインスマートトレーセット	2個

金属焼付用陶材

クリエイション CC

Willi Geller が開発し、1988年に発売されたクリエイションは、発売から30年以上経った今でも大きなモデルチェンジもなく、多くの臨床家に支えられてきました。
明度設定が高いことで評判の陶材ですが、陶材の粒子が細かく、緻密に焼き上がることで、対合歯や歯肉に優しい材質になっています。

CCキット1

包　装		
オペークデンチン OD-A1–D4	15g	16個
デンチン D-A1–D4	20g	16個
エナメル S-57–60		4個
トランスパ NT,OT		2個
クリア CL-O		1個
グレーズ GL	10g	1個
モデリングリキッド ML-H	50mL	2本
ユニバーサル&グレーズリキッド	25mL	1本
シェードガイド		2個
CCカラーチャート		1個



CCキット1

CCキット2

包　装		
オペークデンチン OD-32,37,41,43,44	15g	5個
デンチン D-CW	20g	1個
アブロキシマルデンチン AD-1,2	15g	2個
クリア UC	20g	1個
トランスパ TI-1–5		5個
エフェクトエナメル SI-01–06,SO-10,11		8個
パールエナメル PS-0–3		4個
ネックトランスパ HT-51–56	15g	6個
メイクイン MI-61–66		6個
コレクションパウダー KM	20g	1個
モデリングリキッド ML-H	50mL	2本
ユニバーサル&グレーズリキッド	25mL	1本
シェードガイド		2個
CCカラーチャート		1個



CCキット2

CCスターターキット

包　装		
クレアアロイボンド	4g	2個
クレアペースト	3g	5個
オペークデンチン	15g	5個
オペークデンチンモディファイヤー OD-32,37,43		3個
デンチン D-A2–A3.5,B2,B3	20g	5個
エナメル S-58,59		2個
クリア CL-O		1個
トランスパ NT,OT,TI-1,4,5		5個
エフェクトエナメル SI-02,04		2個
メックトランスパ HT-52–54	15g	3個
グレーズ GL	10g	1個
メイクイン MI-63,65	15g	2個
モデリングリキッド ML-H	25mL	2本
ユニバーサル&グレーズリキッド		2本



CCスターターキット

メーカーによる仕様の変更がある場合がございますので、
単品包装などの詳細は別途製品カタログをお取り寄せいただきご確認ください。

一般的名称:歯科メタルセラミック修復用陶材　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:226AFBZX00021000

COLOR CHART

金属焼付用陶材/クリエイション CC

VITA SHADE		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
クレアペースト	3g	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
	18g																
デンチン	20g	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
	50g																
エナメル	20g	S-058	S-058	S-059	S-059	S-060	S-057	S-059	S-059	S-059	S-060	S-059	S-059	S-060	S-060	S-059	S-059
	50g																
オペークデンチン	15g	OD-A1	OD-A2	OD-A3	OD-A3.5	OD-A4	OD-B1	OD-B2	OD-B3	OD-B4	OD-C1	OD-C2	OD-C3	OD-C4	OD-D2	OD-D3	OD-D4
	50g																

※上記枠内の陶材はVITAシェードに対応しています。

オペークデンチン	15g 50g	OD-32 havanna	OD-37 curry	OD-41 orange	OD-43 ivory	OD-44 cuba
クレアペースト モディファイヤー	3g 18g	White IO	Violet IO	Ochre IO	gold yellow IO	G gingiva
クレアペースト WOP	3g 18g	sand	sahara	gold		
クリア	20g 50g	CL-0	Window UC			
トランスパ	20g 50g	NT neutral	OT opal	TI-1 blue	TI-2 white	TI-3 pink	TI-4 yellow	TI-5 grey	OT+	GellerMix
エフェクト エナメル	20g 50g	SI-01 light yellow	SI-02 medium yellow	SI-03 heavy yellow	SI-04 light orange	SI-05 medium orange	SI-06 heavy orange	SO-10 blue	SO-11 orange
パールエナメル	20g 50g	PS-0 white	PS-1 blue/white	PS-2 flamingo	PS-3 orange
ネックトランスパ	15g 50g	HT-51 iridescent	HT-52 khaki	HT-53 sand	HT-54 honey	HT-55 bordeaux	HT-56 ocker
ショルダー パウダー	15g	SP-21 neutral	SP-22 flamingo	SP-23 sand	SP-24 gold	SP-25 red brown	SP-26 yellow gold	SP-27 ivory	SP-28 opaque yellow	SP-29 honey	SP-G gingival
メイクイン	15g	MI-61 ivory	MI-62 lemon	G3 light pink	MI-64 flamingo	MI-65 gold	MI-66 olive
アブロキシマル デンチン	15g	AD-1 light yellow	AD-2 orange
ジンジバル	15g 50g	G1 purple	G2 dark pink	G3 light pink	G4 flamingo	G5 rose	G6 dark pink opaque	G7 violet	GN neutral
グレーズ	10g 20g	GL Glaze
コレクション パウダー	20g	KM Correction Powder
ブリーチオペーク	3g 18g	O-AB
ブリーチトランジ ションデンチン	20g 50g	TD-BA	BD-A	BD-B	BD-BO
ブリーチエナメル	20g 50g	S-AB
ブリーチ ショルダー	15g 50g	SP-AB

※上記枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

パウダーオペーク	20g 50g	O-A1,O-A2,O-A3,O-A3.5,O-A4,O-B1,O-B2,O-B3,O-B4,O-C1,O-C2,O-C3,O-C4,O-D2,O-D3,O-D4
フィルオペーク	20g 50g	FOP
パウダーオペーク モディファイヤー	15g	OM-11white,OM12 pink,OM13 lilac,OM14 grey,OM-15 sahara,OM-16 ochre,OM-17 brown,OM-G gingival
トランジション デンチン	20g 50g	TD-A1,TD-A2,TD-A3,TD-A3.5,TD-A4,TD-B1,TD-B2,TD-B3,TD-B4,TD-C1,TD-C2,TD-C3,TD-C4,TD-D2,TD-D3,TD-D4

※上記枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

[リキッド]

種　類	容　量
クリエイション モイスチャリングフルード MF	25mL
クリエイション ショルダーリキッド SPL	50mL
	25mL
クリエイション ユニバーサル&グレーズリキッド UFGL	50mL
	25mL
クリエイション CC/ZI-CT モデリングリキッド MLH	1,000mL
	250mL
	50mL
クレアアロイボンド	8g
専用分離剤　クリエイション クリアペン 1本	

酸化ジルコニア用陶材

クリエイション ZI-CT

Willi Gellerとoral designメンバーが、多くの試験を重ね誕生した新しいコンセプトのジルコニア陶材（クリスタルタイプ）です。
長石の高い含有率、高い焼成温度、リューサイトの微細な結晶構造、これらの効果によって、緻密且つ鮮やかに焼きあがります。

ZI-CTキット1

包　装		
フレームシェード NT	4g	1個
オペークデンチン OD-32,37,41,43,44	15g	5個
デンチン D-A1–D4	20g	16個
エナメル E-57–60		4個
クリア CL-O		1個
トランスパ NT,OT		2個
アブロキシマルデンチン AD-1,2	15g	2個
コレクションパウダー KM	20g	1個
グレーズ GL	10g	1個
ユニバーサル&グレーズリキッド	25mL	1本
モデリングリキッド ML-H	50mL	2本
ZI-CT カラーチャート		1個



ZI-CTキット1

ZI-CTキット2

包　装		
クリア UC	20g	1個
トランスパ TI-1–5		5個
エフェクトエナメル SI-01–06, SO-10,11		8個
パールエナメル PS-0–3		4個
ネックトランスパ HT-51–56	15g	6個
メイクイン MI-61–66		6個
ユニバーサル&グレーズリキッド	25mL	1本
モデリングリキッド ML-H	50mL	2本
ZI-CT カラーチャート		1個



ZI-CTキット2

ZI-CTスターターキット

包　装		
フレームシェード NT	4g	1個
オペークデンチン OD-32,37,43	15g	3個
デンチン D-A1–A3.5,D-B2–B3	20g	6個
エナメル E-58,59		2個
クリア CL-O		1個
トランスパ NT, OT,TI-1,3–5		6個
エフェクトエナメル SI-02,04		2個
パールエナメル PS-0		1個
ネックトランスパ HT-52–54	15g	3個
ショルダー SP-21,23,28		3個
メイクイン MI-63,65		2個
グレーズ GL	10g	1個
モデリングリキッド ML-H	25mL	2本
ショルダーリキッド		1本
ユニバーサル&グレーズリキッド		1本
ZI-CT カラーチャート		1個



ZI-CTスターターキット

メーカーによる仕様の変更がある場合がございますので、
単品包装などの詳細は別途製品カタログをお取り寄せいただきご確認ください。

一般的名称：歯科用陶材　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：226AFBZX00022000

COLOR CHART

酸化ジルコニア用陶材/クリエイション ZI-CT

VITA SHADE		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
デンチン	20g 50g	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
エナメル	20g 50g	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59

※上記枠内の陶材はVITAシェードに対応しています。

オペークデンチン モディファイヤー	15g 50g	OD-32 havanna		OD-37 curry		OD-41 orange		OD-43 ivory	OD-44 cuba
クリア	20g 50g	CL-0					Window UC		
トランスパ	20g 50g	NT neutral	OT opal	TI-1 blue	TI-2 white	TI-3 pink	TI-4 yellow	TI-5 grey	OT+	GellerMix
エフェクト エナメル	20g 50g	SI-01 light yellow	SI-02 medium yellow	SI-03 heavy yellow	SI-04 light orange	SI-05 medium orange	SI-06 heavy orange	SO-10 blue	SO-11 orange	
パールエナメル	20g 50g	PS-0 white		PS-1 blue/white		PS-2 flamingo		PS-3 orange	
ネックトランスパ	15g 50g	HT-51 iridescent	HT-52 khaki	HT-53 sand		HT-54 honey	HT-55 bordeaux	HT-56 ocker	
ショルダー パウダー	15g	SP-21 neutral	SP-22 flamingo	SP-23 sand	SP-24 gold	SP-25 red brown	SP-26 yellow gold	SP-27 ivory	SP-28 opaque yellow	SP-29 honey
メイクイン	15g	MI-61 ivory	MI-62 lemon	MI-63 honey yellow		MI-64 flamingo	MI-65 gold	MI-66 olive		
アブロキシマル デンチン	15g 50g	AD-1 light yellow				AD-2 orange			
ジンジバル	15g	G1 purple	G2 dark pink	G3 light pink	G4 flamingo	G5 rose	G6 dark pink opaque	G7 violet	GN neutral	
グレーズ	10g	Glaze-GL								
コレクション パウダー	20g	Correction Powder-KM								
ブリーチデンチン	20g 50g	BD-A			BD-B			BD-BO		
ブリーチエナメル	20g 50g	S-AB								
ブリーチ ショルダー	15g	SP-AB								
フレームシェード	4g	FS-NT								

※上記枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

[リキッド]

種　類	容　量
クリエイション CC/ZI-CT モデリングリキッド MLH	1,000mL
	250mL
	50mL
クリエイション ユニバーサル&グレーズリキッド UFGL	50mL
	25mL
クリエイション ショルダーリキッド SPL	50mL
	25mL
クリエイション モイスチャリングフルード MF	25mL
専用分離材　クリエイション クリアペン 1本	

酸化ジルコニア用陶材

クリエイション ZI-F

クリエイションのジルコニア陶材はこの低融陶材ZI-F から始まりました。
長石を多く含むことで、陶材の強度を高めました。

ZI-Fキット1

包　装		
フレームシェード FS-1–4, IL	10g	5個
デンチン D-A1–D4	20g	16個
エナメル E-57–60		4個
クリア CL-O,UC		2個
トランスパ NT,OT,TI-1,3–5		6個
グレーズ GL	10g	1個
モデリングリキッド ML-L	50mL	2本
ユニバーサル&グレーズリキッド	25mL	1本
シェードガイド		2個
ZI-Fカラーチャート		1個



ZI-Fキット1

ZI-Fキット2

包　装		
オペークデンチン OD-32,37,41,43,44	15g	5個
エフェクトエナメル SI-02,04,06,SO-10,11	20g	5個
パールエナメル PS-0,3		2個
ネックトランスパ HT-52-54	15g	3個
ショルダー SP-22–25,28		5個
メイクイン MI-61,63,65		3個
アプロキシマルデンチン AD-1,2		2個
ショルダリキッド	25mL	1本
モデリングリキッド ML-L		2本
ユニバーサル&グレーズリキッド		1本
シェードガイド		2個
ZI-Fカラーチャート		1個



ZI-Fキット2

ZI-Fスターターキット

包　装		
フレームシェード FS-1,2	10g	2個
オペークデンチン OD-32,37,43	15g	3個
デンチン D-A1–A3.5,B2,B3	20g	6個
エナメル E-58,59		2個
クリア CL-O		1個
トランスパ NT,OT,TI-1,3–5		6個
エフェクトエナメル SI-02,04		2個
パールエナメル PS-02		1個
ネックトランスパ HT-52-54	15g	3個
ショルダー SP-22,23,28		3個
メイクイン MI-63, 65		2個
グレーズ GL	10g	1個
ショルダーリキッド	25mL	1本
モデリングリキッド ML-L		2本
ユニバーサル&グレーズリキッド		1本
ZI-Fカラーチャート		1個



ZI-Fスターターキット

メーカーによる仕様の変更がある場合がございますので、
単品包装などの詳細は別途製品カタログをお取り寄せいただきご確認ください。

一般的名称:歯科用陶材　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:226AFBZX00023000

COLOR CHART

酸化ジルコニア用陶材/クリエイション ZI-F

VITA SHADE		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
フレームシェイド	10g	FS-1	FS-1	FS-2	FS-2	FS-4	FS-1	FS-1	FS-2	FS-4	FS-1	FS-3	FS-3	FS-4	FS-3	FS-3	FS-3
ネックデンチン	15g	HD-01	HD-02	HD-02	HD-03	HD-04	HD-01	HD-02	HD-03	HD-03	HD-01	HD-01	HD-03	HD-04	HD-03	HD-03	HD-02
デンチン	20g	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
エナメル	20g	E-58	E-58	E-59	E-59	E-60	E-57	E-59	E-59	E-59	E-60	E-59	E-59	E-60	E-60	E-59	E-59

※枠内の陶材はVITAシェードに対応しています。

フレームシェード	10g	FS-IL(Illusion)			FS-G(Gingival)			FS-NT 4g ¥5,200	
オペークデンチン モディファイヤー	15g	OD-32 havanna		OD-37 curry		OD-41 orange1		OD-43 ivory	OD-44 cuba
クリア	20g	CL-0				Window UC			
トランスパ	20g	NT neutral	OT opal	TI-1 blue	TI-2 white	TI-3 pink	TI-4 yellow	TI-5 grey	OT+	GellerMix
エフェクト エナメル	20g	PS-0 white	PS-3 orange	SI-02 medium yellow	SI-04 light orange	SI-06 heavy orange	SO-10 blue	SO-11 orange		
ネックトランスパ	15g	HT-51 iridescent		HT-52 khaki		HT-53 sand		HT-54 honey	HT-56 ocker
ショルダー パウダー	15g	SP-21 neutral	SP-22 flamingo	SP-23 sand	SP-24 gold	SP-25 red brown	SP-28 opaque yellow		
メイクイン	15g	MI-61 ivory			MI-63 honey yellow			MI-65 gold	
ジンジバル	15g 50g	G1 purple	G2 dark pink	G3 light pink	G4 flamingo	G5 rose	G6 dark pink opaque	G7 violet	GN neutral
グレーズ	10g 50g	Glaze-GL							
コレクション パウダー	20g	Correction Powder-KM							
ブリーチ デンチンシェイド	10g	FS-AB							
ブリーチデンチン	20g	BD-A			BD-B			BD-BO	
ブリーチエナメル	20g	S-AB							
ブリーチ ショルダー	15g 50g	SP-AB							

※枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

[リキッド]

種　類	容　量
クリエイション ZI-F モデリングリキッド MLL	250mL
	50mL
クリエイション ユニバーサル&グレーズリキッド UFGL	50mL
	25mL
クリエイション ショルダーリキッド SPL	50mL
	25mL
クリエイション モイスチャリングフルード MF	25mL
専用分離材　クリエイション クリアペン 1本	

歯科セラミックス用着色材料

ネオ ステイン

ネオ ステインはイン ノバ ネオの総称です。基本的に従来のメイクアップとインノバの色構成に準じて作られています。
メイク アップ ネオはペーストタイプのステインで、表面ステイン及び内部ステインとして使用できます。
イン ノバ ネオはパウダータイプで、表面に使用することができません。
融点が低いのでCCやZI-CTはもちろん、ZI-F など低融陶材に安心して使用できます。

種　類	容　量
ネオ ステイン メイク アップ ネオ 1本	4g
ネオ ステイン メイク アップ ネオ フルード	25mL
ネオ ステイン イン ノバ ネオ 1本	3g
ネオ ステイン イン ノバ ネオ フルード	25mL
ネオ ステイン リコンディショナー フルード	8mL

**メーカーによる仕様の変更がある場合がございますので、
単品包装などの詳細は別途製品カタログを
お取り寄せいただきご確認ください。**



メイク アップ ネオ



イン ノバ ネオ

COLOR CHART

メイク アップ ネオ



イン ノバ ネオ



一般的名称：歯科セラミックス用着色材料　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：226AFBZX00024000

歯科セラミックス用着色材料

クリエイション マジックカラー New

ジルコニアクラウン、二ケイ酸リチウムへのマイクロレイヤリングに適したステインです。
粒子が細かいため色調が鮮やかで、塗布性もよく、
ステインパウダーとリキッドとの調整により、薄くも厚くも塗布性を調整することができます。

種　類	容　量
ハイライト	3g
デンチンシェード	
メイクイン	
ジンジバシェード	
グレーズ	
リキッド GL	25mL
	50mL
スペシャルリキッド ML	25mL
	50mL



スターターキット ZI-F

包　装		
デンチンシェード DS-A,B	3g	2個
ハイライト HL-1,4,6,8,9,11		6個
メイクイン MI-63		1個
グレーズ Glaze, Glaze Fluo		2個
ZI-F トランスパ NT, OT	20g	2個
リキッド GL	25mL	1本
スペシャルリキッド		1本
ブラシ Ⅳ		1本

プロフェッショナルキット

包　装		
デンチンシェード DS-A,B,C,D	3g	4個
ハイライト HL-1～15		15個
メイクイン MI-61,63		2個
ジンジバシェード GS-1,2,3		3個
グレーズ Glaze, Glaze Fluo		2個
リキッド GL	50mL	1本
スペシャルリキッド		
ブラシ Ⅳ		1本

COLOR CHART

ハイライト



デンチンシェード



メイクイン



ジンジバシェード



グレーズ



一般的名称：歯科セラミックス用着色材料　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：226AFBZX00024000

歯科用切削加工用セラミックス

JDS ジルコニアNEXTシリーズ

東ソー社の日本製ジルコニアパウダーを使用し、安定した強度を有するジルコニアディスクです。

MT マルチレイヤー

異なるジルコニアを積層し、強度を高めた4層マルチレイヤーで天然歯に近い色調を表現。

仕 様 シェード:M0

サイズ	入 数
φ98×厚さ14mm	1枚
φ98×厚さ18mm	
φ98×厚さ22mm	
φ98×厚さ25mm	

一般的名称:歯科切削加工用セラミックス　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:228AKBZX00069A01



スタンダード

十分な強度を持ち、前歯部クラウンから
臼歯部ブリッジまで幅広い用途に対応。

仕 様 シェード:S0、S1、S2

サイズ	入 数
φ98×厚さ14mm	1枚
φ98×厚さ18mm	
φ98×厚さ22mm	
φ98×厚さ25mm	

エナメル

高い透過性を保ちながら
優れた強度を実現。

仕 様 シェード:E0、E1、E2、E3

サイズ	入 数
φ98×厚さ14mm	1枚
φ98×厚さ18mm	
φ98×厚さ22mm	
φ98×厚さ25mm	



マルチグラデーション

4層グラデーションで
簡便な色調表現が可能。

仕 様 シェード:EMA1、EMA2、EMA3、EMA3.5

サイズ	入 数
φ98×厚さ14mm	1枚
φ98×厚さ18mm	

マルチプレミアム

4層による自然なグラデーションと
透過性があり、切端や咬合面では
天然歯のような透明感を実現。

仕 様 シェード:MA1、MA2、MA3、MA3.5

サイズ	入 数
φ98×厚さ14mm	1枚
φ98×厚さ18mm	

一般的名称:歯科切削加工用セラミックス　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:228AKBZX00068A01

歯科切削加工用セラミックス

JDS ジルコニアディスク マルチレイヤー

異なるジルコニアを積層して強度を高めたCAD/CAM切削加工用のジルコニアディスクです。
階調差の少ない滑らかな5層レイヤーにより審美性の高い修復物が製作できます。


仕 様 シェード:A1、A2、A3、A3.5

サイズ	入 数
φ98.25×厚さ14mm	1枚
φ98.25×厚さ16mm	
φ98.25×厚さ18mm	
φ98.25×厚さ22mm	

一般的名称:歯科切削加工用セラミックス　医療機器分類:管理医療機器
認証番号:228AKBZX00080000



［断面］



※イメージ図

歯科切削加工用レジンディスク

JDS PMMAディスク

CAD/CAMによる切削加工用のレジンディスクです。
ミリングバーへのまとわりが少ない優れた切削性があり、
研磨性が良く作業効率がアップします。
さらに、マルチレイヤー色をラインナップし、
審美プロビジョナルに適しています。

仕 様 シェード
単色:クリア、A1、A2、A3、BL2
マルチレイヤー色:MLA2、MLA3

種 類	サイズ	入 数
単色	φ98×厚さ15mm	1枚
	φ98×厚さ20mm	
マルチレイヤー色	φ98×厚さ20mm	

一般的名称:歯科切削加工用レジン材料　医療機器分類:管理医療機器　認証番号:227AFBZX00091A01



小臼歯用CAD/CAM冠用レジンブロック

JDS CADCAMブロック

天然歯のような審美性と高強度による耐久性を併せもったCAD/CAM冠用ハイブリッドレジンブロック。



仕 様 色調：A2、A3、A3.5

サイズ	入 数
Sサイズ	5個
Mサイズ	

一般名称：歯科切削加工用レジン材料　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：303AFBZX00061A01
CAD/CAM冠用材料(II)

前歯用CAD/CAM冠用レジンブロック

JDS CADCAMブロックⅣ

天然歯のような3層グラデーションを持つ前歯対応のCAD/CAM冠用ハイブリッドレジンブロック。



仕 様 色調：MLA2、MLA3、MLA3.5

サイズ	入 数
14Lサイズ	5個

一般名称：歯科切削加工用レジン材料　医療機器分類：管理医療機器 認証番号：304AFBZX00009A01
CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)

歯科非鋳造用チタン合金

JDS チタンディスク

生体親和性と耐食性に優れ、金属アレルギーが起きにくい医療用純チタンです。



JDS チタンディスク2種(Gr.2)

サイズ	入 数
Φ98×厚さ10mm	1枚
Φ98×厚さ12mm	
Φ98×厚さ14mm	
Φ98×厚さ16mm	
Φ98×厚さ18mm	
Φ98×厚さ25mm	

一般名称：歯科非鋳造用チタン合金
医療機器分類：管理医療機器
認証番号：303ALBZX00026A01

JDS チタンディスク4種(Gr.4)

サイズ	入 数
Φ98×厚さ10mm	1枚
Φ98×厚さ12mm	
Φ98×厚さ14mm	
Φ98×厚さ16mm	
Φ98×厚さ18mm	
Φ98×厚さ20mm	
Φ98×厚さ22mm	
Φ98×厚さ25mm	

一般名称：歯科非鋳造用チタン合金
医療機器分類：管理医療機器
認証番号：303ALBZX00012A02

ダイスペーサー

ダイマスター

速乾性に優れており、色調によって厚さをコントロールできるダイスペーサーです。
塗布面は高密度で鏡面のように仕上がり、湿気やスクラッチに強く、
マスターデュオ（プライマー）と強固に結合します。
流動性がよく、正確で均一な塗布が可能です。



種 類	皮膜厚さ	容 量	注文No.
ダイマスター レッド	15μm	15mL	1956-0200
ダイマスター ブルー	20μm		1956-0300
ダイマスター シルバー	13μm		1956-0400
ダイマスター ゴールド			1956-0500

石こう系硬化剤&ダイスペーサー

ダイマスター デュオ

一層の塗布で硬化材の役割をし、二層塗りすることでプライマーとしてダイマスターとの化学的結合を強固にします。



容 量	注文No.
15mL	1956-0600

ダイマスター シンナー



容 量	注文No.
30mL	1956-0700

歯科用パターンレジン

ピクプラストHP36

硬化収縮率が0.36%と精度の高いパターンレジンです。
硬化収縮は20分で終了し、ヒートショックで使用できます。

包 装		注文No.
セット	モノマー（液 オレンジ）100mL1本、 ポリマー（粉）85g1本、 クリーナー（液）100mL1本、 小分け用容器（キャップ付）3個、 筆（大、小）各1本	540 0021 8

■ 別売品

種 類	容 量	入 数	注文No.
ポリマー（粉）	85g	1本	540 0021 5
モノマー（液）オレンジ	100mL		540 0021 2
クリーナー（液）	100mL		540 0022 4
容器（液用）	—	1個	540 0020 7
容器（粉用）			540 0020 8
容器（クリーナー用）			540 0020 9
ピクプラスト石こう分離材	10mL	1本	540 0018 2





一般名称：歯科用パターンレジン　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010254

歯科用パターンレジン

イージーフォームLC

混和が要らないジェル、ペーストタイプの光重合型パターンレジンです。
使い勝手の良いジェルタイプはシリンジから直接築盛でき、
チキソトロピー性により垂れたりもしないため、
材料を無駄にせず経済的に使用できます。
重合収縮率が0.3%で適合性の高いパターンが得られます。



種　類	容量・入数
ジェル 1本	3g×1本、シリンジチップ3個
ジェル 3本	3g×3本、シリンジチップ10個

■ 別売品

種　類	入　数
シリンジチップ	10個


一般的名称：歯科用パターンレジン　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104060296

クラウンホルダー

ブルークリップ

bredent

先端はダイヤモンドコーティングが施されています。チップの3点支持（No.1、No.3）により、球状や円筒状の細かなパーツを確実に保持します。
No.2とNo.3はグリップをロックすることができます。機能的なデザインと、プラズマコーティングが施された特徴的なカラーを採用しています。


No.1


No.2
※ハンドルロック付


No.3
※ハンドルロック付

種　類	注文No.
No.1	310 0008 1
No.2	310 0008 2
No.3	310 0008 3

一般的名称：歯科技工用鉗子　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010283

クラウンホルダー

スポットクリップ

bredent

カラーレスのメタルボンド用ホルダーです。
少ない面で保持をするため、ポーセレンパウダーなどに影響を与えにくくなっています。



種　類	注文No.
スポットクリップ	310 0000 5
スポットクリップリング	310 0000 7

一般的名称：歯科技工用鉗子　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010282

クラウンホルダー

クイックツール

bredent

先端部はダイヤモンドチップになっており、3本のシャフトでクラウンを確実に保持します。
また、シャフトを2本にすることにより下顎前歯などの支台歯の小さいケースなどにもご使用していただけます。



種　類	入　数	注文No.
本体	1本	310 0102 0
交換チップ	3本	310 0102 1

一般的名称：歯科技工用鉗子　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010281

クラウンホルダー

ジャケットグリップ

Renfert making work easy

クラウンを内側から確実に保持、中央のスクリューを回転させることによって、
簡単に保持力の調整が行えます。



種　類	入　数	注文No.
本体	1本	1105-0300
交換チップ	2本	1109-0100

一般的名称：歯科技工用鉗子　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030128

クラウンホルダー

ケラモグリップアングル

Renfert making work easy

クラウンやブリッジの保持をするインスツルメントです。



種　類	入　数	注文No.
本体	1本	1109-0300
交換チップ	2本	1109-0100

一般的名称：歯科技工用鉗子　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030127

咬合面パターン

ナソフレックス プレミアム

bredent

厚さ0.5mmの特殊シリコン製咬合面パターン。ワックス、レジン、ポーセレンの咬合面形態を短時間にて作製することができます。
また、パターンは優れた強度を有していますので繰り返しご使用いただけます。



種　類	入　数	注文No.
フルセット	48個（ABC各1セット）	429 P004 8
Aセット（サイズ大）	16個	429 P000 A
Bセット（サイズ中）		429 P000 B
Cセット（サイズ小）		429 P000 C
単品	1個	


ワックス咬合面　レジン咬合面　ポーセレン咬合面

歯肉形態再現用シリコン

ジンジバルマスク

bredent

カートリッジからの注入方式により、正確な歯肉形態を再現できます。
適度な粘性をもち、専用のシリコンバーで簡単に切削できます。
ガムラインのチェックなど、高い審美性を要求される補綴物の製作に役立ちます。



種　類	容　量	入　数	注文No.
カートリッジ	50mL	1個	540 0104 7
ミキシングチップ	―	12本	320 0045 0
分離材	10mL	1個	520 0100 3

一般的名称：歯科用樹脂系模型材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010074

カートリッジディスペンサー

マルチシルドーシングデバイス

bredent

カートリッジタイプ専用のディスペンサーです。



入　数	注文No.
1個	320 0044 0

一般的名称：歯科用練成器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010191

ワックスパターン圧接用シリコン

ワックスアダプター

bredent

高圧縮製法による特殊シリコンのため、模型上で力強く圧接してもワックスの変形、つぶれる事がありません。ワックスパターンの表面性状をきれいに保ったまま埋没できます。作業効率を考慮した独特な形状により、模型上のあらゆる部分を正確に圧接できます。





注文No.
360 0120 5

ハンドピース用ツール

リベッティングハンマー

SCHICK DENTAL

本体内部に装着されている2.35mmのシャンクを、バーと同じようにハンドピースに取り付けることにより回転運動を縦方向に変換します。
リン酸塩系埋没材の細かな掘り出しや、ロックしたコーヌスクラウンの内冠や外冠、インプラント上部構造体の取外しにご使用いただけます。

種　類
リベッティングハンマー ノーマル 1850
リベッティングハンマー ツイン 1860
リベッティングハンマー チゼル 1850/1



ノーマル 1850　　ツイン 1860　　チゼル 1850／1

黄金比計測用スケール

GPスケール

JAPAN DENTAL SUPPLY

デンタル黄金分割シートとデンタル比例コンパスのセットで黄金分割の比率を測定します。




包　装
コンパス 1個、分割シート 1枚

ファーネス清掃用炭素棒

アクティブカーボン

Renfert
making work easy

非貴金属の焼成や後ロー着時にファーネスの炉内で発生する金属酸化物を吸収します。カーボンの高い吸収力により、炉内の金属酸化物の残留を防ぎクリーンな状態に保ちます。



仕 様　サイズ：10×10×25mm

包　装	注文No.
アクティブカーボン10個、焼成ピン2本	2065-0000

咬合器

スリーラインカラー咬合器

JAPAN DENTAL SUPPLY

ハンディな咬合器。剛性に優れながら軽量で、上下顎間距離63mmのワイド設計です。



仕 様　本体サイズ：W100×D120×H90mm
色調：ブルー

入　数
1個

一般的名称：歯科用咬合器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104100103

非吸水性鋳造用リングライニング材

ティーディーシリコンライナー

JAPAN DENTAL SUPPLY

高い柔軟性とクッション性を持つ、リングレス鋳造のためのリングライナー。
シリコーン製のため、大きい鋳型の膨張を阻害せず繰り返し使用できます。



仕 様　厚さ：3.0mm
サイズ：W250×H80mm

入　数
1枚

焼成ピン用固定材

ファイヤリング ペースト

Renfert
making work easy

補綴物を焼成ピンに安定してセットできる固定材で、焼成ピンを使わずに、直接焼成トレーにペーストを出して補綴物をセットすることも可能です。



容　量	注文No.
12g	1922-0300

歯科用パターン成形品

バリオクーゲルスナップ

bredent

バリオクーゲルスナップマトリックスを補助する為、0°にミリングされたインターロック付きブレーシングアームが必要です。


1 ワックスで固定されるパトリックスパターンはできる限り支台歯よりに固定してください。


2 ボールの直径を変えてはいけません。


3 ブロックアウトの際、マトリックスの基底部周辺はワックスによりリリーフを行ってください。イエローマトリックスを装着した状態で複印象を行ってください。


4 金属床のモデレーション時、マトリックスは完全に覆わなければなりません。


5 通法に従って金属床の適合調整を行います。


6 ワックスで固定されるパトリックスパターンはできる限り支台歯よりに固定してください。

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010261

歯科用パターン成形品

バリオクーゲルスナップ SV

bredent

パトリックスSV はブレーシンググルーブ付です。全く新しいタイプのスナップアタッチメントで、ブレーシングアームによる補助を必要としません。


1 鋳造後、ポールとフリクション面の調整は行わないでください。


2 艶出し研磨された面はフリクションスナップマトリックスの精密な適合への前提条件となります。


3 必ず、イエローマトリックスを装着した状態で複印象を行ってください。


4 通法に従い埋没材模型の製作を行います。


5 精密に再現されたモデレーション内におけるマトリックス。


6 マトリックスの挿入された外冠は、ソフトスナップフリクションの耐久性を保証します。

商品一覧 バリオクーゲルスナップ SG/SV

マトリックス レッド ハード



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	8個	430 0664 0
φ2.2mm		430 0543 0

マトリックス イエロー ノーマル




サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	8個	430 0666 0
φ2.2mm		430 0542 0

マトリックス グリーン ソフト



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	8個	430 0668 0
φ2.2mm		430 0541 0

パトリックスSV



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	8個	430 0735 3

パトリックスSG



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	8個	430 0670 0
φ2.2mm		430 0537 0

パトリックスユニバーサル



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	8個	430 0676 0
φ2.2mm		430 0538 0

パラレルホルダーVKS



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	1個	430 0664 0
φ2.2mm		360 0113 0

トランスファージグ



サイズ	入　数	注文No.
φ1.7mm	1個	430 0621 0
φ2.2mm		430 0548 0

ユニバーサルパラレルホルダー



入　数	注文No.
1個	360 0115 1

スターターセット SG 2.2

包　装		注文No.
パトリックス(SG2.2)	2個	430 0533 0
マトリックス グリーン ソフト 2.2		
マトリックス イエロー ノーマル 2.2		
マトリックス レッド ハード 2.2		
パラレルホルダー VKS2.2	1個	
トランスファージグ 2.2		

スターターセット SG 1.7

包　装		注文No.
パトリックス(SG1.7)	2個	430 0673 0
マトリックス グリーン ソフト 1.7		
マトリックス イエロー ノーマル 1.7		
マトリックス レッド ハード 1.7		
パラレルホルダー VKS1.7	1個	
トランスファージグ 1.7		

歯科用パターン成形品

バリオソフト3

bredent

0°にミリングされたインターロック付きブレーシングアームが必要です。

ワックスマトリックスハウジング


原寸大1:1


入　数	注文No.
8個	430 0521 0

複印象用マトリックス

原寸大1:1


入　数	注文No.
8個	430 0737 2

パトリックス パラレルバー付



入　数	注文No.
8個	430 0520 0

パトリックス パラレルバー無



入　数	注文No.
8個	430 0737 0


1 鋳造後、パトリックスのシリコン研磨、バフによる艶出し作業を行います。


2 基底面形態に適合調整されたホワイト複印象用マトリックス。


3 複印象用に準備されたマスターモデル。


4 耐火模型に装着されたワックスマトリックスハウジングにより均一な厚さの金属床内のハウジングを確保します。


5 金属床フレームの為のワックスモデレーションの完成。


6 トランスファージグを使用することによりマトリックスの正確な挿入ができます。

スターターセット パラレルバー付

包　装		注文No.
パトリックスパラレルバー付	2個	430 0516 0
マトリックス レッド ハード		
マトリックス イエロー ノーマル		
マトリックス グリーン ソフト		
複印象用マトリックス		
ワックスマトリックスハウジング		
マトリックストランスファージグ	1個	

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010262

歯科用パターン成形品

バリオソフト3 SV

bredent

時間の節約と審美性に優れた設計です。

ワックスマトリックスハウジング


原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0521 0

パトリックスSV


原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0737 4

複印象用マトリックス

原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0737 2

スターターセット SV

包　装		注文No.
パトリックスSV	2個	430 0738 3
マトリックス レッド ハード		
マトリックス イエロー ノーマル		
マトリックス グリーン ソフト		
複印象用マトリックス		
ワックスマトリックスハウジング		
マトリックストランスファージグ	1個	


1 鋳造後、パトリックスのシリコン研磨、バフによる艶出し作業を行います。


2 このホワイト複印象用マトリックスは様々なフリクションマトリックスと精密に適合します。


3 耐火模型製作用に準備されたマスターモデル。


4 精密な耐火模型はブレーシンググルーブとの正確な適合を保証します。


5 ブレーシンググルーブが一体化しているので、審美性に優れた設計が可能です。


6 フリクション値を変更したい場合はマトリックスを交換することにより容易に行うことが可能です。

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010262

バリオソフト3/SV用マトリックス

レッド ハード



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0517 0

イエロー ノーマル



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0518 0

グリーン ソフト



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0519 0

ソフトマトリックス

非常に柔軟なこのプラスティック素材は、隣在するパトリックスの僅かな着脱方向の相違や、製作上の僅かな誤差を補います。

レッド ハード



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0563 0

イエロー ノーマル

原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0564 0

グリーン ソフト



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0565 0

マトリックス トランスファージグ



入　数	注文No.
2本	430 0736 6

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010262

歯科用パターン成形品

バリオソフト3ミニ

bredent

スペースの限られた症例においても、確実な固定を提供します。

マトリックス レッド ハード



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0731 3

マトリックス イエロー ノーマル

原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0731 5

マトリックス グリーン ソフト



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0731 7

マトリックス トランスファージグ



入　数	注文No.
2本	430 0736 5

ワックスマトリックス ハウジング



入　数	注文No.
8個	430 0732 0

複印象用マトリックス

入　数	注文No.
8個	430 0732 3

パトリックス



入　数	注文No.
8個	430 0732 5



非常に細い先端形態を持つこのパラレルホルダーにより確実な保持とモデレーションの為の十分なスペースを確保することができます。



複印象用マトリックスにより金属床内におけるメタルマトリックスハウジングの精密な製作が保証されます。



製作工程は通法に従います。

スターターセット

包　装		注文No.
パトリックス	2個	430 0731 2
マトリックス レッド ハード		
マトリックス イエロー ノーマル		
マトリックス グリーン ソフト		
複印象用マトリックス		
ワックスマトリックスハウジング		
マトリックストランスファージグ	1個	

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010263

歯科用パターン成形品

バリオソフト3ミニ SV

bredent

ブレーシンググルーブがアタッチメントの構造に含まれています。このため手間のかかるミリング作業を行う必要がありません。

マトリックス レッド ハード



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0733 1

マトリックス イエロー ノーマル

原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0733 3

マトリックス グリーン ソフト



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0733 5

マトリックス トランスファージグ



入　数	注文No.
2本	430 0736 4

ワックスマトリックスハウジング



原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0733 8

複印象用マトリックス

原寸大1:1

入　数	注文No.
8個	430 0734 1

パトリックスSV



入　数	注文No.
8個	430 0734 3

ユニバーサル パラレルホルダー



入　数	注文No.
1個	360 0115 1



鋳造後、パトリックスのシリコン研磨、バフによる艶出し作業を行います。



このホワイト複印象用マトリックスは様々なフリクションマトリックスと精密に適合します。



金属床のモデレーションは通法に従い、新たな知識は必要ありません。

一般的名称：歯科用パターン成形品　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010264

スターターセット

包　装		注文No.
パトリックスSV	2個	430 0733 0
マトリックス レッド ハード		
マトリックス イエロー ノーマル		
マトリックス グリーン ソフト		
複印象用マトリックス		
ワックスマトリックスハウジング		
マトリックストランスファージグ	1個	

急速加熱型石膏系埋没材

ティーディークリスト30

急速加熱対応型石膏系埋没材。低混水比(P100/W28)により強度があり、
亀裂やバリが発生しにくくなっています。
また、低混水比ですが滑らかで流動性がよく操作性に優れています。



容　量
3kg

一般的名称:歯科鋳造用石こう系埋没材　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B2X00008000046

急速加熱型リン酸塩系埋没材

ティーディーベストプレス

流動性が高く、操作余裕時間が5分で安心して埋没作業が行えます。
埋没30分後に急速加熱が可能で、焼成後は掘り出しが容易です。



種　類	容　量
粉末	2.2kg(110g×20)
専用液	500mL

一般的名称:歯科高温鋳造用埋没材　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B2X00008000052

支台歯模型用スペーサー

ティーディーフィットスペーサー

水溶性のダイスペーサーです。ひと塊りで剥がすことができます。
被膜厚さ:5μm



容　量
10mL

技工用シリコン印象材

コンパクトラボパテ

テック製作·流し込みレジン·歯肉再現法などのコア材として使用できます。
硬化収縮による変形も少なく、精度に優れています。



1kg　8kg

種類·容量
8kgセット
1kgセット
キャタリスト 35mL

一般的名称:歯科用樹脂系模型材　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104060076

3Dプリンター専用急速加熱型リン酸塩系埋没材

ティーディーベスト3D

通気性の向上により、安定した鋳造結果が得られる
3Dプリンター用材料専用の埋没材です。



種　類	容　量
粉末	10kg(400g×25包装)
専用液	1,000mL
専用液	2,000mL

一般的名称:歯科高温鋳造用埋没材　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B2X00008000071

急速加熱型リン酸塩系埋没材

JDS ベスト

急速加熱に対応したリン酸塩系埋没材です。
作業性に優れ、滑沢な鋳造面を実現します。



種　類	容　量
粉末	4kg(200g×20)
専用液	1,000mL

一般的名称:歯科高温鋳造用埋没材　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B2X00008000073

非吸水性ライナー材

ティーディーキャスティングライナー

非吸水性の鋳造用リングライニング材です。ライナー表面の滑らかさと程よい柔軟性を
追求しました。ライナーに撥水加工を施すことで、鋳型硬化時の吸水膨張を抑えます。



仕様　厚さ:0.7mm

種　類	サイズ·巻取長
#1	幅32mm 30m巻
#2	幅42mm 30m巻
#3	幅48mm 30m巻

吸水性ライナー材

デンタルキャストライナー

吸水性の鋳造用リングライニング材です。膨張量が不足している場合などに効果的です。



仕様　厚さ:0.7mm

種　類	サイズ·巻取長
#1	幅32mm 30m巻
#2	幅42mm 30m巻
#3	幅48mm 30m巻

歯科用超硬質石こう

チキソロック

bredent

硬化膨張率が2時間後0.08%以下で安定した後の経時的膨張がおこらないので、インプラントなど寸法精度にこだわるケースに適しています。

仕様　色調:ブラウン

容　量	注文No.
2kg	570 0005 2

一般的名称:歯科用硬質石こう
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10104010137



ろう着用金属製スタンド

ティーディーソルダスタンド

ポストを自由な位置に植立できますので、被ろう着用の歯列にぴったり合わせて確実に固定できます。ろう着用埋没材との併用による、各種合金の熱膨張係数との調和。
陶材焼成用スタンドとしても使用可能です。



包　装
セット(プレート1個、ポスト大·中·小 各3本)

■ 別売品

種　類	入　数
ポスト大	5本
ポスト中	
ポスト小	

歯科メタルセラミック修復用金属材料

JDS コバルトボンド

さまざまな歯科用陶材と相性が良く、コストパフォーマンスに優れた陶材焼付用コバルトクロム合金です。強固な不動態被膜の形成により金属イオンの溶出が少なく、生体適合性試験もクリアしています。



容　量
250g
1,000g

一般的名称:歯科メタルセラミック修復用金属材料　医療機器分類:指定管理医療機器
認証番号:228AABZX00073000

歯科用超硬質石こう

ティーディートライロック

流動性に優れ、盛り上げやすい超硬石膏です。チッピングがしにくく滑沢な表面性状の模型を作製できます。オールセラミックの支台歯に適した色調のピュアアイボリーをご用意しました。



仕様　色調:ピュアアイボリー

容　量
3kg

一般的名称:歯科用硬質石こう　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B2X00008000070

歯科用硬質石こう

ティーディー ハイフローストーン

基底模型専用石こうです。高い流動性があるため気泡の混入を抑えてシリコンフォーマーへの注入が容易に行えます。また、硬化膨張が低いため寸法精度に優れており、滑沢な面性状の模型が得られます。



仕 様 色調：オレンジイエロー

容 量
18kg（3kg×6）

一般的名称：歯科用硬質石こう　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：27B2X00008000068

歯科用硬質石こう

ニューティーディーストーン

アルジネートや寒天印象材との馴染みがよく、滑らかな面が得られます。
また、優れたコストパフォーマンスを実現しました。



仕 様 3種＝パステルイエロー、ブルー、グレー

容 量
18kg（3kg×6）

一般的名称：歯科用硬質石こう　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：27B2X00008000013

ノコ替刃

ニューウェーブソー

目詰まりが少なく、用途に合わせて長さと厚さをチョイスできます。

種　類	サイズ
ニューウェーブソー	0.20mm
ニューウェーブソー薄刃	0.15mm
ロングウェーブソー	0.20mm
ロングウェーブソー薄刃	0.15mm
ショートウェーブソーR	レンフェルト
ショートウェーブソー薄刃	0.15mm

■ 別売品

種　類	入　数
ニューウェーブソー	10本
ニューウェーブソー薄刃	
ロングウェーブソー	
ロングウェーブソー薄刃	
ショートウェーブソーR	
ショートウェーブソー薄刃	
ロングウェーブソーセット	
ニューウェーブソーセット	



瞬間接着剤専用硬化促進剤

プルードプライマースプレーII

アセトンフリータイプになり、樹脂模型、プラスチックスリーブにも使用可能です。スピーディーな硬化で作業効率の促進を図ります。接着硬化促進、石膏表面の強化、ダウェルピンの植立などにご使用いただけます。低臭タイプでにおいも気になりません。



容 量
420mL（スプレーノズル付）

酸化膜除去材

ハイパーウォッシュ

人体に有害な塩酸等を含有しない新しいタイプの酸化膜除去材です。塩酸等が含有しておりませんので廃液処理も簡単です。



種　類	容　量
1,000cc用 粉末	150g×2袋
液タイプ	500mL

結紮線

エレファント ビンディングワイヤー

18-8ステンレス製の結紮線です。



サイズ	容　量
φ0.20mm	100g

歯科用セラミックス用着色材料

Luxen ジルコニアカラーリキッド

シンタリング前にペン感覚でベースカラーを着色できます。
豊富なラインナップで多彩な色調表現が可能です。



種類・包装

スターターキット
（A2/A3、Enamerl 3/T Glass/Natural Gray/Yellow/Cervical A、ブラシ Large 2本/Small 5本）

単品リキッド	Dentin	A1/A2/A3/A3.5/A4　B1/B2/B3/B4　C1/C2/C3/C4　D2/D3/D4	
	Special	Enamel 3	Shade（シェード）中和用
		T Glass	Incisal（インサイザル）表現用
		Natural Gray	Enamel（エナメル）表現用
		Cervical A/B/C/D	Cervical（サービカル）表現用/各系統を表現
		Amber	Cervical（サービカル）表現用
		Yellow	Cervical（サービカル）表現用
		White Opaque	金属色を遮断
		White	白帯を表現
		Gingiva 1	歯肉を表現
LUXENジルコニアリキッドブラシ			Small（1本）
			Large（1本）

一般的名称：歯科セラミック用着色材料　医療機器分類：管理医療機器　医療機器認証番号：229AKEZX00005000

ダウエルピン専用接着剤

ピンロックF1

ダウエルピンを強力に接着固定します。



容量・入数
5g×3本

石こう表面硬化・分離剤

アルファコート

流動性が高く速乾性で石膏への含湿性に優れています。厚さ8～12μmの硬い被膜を形成し、繰り返しの試適にも模型を消耗することがありません。



包　装
4g×6本、ノズル×6、専用針×1

瞬間接着剤用硬化促進剤

デンタルプライマー

瞬間接着剤を使用するあらゆる技工作業に対応できるオールマイティーな硬化スプレーです。



容　量
180mL

技工用測定器

カリプレットS

先端チップは交換可能で、多目的な厚さが測定できます。



種類	入　数	注文No.
カリプレットS	1個	1122-1000
先端チップ		

拡大鏡

マグニファイグラスシルバー

フリップアップタイプの1.5倍ルーペで眼鏡を装着しても使用できます。



仕 様　重量:38g

包　装	注文No.
本体1個	1262-0001