切削・研磨材

ダイヤモンドバー／ブラシ／カップ／カーバイドバー
研磨材／カーバイドカッター／スチールバー
ジルコニア用ポイント／CAD/CAMミリングバー
ミリングバー／ミリング用オイル／カッティングディスク
ポイント／ディスク／ダイヤモンドポイント
CAD/CAMディスク用バー／研磨用ブラシ／ホイール
研磨用バフ／研削器材

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

歯科用ダイヤモンドバー

JDS トリトンダイヤバー

滅菌済みの歯科用ダイヤモンドバーFGです。
特殊な接着テクノロジー「トリトンコーティング」により、
ダイヤモンド粒子の保持力が強化され耐久性に優れております。
ダイヤモンド粒子の露出（粒子の65%が接着層から露出）が多いので、
切削力にも大変優れております。
使用頻度の高い50形態を厳選し、
目詰まりや発熱しづらい形状のツイスタータイプもございます。

入　数
25本
5本



※写真はイメージです。



ダイヤモンド粒子の大きさに応じて、
シャンクのネックにはISO規格によるカラーコードが施されています。
■エクストラコース　■コース　■ミディアム　■エクストラファイン

形態 No. の見方　※Sがつく場合はショートシャンクになります。

001 / 009 / M
ヘッド形態　ヘッド最大径　ダイヤモンド粒子の大きさ

ラウンド						インバーテッドコーン	バレル（たる型）	ポインテッドコーン
J1 001/009M	J2 001/010M	J3 001/012M	J4 001/014M	J5 001/016M	J6 001/018M	J7 019/010M	J8 039/033M	J9 165/014M
Medium								

ポインテッドコーン		ポインテッドコーン			フラットエンドテーパー			
	ショートシャンク			ショートシャンク				
J10 166/016M	J11 165/014SM	J12 165/014XF	J13 165/016XF	J14 166/016SXF	J15 170/016M	J16 170/021M	J17 171/016M	J18 173/014M
Medium		Extra Fine			Medium			

フラットエンドテーパー					フラットエンドテーパー	ラウンドエンドテーパー		
		ショートシャンク	ショートシャンク	ショートシャンク				
J19 173/016M	J20 173/018M	J21 170/016SM	J22 170/018SM	J23 170/021SM	J24 171/016XF	J25 197/014M	J26 198/016M	J27 198/019M
Medium					Extra Fine	Medium		

ラウンドエンドテーパー								ラウンドエンドテーパー
					ショートシャンク	ショートシャンク	ショートシャンク	
J28 198/022M	J29 198L/016M	J30 198L/018M	J31 199/016M	J32 200/022M	J33 198/016SM	J34 199/015SM	J35 199/017SM	J36 198L/016XF
Medium								Extra Fine

ラウンドエンドテーパー		ペア（洋ナシ型）		ペア（洋ナシ型）	フレーム（炎型）	フレーム（炎型）	バッド（つぼみ型）	バッド（つぼみ型）
J37 198/019XF	J38 199/016XF	J39 237/021M	J40 237/032M	J41 237/021XF	J42 249/014M	J43 248/012XF	J44 257/032M	J45 257/016XF
Extra Fine		Medium		Extra Fine	Medium	Extra Fine	Medium	Extra Fine

トルピード（魚雷型）		ツイスター（フラットエンド シリンダー）	ツイスター（フラットエンド テーパー）	ツイスター（バッド）
J46 288/012M	J47 289/012M	J48 HR111/012C	J49 HR173/018M	J50 HR257/023XC
Medium		Coarse	Medium	Extra Coarse

一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104180306

最大許容回転数（min⁻¹）

ヘッド径（1/10mm）	最大許容回転数（min⁻¹）
007-010	450,000
011-014	450,000
015-018	450,000
019-023	300,000

ヘッド径（1/10mm）	最大許容回転数（min⁻¹）
024-027	160,000
028-031	140,000
032-040	120,000

歯科予防治療用ブラシ

プロフィーブラシ

ディスポーザブルタイプのブラシ（レギュラー）です。フラット、テーパーの2種類からお選びいただけます。

テーパー



入　数
100個

フラット



入　数
100個

一般的名称：歯科予防治療用ブラシ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10260000005

歯磨カップ

プロフィーカップ

ディスポーザブルタイプの歯磨カップです。
ソフトで研磨剤の広がりが良く歯面へ適合します。



入　数
100本（アソート）

一般的名称：歯磨カップ　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10260000006

歯科予防治療用ブラシ

ジュエル

3形態から選べるカラーポリッシングブラシです。
歯面清掃研磨時に硬さの違う4色の素材から
口腔内状態に合わせて使用できます。
吸水性が非常に低いPBT毛材を使用し、
研磨材の付着性がよく飛散を最小限に抑えられます。
本品全種S（ソフト）はナイロン素材を使用しています。



カップタイプ



種　類	入　数	注文No.
エメラルド/Sタイプ	10本	26301050
琥珀/Mタイプ		26301051
ルビー/Hタイプ		26301052
サファイヤ/SHタイプ		26301053

一般的名称：歯科予防治療用ブラシ　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B3X00108001030

フラットタイプ



種　類	入　数	注文No.
エメラルド/Sタイプ	10本	26301060
琥珀/Mタイプ		26301061
ルビー/Hタイプ		26301062
サファイヤ/SHタイプ		26301063

一般的名称：歯科予防治療用ブラシ　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B3X00108001031

ペンシルタイプ



種　類	入　数	注文No.
エメラルド/Sタイプ	10本	26301070
琥珀/Mタイプ		26301071
ルビー/Hタイプ		26301072
サファイヤ/SHタイプ		26301073

一般的名称：歯科予防治療用ブラシ　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B3X00108001032

歯科用カーバイドバー

tri hawk クラウンカッター

特徴的なバーの形状によりスムーズなクラウンの除去が可能となります。





入　数
1本
10本

一般的名称：歯科用カーバイドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104120288

歯科用カーバイドバー

ジョタ・リムーバルバー

メタルクラウンの分離除去に使用します。



CX21R/010　CX21R/012　CX23R/012

種　類	入　数
CX21R/010	6本
CX21R/012	
CX23R/012	

一般的名称：歯科用カーバイドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020019

歯科用カーバイドバー

リムーバルバー

メタルクラウンの分離除去及び正確な窩洞形成や鋳造物の微調整に役立ちます。





EX21　EX22　EX23

種　類	入　数
EX21	6本
EX22	
EX23	

一般的名称：歯科用カーバイドバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104080313

FGアダプター

FGアダプター

FG用のφ1.60mmのバーを装着することで、技工用ハンドピース（φ2.35mm）にセットして作業ができます。

仕様　全長35mm

入　数	注文No.
10本	340 0100 2





歯科用ゴム製研磨材

JDS CRブライト

コンポジットレジン専用のダイヤモンドポリッシャーです。
適度な硬さのシリコンにダイヤモンド粒子を含有しており短時間でつや出し研磨が可能です。



種　類	入　数
JDS CRブライト ポイント	3本
JDS CRブライト ディスク	

一般的名称：歯科用ゴム製研磨材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10121000164

歯科技工用カーバイド切削器具

ジョタ・カーバイドカッター



060

種　類	入　数
C21	1本

023

種　類	入　数
CX23G	1本

023

種　類	入　数
CX23F	1本



031　040　050

種　類	入　数
C71	1本



060

種　類	入　数
CX72G	1本



060

種　類	入　数
CX72F	1本



060

種　類	入　数
CX72SG	1本



060

種　類	入　数
C73	1本



060

種　類	入　数
CX73G	1本



060

種　類	入　数
C75	1本



060

種　類	入　数
CX75G	1本



060

種　類	入　数
CX75F	1本



060

種　類	入　数
C77	1本



060

種　類	入　数
CX77G	1本



060

種　類	入　数
CX77F	1本



060

種　類	入　数
C78	1本



040　045　060

種　類	入　数
C79	1本



045

種　類	入　数
C79G	1本



040　045　060

種　類	入　数
CX79G	1本



040　045　060

種　類	入　数
CX79F	1本



070

種　類	入　数
CX79SG	1本



040

種　類	入　数
CX79SF	1本



060

種　類	入　数
C251	1本



060

種　類	入　数
C251G	1本



060

種　類	入　数
CX251G	1本



060

種　類	入　数
CX251F	1本



060

種　類	入　数
CX251SG	1本



060

種　類	入　数
C416	1本



023

種　類	入　数
CX460G	1本



023

種　類	入　数
CX486G	1本



023

種　類	入　数
CX486F	1本



023

種　類	入　数
CX487G	1本

023

種　類	入　数
CX487F	1本

023

種　類	入　数
CX489F	1本

C:プレーン　CX:クロスカット　G:粗目　F:細目


※写真の下に表示してある数字はISO規格で、頭部の最大径を1/10mmで表しています。
例:060=6.0mm（この表は実寸大ではありません。）

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020003

歯科用スチールバー（CA·HP用）

ジョタスチールバー

ラウンド



ISO	005	006	008	009	010	012	014	016	018	021	023
US No.	¼	½	1	–	2	3	4	5	6	7	8
CA	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●
HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ISO	025	027	031	033	042
US No.	9	10	11	–	–
CA	–	–	–	–	–
HP	●	●	●	●	●

入 数
6本

インバーテッドコーン



ISO	021
US No.	40
CA	–
HP	●

入 数
6本

ストレートフィッシャー



ISO	008	014	018
US No.	556	559	561
CA	–	–	–
HP	●	●	●

入 数
6本

テーパードフィッシャー（エナメル）



ISO	006	007	008	009	010	012	014	016	021	023
US No.	698	–	699	–	700	701	–	702	703	704
CA	–	–	–	–	●	●	–	●	●	–
HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

入 数
6本

ジョタスチールバーCA
一般的名称：歯科用スチールバー　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020244
ジョタスチールバーHP
一般的名称：歯科技工用スチール切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020245

歯科技工用アブレシブ研削器具

ジルコンフレックス

シリコンカーバイドと特殊バインダーで形成された酸化ジルコニアフレームの形態修正用ポイントです。
ダイヤモンドを含有していないので発熱が少なくマイクロクラックの発生を抑えます。



1322（5本セット SZ660/SZ732/SZ638/SZ652R/SZ722）


包 装	入 数
セット1322 （SZ660/SZ732/SZ638/SZ652R/SZ722）	各1本
単品	1本



一般的名称：歯科技工用アブレシブ研削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020192

歯科技工用カーバイド切削器具


カーバイドバー（CHIYODA）



仕 様 種類：22種


入 数
6本

ラウンド



US No.	¼	½	1	2	3	4	5	6	7	8

フィッシャー



US No.	699	700	701	702	703	699L	700L	701L	702L	703L	1170	1171

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104040189

歯科技工用カーバイド切削器具

JDS カーバイドカッター

切削物や用途に応じて選択できる、切削力と耐久性に優れた技工用カーバイドカッター（HP）です。
シャンクのカラーコードにより、各タイプの粗さの識別が容易にできます。

最大許容回転数（min⁻¹）

ヘッド径 ø（mm）	最大許容回転数（min⁻¹）
2.3	40,000
4.0～4.5	30,000
6.0～7.0	20,000

細目↕粗目	カラーコード	クロスカット（C）	プレーンカット（P）	ダイヤモンドカット（D）	スパイラルカット（S）
	スーパーファイン（S）	SC 貴金属・合金・レジンからクラックを嫌うセラミックまで理想的な切削面に仕上がります。			SS 目詰まりしにくいため、あらゆる金属の仕上げにご使用頂けます。また石膏、ベニア、レジンにも適しています。
	ファイン（F）	FC 全ての歯科材料にご使用頂けます。表面仕上げ、精密な形態修正を可能にします。		FD 鱗片状のブレード形状で、審美的に高品質が要求されるベニアに適しています。	FS あらゆる金属において綺麗な表面に仕上がります。目詰まりが少ないので、特に、硬い金属、チタン等に適しています。
	ミディアム（M）	MC コバルトクロム合金、貴金属、合金、ニッケルクロム合金、鋳造合金、アクリルの粗研磨作業に適しています。	MP あらゆる金属の仕上げにご使用頂けます。特にレジンに適しています。	MD 粗く筋状の表面に仕上げるため、セラミックやレジン前装冠のメタルフレームワークへの表面保持力を高めます。	
	コース（C）	CC 石膏やレジンの切削に適しています。	CP レジン、アクリル、石膏を素早く研削するのに適しています。		
	スーパーコース（X）	XC コースよりさらに荒削りが可能です。	XP コースよりさらに荒削りが可能です。		

※ソフトリライニング用（SR）：ソフトリライニング、ソフト樹脂等に適しています。※チタン用（TT）：チタン及びチタン合金に適しています。

スーパーファインクロスカット（SC）　ファインクロスカット（FC）



規格	SC2007	SC2009	SC2018	FC2010	FC2011	FC2013	FC2023	FC2028
刃長mm	14.0	14.0	16.0	13.0	14.0	15.0	14.0	16.0
ヘッドø mm	2.3	4.5	2.3	4.5	2.3	6.0	6.0	2.3

ミディアムクロスカット（MC）　コースクロスカット（CC）



規格	MC2018	MC2019	MC2021	MC2036	MC2041	CC2002	CC2003	CC2008	CC2009	CC2010
刃長mm	13.0	14.0	15.0	14.0	16.0	13.0	15.0	14.0	14.0	14.5
ヘッドø mm	4.5	14.0	6.0	6.0	2.3	4.5	6.0	7.0	6.0	6.0

スーパーコースクロスカット（XC）　ミディアムプレーンカット（MP）　コースプレーンカット（CP）　スーパーコースプレーンカット（XP）



規格	XC2002	XC2003	XC2004	MP2009	MP2011	MP2018	CP2002	CP2007	XP2002	XP2003
刃長mm	14.0	14.0	14.5	13.0	15.0	14.0	13.0	14.0	14.0	14.0
ヘッドø mm	7.0	6.0	6.0	4.5	6.0	6.0	4.5	6.0	7.0	6.0

ファインダイヤモンドカット（FD）　ミディアムダイヤモンドカット（MD）　スーパーファインスパイラルカット（SS）　ファインスパイラルカット（FS）　チタン用（TT）　ソフトリライニング用（SR）



規格	FD2003	MD2003	SS2004	FS2003	TT2004	SR2002	SR2004	SR2006
刃長mm	14.0	14.0	13.5	14.0	13.0	14.0	12.0	14.0
ヘッドø mm	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.5	6.0	6.0

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10121000162


歯科技工用カーバイド切削器具

ダイヤチットカーバイドバー

bredent

通常のチタンコーティングとは異なるチタン浸透定着法により製造された、ビッカース硬度3700HVを有する歯科専用カーバイドバーです。

種　類	入　数	注文No.
D-1	1本	D001 KT 23
D-2		D194 KT 23
D-3		D194 KT 40
D-4		D194 KT 50
D-5		D263 KG 60
D-6		D237 KG 65
D-7		D274 KG 60
D-8		D187 KG 23
D-9		D200 KG 23
D-10		D194 KC 40
D-11		D251 KC 60
D-12		D292 KC 23
D-13		D194 KS 70
D-14		D194 KS 60
D-15		D468 GG 23
D-16		D137 KM 23
D-17		D141 KM 23
D-18		D237 KM 23



一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010072


歯科技工用カーバイド切削器具


カーバイドカッター

bredent

刃先はブレーデント社独自のレリーフ形状をしており、この形状により優れた耐久性と切削力を発揮します。
軽いタッチで切削面が滑沢に仕上がり、研削作業が楽になります。

種　類	入　数	注文No.
①	1本	H001 MH 23
②		H277 MH 23
③		H237 MH 23
④		H244 GH 23
⑤		H141 MH 23
⑥		H289 MH 23
⑦		H184 MH 16
⑧		H263 GH 60
⑨		H274 GH 40
⑩		H274 GH 60
⑪		H194 GH 40
⑫		H194 GH 50
⑬		H263 SH 60
⑭		H194 SH 60
⑮		H194 SH 70
⑯		H277 MH 14
⑰(レリーフなし)		H161 QG 60





一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010154

歯科用研削器材

JDS CAD/CAMミリングバー

ローランド社製、アマン・ギルバッハ社製のミリングマシンに対応します。


ローランド社製ミリングマシン対応

仕 様　刃形状：ボール　シャンク径：4mm
全長：50mm

［ダイヤモンドコート仕様］



［DLC（Diamond-Like-Carbon）コート仕様］



種　類		刃先径	入　数
ダイヤモンドコート仕様	0.6-DIA-R	φ0.6mm	1本
	0.8-DIA-R	φ0.8mm	
	1.0-DIA-R	φ1.0mm	
	2.0-DIA-R	φ2.0mm	

種　類		刃先径	入　数
DLCコート仕様	0.6-DLC-R	φ0.6mm	1本
	0.8-DLC-R	φ0.8mm	
	1.0-DLC-R	φ1.0mm	
	2.0-DLC-R	φ2.0mm	


アマン・ギルバッハ社製ミリングマシン対応

仕 様　刃形状：ボール　シャンク径：3mm
全長：47mm

［ダイヤモンドコート仕様］



［HC（ハードコート）仕様］



種　類		刃先径	入　数
ダイヤモンドコート仕様	0.6-DIA-A	φ0.6mm	1本
	1.0-DIA-AS	φ1.0mm	
	1.0-DIA-A	φ1.0mm	
	2.5-DIA-A	φ2.5mm	

種　類		刃先径	入　数
HCコート仕様	0.6-HC-A	φ0.6mm	1本
	1.0-HC-A	φ1.0mm	
	2.5-HC-A	φ2.5mm	

一般的名称：歯科用研削器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104240337

歯科用研削器材

JDS CAD/CAMミリングバー

キャノン製のミリングマシンに対応します。

キャノン製ミリングマシン MD-500S用対応

仕様 刃形状:ボール　シャンク径:φ4mm・φ6mm
全長:50mm

［ダイヤモンドコート仕様］




0.6-DIA-R 首下長:10mm
1.0-DIA-R 首下長:12mm
2.0-DIA-R 首下長:16mm
4.0-DIA-C 首下長:20mm

種　類		刃先径	入　数
ダイヤモンドコート仕様	0.6-DIA-R	φ0.6mm	1本
	1.0-DIA-R	φ1.0mm	
	2.0-DIA-R	φ2.0mm	
	4.0-DIA-C	φ4.0mm	

仕様 刃形状:ボール　シャンク径:φ4mm
全長:50mm

［DLC（Diamond-Like-Carbon）コート仕様］



0.6-DLC-R 首下長:10mm
0.8-DLC-R 首下長:12mm
1.0-DLC-R 首下長:12mm
2.0-DLC-R 首下長:16mm

種　類		刃先径	入　数
DLCコート仕様	0.6-DLC-R	φ0.6mm	1本
	0.8-DLC-R	φ0.8mm	
	1.0-DLC-R	φ1.0mm	
	2.0-DLC-R	φ2.0mm	

キャノン製ミリングマシン MD-500W用対応

仕様 刃形状:ボール　シャンク径:φ4mm
全長:50mm

［ダイヤモンドコート仕様］



0.6-DIA-R 首下長:10mm
1.0-DIA-R 首下長:12mm
2.0-DIA-R 首下長:16mm

種　類		刃先径	入　数
ダイヤモンドコート仕様	0.6-DIA-R	φ0.6mm	1本
	1.0-DIA-R	φ1.0mm	
	2.0-DIA-R	φ2.0mm	

仕様 刃形状:ボール　シャンク径:φ4mm
全長:45mm

［電着ダイヤモンド仕様］



1.0-ED-C 首下長:6mm
2.0-ED-C 首下長:14mm

種　類		刃先径	入　数
電着ダイヤモンド仕様	1.0-ED-C	φ1.0mm	1本
	2.0-ED-C	φ2.0mm	

仕様 刃形状:ボール　シャンク径:φ4mm・φ6mm
全長:50mm（0.6-DLC-R/1.0-DLC-R/1.5-DLC-C/2.0-DLC-R）
55mm（3.0-DLC-C）

［DLC（Diamond-Like-Carbon）コート仕様］



0.6-DLC-R 首下長:10mm
1.0-DLC-R 首下長:12mm
1.5-DLC-C 首下長:12mm
2.0-DLC-R 首下長:16mm
3.0-DLC-C 首下長:16mm

種　類		刃先径	入　数
DLCコート仕様	0.6-DLC-R	φ0.6mm	1本
	1.0-DLC-R	φ1.0mm	
	1.5-DLC-C	φ1.5mm	
	2.0-DLC-R	φ2.0mm	
	3.0-DLC-C	φ3.0mm	

一般的名称:歯科用研削器材　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104240337

歯科技工用カーバイド切削器具

ミリングバー各種

bredent

プロファイルバーとポリッシングバーはブレーデント社独自のレリーフ形状をしており表面を滑らかに切削します。

ワックスバー

［パラレルタイプ］



種　類	刃先径	入　数	注文No.
#07	φ2.35mm	1本	F137 2W 07
#07	φ3.00mm		F137 3W 07
#10	φ2.35mm		F137 2W 10
#10	φ3.00mm		F137 3W 10
#15	φ2.35mm		F137 2W 15
#15	φ3.00mm		F137 3W 15
#23	φ2.35mm		F137 2W 23
#23	φ3.00mm		F137 3W 23



#07 #10 #15 #23

［コニカルタイプ］

種　類	刃先径	入　数	注文No.
2°	φ2.35mm	1本	F200 2W 23
2°	φ3.00mm		F200 3W 23
4°	φ2.35mm		F200 2W 31
4°	φ3.00mm		F200 3W 31
6°	φ2.35mm		F200 2W 40
6°	φ3.00mm		F200 3W 40



2° 4° 6°

プロファイルバー

［パラレルタイプ］



種　類	刃先径	入　数	注文No.
#07	φ2.35mm	1本	F137 2H 07
#07	φ3.00mm		F137 3H 07
#10	φ2.35mm		F137 2H 10
#10	φ3.00mm		F137 3H 10
#15	φ2.35mm		F137 2H 15
#15	φ3.00mm		F137 3H 15
#23	φ2.35mm		F137 2H 23
#23	φ3.00mm		F137 3H 23



#07 #10 #15 #23

［コニカルタイプ］

種　類	刃先径	入　数	注文No.
2°	φ2.35mm	1本	F200 2H 23
2°	φ3.00mm		F200 3H 23
4°	φ2.35mm		F200 2H 31
4°	φ3.00mm		F200 3H 31
6°	φ2.35mm		F200 2H 40
6°	φ3.00mm		F200 3H 40



2° 4° 6°

ポリッシングバー

［パラレルタイプ］



種　類	刃先径	入　数	注文No.
#07	φ2.35mm	1本	F137 2P 07
#07	φ3.00mm		F137 3P 07
#10	φ2.35mm		F137 2P 10
#10	φ3.00mm		F137 3P 10
#15	φ2.35mm		F137 2P 15
#15	φ3.00mm		F137 3P 15
#23	φ2.35mm		F137 2P 23
#23	φ3.00mm		F137 3P 23



#07 #10 #15 #23


［コニカルタイプ］

種　類	刃先径	入　数	注文No.
2°	φ2.35mm	1本	F200 2P 23
2°	φ3.00mm		F200 3P 23
4°	φ2.35mm		F200 2P 31
4°	φ3.00mm		F200 3P 31
6°	φ2.35mm		F200 2P 40
6°	φ3.00mm		F200 3P 40



2° 4° 6°

グルーブバー





#07 #10 #12 #15 #20

種　類	刃先径	入　数	注文No.
#07	φ2.35mm	1本	F538 2H 07
#07	φ3.00mm		F538 3H 07
#10	φ2.35mm		F538 2H 10
#10	φ3.00mm		F538 3H 10
#12	φ2.35mm		F538 2H 12
#12	φ3.00mm		F538 3H 12
#15	φ2.35mm		F538 2H 15
#15	φ3.00mm		F538 3H 15
#20	φ2.35mm		F538 2H 20
#20	φ3.00mm		F538 3H 20

ショルダーバー





#27 #29

種　類	刃先径	入　数	注文No.
#27	φ2.35mm	1本	F205 2H 27
#29			F205 2H 29

一般的名称:歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類:一般医療機器
バラレルワックスバーR　届出番号:13B2X10104010086/バラレルプロファイルバーR　届出番号:13B2X10104010087/バラレルポリッシングバーR　届出番号:13B2X10104010088
コニカルワックスバーR　届出番号:13B2X10104010089/コニカルプロファイルバーR　届出番号:13B2X10104010090/コニカルポリッシングバーR　届出番号:13B2X10104010091
グルーブバー　届出番号:13B2X10104010284/ショルダーバー　届出番号:13B2X10104010285

ミリング用オイル

ミリングオイル

bredent

ミリング時に使用する専用オイルです。



容　量	注文No.
20mL	550 0000 8

歯科技工用ダイヤモンド研削材

ダイネックスブリリアント

Renfert making work easy

格子状に編まれた強化ファイバーグラス（二重繊維）に加えダイヤモンド粒子を均一に配合し、切削性・耐摩耗性に非常に優れたカッティングディスクです。
セラミック、プレスセラミックス、ジルコニアの切削、スプルーカット等に適しています。

仕 様 最大回転数：50,000min^{-1}

種 類	サイズ	入 数
56-0220	φ20×0.20mm	2枚
		10枚
56-2520	φ20×0.25mm	2枚
		10枚
56-0320	φ20×0.30mm	2枚
		10枚
56-0820	φ20×0.80mm	1枚



56-0220　56-2520　56-0320　56-0820
原寸大



一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030293

歯科技工用アブレシブ研削器具


ダイネックスチタン

Renfert making work easy

格子状に編み込まれた強化ファイバーグラス（二重繊維）を更に強化して
耐久性を持たせた切削性に優れたカッティングディスクです。

仕 様 最大回転数：50,000min^{-1}

種 類	サイズ	入 数
58-0322	φ22×0.30mm	2枚
		20枚
58-0326	φ26×0.30mm	2枚
		20枚



58-0322　58-0326
原寸大

一般的名称：歯科技工用アブレシブ研削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030314

歯科用マンドレル

ジョタマンドレル

jota

HP用の研削、研磨に用いるカッティングディスクやホイールを保持します。ディスクやホイールのサイズにより、φ5mm、8mmの2種類があります。

種 類	サイズ	入 数
305/050	φ5mm	3本
305/080	φ8mm	



一般的名称：歯科用マンドレル　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104020117

歯科技工用アブレシブ研削器具

ダイネックス

Renfert making work easy

格子状に編まれた強化ファイバーグラス（二重繊維）を採用し、
切削性・耐摩耗性に優れたカッティングディスクです。



φ22mm



φ26mm
原寸大




φ40mm

仕 様
φ40mm 最大回転数：38,000min^{-1}
φ26mm 最大回転数：50,000min^{-1}
φ22mm 最大回転数：50,000min^{-1}

種 類	サイズ	入 数
φ40mm	57-0440（φ40×0.40mm）	2枚
		20枚
	57-0540（φ40×0.50mm）	2枚
		20枚
	57-0740（φ40×0.70mm）	2枚
		20枚
	57-1040（φ40×1.00mm）	2枚
		20枚
φ26mm	57-2526（φ26×0.25mm）	2枚
		20枚
	57-0326（φ26×0.30mm）	2枚
		20枚
	57-0526（φ26×0.50mm）	2枚
		20枚

種 類	サイズ	入 数
φ22mm	57-0222（φ22×0.20mm）	2枚
		20枚
	57-2522（φ22×0.25mm）	2枚
		20枚
	57-0322（φ22×0.30mm）	2枚
		20枚
	57-0522（φ22×0.50mm）	2枚
		20枚
	57-1022（φ22×1.00mm）	2枚
		25枚



※φ40mm以上のディスクは、マンドレルφ8mmのヘッドをご使用ください。

一般的名称：歯科技工用アブレシブ研削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030246

歯科技工用ダイヤモンド研削材

ダイヤジンターボ

bredent

ダイヤモンド粒子をハイブリッド結合させることにより、
優れた研削性能と耐久性を発揮します。

種 類	入 数	注文No.
DT15	2本	340 0015 0
DT16		340 0016 0
DT17		340 0017 0
DT18		340 0018 0
DT19	1本	340 0019 0
DT21		340 0021 0
DT24		340 0024 0


DT15 φ3.5×11mm　DT16 φ4.8×13mm　DT17 φ6.5×13mm　DT18 φ15×3.5mm　DT19 φ22×4.5mm　DT21 φ22×2mm　DT24 φ12×6mm

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010081

粗目のダイヤモンド粒子が緻密に含有された、コースタイプです。
従来品に比べ、切削力が20%向上しました。発熱を抑えて、ジルコニア・
セラミック・金属などに幅広くご使用いただけます。

種 類	入 数	注文No.
G150	2本	340 G015 0
G155		340 G015 5
G160		340 G016 0
G165		340 G016 5
G170		340 G017 0
G210	1本	340 G021 0


G150 φ3.5×11mm　G155 φ3.5×11mm　G160 φ4.5×13mm　G165 φ4.5×13mm　G170 φ6.0×13mm　G210 φ22×2mm

歯科技工用ダイヤモンド研削材

カービングダイヤポイント

JAPAN DENTAL SUPPLY

セラミックの形態修正用ダイヤモンドポイントです。
臼歯部の咬合面裂溝や前歯部の表面性状の付与など、用途に合せた8形態のラインナップ。
ポイント自体の形が変わらないため、効率的な形態修正が可能です。
粗さは規格によりノーマル（N）、ファイン（F）、スーパーファイン（S）の3種類があります。

種 類	入 数
ノーマル単品	1本
	10本
ファイン単品	1本
	10本
スーパーファイン単品	1本
	10本
セット（1N～8N）	8本（各1本）



一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100311



ノーマル	1N	2N	3N	4N	5N	6N	7N	8N
ファイン				4F	5F	6F	7F	8F
スーパーファイン				4S	5S	6S		

歯科技工用アブレシブ切削器具

ジョタ・メタルシェービング

jota

ノンプレシャスやコバルトクロム合金などの粗仕上げ用ポイントです。


732　733

種 類	入 数
732	12本
733	


一般的名称：歯科技工用アブレシブ研削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020280

歯科技工用ダイヤモンド研削材

セットアップグラインダー

bredent

1本2役のHPダイヤモンドバー。
先端部は80～100μ、手前は160～180μのダイヤモンドにより、作業効率を大幅にアップします。



入 数	注文No.
1本	340 0101 0

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010059

歯科技工用ダイヤモンド研削材

ゼットシェイプ

ジルコニア調整用ダイヤモンドディスク。
ダイヤモンドが密に含有されているため、チッピングがしにくくなっています。



レンズタイプ　ディスクタイプ

種　類	サイズ	入　数
レンズタイプ	φ25×2mm	1本
ディスクタイプ	φ20×2.5mm	

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104040228

歯科用ゴム製研磨材

コーヌスポリッシャー

フリーハンドで使用するコーヌス仕上げ研磨用ポイントです。



9314F　9313F

種　類	サイズ	入　数
9314F	φ14×12mm	6本
9313F	φ10×12mm	

一般的名称：歯科用ゴム製研磨材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104020095

歯科技工用カーバイド切削器具

シリコンバー

柔らかいリライニングレジンやマウスガードなどのシリコン材料を簡単に研削でき、
表面もスムーズに仕上がります。



S187-23　S263-60　S237-65

種　類	入　数	注文No.
S187-23	1本	S187 QG 23
S263-60		S263 QG 60
S237-65		S237 QG 65

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010055

歯科技工用ダイヤモンド研削材

ディアボロHP

シンタータイプのダイヤモンドバーでポーセレンの形態修正やコーピングの調整などに適しています。コバルトなどの硬い素材も切削など幅広い用途に使用できます。



SF 165 023　SF 001 021　SF 199 031　SF 250 016

種　類	入　数	注文No.
SF 165 023	1本	SF 165 023
SF 001 021		SF 001 021
SF 199 031		SF 199 031
SF 250 016		SF 250 016

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010227

歯科用ゴム製研磨材

JDS シリコンポイント

目の細やかな焼結により目詰まりせず効率の良い研磨が行えます。
耐久性に優れており長時間の使用でも発熱が起こりにくくなっています。



#10　#13　#13S

種　類	入　数
#10	100本
#13	
#13S	

一般的名称：歯科用ゴム製研磨材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104100082

歯科用ゴム製研磨材

シリコンポリッシャー（エクセルグレートポイント）

レジン床、金属床の研磨作業を効率よく行える大きなシリコンポイントです。
目詰まりが少なく長時間の研磨にも耐えられます。



ブラウン　グレー　グリーン

種　類	入　数
茶（仕上げ）	6本
グレー（中荒）	
グリーン（荒）	

一般的名称：歯科用ゴム製研磨材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104040190

歯科技工用ダイヤモンド研削材

ディアボロFG

高品質のダイヤモンドにより高硬質の素材をストレスなく切削することができます。
またシンターダイヤなので長寿命です。



FF 263 023　FF 250 016　FF 141 023　FF 227 023　FF 289 023　FF 263 014


種　類	入　数	注文No.
FF 263 023	1本	FF 263 023
FF 250 016		FF 250 016
FF 141 023		FF 141 023
FF 227 023		FF 227 023
FF 289 023		FF 289 023
FF 263 014		FF 263 014

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010148

歯科技工用カーバイド切削器具

マイクロフィニッシャー

ローズヘッドのHPカーバイドバーです。
陶材の咬合面の裂溝形成やクラウン内面の微細な気泡除去に効果的です。



#02　#03　#04

種　類	刃先径	入　数
#02	φ0.2mm	6本
#03	φ0.3mm	
#04	φ0.4mm	

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104040258

歯科技工用カーバイド切削器具

ダイヤメタル

1本のタングステンカーバイドから削り出し加工された小窩裂溝形成バーです。
ポーセレンやメタルに従来にない精度で繊細な裂溝を形成し、なおかつ咬合斜面の仕上げと艶出しに適しています。



DM06　DM04　DM02


種　類	刃先径	入　数
DM02	φ0.2mm	3本
DM04	φ0.4mm	
DM06	φ0.6mm	
アソート		3本（各1本）

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010071

歯科技工用カーバイド切削器具

カーバイドカッター・ラピディーミクロ

1本のタングステンカーバイドから削り出し加工された小窩裂溝形成バー（ラウンド）です。
刃先はレリーフ形状をしているため耐久性があります。



NH04　NH05　NH06　NH18　NH23

種　類	US No.	入　数
NH04	#1/8	3本
NH05	#1/4	
NH06	#1/2	
NH18	#6	
NH23	#8	

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010040

歯科技工用カーバイド切削器具

フィニッシュバー

4角錐形状が優れた研磨能力を発揮するFGカーバイドバー。
咬合面の解剖学的形態の付与に使用します。
FGアダプターに取付けてHPでも使用できます。




種　類	刃先径	入　数
012	φ1.2mm	3本

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104040257

CAD/CAMディスク用切削ツール

JDS レストカッター

ジルコニア、ワックスディスクのレスト（コネクター）を切削するために設計された専用のバーです。全長が55mmと長いため、厚みのあるディスクのレスト（コネクター）の切削も容易です。



入　数
1本

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104240331

歯科用研磨器材
レンフェルトポリッシュ

ダイヤモンド粒子入り研磨ペーストです。
ポーセレン、ジルコニア、プレスセラミックス、ハイブリッドレジンなどを簡単に素早く、そして美しく研磨が行えます。



オールインワン　ジルコニア　プレスセラミックス　ハイブリッド

種　類	容　量	注文No.
オールインワン	14mL	510-0100
ジルコニア		510-1100
プレスセラミックス		510-2100
ハイブリッド		510-3000

一般的名称：歯科用研磨器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030318

歯科用研磨材
エレファントルージュ（ルージュ D-24）

レジン、金属の万能艶出し材です。



容　量
500g

一般的名称：歯科用研磨材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：23B2X00242000009

歯科用研削材料
JDS ロビンソンブラシ

コストパフォーマンスに優れたソフトタイプの研磨用ブラシです。



種　類	サイズ	入　数
#11	φ18mm	12本
#9	φ15mm	

一般的名称：歯科用研磨器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10121000163

歯科技工用ダイヤモンド研削材
マイクロフレックス

厚さ0.08mmの歯間部形態修正用ディスクです。



サイズ	入　数	注文No.
φ12mm	1本	340 0014 2
φ16mm		340 0014 1
φ22mm		340 0014 0

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010070

硬質レジン研磨用ルージュ
オパール L

硬質レジン研磨用ルージュ。
ロビンソンブラシ・バフホイール等につけて使用します。



容　量	注文No.
35g	520-0001

一般的名称：歯科用研磨器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030260

ルージュクリーナー
プルードルージュクリーナー

補綴物に付いたルージュを除去します。



容　量
1,000mL

歯科技工用ダイヤモンド研削材
ジフレックスTR

ディスクの裏側が見える石膏模型分割専用ディスクで狭い箇所でもチッピングすることなく分割することができます。厚さは0.3mmです。



サイズ	入　数	注文No.
φ25mm	1本	340 0002 5
φ30mm		340 0012 0
φ37mm		340 0002 0
φ45mm		340 0011 0

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104010083

研磨ホイール
ポリソフト

ポリソフトA：コバルトクロムのような硬質研磨物の中間仕上げ用ホイール
ポリソフト：プレシャスとノンプレシャスの粗研磨用ホイール



種　類	サイズ	入　数	注文No.
Aホイール#90	φ22×3mm	50個	90-0000
ホイール#91	φ22×3mm		91-0000

一般的名称：歯科技工用アプレシブ研削器具　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030114

レーズ用ブラシ
アブラソソフトアクリックス

内側のスポンジ層が研摩材を吸収するため、研摩材をつける作業時間を短縮することができます。



サイズ	入　数	注文No.
φ80mm	1個	350 0080 0

レーズ用ブラシ
プレポリッシングバフシリコン

シリコンコーティングされた24層のアクリルバフによって効率よく研磨でき、作業時間が短縮できます。



サイズ	入　数	注文No.
φ80mm	1個	350 0099 1

歯科用研磨器材
バイソンブラシ

補綴物全般の仕上げ研磨にお使いいただける、HP用の研磨ブラシです。
密度の高い植毛で、優れた耐久性を有しています。



入　数	注文No.
25本	766-1000
100本	766-1100

一般的名称：歯科用研磨器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030323

歯科用研磨器材
コットンバフ

アクリル全般の仕上げ研磨用バフです。



入　数	注文No.
12本	205-1000

一般的名称：歯科用研磨器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030108

歯科用研磨器材

シリコンポリッシャー

陶材や金属の粗研磨に使用する
HP用研磨ホイールです。



サイズ	入　数	注文No.
φ22×3.2mm	100枚	86-0000

一般的名称：歯科用研磨器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030324

歯科用研削器材

エレファントダイヤブラシ

レジン、スルフォンの研磨用です。



入　数
3個

一般的名称：歯科用研削器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B3X00117000041

歯科用研削器材

エレファントポリッシャーソフト

レジン、スルフォン、硬質レジンの研削（中研削）用です。ホコリが出にくく、発熱も少ないです。



エレファントポリッシャー P-01

入　数
3本



エレファントポリッシャー ドクターポイント

入　数
5本

メタル、レジン、スルフォンのバリ取り（中研削）及び軟性シリコン樹脂の研削用です。



エレファントポリッシャー ミニポイント

入　数
10本



エレファントポリッシャー W-01

入　数
10枚

スルフォンの中研削用です。



エレファントポリッシャー ハイグレードミニ

入　数
10本

レジン、スルフォン、シリコン樹脂の表面調整研磨用です。



エレファントポリッシャー ソフトホイールグリーン

入　数
12枚



エレファントポリッシャー ソフトホイールダークブラウン

入　数
12枚

一般的名称：歯科用研削器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B3X00117000039