予防衛生

歯ブラシ／歯磨剤／デンタルグローブ／マスク
エプロンドレープ／衛生器材／保護めがね
ルーペ用クリーナー／除菌シート／クリーニングウエス
滅菌バッグ／除菌・消臭スプレー
次亜塩素酸ナトリウム噴霧器／洗浄剤／その他
口腔ケア用品／衛生材料／ガウン／エプロン

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

歯科医院専売歯ブラシ

JDS フレッシュ

国産品で患者さんがお求めやすい価格の歯科医院専売歯ブラシです。
ソフトとミディアムの2種類をご用意いたしました。



S(ソフト)



M(ミディアム)

種　類
S(ソフト)クリア
M(ミディアム)クリアグリーン

歯ブラシ

モアクリーン

2段植毛の効果で毛先が確実に歯周ポケットの奥までとどきます。

仕様

アダルト	2段毛先の長さの差を少し大きめにし、歯肉の衰えてきた中高年の歯周病の予防に適します。
コンパクト	コンパクトなヘッドと細いネックは臼歯部まで無理なく届き、確実なブラッシングが行えます。
スリム	スリムなヘッドとシャープなネックは口腔内をすみずみまで無理なく届き、磨き残しが起こりません。
チャイルド	かわいいクマがお子様の歯磨きを手助けしてくれます。手の小さな子供でもしっかり握れるグリップ形状です。



アダルト
コンパクト
スリム
チャイルド

種　類	入　数
アダルト	20本
コンパクト	
スリム	
チャイルド	

歯ブラシ/歯磨材

三宝はぐきみがき／デンタパールW／シェルピカ

三宝はぐきみがき

微細塩化ナトリウム配合。歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状の緩和。



容量・入数
125g×12個

デンタパールW

フッ素とハイドロキシアパタイトの前駆物質β-TCP(基剤)を2重チューブに充填した、新しい発想の歯みがきです。



容　量
108g

シェルピカ

ホタテの貝殻を原料とした、ハイドロキシアパタイトを35%も配合した薬用ハミガキ剤です。



容　量
80g

歯磨剤

デマックスAホワイト

歯と歯肉にやさしい研磨剤無配合のホワイトニング用歯磨剤。
ハーブエキス(香料)、ポリリン酸Na[三リン酸5Na(洗浄剤)]、
PEG-8(溶剤)を配合しています。



容量・入数
70g×10個

義歯ブラシ

ザ・デンチャーズ

握りやすいハンドル形状のため、使いやすく簡単に磨くことができます。
2種類のナイロン毛(透明・茶色)があり、汚れにあわせて使い分けできます。



仕様　ハンドル:ポリプロピレン製　毛:ナイロン
耐熱温度:80℃

入　数
6本(ディスプレイ包装)

歯科用グローブ

VIP GLOVE ニトリルタイプ ライト

伸長性に優れた極薄ニトリル素材を採用し、装着しやすく引っ張り感が少なく良く手になじむラテックスフリーのグローブです。また、250枚入りの大容量でコストパフォーマンスに優れています。





仕様　サイズ:XS、S、M、L

入　数
250枚

一般的名称:歯科用手袋　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10104050352

歯科用グローブ

バイオジェルD

外側が特殊ハイラテックス、内側がポリマーコーティングの積層構造を有しています。
この積層構造が粉による問題を排除し、アレルギーのリスクを最少限に抑えます。



仕様　サイズ:5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5

入　数
25双

一般的名称:歯科用手袋　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B1X10015SC0001

歯科用グローブ

バイオジェル パウダーフリー 滅菌済

1双包装された滅菌済のラテックスグローブで外科的処置に適しています。



仕様　サイズ:5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5

入　数
50双

一般的名称:天然ゴム製手術用手袋
医療機器分類:管理医療機器
届出番号:222ADBZX00017000

ディスポーザブルマスク

プルード抗菌マスク

通気性がよく、バクテリア捕集率が高いフィルターと抗菌剤入り不織布を安全な4層構造で採用。
長時間の装着でも耳が痛くならないポリウレタン系の布巻きゴムです。



種　類	サイズ	入　数
ブルー	90×175mm	50枚
ホワイト		
ピンク	90×145mm	

歯科用ディスポーザブルエプロンドレープ

JDS エプロンドレープ

表面は吸水性の高い不織布、裏面は防水加工で患者さんの顔と衣服を水しぶきや切削片から保護します。
ドレープ使用時は開口部の切れ込みを鼻にかけ、オトガイ部を出すように装着することで位置がズレません。
洗口時はドレープ部分をサッと折り返すだけです。





仕様　サイズ:W460×H580mm

入　数
100枚

デンタルウイルスガードフィルム
光触媒サガンフィルム

太陽光、院内の蛍光灯、LEDライト、無影灯の明かりなどによって抗菌効果、
脱臭効果を発揮するデンタルウイルスガードフィルムです。


使用例



入　数
1枚（A4シートタイプ）

ハンドクリーム
ユースキン 180gポンプ

ビタミンEなど4種の有効成分とうるおい成分ヒアルロン酸ナトリウム、ビタミンCを配合した手指の保湿クリームです。皮膚のひび、あかぎれ、しもやけを治し、うるおいのある健康な肌にします。





種　類
180gポンプ

■ 別売品

種　類
180g つけかえパウチ

ノンアルコール除菌ワイパー
ソフライト

ノンアルコールで、清拭する材質への影響がほとんどありません。丈夫な不織布を使用しているので、しっかり拭けてきっちりと洗浄・除菌ができます。双眼ルーペや保護メガネのレンズも傷つけずに拭けます。



ソフライト除菌II パウチタイプ

種　類	入　数
ソフライト除菌II パウチタイプ	100枚

高機能クリーニングウエス
NEWラックワイプ

塩化ベンザルコニウム(0.05%以上)を含有した超極細繊維不織布洗です。
ミクロの繊維で汚れを掻き取る業務用ウエスでプラスチックやスチール製品の塗装表面を傷つけません。



入　数
50枚

保護めがね
ホギーズ・アイガード

- ●超軽量25gで抜群のフィット感
- ●優れたスタイルとデザイン
- ●強靭なポリカーボネート製
- ●UVカット及び曇り止め加工
- ●しっかり固定できるサポートコード

仕様　L：幅155mm（ブルー）
M：幅145mm（ホワイト・イエロー・ブルー・ピンク・レッド・レッドピンク・ブラック）
S：幅135mm（ピンク・レッド・レッドピンク）

包　装
本体1個、サポートコード1本

■ 別売品

種　類
サポートコード



保護めがね
KKD アンチフォグ プロテクショングラス

装着感を高め、優れたデザイン性により、自然と顔にフィットする保護めがねです。
曇り止め加工が施され、UVカット（UV400）に対応しています。



仕様　色：レッド、ブルー、グレー
サイズ：幅13.5cm
重量：25g

包　装
本体1個

次亜塩素酸ナノ洗浄液
JDS ルーペ専用除菌クリーナー

特許製法による安定化弱酸性の次亜塩素酸に、同じく特許製法によるナノ洗浄成分を配合し、除菌・洗浄・消臭が同時に発揮される洗浄液です。

容　量
100cc



滅菌バッグ
JDS 滅菌ポーチ

オートクレーブ、ケミクレーブは青色から濃緑色に、EOGは赤色から黄色に変わるインジケータ付きです。
シールは容易なセルフシール方式です。

仕様　サイズM（90×230mm）

入　数
200枚



滅菌バッグ
Eline滅菌ロール

EN13060クラスB準拠の滅菌器に対応する滅菌バッグです。
ロールタイプなので、任意の長さで自由にカットできます。
オートクレーブの故障の原因となる紙粉（リント）の発生が極めて少ないため安心して使用できます。

仕様　各200m巻

サイズ
幅200mm
幅100mm
幅50mm



除菌・消臭スプレー
SteriNa（ステリナ）

瞬間・強力除菌ができる次亜塩素酸ナトリウム。弱アルカリ性で人体への影響がないことが実証されており、チェアから受付、トイレまで幅広く安心してお使いいただけます。

仕様　成分：精製型次亜塩素酸ナトリウム・純水（有効塩素濃度200ppm）

容　量
300mL
10L



次亜塩素酸ナトリウム噴霧器
SteriNa（ステリナ）超音波墳霧器

長期の保存ができ人体にもやさしい除菌・消臭剤のSteriNa（ステリナ）専用超音波墳霧器です。特殊加工の対腐食性に優れた超音波振動子を採用し、高い耐久性を実現しました。

種　類
本体

■ 別売品

種　類	容　量
墳霧器専用 SteriNa（ステリナ）100ppm	20L



歯科用アルカリ性洗浄剤
ケディクリーンTZK

リーマやファイルなどの汚れ（血液・タンパク質・歯科セメント）を総合的に除去する洗浄剤です。

仕 様 標準使用濃度：2%希釈

容 量
2L



歯科用アルカリ性洗浄剤
ケディクリーンEX

無泡性でジェット式洗浄装置により効果的に汚れを除去します。

仕 様 標準使用濃度：0.5%希釈

容 量
2L



血液溶解洗浄剤
シーメスBL

化学的洗浄で器具にやさしい中性タイプです。リネン類のシミ（血液汚染）も、スプレーして洗濯機にかけるだけでがんこな汚れを落としきれいに仕上がります。
使用濃度：原液

容 量
500mL（スプレー容器）
1L
2L



歯科用浸漬用洗浄剤
シーメスP

タンパク分解酵素を配合した浸漬用の中性洗剤です。優れた洗浄性と高い酵素安定性を有し、一般処置、インプラント治療などで使用した器具類などに付着したタンパク質、血液などの汚れ除去に効果的です。
使用濃度：100倍希釈

容 量
1L



アルジネート系印象材剥離剤
ケディクリーンMR

浸漬するだけでアルジネート印象材を強力に剥離します。

仕 様 性質：アルカリ性

容 量
粉900g



小器具洗浄剤
トライワン

優れた浸透力と溶解力で血液、脂肪、蛋白質などの有機物を洗浄します。

容 量
4L



アルジネート印象材用トレークリーナー
シーメスTC2

アルジネート印象材やトレーの種類を選ばず、浸漬するだけでトレーから使用後の印象材を取れやすく、ノーブラッシングでトレー洗浄ができます。

容 量
粉末1kg



歯科用印象、模型用硬石こう用特殊除菌洗浄
シーメスLN

歯科用印象や模型用硬石こうの表面に付着した汚染物質を簡単に落とせるまったく新しいタイプの除菌洗浄剤です。義歯の修理なども洗浄処理することで、安心して次の作業に移れます。
使用濃度：原液

容 量
2L
4L



一般浸漬、超音波兼用洗浄剤
シーメスAL

特殊抗菌剤・CAE・特殊界面活性剤を配合し、滅菌前の菌数を減少しタンパク質系の汚れや脂肪系の汚れに対し強力な洗浄力を発揮する優れた除菌洗浄剤です。
使用濃度：5～200倍希釈

容 量
2L
4L



バキューム用パイプクリーナー
シーメスBC

一週間に一回程度の洗浄でバキュームパイプの汚れを防ぎます。このクリーナーを連続使用していると、ユニット交換時までパイプのメインテナンスが不要になります。
使用濃度：5～10倍希釈

容 量
2L
4L



歯科用除錆洗浄剤
シーメスS

浸漬するだけでサビを取り光沢がよみがえります。歯科診療でご使用の鋼製小物やコップ、その他ステンレス製品にご使用いただけます。
使用後は密封容器で保管してください。
使用濃度：5倍希釈

容 量
2L
4L



血液溶解剤
シーメスEM

厳選された原料で組成された高力価タンパク分解酵素配合の中性タイプの血液溶解剤です。血液・体液などの汚染物質を強力・確実に分解除去するとともに溶液の安全性を高めました。また、金属腐食抑制効果を有しているため、洗浄中のサビの発生を強力に抑制します。
使用濃度：100倍希釈

容 量
4L



噴射型洗浄機用中性洗剤

シーメスESP

高力価蛋白分解酵素配合の無泡性中性洗浄剤です。蛋白分解酵素が強力に汚れを分解除去します。無泡性ですすぎ性に優れ、各種噴射型洗浄機にご使用いただけます。長期間保管しても酵素が劣化しにくく安定性に優れた、新しい酵素配合洗浄剤です。
使用濃度:200倍希釈

容　量
4L



噴射型洗浄機用アルカリ洗剤

シーメスWD

金属腐食防止剤を配合したハイグレードな除菌洗浄剤です。ウォッシャーディスインフェクターをはじめとする噴射型洗浄機専用に開発された、無泡性のアルカリ洗浄剤です。金属腐食防止剤を配合し、ステンレス器材はもちろんのこと、アルミ・銅・真鍮へのダメージを従来のアルカリ洗浄剤に比べ大幅に軽減することができました。
使用濃度:300倍希釈

容　量
4L



洗浄プロセスインジケーター

クリーンチェック/クリーンチェックホルダー

洗浄装置の稼働状況をチェックできるプロセスインジケーターです。
シートの色調によって、洗浄装置の洗浄力を確認できます。



クリーンチェックホルダー



クリーンチェック

種　類	入　数
クリーンチェック	150枚
クリーンチェックホルダー	1個

口腔ケア製品

マウスピュア口腔ケアジェル

時間が経っても潤いを維持しやすい口腔保湿剤です。
ジェルタイプで垂れにくくスッと伸びるのが特長で、ドライマウスのケアや口腔内マッサージの際にお使いいただけます。

種　類	容　量
ウメ風味	40g
イチゴ風味	
レモン風味	
コーヒー風味	



全自動義歯洗浄器 シンプロ専用洗浄剤

シーメスDC

食品添加物を主剤とした、歯石除去剤です。
容易に除去できないプラークや石灰化した沈着物を除去します。
原液～2倍希釈液でご使用ください。

容　量
2L



歯科用小器具用防錆洗浄剤

ラストリン

すぐれた浸透力と溶解力でタンパク質、脂肪に対して優れた洗浄作用を発揮し除菌、防錆します。超音波洗浄器との併用により洗浄効果が増大します。
使用濃度:200倍希釈

容　量
2L
4L



口腔内保湿用スプレー

マウスピュア口腔ケアスプレー

ワンプッシュで手軽にうるおいをキープします。ノズル付きで、スプレーの方向が分かりやすくなっています。
誤嚥しにくいよう、液に適度な粘性があります。

容　量
50mL



口腔内清掃用ウエットガーゼ

マウスピュア口腔ケアウェットガーゼ

在宅介護時の口腔清掃に便利です。
ノンアルコールタイプの丈夫な不織布で破れにくいです。
保湿成分配合でお口さっぱりレモン風味です。



種　類	入　数
ボトル	100枚
詰替用	

歯科用ルージュクリーナー

ルージュレス

義歯、補綴物などに付着した油脂、ルージュ等の除去用で、すすぎも簡単に行えます。
使用濃度:10～20倍希釈

容　量
2L



洗浄プロセスインジケーター

アミドブラック10B

簡単な試験で、洗浄後の器材の洗浄度が確認できます。蛋白質に酸性色素（濃い青色）が定量的に結合することを利用した試薬です。直接判定法における色素判定法として活用してください。

容　量
400mL



口腔内清掃用吸引歯ブラシ

マウスピュア吸引歯ブラシ

吸引器に接続して片手で使える吸引歯ブラシです。
スイッチで吸引のオン／オフ切り替えが可能です。
歯ブラシの先端部と清掃面に吸引口を設けています。





入　数
1本

口腔内清掃用スポンジブラシ

マウスピュア口腔ケアスポンジ

汚れをしっかりからめ取る「さくらカット」（波形の溝付き）のスポンジです。
出血が分かりやすい色使いのスポンジです。



種　類	サイズ	入　数
紙軸	S、M	10本
	S、M、L	50本
		500本
プラ軸	S、M	10本
	S、M、L	50本
		500本

口腔内清掃用吸引スポンジ

マウスピュア吸引スポンジ

吸引器に接続して片手で使える吸引スポンジです。
スイッチで吸引のオン/オフ切り替えが可能です。
吸引口が大きくなり、粘性のある汚れもしっかり吸引します。



入　数
5本
50本

口腔内マッサージ、清掃用綿棒

マウスピュア口腔ケア綿棒

口腔内マッサージ、清拭用綿棒です。
凹凸加工の綿体がお口の中でやわらかくフィットします。
綿体は毛羽立ちにくく、口腔内には最適です。



入　数
15本
50本
300本

速乾性手指消毒剤

ウィル・ステラVH

SARAYA

ウィル・ステラVHは、従来の速乾性アルコール製剤では活性が劣るとされてきたノンエンベロープウイルスを含む、幅広い微生物に対して効果のある新しい手指消毒剤です。保湿剤としてグリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し、手荒れに配慮しています。

容　量
500mL



ノータッチ式ディスペンサー

ノータッチ式ディスペンサーGUD-500-PHJ

SARAYA

一切手を触れずにセンサー感知で診療のタイミングごとに、すばやく衛生的手洗いや手指消毒ができます。診療室や受付カウンター・洗口コーナーにインパクトを与えるカラーとデザインで、医療の現場に素敵な彩りをプラスします。
据え置きでも壁付けでも対応可能で、乾電池式でコンセントのないところでも設置が可能です。

入　数
1台

■ 別売品

種　類
トレーC型



口腔内清掃用ガーゼ

マウスピュア口腔ケアガーゼ

舌やお口の機能訓練・清掃にお使いいただけます。
水に濡れても強く、舌リハビリに最適です。
毛羽立ちにくく、柔らかいので口腔内清掃に最適です。

入　数
150枚



口腔内用ウェットティッシュ

フィンガーウェッティ

指にはめて拭くことができる、指サック型で口腔内の汚れを拭きとるウェットティッシュです。

入　数
60枚



ハンドローション

バリアAローション

SARAYA

透明な保護膜を形成し、皮膚を保護します。
使用後のべたつき感がほとんどなく、日常作業に影響を与えません。
ヒアルロン酸を配合しているため肌をみずみずしく健やかに保ちます。
手指消毒剤の作用や各種手袋の性能に影響を与えません。

容　量
480mL(ポンプ付)



ハンドローション

プライムバリアローション

SARAYA

保湿と保護、ダブルの作用で手肌を守ります。
手肌のうるおいを保ち、角質バリア機能を補完します。
肌荒れ防止成分、エモリエント成分を配合。
手指消毒剤の作用や各種手袋の性能に影響を与えません。

容　量
300mL(ポンプ付)



手洗い泡状石けん

シャボネット ユ・ムP-5

SARAYA

香料無添加。泡状で吐出します。
殺菌剤イソピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。

容　量
500mL
5kg



ハンドソープ

ホイップウォッシュモイスト

SARAYA

濃密泡でしっかり洗浄しながらうるおいケアができる抗炎症成分を配合した医薬部外品のハンドソープです。

容　量
500mL(ポンプ付き)



手洗いチェッカー

手洗いチェッカー LED

SARAYA

軽く持ち運びに便利なコンパクト設計。箱型に組み立てて使用します。
手に塗りつけた専用ローションを汚れに見立てて手を洗い、専用のライトの下で光らせます。適切な手洗いができているか目で見て確認できます。

包　装
本体1台、ブラックライトLED、
手洗いねけんシャボネット ユ・ムS1本、
手洗いチェッカーローション2本



超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤

パワークイック

SARAYA

無気泡のため、超音波洗浄機での使用に最適です。器具についた血液・体液、タンパク質や脂質の除去をスピーディーに行えます。
超音波洗浄機の特性を考慮したスケール（白残り）が発生しない、すすぎ性の良い洗浄剤となっています。

容　量
4L



ペーパータオル
リオーレ(Re wole) SARAYA

再生紙を100%利用したエコペーパータオル。
手洗い時の水気をしっかり拭き取り、衛生的です。
※1枚のサイズ:220×170mm



入 数
200枚×42袋

ペーパータオルホルダー
ペーパータオルホルダーPH-200N SARAYA

200枚収容のコンパクトタイプ。
据え置きでも壁付けでも使える2WAY仕様です。



包 装
本体1台

ディスポーザブル手袋
ハイブリッドグローブ さくら SARAYA

プラスチック手袋にニトリル成分を配合することにより従来のプラスチック手袋に比べて伸縮性やフィット感が向上しました。
アレルギー性接触皮膚炎やラテックスアレルギーに配慮した、加硫促進剤フリー、パウダーフリー、ラテックスフリータイプです。

仕 様 サイズ:XS、S、M、L

入 数
150枚

一般的名称:非天然ゴム製検査・検診用手袋　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B1X00120000400



非天然ゴム製検査・診断用手袋
サラヤニトリルグローブ　ソフトフィット SARAYA

サラヤニトリルグローブ ソフトフィットは極薄素材を採用し、しなやかなフィット感を実現、長時間の着用でも疲れにくい柔らかさで作業ストレスを軽減します。

仕 様 サイズ:XS、S、M、L

入 数
250枚

一般的名称:非天然ゴム製検査・診断用手袋　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:27B1X00120000500



ディスポーザブルガウン
サラヤ プラスチックガウン(袖つき) SARAYA

最も汚染されやすい体幹前面から腕までを覆う形状で、袖口はゴム袖式です。

仕 様 カラー:ブルー

入 数
15枚



ディスポーザブルエプロン
サラヤ プラスチックエプロン(袖なし) SARAYA

防水性の高いポリエチレン製で、血液、体液等の湿性生体物質を通さず感染リスクを低減します。

仕 様 カラー:1色 ホワイト

入 数
50枚



除菌クロス
サラサイド除菌クロス SARAYA

第四級アンモニウム塩、エタノール、アルカリ剤を最適な組み合わせで配合した液を含浸させた清拭クロスです。幅広い微生物スペクトルを発揮します。
便座・便器にも使用できます。



250枚入容器　250枚入詰替　80枚入ピロータイプ

種　類	入　数
容器	250枚
詰替	250枚
ピロータイプ	80枚

洗浄・除菌クロス
サラヤ環境清拭クロス SARAYA

洗浄成分が汚れを浮かせて除去し、第四級アンモニウム塩が除菌効果を発揮する、中性タイプの清拭クロスです。金属やプラスチックの腐食が少なく、タンパク汚れ、油脂汚れに対して高い洗浄力を有します。



250枚入容器　250枚入詰替　80枚入ピロータイプ

種　類	入　数
容器	250枚
詰替	250枚
ピロータイプ	80枚

便座除菌クリーナー
便座きれいくんV SARAYA

便座への影響を配慮し、除菌力をアップしたエタノールを主成分とする便座除菌クリーナーです。トイレのドアノブ、水洗レバーなどにも使用できます。

容 量
5L



便座クリーナー用ディスペンサー
便座クリーナー用ディスペンサー SC-460 SARAYA

カートリッジボトルに「便座きれいくん」を入れて装着します。
レバーを押して液をトイレットペーパーにふきつけて使用します。

包 装
本体1台



汚物処理用品

汚物の処理ツールBOX SARAYA

感染リスクの疑いがある汚物（吐瀉物、排泄物など）を処理するときに必要なツールをオールインワンにしました。感染リスクの疑いがある汚物をすばやく安全に処理することができます。



包　装
1セット

ディスポーザブルシールドマスク

サラヤシールドマスク20 SARAYA

湿性生体物質から目を守るアイシールドとサージカルマスクが一体になった製品です。これ1枚で目・鼻・口の粘膜を感染源から防御します。





入　数
25枚

ノータッチ式ディスペンサー

ウォシュボン　オートソープディスペンサー SARAYA

手をかざすことでセンサーが反応し、適量の泡ハンドソープが吐出されます。
手にやさしく、クリーミィな泡立ちで殺菌・消毒ができます。
別売のウォシュボンSフォームと一緒にご使用ください。



ホワイト

仕　様
カラー：ホワイト
サイズ：W82×D82×H183mm
容量：300mL

包　装
本体1台

殺菌消毒用手洗いソープ

ウォシュボンSフォーム SARAYA

白色の泡状手洗い石けん液で、手にやさしく、クリーミィな泡立ちで殺菌・消毒ができます。



容　量
5kg

スクラブハンドクリーナー

ラッキーボーイDⅢα

自然にやさしいカーボンニュートラルの生分解性スクラブを使用。
インレーやクラウンの研磨時に付着する、がんこな汚れにお困りの歯科技工、歯科関係の方におすすめです。

容　量
1.4kg

