その他


模型輸送BOX／口腔機能測定器／口唇筋力固定装置
舌筋力測定器／口腔免疫トレーニング装置／口腔水分計
口腔衛生機能食品／個人被ばく線量測定サービス
高演色蛍光灯／技工用デザインナイフ／ワークシューズ
スキンケアクリーム／リップバーム／マッサージガン
カルテホルダー／フィルムマウント／フィルムホルダー
自動除細動器

【最新製品情報】

最新製品情報や価格は
日本歯科商社ホームページにて
ご確認ください。

歯科補綴物梱包材
P-BOX

歯科補綴物梱包・輸送用ケースです。
真空成型プラスチックケースとポリウタンの特殊フィルムが一体になった緩衝材ケースで、
技工所様で作成した歯科補綴物を歯科医院様へ安全に輸送していただくことができます。





種　類	入　数
P-BOX #1	100個
P-BOX #6	

口腔機能測定器
健口くん

健口くんは口腔機能の評価方法オーラルディアドコキネシス、反復唾液嚥下テスト
(RSST)の測定器です。



仕様　電源:AC100V(50/60Hz)
サイズ:W190×D130×H50mm

包　装
本体1台

口腔機能測定器
健口くん　ハンディII

従来品よりも20%近く軽量化し、手の平にジャストフィットするコンパクトサイズのオーラルディアドコキネシスの測定器です。



仕様　電源:単4形乾電池2個
サイズ:W49×D164×H26mm

包　装
本体1台

歯科用口唇筋力固定装置
リットレメーター Medical

口輪筋の引っ張り強さを測定し、トレーニング結果を数値で評価することができます。
口輪筋を鍛えるトレーニング器具としても使用できます。
ソフトとハードの2種類の強さで、レベルに合ったトレーニングが可能です。
最大負荷量:ハード(ホワイト)2.5kg・ソフト(ゴールド)2.0kg



仕様　ハード(ホワイト)、ソフト(ゴールド)

包　装
本体1個、リットレMP(マウスピース)大小 各1個

一般的名称:歯科用口唇筋力固定装置　医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10260000003

■ 別売品

種　類	入　数
マウスピース大	2個
マウスピース小	

一般的名称:歯科用口唇筋力固定装置　医療機器分類:一般医療機器
届出番号:13B2X10260000004

歯科用口唇筋力固定装置
とじろーくん M メディカル

口輪筋の閉鎖力を強化するトレーニング器具です。
唇を上下に動かすだけのシンプルなトレーニングなので、6歳未満のお子様から高齢者、要介護者の方々にもお使いいただけます。



仕様　カラー:グリーン

包　装
本体1個、バネ(100g/200g/400g)各1個、六角レンチ1個

一般的名称:歯科用口唇筋力固定装置　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10260000002

歯科用口唇筋力固定装置
あげろーくん M メディカル

口輪筋、舌筋のトレーニング器具です。
マウスピースを舌で上に押し上げる運動を繰り返すことにより、
口唇力・舌筋群が鍛えられ、舌を正常な位置に戻すことを図ります。





仕様　Sサイズ(ピンク):縦31×横24mm
Mサイズ(ブルー):縦40×横29mm

包　装
本体1個、バネ(100g/200g/400g)各1個、六角レンチ1個

一般的名称:歯科用口唇筋力固定装置　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10260000001

舌筋力測定器
たんたんめーたー

舌筋力を測定し数値で確認できる、口腔・嚥下機能の訓練器具です。



包　装
本体1個、ケース、舌筋力記録帳1枚

一般的名称:口腔・嚥下機能訓練器具　医療機器分類:一般医療機器　届出番号:13B2X10260000016

OITA(口腔免疫トレーニング装置)
パナリング

チューブで噛む機能を鍛える器具です。
成長期の子どもはよく噛むことで十分に発達した良い顔になります。
毎日3分以上噛むことで歯並びが安定します。


前歯部用


臼歯部用



包　装
前歯部用ホルダー1個、臼歯部用ホルダー1個、チューブ3本

OITA(口腔免疫トレーニング装置)
パナスティック


弱い力を加え前歯を誘導するトレーニング器具です。
交叉の程度が重度でなく、前歯が前方に出るスペースが十分にある場合に効果的です。



包　装
10本(オレンジ、グリーン各5本)

OITA(口腔免疫トレーニング装置)
ブレスケール

鼻呼吸の診断がチェアサイドで簡単にできます。鼻息を直接スケールに当て、くもり度合いを数値で見ることができるので口呼吸の改善指導をする際に役立ちます。



入　数
1枚

OITA(口腔免疫トレーニング装置)
タッチスティック

舌と下顎位のポスチャーの改善トレーニング器具。




種　類	入　数
正常位セット	12個
切端位セット	
アソートセット(正常位、切端位)	各6個

OITA（口腔免疫トレーニング装置）

ポカンX

口唇閉鎖不全・口唇ポスチャーの改善トレーニング。
30分くわえるだけです。



包　装
50個（ホワイト、イエロー、ピンク、グリーン、ラベンダー各10個）
50個（ホワイト、グリーン各25個）

口腔水分計

ムーカス®

約2秒で口腔内の湿潤度を簡便に測定できる口腔水分計です。
口腔乾燥症（ドライマウス）や口腔ケア診査の一環としてご使用いただけます。



仕　様　単4電池2個
サイズ：W41×D21.5×H23mm

包　装
本体1台、専門センサーカバー20枚

■ 別売品

種　類	入　数
専門センサーカバー	120枚

一般的名称：体成分分析装置　医療機器分類：管理医療機器　認証番号：22200BZX00640000

ワークシューズ

クロックス スペシャリスト2.0　ベントクロッグ

病院や医療施設などで働く方々の快適性を実現するシューズ。
「クロスライト」素材の快適性で硬い床面での長時間の仕事による疲労を軽減します。



仕　様
色：ホワイト・ブラック
サイズ：
M4/W6（22cm）　M5/W7（23cm）
M6/W8（24cm）　M7/W9（25cm）
M8/W10（26cm）　M9/W11（27cm）
M10/W12（28cm）　M11（29cm ）
M12（30cm）

入　数
1足

温感スキンケアクリーム

Dr-JAW インテンシブクリーム New

フェイスラインのゆるみや首元のシワ、肌内部のエネルギー不足に着目した集中ケアクリーム。
塗布すると心地よい温感が広がり、あごまわりをやさしくほぐしながら、すっきりとした印象の肌へ導く効果が期待できます。



容　量
50mL

腸溶性ラクトフェリン食品

ラクトフェリンD150

ラクトフェリンを1カプセルに150mg配合。
特殊コーティング技術のカプセル（腸溶性）で、ラクトフェリンが腸まで届きます。



入　数
60粒

個人被ばく線量測定サービス

ルミネスバッジ

医療施設で利用される個人用のバッジ（放射線量測定器）です。
一定期間バッジを着用して返却するだけで被ばく線量測定結果の報告書が届くサービスです。



低刺激リップバーム

プランピンク リップショット New

SPICULE（スピキュール）× 天然由来の微細針成分、EXOSOME（エクソソーム）、VOLUFILINE（ボルフィリン）を配合した低刺激リップバーム。
治療前後に塗ることで、唇のくすみ・乾燥をケア。歯科治療の価値を、口元全体の美しさで高めます。



容　量
10g

マッサージガン

JDS ミニマッサージガン Beauty Green New

診療後や細かい作業のあとに、腰や肩の張りをほくしてくれる小型・軽量のマッサージガン。
部位に合わせて選べる4つのアタッチメントを付属し、振動レベルは4段階の中から選択可能。充電式で、持ち運びにも便利です。



仕　様
サイズ：W79×D37×H118mm
（アタッチメントを除く）
重量：324g
4段階回転速度：1段階目 2200rpm
2段階目 2800rpm
3段階目 3600rpm
4段階目 4000rpm

包　装
本体1台、アタッチメント（4種）、USBケーブル（Type-C）

高演色照明

高演色蛍光灯CCFL

演色指数Ra98の高い色再現性があり、40,000時間と長寿命な蛍光管です。
3段階の調光機能を使用することで最適な節電ができます。



種　類
CCFLスタンダードモデル　40W形
CCFL高演色ハイスペックモデル　40W形
専用安定器

技工用デザインナイフ

MZ -3201 No.1ナイフ

替刃の種類が豊富な精密デザインナイフです。



入　数
1本


■ 別売品

種　類	入　数
替刃MZ-X211	12枚

カルテホルダー
SKY カルテ ホルダー（KH）

種　類				入　数
KH-1	カルテホルダー	半透明	B5版	50枚
KH-2				
KH-2C		カラー（赤・青・緑・黄）		
KH-20		半透明	A4版	
KH-20C		カラー（赤・青・緑・黄）		
KH-30		半透明		
KH-30C		カラー（赤・青・緑・黄）		
KH-3		半透明	B5版	
KH-A4	折り返し カルテホルダー半透明		A4版	
KH-A4C	折り返し カルテホルダーカラー（赤・青・緑・黄）			
KH-T5	片止め　タテ見出しカルテホルダー		B5版	
KH-Y5	片止め　ヨコ見出しカルテホルダー			
KH-T4	片止め　タテ見出しカルテホルダー		A4版	
KH-Y4	片止め　ヨコ見出しカルテホルダー			
KH-W22	ダブルポケットカルテホルダー			
KH-W22Y	ダブルポケットカルテホルダーヨコ			
KH-A4P	カルテフォルダー			50枚
KH-8M	カルテファイル用マウントシート（8枚掛）			100枚


カルテファイル用マウントシート（8枚掛）




KH-8M（100枚）
カルテと一緒にフィルムの保管をする時に、
ファイルの内側にテープ等で貼れます。

デンタルフィルムを3点でホールドします。

KH-W22




CM-1フィルム保管袋（1枚用）




シースルー（500枚）
裏面にノリが付いており
そのまま貼れます。

片止め



ここを止めたものを片止めという。

KH-A4折りかえし




折りかえし部分

フィルムホルダー
SKY デンタル フィルム ホルダー（FH）

種　類		入　数
FH-10	10枚掛セット	1組（30枚）
FH-10N	10枚掛中味のみ	50枚
FH-10B	10枚掛バインダーのみ	1冊
FH-16	16枚掛セット	1組（30枚）
FH-16N	16枚掛中味のみ	50枚
FH-16B	16枚掛バインダーのみ	1冊
FH-20	20枚掛セット	1組（20枚）
FH-20N	20枚掛中味のみ	50枚
FH-20B	20枚掛バインダーのみ	1冊

特徴

- 通常、時間が経てば経つ程汗をかき、フィルム粒子がくっつき離れなくなりますが、SKYデンタルフィルム保存帖の特殊なフィルムベースは逆に乾燥します。
  その為下記のような優れた特長を有しています。
  - 四季の変化にも、フィルムが汗をかくことがない。
  - フィルムがくっつくことがない。
  - 接触する他のものを侵さないので、フィルムの保管にもフィルムが変化しない。
  - アルカリ、酸、熱等に対しても強く、年中同じ状態で使える。




フィルムホルダー
SKY オルソパントモ ホルダー（OPH）

種　類		入　数
OPH-15	150×300サイズ用	1組（30枚）
OPH-15N	150×300サイズ用中味のみ	50枚
OPH-15B	150×300サイズ用バインダーのみ	1冊

特徴

- バインダー式ですので、差替え、取替えが容易で管理保存が簡単です。
  500回以上の屈折テストにパスしており、痛みません。
- 透明度が高く、ホルダーの上からでもよく見えます。
- 患者説明の時、フィルムホルダーの上に書き、また消すこともできます
  （グラス鉛を使用してください）。



OPH-15

記号の見方

FH-20N
- デンタルフィルム保存帖
- マウントできる枚数
  10=10枚掛
  16=16枚掛―B5版カルテサイズ
  20=20枚掛

OPH-15N
- 記号のないものはセット
  N=中味のみ
  B=バインダー
- パントモフィルムのサイズを
  表しています
  15=150×300

- オルソパントモホルダー

自動体外式除細動器（AED）
サマリタンPAD 350P

手軽に持ち運べるコンパクトサイズの次世代AEDです。ケースに入れたまますぐに使用可能で、音声と光で操作をサポートします。トータルコストを抑えることができる8年保証安心パックもございます。



仕 様 サイズ：20×18.4×4.8cm
重量：1.1kg（電極パッド及びバッテリ含む）

種　類
本体1台、キャリングケース、レスキューセット、操作DVD、AEDステッカー
8年保証安心パック
8年保証安心パック 未就学用パッドパック付

一般的名称：非医療従事者向け自動除細動器　医療機器分類：高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
承認番号：22800BZI00030000

自動体外除細動器（AED）
ライフパック CR2 New

素早く傷病者に装着できる「クイックステップ電極」を搭載し、
最大360 ジュールまでエネルギーが上昇するように設計。
突然の心停止患者に効果的な救助処置を提供します。



仕 様 サイズ：W274×D97mm×H274mm
重量：約2.0kg（消耗品等を含む）

包　装
本体1台、電極トレイ（1個）、USBケーブル、ソフトキャリーケース、ショルダーストラップ、レスキューセット、オリエンテーションDVD、設置シール

■索引／INDEX

ア

ITノズルチップ 031
AKIYAMA's グラフトディッシュ 015
AKIYAMA's マイクロエキスカベーター 014
AKIYAMA's マイクロキャリア 015
AKIYAMA's マイクロキャリアⅡ 015
AKIYAMA's マイクロジンパッカー 015
AKIYAMA's マイクロミラー 015
AKIYAMA's マイクロミラー付剥離子 016
アクティブカーボン 070
あげろーくん M メディカル 115
アブラソフトアクリックス 096
アミドブラック10B 106
アルファコート 079
アルミニウムトレイ 022
アンドロイド 021

イ

イージークリーン TEC 009
イージーフォームLC 068
Eline滅菌ロール 103
イソスティック 049
イソフィックス 2000 050
インプラントロジーキット 021

ウ

ウィル･ステラVH 109
ウォシュボン　オートソープディスペンサー 112
ウォシュボンSフォーム 112

エ

HRイントラオーラルミラー 016
Aoral スキャン Elite 008
エキストラクタークランプ･ガラス 037
エキストラクタースイッチ 037
エグザクトフォーム 049
エコブロック 8ホール 022
SKY オルソパントモ ホルダー(OPH) 119
SKY カルテ ホルダー（KH） 118
SKY デンタル フィルム ホルダー(FH) 118
FGアダプター 084
MZ -3201 No.1ナイフ 116
MD-500S 040
MD-500W 041
MT3 モデルトリマ 034
エレファントCRシリンジチップ 020
エレファントダイヤブラシ 098
エレファント ピンディングワイヤー 078
エレファントポリッシャーソフト 098
エレファントルージュ(ルージュ D-24) 096
エンドボックス 021
エンドミクロ 022

オ

OKブロアー ミラーキット 016
OTSアンチ-フォグ アルファ 019
オートスピン 035
オーラルクロマCHM-2 012
オクルテックスプレー 050
オストロマット220 oral design 039
オストロマット624 oral design 039
オストロマット624i oral design 039
オストロマット654プレシデント oral design 039
オパール L 096
汚物の処理ツールBOX 112
オルソリーアライナーコネクト 025
オルソリー インデュース MS-Ⅱ 025
オルソリー グラスボンドSL 024
オルソリー コモンベースレジン 026
オルソリー ドルフィンソフトウェア 028
オルソリー IPRバー 025
オルソリー バンドペーストSL 024
オルソリー ブランストーン 028
オルソリー ユニバーサルボンド 026
オルソリーユニバーサルボンドフロー 027

カ

カーバイドカッター 088
カーバイドカッター･ラビディーミクロ 094
カーバイドバー(CHIYODA) 086
カービングダイヤポイント 093
攪拌用カップ 032
ガッターボックス 021
ガラスビーズ 031
カリブレットS 079
ガリレアンルーペUL マルチ 006
ガリレアンルーペUL マルチTTLタイプ 006
カレ･フォルン　EGセット 008

キ

Q3 038

ク

クイックツール 068
CRAFT PLUS 042
CRAFT 2 042
CRAFT DX 041
CRAFT DRY 041
CRAFT PRO 042
クリアファイバー スマート pix® 009
クリアファイバープロⅥ 009
クリーンチェック/クリーンチェックホルダー 107
クリエイション CC 056
クリエイション ZI-CT 058
クリエイション ZI-F 060
クリエイションパレット 055
クリエイション マジックカラー 063
クロックス スペシャリスト2.0　ベントクロッグ 117

ケ

KKD アンチフォグ プロテクショングラス 102
K2ワックス 045
ケディクリーンEX 104
ケディクリーンMR 104
ケディクリーンTZK 104
ケプラリアンルーペ マルチ BLACK 4.5倍 007
ケラモグリップアングル 069
健口くん 114
健口くん　ハンディⅡ 114

コ

高演色蛍光灯CCFL 116
コウワイヤーカッター 017
コーヌスポリッシャー 094
コットンパフ 097
コブラ 031
コンパクトラボパテ 077

サ

サイレントEC2 036
サイレント XS 037
サイレントコンパクト 036
サイレントコンパクトCAM 036
サイレントTS 036
サイレントパワーCAM EC 036
ザ･デンチャーズ 100
サマリタンPAD 350P 119
サラサイド除菌クロス 111
サラヤシールドマスク20 112
サラヤ環境清拭クロス 111
サラヤニトリルグローブ　ソフトフィット 110
サラヤ プラスチックエプロン(袖なし) 111
サラヤ プラスチックガウン(袖つき) 111
三宝はぐきみがき／デンタパールW／シェルピカ 100

シ

CRインレー形成バー 018
GEO アバンギャルド 044
GEO クラシック 044
GEO クラシックナチュラル 045
GEO クラスプワックス 046
GEO クローワックス 046
GEO スペシャルワックス 044
GEO ディッピングワックス 046
GEO ナチュラル 045
GEO バーワックス 048
GEO プレートワックス 047
GEO ホワイトワックス 045
GEO モデリング ワックス 045
GEO リテンションワックス 047
GEO ワックスワイヤー 048
G-Oralスキャン2 008
G2コンセプト 037
GPスケール 070
シーメスAL 104
シーメスBC 104
シーメスBL 105
シーメスDC 106
シーメスEM 105
シーメスESP 106
シーメスLN 105
シーメスP 105
シーメスS 105
シーメスTC2 105
シーメスWD 106
JDS 遠赤ウォーマー 010
JDS エプロンドレープ 101
JDS カーバイドカッター 087
JDS CADCAMブロック 066
JDS CADCAMブロックⅣ 066
JDS CAD/CAMミリングバー 089
JDS CAD/CAMミリングバー 090
JDSキュアライト 1S 012
JDS コバルトボンド 077
JDS CRブライト 084
JDS シリコンポイント 094
JDS ジルコニアディスク マルチレイヤー 065
JDS ジルコニアNEXTシリーズ 064
JDS スーパーバーン MGV-1414 038
JDS チタンディスク 066
JDS PMMAディスク 065
JDS トリトンダイヤバー 082
JDS ニューダウエルピン 052
JDS抜歯窩掻爬用ダイヤモンドバーキット 018
JDS パノラマフィルム 019
JDS パラフィンワックス 049
JDS CRブライト 084
JDS フレッシュ 100
JDS ベスト 076
JDSミキシングチップ 020
JDS ミニマッサージガン Beauty Green 117
JDS ミニレーズ 037
JDS 滅菌ポーチ 103
JDS ユニチップ 020
JDS ルーペ専用除菌クリーナー 102
JDS レストカッター 095
JDS ロビンソンブラシ 097
JDS ワックスディスク 048
ジグジェル 052
ジフレックスTR 097
ジャケットグリップ 069
シャボネット ユ･ムP-5 108
ジュエル 083
ジョタ･カーバイドカッター 085
ジョタスチールバー 086
ジョタマンドレル 092
ジョタ･メタルシェービング 093
ジョタ･リムーバルバー 084
シリコンバー 095
シリコンポリッシャー 098
シリコンポリッシャー（エクセルグレートポイント） 094
ジルコンフレックス 086
ジンジバルマスク 069
シンプレス 010
シンプロ 009

ス

ステインミックスパレット 050
SteriNa(ステリナ) 103
SteriNa（ステリナ）超音波墳霧器 103
スプレンデドワックス 049
スポットクリップ 068
スマートピン 051
3Mix-MP法用3-2キャリアー 017
3Mix-MP用 洗浄液 018
3Mix専用保管容器 018
スリーラインカラー咬合器 071

セ

セットアップグラインダー 093
Z-80 PRO Ⅱ 039
ゼットシェイプ 094
セラミカス 052

ソ

ソフライト 103

タ

タイニープラスⅢ 011
ダイネックス 092
ダイネックスチタン 092
ダイネックスブリリアント 092
ダイマスター 067
ダイマスター デュオ 067
ダイヤジンターボ 093
ダイヤチットカーバイドバー 088
ダイヤメテル 094
ダステックスマスタープラス 037
タッチスティック 115
たんたんめーたー 115

チ

チキソロック 076

ツ

ツイスター エボリューションⅡ 032
ツイスターⅡ 032
ツイスターⅡ ベンチュリ 032

テ

手洗いチェッカー LED 109
ディアボロFG 095
ディアボロHP 095
DSソフトカバー 019
DSソフトカバーIP 019
TCプライヤー 027
ティーディーキャスティングライナー 077
ティーディークリスト30 076
ティーディーシリコンライナー 071
ティーディーソルダスタンド 076
ティーディートライロック 077
ティーディー ハイフロートーン 078
ティーディーフィットスペーサー 077
ティーディーベスト3D 076
ティーディーベストプレス 076
DB カリエスハンター 011
DBスライサー 012
DBレシプロハンドピース 011
デマックスAホワイト 100
デンタルLED コードレスヘッドライトⅢ 006
デンタルLED コードレスUVライト 006
デンタルLED ULスポットライトⅢ 007
デンタルキャストライナー 077
デンタルプライマー 079
デンバー スティッキーブラシ 019
デンバー マジックブラシ 019

ト

Dr-JAW インテンシブクリーム 117
とじろーくん M メディカル 114
トップスピンⅡ 035
tri hawk クラウンカッター 084
トライワン 104

ナ

99サクションブロック 021
ナソフレックス プレミアム 069

ニ

ニエットキャリアⅡ 017
ニエットバー 018
ニューウェーブソー 078
ニューティーディーストーン 078
乳鉢セット 018
NEWラックワイプ 103

ネ

ネオ ステイン 062

ノ

ノータッチ式ディスペンサーGUD-500-PHJ 109
ノーフレームプラス 034

ハ

バークリップカラー 8ホール 022
バイオジェルD 101
バイオジェル パウダーフリー 滅菌済 101
バイソンブラシ 097
ハイパーウォッシュ 078
バイ･ピン 051
バイ･V･ピン･プラスチックスリーブ 051
バイ･V･ピン･メタルスリーブ 051
バイブラックス 035
ハイブリッドグローブ さくら 110
パナシールドプラスMedical 028
パナスティック 115

パナリング 115
バリアAローション 109
バリオE 034
バリオクーゲルスナップ 072
バリオクーゲルスナップ SV 072
バリオジェット 030
バリオソフト3 073
バリオソフト3 SV 073
バリオソフト3ミニ 074
バリオソフト3ミニ SV 075
バリオベーシック 030
パワークイック 109
パワースチーマー 038
パワーピロー 035

ヒ
PPSキャリア 017
P-BOX 114
光触媒サガンフィルム 102
ピクプラストHP36 067
ピコセップ 049
VIP GLOVE ニトリルタイプ ライト 101
ヒッポ U 021
ピンカッター 016
ピンロックF1 079

フ
ファイヤリング ペースト 071
vhf E4 ミリングマシン 011
フィニッシュバー 095
フィンガーウェッティ 108
プライムバリアローション 109
ブランピンク リップショット 117
FREEDOM X3 040
FREEDOM X5 040
ブルークリップ 068
ブルード抗菌マスク 101
ブルードコンタクトゲージ 021
ブルードパッド 020
ブルードプライマースプレーⅡ 078
ブルードルージュクリーナー 096
プレスケール 115
プレポリッシングパフシリコン 096
プロフィーカップ 083
プロフィーブラシ 083
フロントサーフェイスミラー 020

ヘ
ベーシックエコ 031
ベーシッククアトロⅡ 030
ベーシッククアトロⅡ IS 030
ベーシッククラシックⅡ 030
ベーシックマスターⅡ 030
ベーシックモービル 031
ペーパータオルホルダーPH-200N 110
別売スタンド 032
便座きれいくんV 111
便座クリーナー用ディスペンサー SC-460 111

ホ
ホイップウォッシュモイスト 108
ボカンX 116
ホギーズ・アイガード 102
ホッティLED 034
ポリソフト 097
ボルテックスコンパクト 3L 036

マ
Macky1 017
マイクロフィニッシャー 095
マイクロフレックス 097
マイクロメガ NiTiロータリーファイルシステム 014
マウスピュアロ腔ケアウェットガーゼ 107
マウスピュアロ腔ケアガーゼ 108
マウスピュアロ腔ケアジェル 107
マウスピュアロ腔ケアスプレー 107
マウスピュアロ腔ケアスポンジ 107
マウスピュアロ腔ケア綿棒 108
マウスピュア吸引スポンジ 108
マウスピュア吸引歯ブラシ 107
マグニファイグラスシルバー 080
マルチシルドーシングデバイス 069

ミ
ミニグリップ 022
ミニチュアピンカッター 016
ミラーアンチフォグ 017
ミリングオイル 091
ミリングバー各種 091
ミロプロ 034

ム
ムーカス® 116

メ
メッシュトレー 050
メッシュトレーK 050
Metiスマイル 3D フェイススキャナー 010
メリーダイヤ AKIYAMA's Micro Bur 014

モ
モアクリーン 100

ユ
ユースキン 180gポンプ 102

ラ
ライフパック CR2 119
ラクトフェリンD150 116
ラストリン 106
ラッキーボーイDⅢα 112
ラバーキャップ 051
ラピッドシェイプ PRO 20 040

リ
リオーレ(Re wole) 110
リットレメーター Medical 114
リベッティングハンマー 070
リムーバルバー 084

ル
ルージュレス 106
ルカグレーズ 039
Luxen ジルコニアカラーリキッド 079
ルミネスバッジ 116

レ
レイアート 054
レイアート evo 053
レイアート・スタイル 052
レンフェルトポリッシュ 096

ワ
ワックスアダプター 070
ワックスプロフィ 034
ワックスレクトリックⅠ 033
ワックスレクトリックⅡ 033
ワックスレクトリックライトⅠ 033
ワックスレクトリックライトⅡ 033

取扱メーカー

（五十音順）

国内

株式会社IDM
有限会社アイデント化学工業
アウス株式会社
アグサジャパン株式会社
旭化成アドバンス株式会社
アルゴファイルジャパン株式会社
アロマスター株式会社
株式会社E・テック
石福金属興業株式会社
井元特殊冶金株式会社
イワツキ株式会社
有限会社ウィルデント
有限会社英倫商会
株式会社エーティーディージャパン
株式会社NRLファーマ
エフアイエス株式会社
株式会社エムエス
オーエスジー株式会社
大木化学工業株式会社
株式会社オオタキ
有限会社オーラルアカデミー
小野島製作所
亀水化学工業株式会社
川本産業株式会社
キヤノン株式会社
共和医理科株式会社
株式会社クエスト
株式会社クラーク
クリーンケミカル株式会社
クロスフィールド株式会社
株式会社クロダブラシ
高圧ガス工業株式会社
コルテンジャパン合同会社
コンビ株式会社
サカセ化学工業株式会社
佐藤製薬株式会社
サラヤ株式会社
サンエス石膏株式会社
株式会社SANKA
サンデンタル株式会社
三宝製薬株式会社
株式会社ジーシー
株式会社ジーシーオルソリー
株式会社ジーシー昭和薬品
株式会社シオダ
株式会社ジオメディ
株式会社自重堂
下村石膏株式会社
株式会社スマートプラクティスジャパン
晴光社
株式会社セキムラ
株式会社背戸製作所
株式会社セルフメディカル
セレック株式会社
大成歯科工業株式会社
太平化学産業株式会社
高砂医科工業株式会社
多賀谷製作所
タカラベルモント株式会社
株式会社竹虎
株式会社タスク
橘医療器株式会社
株式会社タニタ
WSPTジャパン
株式会社DOF　JAPAN
デンケン・ハイデンタル株式会社
株式会社デンタス
株式会社デンタリード
デンタルエイド株式会社
株式会社Dental Bank
デンツプライシロナ株式会社
株式会社デンテック
株式会社デントピア
東京歯科産業株式会社
株式会社東京歯材社
東京ユニオンデンタル
株式会社東洋化学研究所
株式会社トップラーデンタル
株式会社トミーインターナショナル
ナガイレーベン株式会社
株式会社日本歯科金属
ネオ製薬工業株式会社
株式会社博愛社
白水貿易株式会社
Hazuki Company株式会社
株式会社阪神技術研究所
株式会社美須化学研究所
ピヤス株式会社
株式会社フェニックスデント
株式会社フラット
ベントロンジャパン株式会社
株式会社堀内製作所
有限会社まるいち
三木化学工業株式会社
有限会社ムラカミプロダクツ
名南歯科貿易株式会社
株式会社茂久田商会
株式会社モトヤマ
株式会社ヤガミ
山田照明株式会社
山八歯材工業株式会社
ユースキン製薬株式会社
ユニ・チャーム株式会社
吉野石膏販売株式会社
有限会社ライテック
株式会社ライブクリエーター
ラックヘルスケア株式会社
有限会社リーバンオハラ
リンカイ株式会社

海外

アマンギルバッハ(ドイツ)
クレマ(オーストリア)
シグマメディカル(台湾)
シック(ドイツ)
シャイニング3D(中国)
ジョタ(スイス)
SPIDENT(韓国)
ゼノパス(カナダ)
ソンヤンインターナショナル(台湾)
デケマ デンタル ケラミコフェン(ドイツ)
DOF(韓国)
デタックス(ドイツ)
ハータレガ(マレーシア)
ブレーデント(ドイツ)
ホギーズ(オーストラリア)
マイクロダイヤモンドテクノロジーズ(イスラエル)
ルカデント(ドイツ)
レンフェルト(ドイツ)
ローダー(ドイツ)
ローデント(スイス)

国内取扱出版社・書店

（五十音順）

有限会社医学情報社
医歯薬出版株式会社
一世出版株式会社
クインテッセンス出版株式会社
株式会社鍬谷書店
株式会社現代書林
財団法人口腔保健協会
株式会社シエン社
有限会社砂書房
株式会社第一歯科出版
株式会社デンタルダイヤモンド社
株式会社永末書店
株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ

表示の仕様・包装・価格について

表示はいずれも2024年4月現在のもの、価格は希望医院価格です（消費税は希望医院価格には含まれておりません）。製品の改良や情勢の変化などにより、表示内容を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。なお、印刷上、製品のカラーが実物とは異なって見える場合もございます。併せてご了承ください。

乱丁、落丁について

お届けのカタログに乱丁、落丁がありましたら、販売店様又は弊社までお知らせください。直ちにお取替えいたします。

発行日 2026年4月

ホームページアドレス

https://www.dentalsupply.co.jp/

JAPAN
DENTAL SUPPLY

設　立

昭和21年 8月

所　在

●東京本社
〒130-0011 東京都墨田区石原1-19-5
TEL：03-3625-3111 (代)　FAX：03-3625-1110

●大阪支店
〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-3-9
TEL：06-6643-0085 (代)　FAX：06-6632-1910

●北海道営業所
〒001-0016 北海道札幌市北区北16条西5-3-18
TEL：011-716-7001 (代)　FAX：011-716-7002

●九州営業所
〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂4-16-22
TEL：092-436-2288 (代)　FAX：092-436-2289

NETWORK



ISO13485認証取得